



PRODUCT CATALOGUE
総合カタログ

VOL.
11

2019 - 2020

医療機器 / 義肢・装具・他 / 補助器具
車椅子・姿勢保持機器・移乗用具
コミュニケーション機器・リハビリ器具




絆 ～きずな～

人が独りでできることなどほとんどありません。人は「もたれあう」のではなく、「支えあう」ことで多くのことを乗り越えていけると、私たちは信じています。お客様と社会全体のライフ（生命・生活・人生）の質の向上を迫及するために、私たちは「自立」と「自律」を支援する玄人集団を常に目指しています。

ご利用者さま、医療従事者さま、取引企業さま…、様々な方々との絆を国境を越えてさらに強くし、価格ではなく価値を売る企業であり続けます。

代表取締役 川村 慶



願いをかなえる喜びをともに。




豊かな暮らしを、お客さまとともに。

パシフィックサプライ

パシフィックサプライ株式会社では、全てのお客さまに行き届いたサービスを目指し、全国に営業所を展開しております。

全国営業所ガイド



Osaka

大阪営業所

エリア

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、岡山県、鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1 TEL: 072-875-8011 FAX: 072-875-8015

営業時間 / 9:00 ~ 17:30 定休日 / 土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇

大阪営業所は、平成11年、現住所に移転し、KAWAMURAグループ本社内にて近畿圏のお客さまを中心に営業展開をしております。物流、営業、マーケティング、生産機能を集約したKAWAMURAグループ本社の中で卸事業部の中心的役割を果たしております。大阪営業所のあるKAWAMURAグループ本社は、1階には近畿圏でも有数の規模のショールーム、2階には、講演会やセミナー開催のできるホール、さらに世界有数の規模である義肢装具工場もあり、義肢装具からリハビリ機器まで幅広く最新情報の発信基地としての役割を担っています。



変化するお客様のニーズに素早く対応し、地域密着型で心のこもったサービスができる営業所を目指しております。出会えたお客さまをいつも笑顔にできるよう、所員一丸となって努力して参ります。



所長：佐々木 崇



Tokyo

東京営業所

エリア

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

〒136-0073 東京都江東区北砂 1-19-9 TEL: 03-5635-5015 FAX: 03-5635-5016

営業時間 / 9:00 ~ 17:30 定休日 / 土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇

平成26年1月東京都江東区にKAWAMURAグループ東京本社を開設しました。社屋にはセミナールームを設け、国内外の様々な製品情報を発信致します。皆様からのご期待、ご要望にお応えできるよう、スタッフ一同日々研鑽しお待ちしております。



お客さまのQ.O.L.向上に弊社の製品、サービスを活用いただけるよう常に研鑽しております。心のこもったサービスを尽くし、お客さまとともにゆとりある生活を築いてゆきたいと考えています。



所長：藤本 慶秀

**Sapporo****札幌営業所**

エリア 北海道

〒060-0051 札幌市中央区南1条東6-2-12 松浦ビル1F TEL: 011-218-5801 FAX: 011-218-5805
営業時間／9:00～17:30 定休日／土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇

札幌営業所は、平成4年に札幌市白石区に事務所を開設し、平成20年10月に札幌市中央区に移転しました。お客さまとのアクセスを優先した活動拠点に移し、きめこまかな対応を心がけ、日々研鑽しております。

地域に密着し、情報の提供と要望を集約し、ご満足いただける製品のご提供を心がけ、弊社製品がお客さまのゆとりある生活にお役に立てるよう研鑽しております。願いをかたちにするお手伝いをしたいと思っておりますので、是非弊社への問い合わせお待ちしております。



所長：高橋 伸剛

**Sendai****仙台営業所**

エリア 青森県、宮城県、山形県、岩手県、秋田県、福島県

〒980-0873 宮城県仙台市青葉区広瀬町3-3 ハイアット広瀬町102 TEL: 022-227-1820 FAX: 022-227-1821
営業時間／9:00～17:30 定休日／土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇

平成24年5月に岩手県盛岡市より宮城県仙台市に営業所を移転致しました。地域のお得意様と共に絆を深め、ご利用者さまとご家族を全力でご支援させていただきます。

お客さまの立場に立った営業活動を心がけ、知識と経験をフルに活かし、情報提供できるよう、心掛けています。困ったことがあればお問い合わせください。お待ちしております。



所長：門奈 宗嗣

**Nagoya****名古屋営業所**

エリア 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県

〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西3-5 TEL: 0568-34-2696 FAX: 0568-34-2697
営業時間／9:00～17:30 定休日／土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇

名古屋営業所は平成17年7月に名古屋市の北側、春日井市に開設しました。中部・北陸地方の7県を担当させて頂いております。営業マン2名体制で義肢装具、介護用品、リハビリ機器、コミュニケーションエイドのすべてに対してお客さまのニーズに合わせた提案営業をさせて頂いております。

私たちスタッフは、お客さまのQ.O.L.の向上のお手伝いをさせていただきます。皆さまが笑顔で集える営業所を目指して頑張ります。



所長：三好 大

**Fukuoka****福岡営業所**

エリア 広島県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

〒812-0054 福岡市東区馬出2-2-12 TEL: 092-641-8151 FAX: 092-641-0444
営業時間／9:00～17:30 定休日／土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇

福岡営業所は、昭和55年に東京に次いで2番目に開設した営業所です。中国地方、九州、沖縄の11県を営業活動の場として、取り扱い商品はオズール社製品と川村義肢製品を中心に義肢材料関係・コミュニケーションエイドやECS・視聴覚関連用品・リハビリ機器と大変多岐にわたっています。これらお客さまのご要望をかなえる為日々研鑽していく私たちです。

お客さままで情報提供ができるよう地域のグットパートナー様の協力をいただきながら、日々営業活動に専念しております。最高の製品と情報をお客さまにいち早くお届けし「いつもありがとう」と言って頂ける営業所を目指して、日々研鑽し続けていきます。



所長：川端 倫也

さまざまなスペシャリストたちと連携することで、 本当に価値あるアイテムをご提案いたします。

一人のご利用者さまの快適な毎日をサポートするとき、
そこにはさまざまな視点が必要になってきます。

たとえば「ケアマネジャー」の洞察力。

たとえば「セラピスト」の知識。

たとえば「義肢装具士」の技術力。

たとえば「学校の先生方」のやさしさ。

そのどれもが貴重な経験と理想とによって育まれたものであり、
とても大切な視点であることは間違いありません。

その中で、私たちパシフィックサプライは、


それらとは異なるプラスαの視点を大切にしています。

自らを常に高め、多くのスペシャリストと支えあい、
ご利用者さまの願いをかなえるアイテムをご提案いたします。

一人ひとりに本当に価値あるアイテムを。

パシフィックサプライの願いです。





楽しみ

ワクワクできることを増やしていくことが、
毎日を豊かにします。

散歩で リフレッシュ	車椅子、歩行器、装具 靴、杖
---------------	-------------------

思いっきり 身体を動かす	義肢・装具
-----------------	-------

旅先で味わう 充実感	移乗用具 移動用具
---------------	--------------



暮らし

基本的な日常動作を快適に行うことが、
より快適な暮らしへの第一歩です。

おいしく 食べる	食事用品 姿勢保持装置
-------------	----------------

気持ちよく お風呂に入る	入浴用品 移乗用具・装具
-----------------	-----------------

歩 く	装具
-----	----

排 泄	補助器具
-----	------



未来

生きることは、夢を持つこと。
未来へのちからを大きく伸ばしてあげたい。

楽しく リハビリ	訓練器具
-------------	------

技術と心を 学ぶ	書籍 模擬体験装具
-------------	--------------

才能を 活かして働く	コミュニケーションエイド
---------------	--------------



対象者の興味や目的に合わせて 各種講習会&セミナーを全国で開催しています。



どんなに優れた用具も、使用する方がその用具の特性を十分に理解していないときちんとした効果を発揮することは難しいでしょう。同様に介助の仕方やリハビリテーションに関するノウハウも常に進化し続けており、より適切な手法を身につける努力が求められています。

パシフィックサプライ株式会社では、そうした情報を皆さまにお伝えするために各種講習会やセミナーを全国で開催しています。セラピストや看護師、義肢装具士、それらを志す学生さんなど、さまざまなかたちで、現場に関与される方々に、広く深い知識と技術を身につけていただくことで、より適切でハートフルな手法を実践していただきたいと思います。

医療機器 取扱セミナー

主な対象者

医師、セラピスト

弊社認定インストラクターが、製品の特性や使用方法を実演・実習を通じ、ご説明いたします。

● Pacific Seminar

『MUROソリューション取扱講習会』 → P.164

『ゲイトジャッジシステム取扱講習会』 → P.163



義肢装具の製作と適合

主な対象者

医療従事者・義肢装具士 など

弊社スタッフもしくは各メーカーの担当者が、製作から適合デモを通じ、製品のしくみや基本的な使用方法をお伝えします。ご希望により製作実習にも対応いたします。

● Pacific Seminar

『オルフィット社製スプリントベーシック勉強会』 → P.154



車椅子・姿勢保持講習会（製品理解と実技演習）

主な対象者

セラピスト・教育職・看護職・介護職

弊社スタッフもしくは各メーカーの担当者が、基本的な使用方法に加え、使用する対象者や使用場面などを、実際に製品で実演し、ご説明いたします。

● Pacific Seminar

『Vトラック車椅子シーティングシステム説明会』 → P.57

『ラッサルクッションを用いたポジショニングセミナー』 → P.70



感覚統合器具・AAC機器セミナー（製品理解と実技演習）

主な対象者

セラピスト・教職員・看護職・介護職 など

弊社スタッフもしくは専門職の担当者が、製品のしくみや基本的な使用方法に加え、使用する対象者や公的制度などを、実際に製品に触れながら、ご説明いたします。

● Pacific Seminar

『感覚統合器具使い方セミナー』 → P.76

『エーブルネットセミナー』 → P.110



展示会と各種学会

国内最大の福祉機器展示会である、H.C.R.（国際福祉機器展）へは、弊社が代理店を務める海外企業とともに出展し、最新の製品、情報をお伝えしています。また、弊社が加入している様々な学会、研究会が主催する研究大会へ機器展示を行っています。



弊社主催のセミナーについて

弊社にて主催するセミナーについては、ご指定の場所でも開催できます。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

※会場、人数、料金についてはご相談になります。

ホームページサービスのご案内

PCだけでなく、各種スマートデバイスにも対応。
いつでもどこでも情報閲覧でき、各種サービスがより便利にご利用いただけます。



製品

パットレンタル



お客さまの「すぐに使いたい」「ある程度の期間日常生活の中で試してみたい」という声にお応えしてご用意した有料のレンタルサービス
※詳しくは12ページをご覧ください。

製品

製品サポート

製品に関する取扱説明書・カタログ・動画資料や症例事例集の案内サービス

教育

オンデマンド講座

PCや各種スマートデバイスより視聴できる講座。

※詳しくは17ページをご覧ください。

アフターサービス



ご購入後、安心して製品をお使いいただくための、アフターサービス
※詳しくは14・15ページをご覧ください。

教育



ナレッジシャトル

医療従事者を目指す学生、経験年数の浅い医療従事者のための「車椅子」「装具」に関する講義の訪問プログラム
※詳しくは17ページをご覧ください。

パシフィックニュースwebサイト



国内外の先進的論文や事例を紹介
※詳しくは11ページをご覧ください。

オンラインショップ

書籍やコミュニケーション機器などを弊社ホームページから購入できるサービス

各サービスのご利用や詳細は弊社ホームページより <https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ 検索



弊社ではお客さまの大切な個人情報を安全に管理しています。各種サービスのご利用の際、お客さまにはプラチナクラブ会員として個人情報を登録していただきます。登録時にお預かりした個人情報は全社共通のデータベースである、KAWAMURAプラチナクラブにて安全に保管いたします。

KAWAMURA PLATINUM CLUB
カワムラプラチナクラブ

パシフィックニュースWebサイト・公式SNSのご案内

**Pacific
News**



パシフィックニュースは国内外の医療・福祉・教育についての情報を全国に発信する事を目的に1973年に第1号を発行致しました。それ以来、国内外の先進的な論文や事例紹介を通してお客様のQOL向上を目指し40年に渡り定期誌面発行を続けてまいりました。

2014年7月にパシフィックニュースは誌面からweb版としてリニューアルいたしました。

パシフィックニュースを通して私たちの推奨する商品や情報・エビデンスがお客様の生活に寄り添い、お客様の夢や行動範囲がさらに広がることを切に願っております。

私たちは、お客さまの人生を尊重しています。
生涯に渡りお客さまのライフデザインを共に描いてまいります。



クリック募金は、読者の皆さまとパシフィックニュースの社会貢献です。
この記事が『いいね!』と思ったら
クリック募金へ!
あなたの1クリックが社会貢献へ繋がります。

**クリック募金はパシフィックニュース
Webサイトへ**



パシフィックニュースWebサイトはこちら
<http://www.p-supply.co.jp/pacific-news/>

パシフィックニュース 検索



公式SNSのご案内

パシフィックサプライはSNSから様々な情報を発信しています。

f Facebook

- セミナーやイベントの告知
- 新製品情報のお知らせ
- パシフィックニュースの新作記事紹介 等



▶ Youtube

- 製品の使い方紹介
- 製品の装着方法
- 症例紹介 等




パッとレンタルのご案内



レンタルサービスのご案内

レンタルサービスの 特徴

- ①有料でのレンタルとなります。
お客様の「すぐに使いたい」、「ある程度の期間を日常生活の中で試してみたい」
こうした声にお応えして、レンタル品を準備いたしました。
- ②レンタル価格は各商品ごとに異なります。



お申込み方法

ステップ① 会員登録

※はじめてご利用の方は、KAWAMURA
プラチナクラブにご登録ください。



パシフィックサプライ 検索

<https://www.p-supply.co.jp/>

ステップ② パッとレンタルサイトより お申込み



パッとレンタル 検索

<https://www.p-supply.co.jp/service/rental.html>

お支払い


- クレジットカード決済でご使用になれるクレジットカードは下記になります。

VISA VISA MasterCard MasterCard JCB JCB AMERICAN EXPRESS アメリカン・エクスプレス Diners Club International ダイナースクラブカード

- 代金引換のお支払いの場合、レンタル品到着時に宅配便業者へお支払いください。
(宅配便業者の代金引換のサービスを利用しております。送料、代引手数料は弊社が負担いたします。)

レンタル期間

レンタル商品の発送を行った日を起点とし、終了後の発送期間を考慮し、契約の期間が経過した日（1ヶ月）から5営業日を加算した日が終点になります。



納 期

送付日は最短でお申込み後3営業日以降とさせていただきます。(発送日は当社よりご連絡させていただきます。)

※年末年始・繁忙期及び在庫の状況により、お時間がかかる場合がございます。

対象商品は本カタログの  マーク又は弊社ホームページにてご確認ください。

パットレンタルのご案内

レンタルに関わる訪問サービスや機器の取り付け、設置について

パットレンタルの貸出品の中にはお客さまの馴染みのない商品や、使用に際して専門家の処方が必要な商品がございます。
お申込みに際して条件がある貸出品について、一覧にまとめました。

A お申込みに条件が必要

I 使用にあたり専門家の処方が必要な商品

I-① お申込みは医療機関に限ります。

- ゲイトイノベーション
- ゲイトソリューションデザイン・ゲイトソリューションデザインR1
- ゲイトジャッジシステム
- MUROソリューション

I-② お申込みは義肢装具士の方に限ります。

- アイスキャストアナトミー
- エウロパマスターユニット&スマートピラミッド

II 使用にあたり義肢装具士の取付・調整が必要な商品

お申込みは義肢装具士である必要はございませんが、義肢装具士による取付・調整を必ず行ってください。

- リオニーXC
- プロプリオフット
- フレックスラン with ナイキソール
- フレックスラン ジュニア with ナイキソール
- クイックアライン

B パットレンタルの訪問サポート

レンタル品に関する訪問サポートは有料となります。
サポートサービスは弊社、あるいは地域販売店さまがご指定地へご訪問して、機器の設置、使い方の説明、スイッチの適合などをいたします。
レンタル品によってサービス内容と価格が異なります。

品名	サービス内容	価格(税込)
車椅子	必須 訪問調整・引取	¥10,000
伝の心	設置説明サポート 機器の設置と使い方のご説明	¥10,000
レッツ・チャット	設置説明サポート 機器の設置と使い方のご説明	¥6,000
ボイスキャリーペチャラ	設置説明サポート 機器の設置と使い方のご説明	¥6,000
各種VOCA	説明サポート 機器の使い方のご説明	¥6,000
スイッチセット	適合サポート 機器の使い方のご説明とご使用者へのフィッティング	¥6,000

C パットレンタルの取付・調整・メンテナンスサポート

義足部品のレンタルに関しては、義肢装具士による取付・調整・定期メンテナンスが必要です。
弊社にお支払いいただいた後、弊社より義肢製作所さまへお支払いいたします。

品名	サービス内容	価格(税抜)
リオニーXC	取付・調整	¥66,000
	定期メンテナンス（13ヶ月目、25ヶ月目、37ヶ月目、49ヶ月目）	¥129,500 ※1回につき
プロプリオフット	取付・調整	¥66,000
	定期メンテナンス（13ヶ月目、25ヶ月目、37ヶ月目、49ヶ月目）	¥129,500 ※1回につき
フレックスランwithナイキソール フレックスランジュニアwithナイキソール	取付・調整	¥10,000
クイックアライン	取付・調整	¥10,000

アフターサービス

製品を安心してお使いいただくために、アフターサービスをご提供しています。



各製品アフターサービス



エーブルネット
アフターサービス



スイッチ関連
訪問サポート



伝の心アフターサービス



伝の心関連訪問サポート



感覚統合器具アフターサービス

※P15参照



モーリフト
プラチナクラブ



V-TRAK
アフターサービス



サービス内容の詳細はホームページより

<https://www.p-supply.co.jp/products>

パシフィックサプライ アフターサービス 検索



感覚統合器具アフターサービスのご案内

お客さまに安心・安全に感覚統合療法を行って頂けるよう、保証期間延長と定期点検をパックにしたお得なメニュー「安心パック」をご用意いたしました。専門技術を持ったテクニカルスタッフが訪問点検することによりお使いの器具を安心サポートいたします。ぜひご利用ください。

● 保証期間の延長と定期点検をパック



パック内容

- ① 通常1年の保証期間を2年延長して3年になります。
- ② ご購入後、弊社テクニカルスタッフが24ヶ月点検、36ヶ月点検にお伺いたします。

実施月	12ヶ月目	24ヶ月目	36ヶ月目
標準コース	1年保証		
安心パック	1年保証(通常)	保証期間が3年に延長	
		定期点検	定期点検

対象商品



がついている感覚統合器具(P82～95)が安心パックの対象となります。
※随時サービスを拡充して参ります。最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。

保証対象部品

保証期間内は下記内容に関して部品を無償交換いたします。
期間中に無条件に交換を約束するものではありません。

生地 of 磨り減りや破れによる生地交換

芯材等部品の破損による部品交換

タイヤチューブの摩耗による交換

保証外

下記部品は消耗品につき、部品交換には費用をご負担いただきます。

・ロープ ・カラビナ ・フロッグスイング、スペースホッパーのゴム ・遊び台／飛び石の足ゴム
・スイングサポートフレームの足ゴム ・スクーターボードの車輪

専門テクニカルスタッフによる安心点検

弊社の専門教育を受けたスタッフが自信を持って点検・整備いたします。

明瞭な料金プラン


保証期間延長と定期点検をパックにしたサービスです。

点検期間もお任せください

弊社より点検のご案内を致します。お客さまが点検時期をお忘れになられても安心して点検を受けて頂けます。

● 保証期間終了後も安心してお使い頂けるように

メンテナンスサービス



お申込方法 ● ホームページで受付いたします。

プラン名	スイングの数	部屋の数	価格(税抜)	品番
簡易プラン	3点まで	1部屋まで	¥10,000	69250010
標準プラン	1 4点から10点まで	3部屋まで	¥30,000	69250041
	2 11点から20点まで	4部屋から10部屋まで	¥40,000	69250042
無制限プラン	21点以上	11部屋以上	¥50,000	69250043

対象商品 ●



がついている感覚統合器具(P82～91)

器具の修理について

● 器具の修理については、別途費用が必要です。

詳細は弊社ホームページより <https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ 感覚統合器具アフターサービス

検索



仕事帰りに、気軽に学べる基礎講座



「車椅子」や「義肢装具」に関心がある方向けに「きほん」を知っていただくための機会として、「きほんくらぶ」を開催いたします。

医療や介護に携わる方であれば、「車椅子」や「義肢装具」は目にする機会が多い物かと思いますが。このふたつの「きほん」をご存知でしょうか？

「授業でちょっと習っただけなので復習したい」「そもそも基本的な部分から教えてもらった事がない」「聞きたいけどいまさら聞けない」そんな思いをお持ちの方の「勉強したい気持ち」をお手伝いいたします。

「車椅子」「義肢装具」の各コース共に「きほん」の部分のお話をメインとして、応用型のセミナーを受講する際に必要な基礎知識を解説します。

●開催場所

パシフィックサプライ株式会社 本社小ホール
大阪府大東市御領1-12-1

●お問い合わせ先

koushi@p-supply.co.jp

●対象者

医療職・介護職に携わっている個人様

●受講時間

18:45~20:15 (1講義90分)

●受講料

〈1講義単位でお申込みの場合〉

・義肢装具コース、車椅子コース
各2,000円(税込) / 1講義(1名様分)

●定員

12名まで【※1講義あたり】



義肢概論

義足、義手の種類やアライメント、歩行など基本的な知識について座学にて解説します。また、断端管理術ソフトドレッシングについても実演を行います。



装具概論

「装具とは？」というテーマを元に、実物を見ながら装具の基礎的な知識や種類、適応などについてお話しします。写真を見ていただきながら進める、座学形式となります。



車椅子概論

車椅子は医療・介護に携わる職業の方にとっては一番目にする機会が多い道具ではないでしょうか。しかし、車椅子の正しい選択方法、調整方法を理解しているかと聞かれたら、悩んでしまう方も多いのではないのでしょうか。車椅子姿勢保持に関するセミナーは様々開催されていますが、本講義ではそれらの講義を受ける前に理解しておくべき基礎知識をお伝えします。経験年数の浅い方の研修、ベテランの方の復習として是非受講ください。



スプリント作製

機材を用意してスプリントの作製を行い、適応やチェックポイントについてお話をします。実際にスプリントシートに触れていただく、実習形式となります。

オンデマンド講座・ナレッジシャトルのご案内

Pacific Supply

パシフィックサプライ オンデマンド講座

パシフィックサプライ オンデマンド講座

パシフィックサプライ株式会社ではインターネットを使用したオンデマンド講座の配信サービスを開始しました。PCはもちろん各種スマートデバイスでの視聴が可能です。都合の良い時間・場所で講座を受講する事が可能です。ぜひご活用ください。

※KAWAMURAプラチナクラブへのご登録が必要です。

30日間
視聴可能

1 講義あたり(各講義45分) **2,000円**



視聴申込方法・視聴方法の詳細は
パシフィックサプライホームページをご覧ください。

パシフィックサプライ 検索



医療従事者をを目指す学生、経験年数の浅い医療従事者のために、
装具と車椅子に関する講義プログラムをご用意しました。
導入部分から丁寧に解説を行い、最終的には最新の知識まで掘り
込んだ講義内容です。
全講義を受けていただく事で確実な知識の習得を図るプログラムで
すが、集中講義の形で講義を選択していただく事も可能です(ご相談
ください)。
パシフィックサプライの教育プログラムを、最新の知識を持った医療
従事者の養成にぜひご活用ください。

ナレッジ
シャトル
KNOWLEDGE SHUTTLE



各プログラムの詳細は
パシフィックサプライホームページをご覧ください。

【取り扱いブランドラインナップ】 世界が認める本物の品質をご提供します。



グループ自社開発商品は、お客さまのLIFE(生命、生活、人生)への適合を第一とした製品開発を行っています。義肢装具製作会社として長年お客さまへ様々な製品を納めてきた経験を活かしています。オルトップ®AFOなど、業界のスタンダードに成長した製品も少なくありません。



オズール社はオズールクリスチャンソンにより1971年アイスランドに設立、以降シリコンを用いたソケット技術の実用化や義足用部品の開発、近年では人工知能を搭載した義足用膝継手、足部の開発、販売も行っています。



1929年にドイツZeulenrodaに弾性ストッキング製造会社として設立し、現在は義肢装具総合メーカーとして軟性装具、足底板等幅広い製品の開発、製造を行っています。



オルフィット社はベルギーに本社がある、世界50ヶ国以上で使用されているスプリント材料の世界ブランドです。スプリント材料の他、製作に必要な材料、器具類なども用意しています。



ProMedica社はイタリアのメーカーで、患者、介護者、臨床リハビリテーションチームとの深い相乗効果で、最も複雑なポジショニングニーズに対応するソリューションを開発、生産、販売しています。



V-TRAKは、「車椅子利用者の姿勢の正しいサポートやケアが、腰痛やその他姿勢に関連する多くの病気の対策として、重要な予防となり、また機能を回復・最大化させる事ができる」と考えるイギリスのメーカーです。



1995年に設立されたCobi Rehabは、障害を持つ人々の身体を適切にサポートすることにより、身体を安定させ、心を落ち着かせるためのポジショニングおよびシーティングの包括的な製品を扱っています。2019年1月に、LasalはCobi Rehabの傘下に入り、新しい所有権の下でより多くの障害がある方に、質の高いポジショニングを提供することで、より良い生活を支援する機会を得ています。



スウェーデンに本社のあるエタック社は、介助者の腰痛などの疾病を予防し、より快適に介助していただけるよう、「モーリフト」、移乗用具、床走行リフトの開発、製造を行っています。



グルドマン社は1980年にデンマークで創設され、世界7ヶ国に支社があるメーカーです。障がいのある方やその介助の方の生活がより快適になるスロープ等の開発・製造を行っています。



福祉先進国デンマークで培われたノウハウに支えられたNEBASリングは日本で最もスタンダードな吊り具として評価されています。



エーブルネット社は、アメリカにあるコミュニケーションエイド専門メーカーです。製品を販売するのみでなく、それらの製品を使用してどのような効果的なアクティビティができるか、機器を利用することでどのような効果があるのかといったご提案をしています。



ターボメド社は、1人の下垂足ユーザーの「マラソンに出たい」という願いを叶えるために「ターボメド FS3000」を開発したカナダの会社です。今では、ハイキング、登山、トライアスロン、野球、消防士など、ユーザーの様々な願いをかなえています。

—— 目次 —— CONTENTS

リフト	20～/30～/33
スリング	24～/32/34～/ 41～
移乗用具	29～/34～/45
トイレ用サポート手すり	46～
車椅子用スロープ	48～
車椅子	51～/56

座位保持装置	57～/64～
ポジショニングクッション	70～
車椅子用クッション	54～
起立保持具	63
歩行器	69

車椅子・姿勢保持機器
移乗用具

感覚統合	76～/100～
マット	96～
バルーン	98
座位保持椅子／ロール・ウェッジ	99
特別支援教育	103～
書籍	107/125
模擬体験装具	108～
VOCA	110～
携帯用会話補助装置	115～/127
シンプルテクノロジー	118

入力装置	119～/131～
入力装置固定具	121/123
入力装置補助具	124
入力支援機器	121～/125/134
重度障害者用意思伝達装置	128～
呼び鈴	135
入力支援装置	136
コミュニケーション機器	137

コミュニケーション機器
リハビリ器具

自助具	148～/153
靴下	150～
杖	139
靴・室内履き	140～/144～
靴べら	143
歩行補助	146～

補助器具

スプリント材	154～
医科向け低周波治療器	164～
歩行分析計	166～
下肢装具療法備品	168
体幹訓練機器	171
評価用短下肢装具	172～
その他案内ページ	174～

医療機器・他

INDEX — 索引 —	177
--------------	-----



etac®

Creating Possibilities

エタック製品を医療現場のスタッフの一員のようにお使いください。

道具を使用せず、移動・移乗を行うことは、介助者の方の腰痛などの疾病を招き、職場環境を悪化させる恐れがあります。

エタック製品は幅広い移乗・移動用具、リフト製品とさまざまなノウハウを取り揃え、介助者の腰痛等の予防の手助けをいたします。

正しくお使いいただくことで、介助者はもちろんユーザーさまの負担を軽減いたします。

● Pacific Information

etac製品には様々な特徴がありますが、何より一番の魅力は使いやすいことです。

どんなに安全で便利な素晴らしい機器であっても、使えなければ意味がありません。

使いやすさとは、つまり「安心」への近道だと考えます。

数値だけではない機器の魅力をお届けしたいため、少しでも興味あればぜひご連絡ください。

連絡先はこちら ➡ info@p-supply.co.jp

モーリフト ムーバー180

デモ機
あり**molift**
a part of Etac脚部電動開閉機能付き
防水型床走行式リフト

- リモコン操作で脚部が電動開閉します。
- 75mm大径キャスタにより移動がスムーズです。
- 広い昇降範囲により床から対象者を持ち上げる際にもお使いいただけます。
- アーム圧迫防止機能、緊急停止機能、緊急降下機能、手動降下機能など、充実した安全機能で安心してお使いいただけます。
- モーリフトサービスシステム機能により点検時期をお客さまにお知らせいたします。
- 本体は防水。IPX4（防沫形）規格を取得。浴室での使用が可能です。




4点ハンガー

品番	26181111	26181112
仕様	4点ハンガー	2点ハンガー
耐荷重	180kg	
重量	32kg (バッテリー除く)	32.8kg (バッテリー含む)
材質	スチール、アルミニウム	
バッテリー	モーリフトパワーバック 14.4 NiMH 2.2Ah	
昇降回数	500mmの昇降で40~50回(1回充電で、対象者の体重が75kgの場合)	
キャスター	直径75mm×4輪	
付属品	モーリフトパワーバック、充電器 各1個付属	
JAN	4524491005062	4524491005079

送料 D **¥430,000** (非課税) **¥420,000** (非課税)

※2018年6月よりお求めやすい価格になりました。



2点ハンガー

交換部品

送料 A

ムーバー180/
クイックレイザー2用コントローラー品番 **26181102****¥14,400** (税抜)※バッテリー、充電器はスマート
150と共通(22ページ掲載)デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



折りたたみ時



モーリフト スマート150

デモ機
あり


molift
a part of Etac

コンパクトで機能性にすぐれた防水型床走行式リフト

- 軽量、コンパクト、スマートなデザイン。
- 取り回しがしやすく、リフトを使いたい場所にスムーズに移動できます。
- 広い昇降範囲により床から対象者を持ち上げる際にもお使いいただけます。
- 簡単に折りたたため、運搬や保管が簡単です。
- アーム圧迫防止機能、緊急停止機能、緊急降下機能、手動降下機能など、充実した安全機能で安心してお使いいただけます。
- モーリフトサービスシステム機能により点検時期をお客さまにお知らせいたします。
- 防水機能を追加。IPX4(防沫形)規格を取得。浴室での使用が可能です。

品番	26181001
耐荷重	150kg
重量	25kg(バッテリー除く) 25.8kg(バッテリー含む)
材質	スチール、アルミニウム
バッテリー	モーリフトパワーバック 14.4V NiCd 1.9Ahまたは14.4V Ni-MH 2.2Ah
昇降回数	500mmの昇降で30~40回(1回充電で、対象者の体重が75kgの場合)
キャスター	(前輪)直径75mm×2輪 (後輪)直径75mm×2輪
JAN	4524491004126
福祉用具届出コード	01087-Z00017

送料 D **¥490,000** (非課税)
(モーリフトパワーバック、充電器 各1個付属)



交換部品

送料 A

モーリフト パワーバック (バッテリー) 14.4V Ni-MH

充電器

品番	26181002
JAN	4524491004133

¥27,000 (税抜)

品番	26189012
JAN	4524491004614

¥38,000 (税抜)

スマート150/ クイックレイザー1用コントローラー

品番	26182064
JAN	4524491005055


¥13,600 (税抜)



スマート150の組み立て方を動画でご覧いただけます。


床吊り

広い可動域により、床面からの吊り上げが可能です。



折りたたみ

工具なしで簡単に折り畳めます。外出の際もご利用いただけます。



揺れないハンガー

四点式ハンガーと抵抗入りのハンガー軸が吊った際の揺れと回転を軽減します。



着脱式バッテリー



大径キャスター

75mm大径キャスターにより、取り回しがスムーズです。



防水





モーリフト イージースリング

デモ機あり

molift
a part of Etac

モーリフト専用スリング

- 背部と大腿部にパッドが入っているので、しわがでにくく装着が簡単です。
また、局所的に圧迫を加えることなく、快適に懸垂します。
- 介助者の手を入れるポケットにより、座位装着の差込みが簡単です。
- 材質: ポリアミド・ポリエステル

頭部サポートなし



品番	26181014	26181015	26181016	26181017
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491004256	4524491004263	4524491004270	4524491004287
TAIS	01087-000007			

送料 A

¥60,933

¥43,400

(税抜)

頭部サポートあり



イージースリング
頭部サポートありの装着を
動画でご覧いただけます。

品番	26181018	26181019	26181020	26181021
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491004294	4524491004300	4524491004317	4524491004324
TAIS	01087-000008			

送料 A

¥69,400

¥58,667

(税抜)

〈サイズ表〉下表の「推奨体重」および対象者の体型を考慮し、サイズをお選びください。

スリング			対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重
XS	水色	300kg	17 ~ 25kg
S	赤色		25 ~ 50kg
M	黄色		45 ~ 95kg
L	緑色		90 ~ 160kg

モーリフト 入浴用スリング

デモ機
あり **molift**
a part of Etac

モーリフト専用スリング

- 入浴に適した水抜けの良いメッシュ生地を採用しました。
- 介助者の手を入れるポケットにより、座位装着の差込みが簡単です。
- 材質:ポリアミド・ポリエステル

頭部サポートなし




品番	26181040	26181042	26181043	26181044
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491005505	4524491005512	4524491005529	4524491005536
TAIS	01087-000011			

送料 A

¥41,200 (税抜)

頭部サポートあり



品番	26181047	26181049	26181050	26181051
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491005543	4524491005550	4524491005567	4524491005574
TAIS	01087-000012			



送料 A

¥53,600 (税抜)

〈サイズ表〉下表の「推奨体重」および対象者の体型を考慮し、サイズをお選びください。

スリング			対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重
XS	水色	300kg	17～25kg
S	赤色		25～50kg
M	黄色		45～95kg
L	緑色		90～160kg

デモ機
あり 貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



〈サイズ表〉下表の「推奨体重」および対象者の体型を考慮し、サイズをお選びください。

スリング						対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重	A(cm)	B(cm)	C(cm)	推奨体重
XS	水色	300kg	30	75	26	17～35kg
S	赤色		35	90	28	35～60kg
M	黄色		40	105	30	55～95kg
L	緑色		45	120	31	90～160kg

モーリフト イージートイレスリング

デモ機
あり


moliift
a part of Etac

モーリフト専用スリング

- ウエストベルトにより、サポート力を高めた新しいトイレ用スリングです。
- 大腿部の内側から装着すれば、臀部が大きく開き、衣服の着脱が容易に行えます。
- 材質:ポリアミド・ポリエステル

頭部サポートなし

(延長ループ2本付き)



品番	26181074	26181076	26181077	26181078
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491004676	4524491004690	4524491004706	4524491004713
TAIS	01087-000013			

送料 A


¥74,000

¥78,200

(税抜)

頭部サポートあり

(延長ループ2本付き)




品番	26181081	26181083	26181084	26181085
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491004744	4524491004768	4524491004775	4524491004782
TAIS	01087-000014			

送料 A

¥86,800

¥90,000

(税抜)



モーリフトスリング用延長ループ(2本入)



品番	26181101
JAN	4524491004669

送料 A **¥8,200** (税抜)

モーリフト 下肢切断者用スリング

デモ機
あり**molift**
a part of Etac

モーリフト専用スリング

- 切断者専用開口部を小さく設計したスリングシートです。
- ウエストベルトによりスリングシートのずれを防止します。
- 介助者の手を入れるポケットにより、座位装着の差込みが簡単です。
- 材質: ポリアミド・ポリエステル


頭部サポートなし



品番	26181060	26181062	26181063	26181064
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491005420	4524491005437	4524491005444	4524491005451
TAIS	01087-000009			
送料 A	¥61,000		¥64,600	

(税抜)

頭部サポートあり



品番	26181067	26181069	26181070	26181071
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491005468	4524491005475	4524491005482	4524491005499
TAIS	01087-000010			
送料 A	¥63,000		¥65,400	

(税抜)

〈サイズ表〉

スリング			対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重
XS	水色	300kg	17 ~ 25kg
S	赤色		25 ~ 50kg
M	黄色		45 ~ 95kg
L	緑色		90 ~ 160kg

左表の「推奨体重」および対象者の体型を考慮し、サイズをお選びください。

デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



モーリフト ベーシックシート型スリング

デモ機あり

molift
a part of Etac

モーリフト専用スリング

- 車椅子や姿勢保持装置上で取り外さずに使用できるスリングシートです。
- メッシュ生地により通気性を確保しています。
- スライドループ機構により臥位～座位への姿勢の変化による身体とシートのずれを防ぎます。

品番	26181088	26181089	26181090
サイズ	S	M	L
JAN	4524491004812	4524491004829	4524491004836
TAIS	01087-000015		

送料 A

¥56,720 (税抜)



ベーシックシート型スリングの装着を動画で確認いただけます。


サイズ表

下表の「推奨体重」および対象者の体型を考慮し、サイズをお選びください。

サイズ	ラベル色	耐荷重	推奨体重
S	赤色	300kg	25 ~ 50kg
M	黄色		45 ~ 95kg
L	緑色		90 ~ 160kg

スライドループシステム

- イーゼースリング(P24)、下肢切断者用スリング(P27)、入浴用スリング(P25)、ベーシックシート型スリング共通。
- 姿勢の変化に伴い、ループがスライドすることにより、ずれを防ぎ、快適にご利用いただけます。
- モーリフトスリングだけの機構です。



Safe Patient Handling and Movement

～患者の安全な介助と移動～

医療介護従事者のための実践ガイドブック

- 介助者の安全への取り組み：
- エビデンスに基づく基準—患者の安全な動き方および筋骨格系障害の防止
 - 有効な機器および技術の概要
 - 建築設計—人間工学に基づく安全な患者介助の空間作り
 - 施設の方針—リフトチームの利用

Audrey Nelson, 編集


Safe Patient Handling and Movement～患者の安全な介助と移動～

患者を安全に移乗するための実用書です。看護師、病院経営者、臨床医、管理者のほか、保健医療現場で患者の移乗介助に従事する人が、不要な負傷をしないよう介助の向上とスタッフの腰痛防止に役立つ情報を提示しています。本書を読めば、あなたの実践状況にかかわらず、様々な作業環境（病院、ナースিংホーム、在宅ケアおよび他の保健医療施設）で利用できる情報を得ることができます。

品番	26189009
仕様	A5 342ページ
编者	Audrey L.Nelson

送料 A

¥3,000 (税抜)



エタック スリングオン スライディングシート

スリングシート装着用スライディングシート


- 仰臥位の対象者を動かさずに、スリングシートを装着できます。
- お身体が大きい対象者で体位変換が困難な場合などに便利です。
- スライディングシートとして、ベッド上での位置修正にも利用可能です。

品番	26180326
仕様	大
サイズ	幅80×長さ170cm
重量	500g
最大使用者体重	300kg
材質	素材/ナイロン ストラップ/ポリエステル
JAN	4524491005390


送料 A

¥31,000(税抜)


使い方



① 分離ボタンが外れていないことを確認し、本製品を折り畳みます。介助者は2名で行います。折り畳んだ本製品を対象者の膝下から差込みます。差込む向きは上図に合わせてください。2名の介助者がタイミングを合わせ、同時に引っ張りながら臀部までスライドさせます。




② 折り畳んだ本製品を対象者の頭の方向へ向けて折り目ごとに広げます。ここでも2名の介助者が動作のタイミングを合わせ、同時に広げるようにします。



③ 本製品が対象者の臀部から頭部までカバーするように広げた後、分離ボタンを外します。



④ ベッドをギヤッジアップ(10~20度)します。分離ボタンを外した本製品のシート間にスリングシートを差込みます。2名の介助者がタイミングを合わせ、スリングシートを同時に下方向へ引きながら臀部までスライドさせます。



⑤ 体とスリングシートの相対的な位置関係がずれた場合は本製品の持ち手を引き、位置修正を行います。

molift
a part of Etac

モーリフト クイックレイザー2

デモ機
あり

トイレ動作、座位からの立ち上がり、
立位保持の獲得に

- 大きく、自然にフィットする膝あてが立ち上がりを快適にサポートします。
- 傾斜のついた支柱により、ご本人の自然な身体の動きを促し、前上方への立ち上がりを助けます。
- 脚部が電動で開閉でき、トイレやベッドサイドで簡単にお使いいただけます。
- 安全・安心のために緊急停止機能、緊急降下機能、手動降下機能を装備しています。
- モーリフトサービスシステム機能により点検時期をお客さまにお知らせいたします。

※モーリフト クイックレイザー2は、ある程度の立位能力がある方がお使いいただけます。

品番	26181009
耐荷重	160kg
重量	37kg(バッテリー含む)
材質	(支柱・脚部)アルミニウム、(胴体・アーム)スチール
バッテリー	モーリフトパワーバック 14.4V NiCd 1.9Ahまたは14.4V NiMH 2.2Ah
昇降回数	500mmの昇降で約40回 (1回充電で、対象者の体重が75kgの場合)
キャスター	(胴体部)直径115mm×2輪 直径100mm×2輪 (脚部)直径65mm×2輪
JAN	4524491004201
福祉用具届出コード	01087-Z00016

※胴体部115mmキャスターのみプレーキ付

送料 D

¥800,000(非課税)

交換部品

送料 A

モーリフト パワーバック(バッテリー) 14.4V Ni-MH

品番	26181002
JAN	4524491004133

¥27,000(税抜)

充電器

品番	26189012
JAN	4524491004614

¥38,000(税抜)



ムーバー180/クイックレイザー2用コントローラー


品番	26181102
JAN	4524491004218

¥14,400(税抜)



クイックレイザー2の操作方法を動画で確認いただけます。





※バッテリー充電器はクイックレイザー2と共通(30ページ掲載)。

モーリフト クイックレイザー1

デモ機
あり

ベッドフレーム下のスペースが小さい場合に

- 自然にフィットする膝あてが立ち上がりを快適にサポートします。
- 傾斜の付いた支柱により、ご本人の自然な体の動きを促し、前上方への立ち上がりを補助します。
- 脚部の高さを7cmで設計し、ベッド下スペースが小さくてもリフト本体を差込むことが可能です。
- 安全・安心のために緊急停止機能、緊急降下機能、手動降下機能を装備しています。
- モーリフトサービスシステム機能により点検時期をお客さまにお知らせいたします。

※ モーリフト クイックレイザー1はある程度の立位能力がある方がお使いいただけます。

品番	26181201
耐荷重	160kg
重量	32kg
材質	(支柱)アルミニウム、(胴体・アーム)スチール
バッテリー	モーリフトパワーパック 14.4V NiMH 2.2Ah
昇降回数	500mmの昇降で約40回 (1回充電で、対象者の体重が75kgの場合)
JAN	4524491005017

送料 D **¥640,000** (非課税)

交換部品


送料 A

スマート150/クイックレイザー1用コントローラー

品番	26182064
JAN	4524491005055

¥13,600 (税抜)

クイックレイザーを使用した排泄介助の流れ



クイックレイザー2を使用

デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。


モーリフト イージーレイザー sling

デモ機
ありmolift
a part of Etac

モーリフト クイックレイザー専用スリング

- バックルで固定し、腰部を快適にサポートします。
- 臀部支持なし、ありの2種類があります。
- わずかな時間で簡単に装着できます。
- 材質:ポリアミド・ポリエステル


支持なし



品番	26181022	26181023	26181024	26181025
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491004331	4524491004348	4524491004355	4524491004362
TAIS	01087-000016			

送料 A **¥51,573** | **¥43,800** (税抜)

支持あり



品番	26181026	26181027	26181028	26181029
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491004379	4524491004386	4524491004393	4524491004409
TAIS	01087-000017			

送料 A **¥66,480** | **¥61,000** | **¥66,800** (税抜)

〈サイズ表〉下表の「推奨体重」および対象者の体型を考慮し、サイズをお選びください。

スリング			対象者	
サイズ	ラベルの色	耐荷重	適応ウエストサイズ	推奨体重
XS	水色	200kg	50 ~ 65cm	20 ~ 30kg
S	赤色		60 ~ 90cm	30 ~ 50kg
M	黄色		75 ~ 110cm	50 ~ 90kg
L	緑色		100 ~ 150cm	90 ~ 160kg

デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

モーリフトレイザー プロ

デモ機
あり**molift**
a part of Etac車椅子、トイレの移乗、短い距離の移動
車椅子の座りなおしや立位訓練に

- ワンタッチで調整できる膝パッド
- 片側だけで両輪ロックできる連動式ブレーキ
- 自由な位置に足を置ける最低床高さ35mmの低いベースプレート（両端のキャスターカバー部のみ57mm）




品番	26181211
耐荷重	170Kg
重量	10.7kg
材質	アルミニウム、スチール、プラスチック
寸法	全高118×全幅54×奥行き63

送料 B

¥134,800 (税抜)

オプション

送料 A



- 握力が弱い方やグリップに手が届きにくい場合にグリップに固定して使用します。

レイザーソフトハンドル(2本/1組)

品番	26181203
JAN	4524491005031

¥5,000 (税抜)

- 座位から立ち上がる際に立ち上がる力を補助します。介助者1or2名それぞれの場合で使用可能です。立位保持中もサポートします。
- (全長)186cm
(バンド長さ)105cm

レイザーストラッププラス

品番	26181209
JAN	4524491005093

¥22,800 (税抜)デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



エタックEボード

デモ機あり **immedia**
a part of Etac

スライディングボード


- ベッド・車椅子間などの移乗に使用します。
- 表面は滑りやすい加工で、裏面には滑り止め加工をしています。

品番	26180328
サイズ	幅33×長さ60×厚さ0.5cm
重量	950g
最大使用者体重	150kg
材質	ポリエチレン
JAN	4524491005703
TAIS	01087-000047

送料 A

¥22,000 (税抜)

自力で移乗できる場合




① 車椅子をベッドに横付けし、身体を傾けて本製品を置きます。

② 本製品を置いた後、少し前方に回します。

③ ベッドの端の安定を確認してから身体を移動方向に少し傾け移動します。

④ 移動が終了したら本製品を振り返らせるように抜き取ります。

介助者が前から移乗させる場合



① 対象者の身体を少し傾け本製品を置きます。

② 車椅子をベッドに横付けします。

③ 対象者の身体を移動させる方向に少し傾けます。

④ 対象者を本製品の上に滑らせるように移動させます。

エタックEボードL

デモ機あり **immedia**
a part of Etac

スライディングボード


- 車椅子・自動車間などの移乗に使用します。
- 標準サイズよりも長いタイプです。

品番	26180327
サイズ	幅33×長さ75×厚さ0.6cm
重量	1270g
最大使用者体重	150kg
材質	ポリエチレン
JAN	4524491005697

送料 A

¥27,000 (税抜)

車椅子から自動車への移乗



エタックミニボード

デモ機あり **immedia**
a part of Etac

携帯用スライディングボード

- ベッド・車椅子間などの移乗に使用します。
- 外出先に持ち出せる小型サイズです。

品番	26180306
サイズ	幅20×長さ45×厚さ0.5cm
重量	400g
最大使用者体重	150kg
材質	ポリエチレン
JAN	4524491005222

送料 A

¥16,667 (税抜)





エタックサポート

デモ機あり **immedia®**
a part of Etac

介助用ベルト

- 握りやすいグリップにより、一人では車椅子から入浴用いす等への移乗が難しい方を、安全で安定した姿勢で支えることができます。
- 立ち上がり・着座の介助、移乗や歩行時の介助に使用します。

品番	26180302	26180301
仕様	大	小
幅	13cm	13cm
適応ウエストサイズ	90～130cm	65～105cm
重量	500g	400g
最大使用者体重	150kg	
材質	表材・裏材/ナイロン 中材/ポリエチレン 握り手/ポリプロピレン、ポリエステル	
JAN	4524491005123	4524491005116


送料 A **¥17,000** **¥17,000** (税抜)

移乗用具


移乗用具

エタック

介助者だけがサポートを装着した着座



対象者・介助者の両方がサポートを装着した立ち上がり



エタックターンフロア

デモ機あり **immedia®**
a part of Etac

移乗介助回転盤

- 立位での方向転換の介助が容易にできます。
- ソフトは室内向け、ハードは室外向けです。



品番	26180303	26180304
仕様	ソフト	ハード
サイズ	直径40cm	直径38cm
重量	480g	1350g
最大使用者体重	150kg	150kg
材質	内側/ナイロン 中材/ポリエチレン 表面・底面/タフテック	表面・底面/ABS樹脂、TPU 中材/ポリエチレン 取付部/真鍮、鉄
JAN	4524491005239	4524491005246
TAIS	01087-000019	01087-000020

送料 A **¥15,500** **¥35,000** (税抜)

自力で移乗できる場合

車椅子からベッドへの移乗



自力で移乗できない場合

ベッドから車椅子への移乗 ※エタックサポート(別売品)などを併用することをおすすめいたします。



本体+カバー



本体

イタックストレッチャーボード

デモ機
あり

immedia
a part of Etac

スライディングシートの中に 芯材を組み合わせたユニークなボード

- 摩擦を軽減し、少ない力で移動・位置修正ができます。
- ベッド上での位置修正やベッド・ストレッチャー間の臥位移乗に使用します。
- カバーは交換可能です。
- 最大移動距離は20cmです。

品番	26180329(本体+カバー)	26180330(本体)	26180331(カバー)
サイズ	幅50×長さ190cm		幅50×長さ170cm
最大使用者体重	300kg		本体準拠
材質	プラスタゾート+ナイロン	プラスタゾート	ナイロン
送料 A	¥79,000	¥69,500	¥14,500 (税抜)

ベッドでの位置修正方法

① 位置修正前




② 対象者を側臥位にし、本製品を対象者の下に敷き込みます。



③ 本製品を敷いた後、対象者を仰臥位に戻します。



④ 対象者を側方へ位置修正します。



⑤ 対象者をスライドさせた後、対象者を少し傾けて本製品の下の側を持って引き抜きます。




ベッドからストレッチャーへの移乗

① 上記②～④の要領で対象者をベッドの端に寄せます。その後、ストレッチャーをベッドに横付けします。



② 対象者をスライドさせた後、対象者を少し傾けて本製品の下の側を持って引き抜きます。





エタックマルチボード

デモ機あり **immedia**
a part of Etac

エアーマット上でも沈み込みにくいスライディングツール

- エアーマットや柔らかいマットレス上でも位置修正や移動が容易にできます。
- 床から対象者を持ち上げる際にもお使いいただけます。

品番	26180313
サイズ	幅44×長さ100cm
重量	850g
最大使用者体重	150kg
材質	表材・裏材/ナイロン シート材/ポリエチレン 握り手/ポリエステル
JAN	4524491005406

送料 A

¥85,000 (税抜)

移乗用具

移乗用具

エタック

ベッド上での上方への位置修正


2人介助の場合

①



介助者は、それぞれの握り手を持って図のように、腰を捻らない作業姿勢で構えます。この時、脊柱は自然なカーブを保持し、膝は軽度屈曲位で体重は前側の足にかかっています。

②



前側の足から、後側の足に体重を移動する事によって、対象者は、ゆっくりとベッドの上方に引き上げられます。(腕力で引っ張って対象者を動かそうとしないでください)


1人介助の場合

①




臀部側の握り手に、適切な布を通して、一つにまとめて握り手を作り、しっかりと握ります。もう一方の手で、手前の肩側の握り手を持ちます。

②



作業姿勢、作業技術は左図(2人介助の場合)と同じです。



エタックスライディングシート

デモ機あり **immedia**
a part of Etac

スライディングシート

- 摩擦を軽減し、少ない力で移動・位置修正ができます。
- ベッド上での位置修正やベッド・車椅子間の移乗に使用します。

品番	26180311	26180312
仕様	小	大
サイズ	幅72×長さ100cm	幅72×長さ130cm
重量	120g	170g
最大使用者体重	300kg	300kg
材質	ナイロン	
JAN	4524491005291	4524491005307

送料 A

¥8,750

¥9,250

(税抜)

ベッド上での上方移動

①

本製品を頭の下に敷き込みます。



②

肩の下にも敷き、シートの両側を引っ張って広げます。



③

両足を合わせ、脚を曲げます。



④

対象者上方向にスライドさせます。



⑤

スライドした後、本製品を引き抜きます。




デモ機あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

移乗用具



利用者自身による臥位から端座位への起き上がり



エタックサテンシートベース(左右スライド)

デモ機あり immedia[®]
a part of Etac

左右方向の移動が楽に

- 左右方向にのみ滑りやすい低摩擦素材がベッド上での位置修正や寝返りを容易にします。
- ベッドシーツとしてマットレスへの常時装着が可能です。
- シートの両サイドは滑りにくい生地となっており、端座位が可能です。

品番	26180317	26180318	26180319
品名	サテンシートベース(左右スライド)	サテンシートベース(左右スライド) L	サテンシートベース(左右スライド) Lボックス
サイズ	幅200×長さ140cm	幅200×長さ200cm	幅90×長さ200×マチ20cm
重量	510g	640g	580g
最大使用者体重	200kg		
材質	綿60%、ポリエステル40%(サテン/低摩擦面/ポリエステル)		
JAN	4524491005314	4524491005321	4524491005338
送料 A	¥13,500	¥15,000	¥20,500

(税抜)

エタックアシストシート

デモ機あり immedia[®]
a part of Etac

介助による対象者の左右方向の位置修正に

- エタックサテンシートベース(左右スライド)の上に重ねて使用します。
- アシストシートを持って介助すれば対象者の身体に直接触れず、優しい位置修正や体位交換が可能です。
- 身体の下に敷いたままお使いいただけます。

品番	26180320	26180321
品名	エタックアシストシート(小)	エタックアシストシート(大)
サイズ	幅200×長さ100cm	幅200×長さ140cm
重量	320g	330g
最大使用者体重	200kg	
材質	綿60%、ポリエステル40%	
JAN	4524491005345	4524491005352
送料 A	¥8,000	¥8,000

(税抜)

ベッド上での横移動(エタックサテンシートベース・エタックアシストシート使用)



本製品を引き出し、イラストのようにして介助者が持ちます。このときできるだけ対象者に近い位置で本製品を握るようにします(イラストでは握り方を示すために、介助者が対象者から離れています)。

介助者は両足を肩幅に開き、かつ前後に足を開いて立ちます。背筋を伸ばした状態で、下肢の筋力を使いながらゆっくり本製品を引いて対象者を移動させます。

介助による体位交換(アシストシート)



左記の方法で左右どちらかに移動したあと、寝返る向きと反対側の本製品で対象者の身体を包み込みます。

介助者は本製品の端を握り、ゆっくり手前に引きます。このときできるだけ対象者に近い位置の本製品を握るようにします。


体位変換器等を利用し、希望する体位を保持します。

エタックサテンシートコンビ(上下スライド)

デモ機あり immedia[®]
a part of Etac

介助による対象者の位置修正に

- エタックサテンシートベース(左右スライド)の上に重ねて使用します。
- サテンシートコンビを持って介助すれば、上下左右いずれの方向へも位置修正が可能です。
- エタックアシストシートのように体位交換にもお使いいただけます。
- 身体の下に敷いたままお使いいただけます。



品番	26180322
サイズ	幅200×長さ140cm
重量	450g
最大使用者体重	200kg
材質	綿60%、ポリエステル40%(サテン/低摩擦面/ポリエステル)
JAN	4524491005369
送料 A	¥21,000

(税抜)



エタックヒップハンドル

デモ機あり

immedia
a part of Etac

安全で快適な移動・移乗の介助に

- エタックスライディングシート(別売品)、エタックボード(別売品)等と併用すると移動・移乗介助がより安全に、快適に行えます。
- 握り手が8ヶ所あり、使用状況、用途に応じて使い分けができます。


品番	26180323
サイズ	幅16×長さ120cm
重量	350g
最大使用者体重	150kg
材質	表材/ナイロン 裏材/ナイロン・ポリウレタン 中材/ポリエチレン・ポリエステル 握り手/ポリエステル
JAN	4524491005130

送料 A

¥16,250(税抜)

ベッド上での上方への位置修正

(エタックスライディングシート(別売品)との併用)




① 本製品の握り手を、右手側が短く、左手側が長めになる位置で持ち、腰をひねらない作業姿勢で構えます。

② 足を前後に開いて立ち、腕力で引っ張るのではなく、前側の足から後側の足に体重を移動して、対象者をベッドの上方へ移動します。

ベッド・車椅子間の移乗

(エタックボード(別売品)との併用)



① 対象者の体側にすべり止めがくるように本製品を臀部に位置し、介助者は腰を落として握り手を持ちます。

② 対象者の身体をボード(別売品)側へ傾けながら、ボード上を滑らせて移乗させます。

エタックベッドストリング

デモ機あり

immedia
a part of Etac

ベッドフレームに固定して自由に使える握り手です

- 利用者自身による自立移動をサポートします。
- 握り手が8ヶ所あり、使用状況、場面にに応じて使い分けが可能です。




品番	26180315
サイズ	幅7.5×長さ170cm
重量	400g
最大使用者体重	150kg
材質	ポリエステル
JAN	4524491005147

送料 A

¥13,000(税抜)

臥位から長座位へ起き上がり



ベッドの足側フレームに固定した本製品を使用し、握り手を順に手繰り寄せて体を起こす。

デモ機あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



エタックレスキュー

デモ機
あり

immedia
a part of Etac

緊急避難用具


- マットレスの下に常時セットしておくことで、万が一の災害時にマットレスと掛け布団と一緒に対象者を安全なところまで移動させることができます。
- マットレスと掛け布団と一緒に移動させるので、衝撃・振動・冷気から対象者を守ります。

品番	26180324
サイズ	幅85×長さ200cm
重量	900g
最大使用者体重	150kg
材質	本体/ポリアミド 縁/ポリプロピレン
JAN	44524491005413

送料 A

¥29,900(税抜)

設定方法



マットレスの下にセットしておきます。

災害がおこったら…

①




マットレスの下にセットしてあった赤ベルトを取り出してバックルをはめ、マットレスの両端が折れ曲がるくらいまで締め、対象者がきちんと固定されているか確認します。

②



頭部側の握り手を持ってマットレスごとゆっくりベッドから引きずり出し、避難行動をとってください。

③





スキャンタル製品は、福祉先進国であるデンマークで縫製されています。デンマークのきわめて実直かつ真摯なクラフトマンシップに支えられた高い品質と、優れた形状で日本でもスタンダードな製品として評価されています。

スリング装着方法を動画でご覧いただけます。



Youtubeチャンネル名
パシフィックサプライ スキャンタル

● Pacific Information

スリングの正しい選択がリフト導入の成功の決め手です。

- ご本人の体格、身体の状態、用途によって最適なモデルを選ぶことが大切です。
- 身体に合わないスリングの使用はご本人が快適でないばかりでなく、危険です。
- スリングには、サイズ、素材、形状により、多くのモデルがあります。そのモデルの中から最適なものを選んでください。選択にあたっては、専門家にご相談ください。

スリングは体格や障がいの種類、程度、合併症などによって、その適用が異なります。選択の際には、専門家にご相談ください。

スリングは消耗品です 日々の使用で生地や縫製が劣化しますので、日常の点検と適切なお手入れが必要です。縫製部分の糸のほつれや布の擦り切れ、裂けを見つけたら、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると落下の危険が高まります。

お手入れ 洗濯時はネットに入れる・漂白剤を使用しない・洗濯温度を守る
乾燥機を使用しない・日陰で自然乾燥させる・アイロンを使用しない
毎日使う製品だからこそ、適切に管理し、安全に使用しましょう。



※NEBASリング
頭部サポートあり（4点吊）

NEBASリング

デンマークで蓄積されたノウハウに支えられた優れた形状と高い品質により日本でもスタンダードな製品として評価されています

- 日本国内で使用されているリフトの殆どの機種に適合します。
 - ※ リフトのフック形状が平板で角のあるものは、スリングのストラップが擦り切れる恐れがあります。
 - ※ フック間距離が410～520mmのリフトにご使用いただけます。
 - タイプ、サイズも豊富で体格・身体状況・目的・用途により専門家にご相談のうえ最適なスリングをお選びください。
 - ストラップの長さを調整することにより懸吊姿勢を変えることができます。左右の掛け違いをなくするため、色分けをしています。
 - 脚分離型スリングは、座位のまま着脱が可能です。
- ※ シートタイプと2本ベルトタイプ以外のスリングの装着方法は、脚分離型交差式懸吊をしています。

	タイプ	標準タイプ	メッシュタイプ	2本ベルトタイプ
材質	メインシート 吊带・縁取部・補強部・ボア部	強化ナイロン	ポリエステル ポリエステル	ポリ塩化ビニール
耐荷重		140kg		
耐熱温度		60℃		

NEBASリング 頭部サポートなし

デモ機
あり

- 衣類のように包み込まれて吊り上げられ、体重を分散して支えられますので大変快適です。
- 簡単に装着でき吊り上げることで身体にフィットします。違和感ありません。

対象者

- 頭部、体幹の支持力があり、座位が取れる方が対象となります。

品番	26170027	26170026	26170025	26170030	26170029	26170028
タイプ	標準タイプ			メッシュタイプ		
サイズ	小	中	大	小	中	大
TAIS	01087-000048					
送料 A	¥53,000	¥56,000	¥60,000	¥54,000	¥57,000	¥61,000 (税抜)

品番	サイズ	推奨体重	①	②
26170027／26170030	小	25～45kg	38	76
26170026／26170029	中	40～80kg	43	96
26170025／26170028	大	75～140kg	57	100

寸法(cm)



※NEBASリング
頭部サポートなし 標準タイプ





※NEBASリング
頭部サポートあり（4点吊）

NEBASリング 頭部サポートあり

デモ機
あり

4点吊タイプ



- 吊り上げ時、着床時ともに頸椎が過度に屈曲したり、伸展したりしない設計になっている為、安全で快適に懸吊することができます。
- 大腿支持部に、補助テープを採用したことにより、装着時、大腿部分にしわがでにくく、局所的な圧迫が軽減されました。
- フィンガーポケットの採用により、座位での装着が容易になりました。
- 骨盤幅狭タイプは脳性まひなど身長に対し、骨盤の成長が少ない方用に設計されています。



立体裁断により床やフラットなベッドから頸椎に負担をかけることなく吊り上げることができます。

6点吊タイプ

- 頭部ストラップの位置を変えることで、頭部の角度調整ができます。



※NEBASリング
頭部サポートあり（6点吊）
標準タイプ



対象者

- 頭部、体幹の支持力が弱く、座位が保持できない方が対象となります。



品番	26170031	26170032	26170035	26170034	26170033	26170036	26170039	26170038	26170037
タイプ	4点吊・標準タイプ		6点吊・標準タイプ			6点吊・メッシュタイプ			
サイズ	中	骨盤幅狭	小	中	大	極小	小	中	大
TAIS	01087-000049		01087-000050						
送料 A	¥59,000	¥59,000	¥68,000	¥73,000	¥75,000	¥69,000	¥68,000	¥70,000	¥78,000

(税抜)

品番	タイプ	サイズ	推奨体重	寸法(cm)		
				①	②	③
26170031	4点吊	中	40～80kg	91	96	89
26170032	4点吊	骨盤幅狭	—	84	79	74
26170036	6点吊	極小	25～45kg	65	69	73
26170035／26170039	6点吊	小	25～45kg	73	69	73
26170034／26170038	6点吊	中	40～80kg	86	93	95
26170033／26170037	6点吊	大	75～140kg	101	96	99

頭部サポートあり	4点吊	6点吊	6点吊
	標準	標準	メッシュ
骨盤幅狭	○	×	×
極小	×	○	×
小	×	○	○
中	○	○	○
大	×	○	○

デモ機あり 貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



NEBASリング シートタイプ

デモ機
あり

- 全体を包み込むハンモックタイプの敷き込みスリングです。
- メッシュなので入浴にも使用できます。
- 臥位のみでの着脱になります。



対象者

- 脚分離型スリングが使用できない方が対象となります。
- 頭部、体幹の支持力が弱い方には、頭部サポートありタイプをご使用ください。

品番	26170040	26170041
タイプ	メッシュ・頭部サポートなし	メッシュ・頭部サポートあり
TAIS	01087-000051	01087-000052
送料 A	¥53,000	¥68,000 (税抜)

品番	頭部サポート	①	②	③	④
26170040	なし	86	62	94	88
26170041	あり	136	62	96	88

寸法(cm)



NEBASリング 2本ベルトタイプ

デモ機
あり

- 体幹ベルトを脚ベルトのストラップに通すことにより従来のベルトスリングに比べ、臀部の落下の危険性が軽減されました。


対象者

- 頭部、体幹の支持力があり、自力で座位を保持でき、股関節の固定力がある方のみ対象となります。

品番	26170043	部品	①	②	③
TAIS	01087-000054	体幹ベルト	22	102	105
送料 A	¥45,000 (税抜)	脚ベルト	24	80	190


寸法(cm)

使用上のポイント



1. 体幹ベルトを脚ベルトのストラップに通すこと (ボア部分までしっかり通す)
2. 体幹ベルトは腋窩(ワキの下)にかからないこと
3. 脚ベルトは大腿の中央部に掛けること
4. 左図の姿勢が正しい姿勢です。

装着動画こちらから→



NEBASリング トイレ用 バックルタイプ

デモ機
あり

- トイレ用に開発された特殊スリングです。
- トイレなどで、胴まわりと大腿部を安定保持しながら、ズボン、下着などの衣類の着脱が簡単にできるような形状になっています。

対象者

- 頭部、体幹の支持力があり、自力で座位を保持でき、股関節の固定力がある方のみ対象となります。

品番	26170042	①	②	③	④
TAIS	01087-000053	95	26	95	160
送料 A	¥69,000 (税抜)	寸法(cm)			




←装着動画こちらから

ノルディックスライド

デモ機あり

体位変換用スライディングシート

- ベッドで身動き困難な人を楽に移動・移乗できます。
- 床ずれ防止のための体位変換が容易になります。
- 抱え上げ、すり動かしなど、無理な力をかけないので介助される方、介助する方双方がとても楽になります。
- 取り扱いは簡単。家庭での洗濯も容易です。もちろん、病院や施設でもそのままお役に立ち、広範囲にご使用頂けます。
- 耐熱温度 45℃(乾燥機含む)



品番	5149	5147
タイプ	ミディ	ロング
外形寸法	全長80×幅72cm	全長180×幅72cm
質量	450g	1,020g
材質	表布:ポリエステルニット 内布:ポリアミド特殊加工布 中綿:ポリエステル	
コード	00222-000119	00222-000120
	¥20,000	¥42,000
(収納・持ち運び用バック付) 送料 A		(税抜)

移乗用具

移乗用具

スキャンタール

2種類のノルディックスライド




使い方の参考例

ベッド上での上方への位置修正(全介助で行う場合)

ベッドの背上げ機能の利用などにより、足もとにすれてしまった対象者を上方に位置修正します。

- ① 良い作業姿勢を確保するために、ベッドの高さを調整します。対象者の肩先と枕の間に隙間を作って、上方への移動の準備をします。ノルディックスライド(ミディ)を、輪が上下になる方向に、臀部から背中にかけて敷き込みます。ベルトなどを併用すると動かしやすくなります。
- ② 介助者が下肢を、静かに伸ばします。
- ③ 対象者の右側から介助する場合、右手でベルトの重ね合わせた部分を把持し、左手はベッドのヘッドボードを持つか、マットレスに手をつけて構え、介助者の右足から左足に重心を移動することによって、静かに上方に引き上げます。腕力で引っ張るのではありません。緩やかに少しずつ動かすことが大切です。



品番	5782
重量	260g
最大使用者体重	126kg
材質	ハイグレードポリマー
JAN	4524491001200

送料 A **¥8,000**(税抜)(1個)

ハンドブロック

デモ機あり

ベッド上や床の上での移動・移乗を支援

- 握り手は太くて握りやすく、プッシュアップ時に手のひらに部分的な圧力が加わらず、快適です。
- 柔らかいマットレスや布団の上でも安定して使用できる形状で、裏面には滑り止めがついています。
- 中空構造なので軽量で上肢の負担を軽減します。
- 万一落下した時にも、軽量で角のない形状で安全です。
- 耐久性と耐熱性を備えた材質です。

自分の力で身体を持ち上げることができる場合

ハンドブロックを持って、身体を少し前傾して、腕の力を使って移動します。

柔らかい
マットレス上



端座位



ベッド上から車椅子への移乗

ノルディックスライド(ミディ)(別売品)を併用して臀部の摩擦を軽減します。



デモ機あり 貸出機(一部サイズ)をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

※コード：介護保険ご請求の際にお使いいただくコードです。

ハートリーフレスト テーブルタイプ


デモ機
あり

- 必要なときはしっかりサポート、使わないときは跳ね上げて収納。
- テーブルの上にひじを置き、姿勢を安定させることができるタイプです。
- テーブルからジョイントまで、安全性を最優先に考えながら日常生活と調和するデザインを採用しています。



※写真はオプションの背シート付です。

TST-100テーブルタイプ用の寸法



寸法 (mm)	高さ845×幅720×奥行800 (テーブル含む最大寸法)
調整範囲	高さ450～800(ピッチ50) テーブル前後位置:328～500 テーブル隙間:50と110の2つから選択
テーブル耐荷重	30kg
重量	16kg
色	本体フレーム:クールホワイト テーブル表:木目調
材質	本体フレーム:スチール / 回転軸部:ステンレス テーブル本体:合板 / テーブル表面:メラミン化粧板

※床面取付ネジは付属していません。



①ひろびろテーブル

少し前かがみの姿勢をとることができるように、ひじから先全面を支えることができるテーブルです。横への身体のかすれを支えるために、内側はカットアウト形状になっています。



②らくらく跳ね上げ

テーブルは回転し跳ね上げることで、無理なく収納することが可能です。回転軸に取付けられたダンパーの効果によりテーブルがゆっくり降ります。もしものときの安全を確保しています。



③いろいろできる調整機能

テーブルの高さと奥行き、巾、そして角度を使用状態に合わせて調整することができます。
(高さ45～80cmの5cmきざみ / 奥行き・角度は無段階)

品番	69310001
送料 B	¥120,000 (税抜) ※設置費別途



ひじをつくことで姿勢が安定する


排泄に適した前かがみの状態を作ることによって姿勢を安定させることができます。

- テーブルタイプ+フットレスト+背シート

デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

ハートリーフレットの4つのポイント



その他フレーム

施設用ステンレス支柱タイプ

「フットレスト」
「背シート」がセットになっています。



品番	69310004
送料 B	¥268,000 (税抜) ※設置費別途

オプション

3タイプのフレームと組み合わせることが可能なオプションもご用意しております。

送料 A




①フットレスト	
左右違う角度に調節可能なフットレストです。角度と高さをあわせることで、足をしっかりと支え安定した姿勢を作ることができます。	
品番	69310005
	¥22,000 (税抜)



②背シート	
背中をもたれかける必要がある場合に使用する背シートです。	
品番	69310006
	¥20,000 (税抜)

Guldmann™



歩行に障がいのある方が移動しやすいように開発された製品です。

高品質なデザインと耐久性を備えた、戸口の段差解消用スロープ、持ち運び可能なスロープ等を揃えています。


また、安心・安全にお使いいただけるよう、どんな気候下でも優れた滑り止め効果を発揮し、利用の際のノイズを解消した設計です。

スロープ設置方法などを動画でご覧いただけます。



Youtubeチャンネル名
パシフィックサプライ グルドマン

最適な長さのスロープをお選び頂くために



※スロープは段差に対して必ず直角にかけてください（斜めにかけないでください）。
※安全な使用角度は搭乗者の体格・体幹バランス・介助者の体力・車椅子の機能・設置場所等によって異なります。


- 一番長い状態で使用する場面を想定してスロープをお選びください。
- スロープが長ければ長いほど、勾配が緩やかになります。

介助者が手動車椅子を押しながら上る場合
段差:スロープの長さ=1:5(勾配約11.5°)を目安に。

(例)段差が20cmの場合→段差20cm×5=100cm<スロープの長さ>



20cm	→	100cm	(スロープの長さ)
30cm	→	150cm	
40cm	→	200cm	
50cm	→	250cm	
60cm	→	300cm	




テレスコピックスロープ

デモ機
あり

耐久性・安全性抜群です

- アルミの一体成型で横ブレに対し非常に安定しています。
- ソフトなエンドラバーがついているので、使用中にすべらず、衝撃を吸収します。
- スライド式で使用場面により長さを調整できます。
- 幅：(スロープ部) 外寸22.8cm／内寸18.0cm
(ハンドル使用时) 28.3cm
(ハンドル折畳時) 23.9cm
- エッジ高：4.7cm
- 折りたたみ式のグリップで使用時に邪魔になりません。




品番	1840	1841	1842	1843	1844
サイズ	100cm	150cm	200cm	250cm	300cm
使用範囲	67.7~100cm	92.7~150cm	117.7~200cm	142.7~250cm	167.7~300cm
重量/1本	4.3kg	5.7kg	7.2kg	8.6kg	10.1kg
耐荷重(1セット)	350kg	350kg	350kg	200kg	200kg
TAIS	01087-000040	01087-000041	01087-000042	01087-000043	01087-000044
送料 D	¥89,000	¥101,000	¥116,000	¥128,000	¥140,000

※メンテナンスがしやすく、プラスチックパーツなどの交換用部品もお取り扱いしています。

(税抜)

特 徴



設置方法



動画(使用編・収納編)でご覧いただけます。

① スロープを 伸ばします。



② スロープを階段に 設置します。



③ 2本のスロープの 幅を車椅子の 幅に合せます。



④ 車椅子を押し、 スロープを 登ります。



車椅子用スロープ



イーザーフォールド・プロ

デモ機あり

折りたたんでコンパクトに収納できます。

- 公共施設や店舗の入口など同じ場所で使用する場合は、車から車椅子を乗り降りさせるのに最適です。
- 十分な強度と安定性を考慮した設計。
スクーターや電動車椅子にも利用できます。
- 使用しない場合は、折りたたむので、収納スペースをとりません。
- 外寸:77.6cm/内寸:76cm/エッジ高:4.4cm
折畳時 幅:40.3cm/折畳時 高さ:8.5cm

品番	26260101	26260102	26260103
品名	95	120	150
長さ	93.5cm	118.5cm	148.5cm
重量	7.8kg	9kg	11.4kg
耐荷重	350kg	350kg	350kg
TAIS	01087-000037	01087-000038	01087-000039


送料 B **¥117,000** | **¥129,000** | **¥145,000**
(税抜)



イーザーフォールド・プロ95 段差13cmの場合

折りたたみイメージ

使用しない場合は折りたためます。



ステップレス・敷居用スロープ

デモ機あり


ドアの敷居用スロープです。

- ドアの敷居をまたぐように設置できます。
- 置くだけで使用可能で、不要な際は邪魔になりません。
- 緩やかな角度で安心して上り下りできます。
- 電動スクーターや電動車椅子での利用に十分な強度と安定性があります。
- アルミ製で公共施設や店舗入り口など屋内外を問わず使用可能です。



品番	26260201	26260202
品名	67cm幅	77cm幅
サイズ	67×60×2.5cm	77×60×2.5cm
重量	3.4kg	4.3kg
耐荷重	350kg	350kg
TAIS	01087-000045	01087-000046

送料 B **¥42,000**(税抜) | **¥42,000**(税抜)





KAWAMURAグループは卸事業のパシフィックサプライと小売業の川村義肢の2社から成り立っています。グループ開発の車椅子は、そうした背景を活かして、川村義肢が長年お客さま、特に脳性麻痺や脳血管障がいなどで装具を装着された方に接してきた経験をふまえて、設計・開発を行っています。子ども用車椅子テゾーロは下肢装具の装着を想定したフレーム形状で、移乗が容易になる工夫がいっぱいです。成人用車椅子リアライズシェイプは、セミオーダー式として、車椅子に求められる身体・環境・生活へ適合させる機能と安心してご使用頂ける安全性・耐久性が盛り込まれています。

● Pacific Information

車椅子

車椅子を導入するとき、ご利用者さまの身体寸法に適合したサイズの車椅子であることは重要なポイントです。リアライズはセミオーダー式とすることで、お客さまに適合したサイズに対応しつつ短納期を実現しています。そうした車椅子と適合を考えるとときに最適なのが、車いすメジャーです。採寸に特化した専用メジャーと、車いすSIG監修のガイドブックが秀逸です。



リアライズシェイプ

一日の大半を車椅子で生活する方に
使っていただきたい適合型車椅子。

● 身体・環境への適合

お客さまお一人おひとりに合わせて各部の寸法や仕様を選択し、1台ずつ組み立てるリアライズシステム。

● 姿勢保持力

前方に張り出したスワンバックフレームと可動式バックルにより安定性と活動性を実現。

● 軽快な走り

剛性の高さと、前方に位置している駆動輪による軽い駆動性。

● 安心・安全な移乗

アームサポートフリップバック機構や開閉脱着式フットレグサポートによる、移乗時にやさしい配慮。

● 豊富なオプション

適合をさらに高める多様なオプション。

品番	42251001
耐荷重	100kg
重量	約15.6kg～(18インチハンドリムなしの場合)
TAIS	01087-000018

送料 D **¥269,000～** (非課税)

※座面には必ずクッションをご使用ください。

充実した標準装備／機能説明

スワンバックサポート



曲線のフレームがアップライトな姿勢や脊柱後弯など様々な姿勢をしっかりサポートします。



バックサポートインナーベルト



脊柱の形状にあわせて「標準」「Vベルト」の2種類から選択できます。

可変式バックル背張り調整



可変式バックルが身体の動きに追従してくれます。

バックサポートパイプ



駆動時の上肢や肩の動きを邪魔しません。

バックサポートアウターシート



やわらかくしなやかで吸水・吸汗性に優れています。

体幹サポートポケット



タオルやウレタンなどを挿入することでサポート力を調整できます。

アームサポート



先端が掴みやすい「オリジナル」と平らな「ウレタン」の2種類から選択できます。

ベンドXフレーム



足こぎしやすいスペース

下肢駆動の際、踵が当たらないようにXフレームを曲げています。

折りたたみ式転倒防止装置



安全性を重視し標準装備。ワンタッチで回転収納できます。

アームサポートはね上げ、フリップバック



はね上げたアームサポートがリバックサポート後面側へ可動します。後方からの介助の際に邪魔にならず、介助者の腰への負担を軽減します。

可変式フットプレート



足関節の角度に合わせることで、足底をしっかりサポートできます。

開閉脱着式フットレグサポート



スイングアウト・スイングイン・上下脱着可能。移乗を安全に行えます。

リアライズシェイプサイズ表

座幅×座シート奥行
38 × 33cm
40 × 33cm
42 × 35cm
44 × 35cm
46 × 37cm
48 × 37cm

※座幅は側板内々寸法です。
(座幅40cmの時、アームサポートパッド内々39.2cm)
※座シート奥行は、寸法基準点からの寸法です。
5cm足した寸法が一般的な車椅子の座奥と同じです。

キャスト

5-6インチ(PUソリッド)
※ソリッドは室内専用です。



全幅 55~65cm ※左記表示はハンドリム付
※18インチハンドリムなしの仕様は全幅が約5cm狭くなります。

グリップ高
86~92cm

前座高
35~47cm

延長ブレーキ
+10cm、18cm

アームサポート高
21~27cm、
25~31cm

バックサポート高
38-42-50cm

タイヤサイズ
18-20-22-24インチ

全長 97.5cm~
※全長はキャスト5インチ・フットプレートが一番引き込んだ設定の寸法です。

シート色



チャコールグレー



オリーブグリーン



グリーニッシュブルー




シェイプレッド

オプション

送料 A

※車椅子本体と同時購入時には非課税となります。

洗える
座クッション
サポーション

品番	42251002	42251003	42251004
サイズ	S	M	L
横幅×奥行	37×38cm	41×40cm	45×42cm

¥12,500(税抜)

※詳細はP54をご覧ください。

ノーパンクタイヤ

●タイヤの中に合成ゴムを
インサートしたノーパンクタイヤです。

品番	42251010	42251011	42251012	42251013
サイズ	18インチ	20インチ	22インチ	24インチ
耐荷重	75kg			

¥13,000(税抜)

幅広アームサポート



品番	42251006	42251005
左右	左	右
幅×奥行	25.5×43.5cm	

片側 ¥15,500(税抜)

フットサポート
エレベーター

●開閉脱着式です。

品番	42251016	42251015
左右	左	右

片側 ¥25,000(税抜)



FRアダプター

●車輪を3.5cm前出し、
もしくは後ろ出しに設定できるパーツです。

品番	42251014
----	----------

¥15,000(税抜)



テーブル

品番	42251007
幅×奥行	60×50cm

¥14,000(税抜)



杖入れ

品番	42251008
カップ寸法	5×10cm

¥4,800(税抜)

スポークカバー
(透明)

品番	42251017	42251018	42251019	42251020
サイズ	18インチ	20インチ	22インチ	24インチ

¥10,000(税抜)



車椅子用クッション




- 疾患や症状にあわせて簡単に4つの形状(標準・右片まひ・左片まひ・前すべり防止)に変えられます。
- 1枚で4通りの使い方ができます。
- 特殊にカットされたパッドの組合せで、どなたでも簡単に調整できます。
- 通気性抜群の標準カバーと水を通さない防水カバータイプがあります。
- 従来のオルトトップ®クッションフィットにウレタンゲルを内蔵し、座圧分散効果をアップしたゲルタイプもあります。

特徴

カットされたパッドの組み合わせでどなたでも簡単に失敗しない調整ができます。

1枚で4つの形状に変わります



オルトトップ®クッションフィット/ゲル

デモ機あり

お尻にかかる圧力を分散。床ずれ防止に。

ウレタンフォームの多層構造

品番	5736	5737
	オルトトップ®クッション フィット(標準)	オルトトップ®クッション フィット(防水)
サイズ	全長40×全幅40cm	全長40×全幅40cm
重量	600g	720g
JAN	4524491000944	4524491000951
コード	00222-000087	00222-000088

送料 A **¥15,000** **¥17,000** (税抜)

ゲルとウレタンフォームの多層構造

品番	3832	3833
	オルトトップ®クッション フィットゲル(標準)	オルトトップ®クッション フィットゲル(防水)
サイズ	全長40×全幅40cm	全長40×全幅40cm
重量	925g	1045g
JAN	4524491000920	4524491000937
福祉用具届出コード	01087-Z00013	01087-Z00014

送料 A **¥19,000** **¥21,000** (税抜)

※別売: 5809 カバーのみ **¥3,800**(税抜)
5810 防水カバーのみ **¥4,600**(税抜)

洗える座クッション サポートション

デモ機あり


サポート(支え)とモーション(動き)の両方を兼ね備えたクッションです。

- カバーとクッション材は別々にし、洗濯機の弱水流(ネット使用)または手洗い(押し洗い)が可能です(液温は40℃を限界とし、中性洗剤をご使用ください)。
- 洗濯後は手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は、短時間で絞り陰干ししてください。

※デモ機Mサイズのみ。

品番	42251002	42251003	42251004
サイズ	S	M	L
横幅×奥行	37×38cm	41×40cm	45×42cm
材質	クッション材: ポリエステル100% カバー(表): ポリエステル100% / (裏): 塩ビレザー		
重量	520g	600g	680g
TAIS	01087-000021	01087-000022	01087-000023

送料 A **¥12,500**(税抜)





クッショングッド

デモ機あり

スタンダードな車椅子用クッション

- 2種類の性質の違う特殊ウレタンフォームを使用した2層構造です。
- フラットクッションで前後・左右がないため、置き間違いが起こりません。

品番	3834
サイズ	全長40×全幅40×厚み5cm
材質	低反発ウレタンフォーム(中材) ポリエステル(カバー)
重量	550g
JAN	4524491000968
福祉用具届出コード	01087-Z00020

送料 A **¥10,000** (税抜)

硬質インサート

デモ機あり


たわんだ座シートを解消!

- 底面にふくらみをもたせた硬質インサートを使用することにより、車椅子の帆布シートのたわみを改善し良好な座位を保ちます。

品番	5004
サイズ	全長40×全幅40×厚み3.6cm
重量	160g
材質	ポリエチレン
JAN	4524491001033

送料 A **¥12,000** (税抜)

※車椅子用クッションと併用してください



車いすメジャーセット

ユーザー登録

デモ機あり

適合した車椅子製作のための
身体計測をより簡単により適切に。

- よりよい車椅子を適合するために車椅子選定経験者をはじめ、知識や経験の少ない方でも使用者の身体に簡単に適合を促せるセットです。
- 各施設や病院など車椅子の選定現場や学校・教育機関など様々な場所でご活用頂けます。

品番	6944
----	------

送料 A **¥9,800** (税抜)

※日本リハビリテーション工学協会 車いすSIG監修


車いすメジャー

車椅子寸法を決めるため、身体寸法を簡単に計測できるように開発したメジャーです。




車いすテンプレート

採寸した身体寸法を合わせるだけでその数値を車椅子寸法に置きかえます。



車いす適合マニュアル



車いすメジャー・テンプレートを用いた計測方法を計測環境や身体状況に分けて掲載、選定上の注意などを図入りで分かり易くまとめられています。

*車椅子の選定には使用者の諸条件(目的や環境など)の考慮が必要です。本製品を用いて得られた数値は車椅子の適合を保証するものではありません。

デモ機あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



※写真の仕様は¥270,000（非課税）です。
クッション・ライトニングキャストは含みません。

テゾーロ

デモ機
あり

下肢装具のことを考えたオーダー車椅子

- お子さま向けに開発された車椅子です。
下肢装具の装着を想定したフレーム形状が特長です。
- フットスペースを広く確保し、移乗がしやすくなりました。
- 着せ替えシートやリュック、子ども用グリップなど、多彩なオプションからお選びいただけます。

品番	1929
シート幅	26～36(2cm間隔)
シート奥行	26～34(2cm間隔)
バックサポート高	32、34、36、38、40、45、46cm
前座高	37～45(1cm間隔)
アームサポート高	18～30(タイヤサイズにより異なります)
下腿長	ローマウントタイプ 31～37cm / ハイマウントタイプ 17～31cm
タイヤ	18、20、22インチ
キャスト	4/5インチ
重量	約13.5kg

送料 D

¥215,000～（非課税）

お子さまがすわった姿勢はいかがですか？

テゾーロは、お子さまをやさしくサポートするために工夫されています。お子さまがきっちりと座れるようにバックサポート張り調整が可能です。

背シート張り調整 前方へ張り出したフレーム



張り調整式/バックサポート



張り調整式バックサポートと前方へ張り出したフレームで、安定した姿勢を実現できます。

オプション

送料 A



テーブル(品番1937)
¥9,000(税抜)
持ち運びに便利な軽量タイプの簡易テーブルです。身体を前方にあずけ、安定する事ができます。
サイズ:45×38cm
重量:630g
カットアウトタイプ



ブルー

イエロー

品番

42150068	介助用バンドブレーキ	¥14,300
42150069	泥よけ	¥16,900
42150070	転倒防止バー	¥14,300
42150071	ビニールコーティングハンドル	¥9,500
1941	着せ替えシート	¥5,000

(税抜)


※本体と同時購入時は非課税

※他にも豊富なオプションがございます

乗り移りを容易に

ご自身で行う場合でも介助される場合でも、車椅子への乗り移りはとても重要な要素です。

フロントオフセット



レッグサポートフレームを外へ広げ、広いフットスペースを確保しました。下肢装具を装着したお子さまも方向転換が楽に行えます。

お子さまの操作性を考えた設計です

テゾーロは使用する様々な場面でお子さまの能力を引き出すように設計されています。

車軸調整




車軸の調整機能により、最も操作しやすいタイヤ位置を設定できます。

足台高さ・前後調整



足台・肘台は高さや前後を調整でき、いつでもフィットした状態に調整できます。


キャンバー角




キャンバー角が2°つけてあり旋回性も抜群です。

スカートガード形状

2つのタイプから選びください。



タイヤールタイプ



ノースタイプ

乗り移りの際、スペースをきっちり確保したタイヤールタイプと車椅子をしっかり握れるノースタイプフレームが選べます。



V-TRAK社はイギリスの車椅子バックサポートシステム
専門メーカーで以下3点を企業理念としております。

- 最も進んだ効果的なシーティングシステムを供給することで、車椅子ユーザーのQOLを向上します。
- シーティングシステムの向上と洗練させること、新製品を開発することを継続し続けます。
- 顧客の要望の幅広い多様性を理解し参考にします。製品力の向上や、製品とカスタマーサポートでの知識を組み入れ、連携を継続します。

Vトラックは標準型車椅子などの布製バックサポートでは得られない、車椅子ユーザーへのサポート力、姿勢保持力を発揮する製品です。長時間車椅子上で過ごす際の姿勢の崩れや、円背、側彎などの姿勢に対して、金属支柱とポリアミド合成繊維製のバックサポートを骨格とした本システムを装着することで、長時間でも安心して楽に座り続けられたり、安定した状態を作り出すことができます。

Pacific Seminar

『Vトラック車椅子シーティングセミナー』

対象者	セラピスト、車椅子処方や介助に関わる方 学校関係者、販売店担当者 など
実施日	平日及び土曜日(時間をご相談ください)
会場	本社、又はご訪問により実施いたします
セミナー担当	弊社担当者

費用	無料
内容紹介	・V-TRAK社の紹介 ・Vトラック適合事例の紹介 ・シーティングシステムのノウハウのご紹介
定員	10名様以上

お申込み こちらのアドレスよりお申込みください。➡ info@p-supply.co.jp

座位保持装置

分割バックサポートと
リアライズとの組合せ例



Vトラック

デモ機
あり

ユーザー登録


調節幅の大きい車椅子シーティングシステム

- 車椅子に取り付けるシーティングシステム。しっかりしたバックサポートが、お身体をしっかりとサポートし、より安定した姿勢で車椅子に座ることができます。
- 分割バック、ハイバック、標準バックがあります。

材質

フレーム部:アルミ
カバー:ポリエステル
クッション:ウレタン
内部支持部:ポリアミド合成繊維

調整機能



- バックサポートはそれぞれのゾーン別に微調整が可能です。ゾーン①は裏面のストラップで張り具合の調整が、ゾーン②-⑤は4箇所のウィングで側方のサポート力の調整ができます。




- バックサポートの位置は中央マウントとアームを調整することで前後、左右、回旋、前後傾、上下の方向に動かすことが可能です。
- 取付金具部でバックサポートを取りはずして、車椅子を折りたたむことも可能です。

	形状	サイズ	M	L	XL
ハイバックサポート		調整幅 (cm)	38-30	43-35	50-41
		高さ (cm)	61	61	61
		品番	42530017	42530018	42530019
		福祉用具届出コード	—	※01087-Z00010	—
		価格 (税抜)	¥55,500	¥63,000	¥75,000
標準バックサポート		高さ (cm)	40	40	40
		品番	42530020	42530021	42530022
		福祉用具届出コード	—	—	※01087-Z00012
		価格 (税抜)	¥45,000	¥48,000	¥55,500

送料 A

※の福祉用具届出コードは、中央マウント/アーム (品番 42530055) とセット時のコードです。


ヘッドサポート6ウェイウィング付



サイズ	M	L
品番	42530067	42530068
福祉用具届出コード	—	01087-Z00011
価格 (税抜)	¥45,000	¥45,000

送料 A

ヘッドサポートアダプター



品番	価格 (税抜)
42530072	¥12,000

送料 A


セカンドアーム



サイズ	品番	価格 (税抜)
38-42 幅用	42530082	¥24,000
43-50 幅用	42530083	

送料 A

延長バックサポート



サイズ	M	L
高さ 16.5×25.5cm	高さ 20.5×32.0cm	
品番	42530032	42530033
価格 (税抜)	¥19,500	

送料 A

デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

厚生労働省 座位保持装置完成用部品認可パーツ (2019.4月現在)

バックサポート価格表

車椅子への取り付けには、バックサポートの他に取付金具・中央マウント／アームが必要です。
※調整幅は、バックサポートの最大(外寸)・最小(内寸)となります。

〈★支持部 頭部 ☆支持部 体幹部〉 送料 A

	形 状	サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
分割ハイバックサポート		調整幅 (cm)	33-26	33-26	33-26	38-30	43-35	50-41
		高さ (cm)	-	-	17	20	20	20
		品 番	-	-	42530024	42530025	42530026	42530027
		部品名	-	-	AXSB-SF ★☆☆	AXSB-MF ★☆☆	AXSB-LF ★☆☆	AXSB-XLF ☆☆
		価格(税抜)	-	-	¥22,100	¥23,500	¥24,900	¥28,900
分割ローバックサポート		高さ (cm)	10	12	14	15	16	17
		品 番	42530150	42530151	42530028	42530029	42530030	42530031
		部品名	AXSB-XXSR ★☆☆	AXSB-XSR ★☆☆	AXSB-SR ★☆☆	AXSB-MR ★☆☆	AXSB-LR ★☆☆	AXSB-XLR ☆☆
		価格(税抜)	¥25,400	¥25,400	¥20,800	¥22,100	¥23,500	¥26,800

	形 状	サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
分割ハイバックサポート ディープ		調整幅 (cm)	-	-	40-30	44-34	50-38	55-43
		高さ (cm)	-	-	17	20	20	20
		品 番	-	-	42530190	42530191	42530192	42530193
		部品名	-	-	AXSBD-SF ☆☆	AXSBD-MF ☆☆	AXSBD-LF ☆☆	AXSBD-XLF ☆☆
		価格(税抜)	-	-	¥22,700	¥22,700	¥27,200	¥27,200
分割ローバックサポート ディープ		高さ (cm)	-	-	14	15	16	17
		品 番	-	-	42530003	42530002	42530178	42530189
		部品名	-	-	AXSBD-SR ☆☆	AXSBD-MR ☆☆	AXSBD-LR ☆☆	AXSBD-XLR ☆☆
		価格(税抜)	-	-	¥22,700	¥22,700	¥27,200	¥27,200

中央マウント/アーム




送料 A

〈★継手部品 頭部継手 ☆支持部ベース 体幹部〉

部品名/CMA-SIZE

アームサイズ	品 番	価格(税抜)
100mm	42530049	¥37,200 ★☆☆
125mm	42530050	
150mm	42530051	
175mm	42530052	
200mm	42530053	
225mm	42530054	
250mm	42530055	

中央マウント/アーム 単品



〈★継手部品 頭部継手 ☆支持部ベース 体幹部〉 送料 A


部品名/AM-SIZE L/R

アームサイズ (左)	品 番	価格(税抜)	アームサイズ (右)	品 番	価格(税抜)
アームのみ100mm	42530129	¥10,900 ★☆☆	アームのみ100mm	42530130	¥10,900 ★☆☆
アームのみ125mm	42530131		アームのみ125mm	42530132	
アームのみ150mm	42530133		アームのみ150mm	42530134	
アームのみ175mm	42530135		アームのみ175mm	42530136	
アームのみ200mm	42530137		アームのみ200mm	42530138	
アームのみ225mm	42530139		アームのみ225mm	42530140	
アームのみ250mm	42530141		アームのみ250mm	42530142	

部品名/CMU	中央マウントユニバーサル	品 番	42530064	価格(税抜)	¥15,100 ★☆☆
---------	--------------	-----	----------	--------	----------------

※アーム左右のどちらか一方のみでのご使用は出来ません。必ず、右と左と各1ヶずつご指定ください。

ローテーションマウント




〈☆支持部調整用部品 体幹部〉 送料 A

部品名/VTORM

品 番	価格(税抜)
42530001	¥8,000 ☆☆

円形パイプ用取付金具



〈☆固定金具部品〉 送料 A

部品名/MB-R-SIZE


円形パイプ適用サイズ	品 番	価格(税抜)
φ16/22mm用	42530035	¥16,800 ☆☆
φ19/20mm用	42530036	
φ22mm用	42530037	
φ25mm用	42530038	
φ32mm用	42530039	

部品名/MB-R-UE

円形パイプ適用サイズ	品 番	価格(税抜)
共用 φ19/20/22/25mm	42530042	¥17,600 ☆☆

※円形パイプ以外の車椅子にも適用できる
金具があります。
詳細はお問い合わせください。

システムヒンジ



〈☆固定金具部品〉 送料 A



部品名/SH-SD

品 番	価格(税抜)
42530034	¥16,800 ☆☆

組合せ例





脊柱の前後の変形に対してはシステムヒンジを利用して、仙骨骨盤サポートと下部胸郭サポートの角度を変えることが可能です。



側彎がある場合は、バックサポートそれぞれに中央マウント/アームを取り付けることで左右非対称の形状を作り出すことが可能です。

骨盤後傾位で体幹の支持性の低い場合は、バックサポートそれぞれに中央マウント/アームを取り付けて前後に大きく調整することが可能です。





Inserto ドミノクッション

デモ機あり

より高いポジショニングサポートが必要な方や脚長差のある方、および固定または柔軟な変形があり骨盤周囲のサポートが必要なすべての方のために設計されています。左右非対称のサポートを作ることができるのが特長です。



PTS Pelvic Total Support


- 骨盤は、大腿後面(坐骨結節前方)と大転子部外側、仙骨・尾骨後方からの支えによる、しっかりと安定したサポートが必要です。
- 解剖学的構造を担う、脚・骨盤・脊椎(尾骨・仙骨・腰椎)の関係性を整え、バランスをとり、変形に対しても柔軟に対応できることにより、骨盤が安定するため、前滑りを防止し、横方向・後方向への安定性が向上します。
- 脚長差、ウィンドスウェプト、骨盤の傾斜、骨盤の回旋、重度の骨盤前後傾など、重度または非常に重度な方に適応しています。

材質

- フラットベース&インサート
 - ・ ポリエチレン
- フォームパディング
 - ・ ポリウレタン網状フォーム
 - ・ ポリウレタンフレキシブルオープンセルフォーム
 - ・ ポリウレタン抗褥瘡低反撥フォーム
- カバー
 - ・ ラテックスフリー
 - ・ 不燃性



セッティング例



骨盤回旋左右非対称



ウィンドスウェプト

座位保持装置完成用部品

支持部	骨盤・大腿部
使用部品	プロメディケア 500-3D-SIZE-501
備考	Insertoドミノクッション

¥114,900(税別)

送料 A

品番	42531001	42531002	42531003	42531004	42531005	42531006	42531007
サイズ	UUS	USS	US	XXS	XS	XS1S	XS1
幅 × 奥行(cm)	25×30	30×30	30×38	36×38	36×42	40×40	40×45
重量(kg)	0.7	0.8	0.97	1.5	1.5	1.6	1.7

品番	42531008	42531009	42531011	42531010	42531012	42531013
サイズ	S	M	M1S	M1	L	XL
幅 × 奥行(cm)	42×45	42×50	45×45	45×50	48×45	48×50
重量(kg)	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.8

Pacific Seminar

『Inserto ドミノクッション導入前セミナー』

対象者 セラピスト、座位保持装置・車椅子の処方に関わる方、販売店担当者、学校関係者 など

実施日 平日及び土曜日(時間をご相談ください)

会場 本社、又はご訪問により実施いたします

セミナー担当 弊社担当者

費用 無料

内容紹介 ・ProMedicare社の紹介
・ドミノクッション適合事例の紹介
・シーティングシステムのご紹介

定員 10名様以上

お申込み こちらのアドレスよりお申込みください。➡ info@p-supply.co.jp



姿勢保持装置に求められる機能とは何でしょうか？
成長期のお子さまを対象にした本ジャンルの製品には、採寸採型といった作業による製作や、納品後の成長への対応が必要です。
採型によるオーダーシート「バケットシーティングシステム」、成長対応可能な「ビープロン」「ハートリーフチェアーFS」などお客さまのご要望にお応えできる、グループオリジナル製品を豊富にラインナップしております。

Pacific Information

姿勢保持

機器の導入を考えると、使用場面や使用状況は大切な要素です。「ビープロン」・「ハートリーフチェアーFS」は成長に対応できるだけでなく、あたたかみのある成形合板を採用することで、お部屋のインテリアにもマッチします。

HEART LEAF
Bee Prone

イエロー



ブルー

ピンク

ハートリーフ ビープロン

デモ機
あり

“みつばち”のように楽しさとわくわく感を
運んでくれます。

シンプルデザインで軽い存在感

中心の支柱にすべての調整機構を取り付けることで大きな空間を確保。テーブル等に無理なく近づくことが可能です。より近い距離でコミュニケーションをとることができます。またあたたかみのある成形合板を採用することで、お部屋のインテリアにもマッチします。

分かりやすい調整機構

起立保持具にとって大切な角度調整。ノブを回すだけで理想的な角度を設定することができます。

セミモジュール対応

Bee Proneは各部品を規格化することによって、お客さまの身体状況に合わせて最適な部品を選択し自由自在に組み合わせ、的確なフィッティングをお届けします。

※入荷後、本体の組み立てが必要です。

単位(cm)

仕様	S	M	L
支柱高さ(対応身長)	50(75~100)	70(100~125)	90(125~150)
テーブル	55.5×70.9(ふち折り部含む)		
胸ロール幅	17/19.5	22/24.5	27/29.5
骨盤パッド深さ	8	10	12
膝パッド幅	8	10	12
傾斜角度	0~15度		
組立重量(参考)	18kg	20kg	22kg
耐荷重	50kg		

送料 D

¥235,000~(非課税)

パイプカラー



イエロー



ブルー



ピンク

〈品番〉

サイズ	カラー	イエロー	ブルー	ピンク
S		69231001	69231004	69231007
M		69231002	69231005	69231008
L		69231003	69231006	69231009

※胸・腰パッドカラーについて
アイボリーから白アイボリーに変更しています。



ボールの角度を任意に設定



ノブにより簡単角度調整



滑らかなブナ材を使った成形テーブル

デモ機
あり

貸出機(一部の種類)をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

ハート・リーフ・チェアFS

デモ機
あり

heart leaf chair FS



※昇降フレームデモ機は旧タイプのみ。
※デモ機はSサイズ・Mサイズのみ。

お子さまの成長に合わせて調整できる座位保持装置

- 愛らしいチェック柄、丸みのあるデザインはお子さまを優しく包み込みます。
- あらゆる場面で適する「昇降フレーム」、木目調の「木製フレーム」があります。



昇降タイプ




木製タイプ

成長対応



仕様



オリジナルのシートカバーを採用



ピンク



イエロー



ブルー



「ハート・リーフ」とは・・・

「ハート(heart)」は心・愛情・思いやりを表し、家族の愛情と、私たち(KAWAMURA GROUP)のこの商品に対する情熱・気持ちを表現しています。「リーフ(leaf)」は葉(木)を意味し、やわらかで、あたたかみのある木材(ブナ材)をベース素材にした商品をイメージしています。また、「葉」(特に若葉)は生命力の象徴とされています。葉が芽吹いた時、ちょうど子どもが生を受けて育ちはじめる大切な時期、このハートリーフ商品と一緒に生きる力・豊かな生活、人生を家族と一緒に育んでいって欲しい……。こんな思いから生まれた名前です。

身体支持部

(5サイズ)お子さまの体型に合わせて選んでいただけます。



- 体幹部と骨盤部は着脱式のパッドによりお子さまに合わせて幅や形状の調整が可能です。
- カバーは着脱式で洗濯が可能です。(手洗い)



<2種類の厚みのパッドを標準装備>
10mm厚 左右 20mm厚 左右
※実際の色とは違う場合がございます。

単位(mm)

サイズ	座奥行 ※1	骨盤幅 ※2	背高さ ※1	体幹幅 ※2	適応年齢(目安)
S-1	210~250	160・180・200・220	310~350	180・200・220・240	2歳~4歳
S-2	240~280		340~380		3歳~5歳
M-1	270~310	210・230・250・270	370~410	230・250・270・290	4歳~7歳
M-2	300~340		400~440		6歳~9歳
L-1	340~380	260・280・300・320	440~480	280・300・320・340	9歳~14歳

※1 スライド機構による調整

※2 着脱式パッドによる調整

フレーム部

(3種類)生活シーンに合わせて選択していただけます。

木製タイプ 標準フレーム



●ソファで




●ダイニングテーブルで

木製タイプ 低床フレーム



●フロアテーブルで

新昇降タイプ 昇降フレーム



●昇降フレームをつかえば

単位(mm)

種類	前座高	ティルト機構	キャスタ	耐荷重	全幅	全長
標準フレーム	420・445・470・495・520	選択式 前傾5°~後傾20° 後傾5°~後傾30°	φ50リフトロック	40kg	450	650
低床フレーム	345・370					
昇降フレーム	約202~613 (無段階)※3 反発力調節(3段階)	前傾0°~後傾30°	φ100ダブルロック	40kg	538	650

※3 反発力により前座高の設定が異なります

標準装備

- 胸ベルト
- 骨盤ベルト
- 内転防止サポート



ヘッドサポート



ハートテーブル

オプション

- 変更オプション



ネックサポート

- 追加オプション



肩ベルト



プッシュハンドル

バケットシーティングシステム



室内用フレーム

※バケットシート本体にNINFA車椅子フレームを組み合わせた例です。

ひとつのバケットシートでいろいろな生活シーンに対応します

①体圧分散性能に優れています。

座位保持装置分類ではモールド型に属し、全面接触するため体圧を分散しやすい構造になっています。

②通気性に優れています。

長時間の座位でも蒸れにくく、褥瘡発生のリスクを減少させます。また、体温の上昇を抑えたり、汗によるかぶれなども軽減します。

③脊柱の倒れ込みを軽減します。

的確な外部支持により、体軸上に重力を作用させることができます。

④可搬性に優れています。

小型かつ軽量で、持ち運びが簡単です。

⑤生活のあらゆる場面に適応します。

1つのバケットシートが2種のフレームと互換性を持つ事で、日本の住宅事情に適合するとともに、生活の幅が広がります。

★2017年4月より、体幹部、骨盤・大腿部が座位保持装置完成用部品に認可されました。

送料 D

身体支持部

バケットシート



- 採型によるフルオーダーメイドでお子さまの体格に合わせて製作いたします。




採型




digicast採型装置


- 姿勢に応じて様々な形状の製作も可能です。



- 通気性に優れたネット状プラスチックとフィルター状のクッション素材を使用しています。



- カバー
着脱式で洗濯が可能です(手洗い)。



フレーム部

室内用フレーム



屋内での
使用に最適
です

- ティルト機構付です。
- φ75キャスタ付です。

<セミオーダー仕様>

- 前座高は、仮合わせ時に決定。
生活シーンに合わせて製作します。

車椅子フレーム

NINFA



屋外での
使用に最適
です

- お好みに合わせて選べるオーダーカラー(9色)や豊富なオプションを用意しました。詳しくは「NINFA」(P67)のページをご覧ください。

NINFA(ニンファ)

車椅子フレーム“ニンファ”
NINFA

より快適にコンパクトに 座位保持装置専用の車椅子フレームです

介助ブレーキ/フットブレーキ/ニューソフトキャスタ標準装備で操作性・乗り心地の両立を実現しました。

- お子さまの乗り心地、介助者の操作性を重視した機能を標準装備。
- さまざまなケア用品の搭載が可能なオプションを用意しました。


※現在、掲載のガンメタリック色はお取り扱いしておりません

機種	SMALL	BIG
座幅	36	41
前座高※	39・41・43	39・41・43
全長	74	80
全幅	56	61
前輪	6インチ	6インチ
後輪	16インチ	16インチ
背座角	95°・100°・105°・110°	95°・100°・105°・110°
ティルト角	90°～130°	90°～130°
重量	13.0kg	13.5kg

※前座高をご指定ください

単位 (cm)

送料 D



介助ブレーキ



フットブレーキ



ニューソフトキャスタ

様々な仕様に対応

バケットタイプ/フォームタイプの2種類の身体支持部が取り付け可能になりました。人工呼吸器や外部バッテリーの搭載台、酸素ポンベの固定装置など豊富なオプションを用意しました。



※フォームタイプ製作例



※バケットタイプ製作例



※フットブレーキは取付けできません

ティルト
背もたれと座面の角度が一定のまま座席の角度を0°～40°調整できます。



折りたたみ
身体支持部を取り外せばコンパクトに折りたたみ可能です。

オプション

フレームカラー



バッテリー搭載台(※1)



酸素ポンベ固定装置(※1)



アームサポート



テーブル受けパイプ



人工呼吸器搭載台(※1)



吸引器搭載用バスケット



泥よけ



フット・レッグサポート



※カラーサンプルと実物の色は異なる場合があります

(※1)BIGのみの仕様となります。ブレーキはタックルブレーキの仕様となります。

NINFAとは…

NINFAとは、イタリア語で「妖精」という意味です。この車椅子を使う方、介助される方など、みんなの願いや希望を叶えてくれる「妖精」のような存在になってほしい…そういう思いを込めてネーミングしました。



オレンジ



ブルー



ピンク



ブラック

ヘッドバータイプ

色	ブルー	オレンジ	ピンク	ブラック
品番	69120220	69120280	69120270	69120250

送料 A

¥90,500 (税抜)

ささえっこ

デモ機あり

お子さまの身体を前面から包み、
お顔を正面に向けたまま
しっかりと支えることができます。

2種類のタイプがあります。

あご受け、ヘッドバーを装着したタイプです。ヘッドバーは装着者に合わせて形状を自由に変化させることができます

材質：(本体)ポリエチレン (カバー)ポリエステル
(クランプ)アルミ、樹脂 (ヘッドバー)軟質カラーワイヤー

体幹のみを支えるタイプも
ご用意できます

ブルー、オレンジ、
ピンク、ブラックの
4色があります。



ブルー


スタンダードタイプ

色	ブルー	オレンジ	ピンク	ブラック
品番	69120120	69120180	69120170	69120150

送料 A

¥76,500 (税抜)

簡単にしっかり取り付け
できます。



■天板厚み：20～70mm対応可

高さの設定ができます。



■78mm：6段階(13mmピッチ)

前傾角度が調節できます。



■8°～18°無段階

あご受けの高さが
調節できます。



■0～110mm 無段階

カバーは簡単に外せて
洗濯できます。



本体カバー

クッション

あご受けカバー

らくちゃん

デモ機あり

手前に前傾姿勢が保持でき、視野の拡大、
自立の促進、上肢機能、目と手の協調性向上に
役立ちます。

サイズ	S	M	L
品番	1523	1522	1521

送料 B ¥27,000 ¥28,000 ¥29,000

※デモ機は旧タイプのみ

(税抜)



製品の詳細はHPよりご覧ください。



パシフィックサプライ らくちゃん 検索




P.C.W. ポスチャーコントロールウォーカー

自然な歩行運動を促す

- 安定した直立姿勢を保ちやすく、自然な歩行姿勢へと促す構造です。
- 体の真横に支持バーがあるため、体重が前方にかたよることなく体幹の伸展が得られ、肩甲骨や上肢の位置も改善されます。
- 従来の歩行器で見られる体幹の前傾や下肢の屈曲などを防止します。

P.C.W.による歩行姿勢



- 後輪にバックストッパーがついているので、体重を後方にかけても逆行せず直立姿勢が保ちやすい。
- 一側ずつに体重移動しながらの自然歩行が行いやすい。

ポスチャーコントロールウォーカー（2輪タイプ）

(mm)

品番	9516	9517	9518	9519	9520
品名	W1/2B	W1B	W2B	W3B	W4B
ハンドル高さ	368～457	419～559	483～635	584～775	711～914
ハンドル内輪	335	340	350	380	415
対応身長	450～1020	900～1200	1050～1300	1220～1500	1520～1820
対応年齢	～4歳	2～7歳	5～9.5歳	7.5～13歳	成人用
送料 B	¥49,000	¥49,000	¥53,000	¥53,000	¥56,000

(非課税)

ポスチャーコントロールウォーカー（4輪タイプ）

(mm)

品番	1674	1675	1676	1677	1678
品名	W1/2BRX	W1BRX	W2BRX	W3BRX	W4BRX
ハンドル高さ	368～457	419～559	483～635	584～775	711～914
ハンドル内輪	335	340	350	380	415
対応身長	450～1020	900～1200	1050～1300	1220～1500	1520～1820
対応年齢	～4歳	2～7歳	5～9.5歳	7.5～13歳	成人用
送料 B	¥55,000	¥56,000	¥57,000	¥58,000	¥60,500

(非課税)

ポスチャーコントロールウォーカー（前輪スイング4輪タイプ）

(mm)

品番	9521	9522	9523	9524	9525
品名	W1/2BSX	W1BSX	W2BSX	W3BSX	W4BSX
ハンドル高さ	368～457	419～559	483～635	584～775	711～914
ハンドル内輪	335	340	350	380	415
対応身長	450～1020	900～1200	1050～1300	1220～1500	1520～1820
対応年齢	～4歳	2～7歳	5～9.5歳	7.5～13歳	成人用
送料 B	¥59,000	¥60,000	¥60,500	¥60,500	¥64,000

(非課税)

オプション

送料 A



ヒップサポート

品番	40020039	40020040
タイプ	PS2H	PS3H
対応サイズ	W 1/2.1.2	W 3.4
調整範囲	216～292mm	292～365mm
¥15,000 (税抜)		



バックサポート

品番	40020053	40020048
タイプ	EA2	EA3
対応サイズ	W 1.2	W 3.4
パッド(縦×横)	85×152mm	85×225mm
¥7,000 (税抜)		



アームホルダー（左右1セット）

- グリップ(高さ調節・角度調節・前後調節)
- アームパッド(高さ調節・前後調節)

品番	40020067	40020068
タイプ	FSS	FSM
本体トップアームからアームパッドまでの高さ調節	100～196mm	165～254mm
¥35,000 (税抜)		



※予告なく仕様変更される場合がございます。



COBI REHAB
The Positioning Company

LASAL



1995年に設立されたCobi Rehabは、障害を持つ人々の身体を適切にサポートすることにより、身体を安定させ、心を落ち着かせるためのポジショニングおよびシーティングの包括的な製品を扱っています。

2019年1月に、LasalはCobi Rehabの傘下に入り、新しい所有権の下でより多くの障害がある方に、質の高いポジショニングを提供することで、より良い生活を支援する機会を得ています。

『24時間生活支援』

パシフィックサプライでは、姿勢を切り口とした施設コンサルティングを行います。一日の生活を時間や人によって切り分ける支援ではなく、24時間を通して時間も人も共有できる支援の組立てを一緒に考えます。詳しくは下記をご覧ください。

24時間生活支援 パシフィックサプライ



Pacific Seminar

『ラッサルクッションを用いたポジショニングセミナー』

対象者	ユーザーとご家族、看護師、セラピスト、学校関係者、介護に関わる方、販売店担当者 など
実施日	平日及び土曜日(時間をご相談ください)
会場	弊社本社、又はご訪問により実施いたします
セミナー担当	弊社担当者

費用	無料
内容紹介	・ポジショニング理論 ・ラッサルクッション商品説明 ・ラッサルクッション使用事例
定員	5～15名様

お申込み



ラッサルポジショニングセミナー



COBI REHAB
The Positioning Company

LASAL

ラッサル クッション

デモ機
あり

ポジショニング&リラクゼーションクッション

- 特殊なビーズにより、ポジショニングの保持に大変すぐれています。
 - 単品使用や、クッションを組合わせた使用により、様々なポジショニングが可能です。
 - 身体に負担をかけずにリラックスして頂けるよう、豊富なサイズと形状がございます。
- ※購入時より5%以上カバーが縮んだ場合は、カバーの買い替えを推奨します。

材質 本体カバー:特殊加工ポリウレタン
本体内部:極小ポリスチレン特殊ビーズ
クッションカバー:木綿

※組み合わせによっては通常より納期がかかる場合がございます。

バナナクッション・Vバナナクッション



品番	9730	9731	9732
品名	バナナクッション	Vバナナクッション	
モデル	赤色 S	黄色 L	緑色 Long
サイズ	124×37×9cm	148×31×10cm	320×30×9cm
	¥36,500	¥45,000	¥77,200
交換用カバーのみ	¥6,900	¥8,500	¥22,500
送料 A		送料 A	送料 B (税抜)

プリズム(三角柱)



品番	9733	9734	9735
品名	プリズム(三角柱)クッション		
モデル	青色 S	黄色 M	紺色 L
サイズ	40×12×10cm	66×20×18cm	94×25×22cm
	¥31,800	¥35,900	¥45,500
交換用カバーのみ	¥7,300	¥9,200	¥10,800
送料 A			(税抜)

ハーフムーン(半月型)



品番	9736	9737	9738
品名	ハーフムーン(半月型)クッション		
モデル	青色 S	緑色 L	紺色 L-Thick
サイズ	47×23×4cm	79×33×7cm	86×40×7cm
	¥12,500	¥23,200	¥33,500
交換用カバーのみ	¥3,300	¥5,300	¥6,500
送料 A			(税抜)

レクタングラー(長方形)



品番	9739	9740	9741
品名	レクタングラー(長方形)クッション		
モデル	赤色 S	緑色 L	黄色 Long
サイズ	60×30×6cm	73×42×5cm	110×41×10cm
	¥24,000	¥30,800	¥47,900
交換用カバーのみ	¥4,300	¥5,500	¥8,900
送料 A			(税抜)

ネッククッション



品番	9743	9744	9745	9746
品名	ネッククッション			
モデル	赤色 Child	緑色 Child-B	青色 Junior	紺色 Adult
サイズ	62/109×33×5cm	23×16×5cm	60/114×21×6cm	24×21×7cm
	¥18,900	¥23,000	¥20,200	¥24,000
交換用カバーのみ	¥4,300	¥6,800	¥4,800	¥6,600
送料 A				(税抜)

T-クッション



品番	9747	9748	9749	29340996	9750	9751
品名	T-クッション					
モデル	黄色 XS	赤色 S	緑色 M	水色 ML	紺色 L	青色 XL
サイズ	36×27×4cm	57×37×7cm	63×40×7cm	72×45×8cm	83×56×10cm	98×61×11cm
	¥26,600	¥29,800	¥42,500	¥50,000	¥54,600	¥66,500
交換用カバーのみ	¥8,500	¥8,900	¥10,900	¥11,500	¥12,900	¥13,600
送料 A						(税抜)

シットサック



品番	9755	9756
品名	シットサッククッション	
モデル	赤色 Child	緑色 Junior
サイズ	72×48cm	89×51cm
	¥97,500	¥118,200
交換用カバーのみ	¥24,200	¥24,900
送料 E		送料 C (税抜)

ウェッジ



品番	29341000	9754	9753
品名	ウェッジクッション		
モデル	青色 S	赤色 M	黄色 L
サイズ	34×24×14/6cm	73×50×29/13cm	104×50×40/19cm
	¥27,800	¥33,600	¥88,500
交換用カバーのみ	¥6,000	¥9,200	¥18,500
送料 A		送料 A	送料 C (税抜)

エンブレイサー



品番	29340997	29340998	29340999
品名	エンブレイサークッションベルト付き		
モデル	青色 S	緑色 M	紺色 L
サイズ	76×92×66cm	87×113×70cm	95×117×66cm
	¥70,900	¥70,900	¥80,900
交換用カバーのみ	¥27,500	¥27,500	¥27,500
交換用ベルトのみ(全サイズ共用)		¥9,500	(税抜)
送料 A			

ラッサルクッション フルセット

ラッサルクッション全種類の合計金額です。

価格 **¥1,408,200**(税抜)

※ご注文の際は、全てのクッションの品番指定が必要です。

デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



※サイズ表記について、詳しくはHPをご覧ください。
※予告なくサイズ変更する場合がございます。

ラッサルクッション

検索

ポジショニングのポイント

快適な休息姿勢をサポート

局所に圧が集中せず体圧分散してリラックスした状態を目指します
(痛みや苦痛がなく、呼吸も楽に行える状態をつくる)
余計な緊張をなくし、本人が動きやすい身体づくりを目指します

二次的な合併症を予防

褥瘡・栄養面の問題・呼吸器官の問題・痛みなどを予防します

ポジショニングのポイント



身体の仕組みを考えましょう!

支える部分と動かす部分を理解して、支える部分に荷重をかけることが大切です。
関節部分に重さをかけないことで本人が持っている動かす力を引き出すことができます。

■ 支える部分



↑ 動きを出す部分 (関節)



改善されていないポジション

局所圧を改善しない誤った ポジショニング

本来支える部分ではなく動く場所である関節で重さをうけているポジショニング。重さの流れが変わらず局所圧が改善せず、関節や筋肉にも負担がかかっている状態で、褥瘡ができ拘縮が悪化する可能性があります。



改善されたポジション

圧が分散した快適な ポジショニング

下肢の重さを大腿部・下腿部で受け、胸郭の重さを上部胸郭全体で受けているポジショニング。隙間を埋めるのではなく、重さの流れを改善して圧の分散が図れているポジショニング。

◎全てのポジションの作り方については事前に看護師・セラピストなどの専門家へご相談の上お試しください。

ラッサルクッションを用いたポジショニング例

<仰臥位>



- 使用クッション：バナナクッション黄色L
バナナクッション赤色S
T-クッション紺色L
プリズムクッション黄色M

<腹臥位>



- 使用クッション：ウェッジクッション黄色L
T-クッション青色XL
ハーフムーンクッション緑色L

<半腹臥位>



- 使用クッション：
レクタングル
クッション緑色L
バナナクッション黄色L
T-クッション青色XL

<側臥位>



- 使用クッション：
レクタングル
クッション緑色L
バナナクッション黄色L
T-クッション青色XL
ハーフムーン
クッション緑色L

推奨する組合せ例

★お身体の大きさに合わせてクッションサイズの選択をしてください



成人向け

バナナクッション黄色L	¥45,000
ハーフムーンクッション紺色L-Thick	¥33,500
T-クッション青色XL	¥66,500
合計	¥145,000

(税抜)

小児向け

バナナクッション赤色S	¥36,500
T-クッション水色ML	¥50,000
ハーフムーンクッション緑色L	¥23,200
合計	¥109,700

(税抜)

ラッサルフロートクッション

デモ機あり



使用したもの：Tフロート（M）

ビーズで浮くプール用クッション

- ビーズを浮具に採用することで身体によく馴染みます。
- 従来の浮具とは異なり、クッション内に水が入る仕組みになっていますので、より柔らかくなり、身体への接触が快適になります。
- 従来の浮具では、「背浮き」「伏し浮き」といった水中での姿勢の変化を取ることができませんが、ラッサルフロートクッションでは対象者に合わせて、クッションを組み合わせることによりさまざまな姿勢の変化を得ることができます。
※適切な塩素濃度で維持・管理されたプール内でご使用ください。
※救命胴衣（ライフジャケット）ではありません。ご使用に際しては水の中での姿勢管理に充分配慮ください。
※水中では必ず介助者付き添いのもと、ご使用ください。

材質

本体カバー：ポリウレタン加工
ポリエステル
本体メッシュ：ポリエステル
ビーズ：極小ポリスチレン特殊ビーズ

カラーフロート



品番	29341009	29341008	29341007
モデル	XS	M	L
サイズ	54×26×34cm	65×32×43cm	68×38×47cm
送料 A	¥50,000	¥54,500	¥57,900
※サイズ表示変更（旧Sサイズ） （税抜）			

Tフロートクッション



品番	29341002	29341001
モデル	S	L
サイズ	63×40cm	80×54cm
送料 A	¥36,300	¥46,900
※サイズ表示変更（旧Mサイズ） （税抜）		

バナナフロート



品番	29341010	29341005	29341003
モデル	S	M	L
サイズ	85×40cm	122×40cm	148×38cm
送料 A	¥31,600	¥34,300	¥41,500
（税抜）			

ネックフロート



品番	29341012
モデル	フリー
サイズ	62×6cm
送料 A	¥18,900（税抜）

ネックカラーフロート



品番	29341020	29341014
モデル	S	L
サイズ	24×16cm	24×21cm
送料 A	¥22,000	¥22,800
（税抜）		

フラワーフロート



品番	29341016	29341017
モデル	S	L
サイズ	65×74cm	89×81cm
送料 A	¥41,200	¥49,200
（税抜）		

スタビライザーフロート



品番	29341018	29341019
モデル	S	L
サイズ	長さ:66cm 幅19/25cm	長さ:88cm 幅24/29cm
送料 A	¥29,600	¥35,500
（税抜）		

デモ機あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。初めてお使いの方はデモ機にて試用されることをお奨めします。



※サイズ表記について、詳しくはHPをご覧ください。
※予告なくサイズ変更する場合がございます。

ラッサルフロートクッション

検索

活用例

伏し浮き



使用したもの：ネックフロート

背浮き



使用したもの：バナナフロート（L）／Tフロート（L）



感覚統合

感覚統合器具、マットなど、教育現場で主に使用される器具には、時には相反する、様々な要求が求められます。KAWAMURAグループ製リハビリ器具は、こうしたお客さまの声を真摯に受け止め、安全性の高い、安心・信頼のモノづくりを続けています。それはお客さまの自立支援に貢献し、人生、生活、生命を豊かにするお手伝いができるものと考えています。特に近年は特別支援教育の導入とともに、学校の環境が大きく変化しております。新しい製品開発も積極的に行い、お客さまのもとへ届けていきます。

Pacific Seminar

『感覚統合器具使い方セミナー』

- 対象者** これから感覚統合(SI)に関わる方、関心のある方へ向けて開催、初心者の方向けです。作業療法士、保育士、教員、デイサービス従事者等
- 実施日** 1日を想定。土日優先。平日は講師確保ができませんのでお受けいたしません。
- 会場** お申し込み者側がご用意。ご勤務先など(=SI導入先、放課後等デイサービスなど)。感覚統合器具を設置されている場所をご用意してください。
- セミナー担当** 日本感覚統合学会認定講習会インストラクター、パシフィックサプライ説明員

- 費用** 30,000円(税抜)
- プログラム例** AM 感覚統合器具の取り扱いやロープの安全な結び方について
(パシフィックサプライ担当者より)
PM器具を利用した感覚統合の関わり方について
(日本感覚統合学会認定講習会インストラクターより)
実技と座学を交えて実施いたします。
- 定員** 制限はありませんが、今までは5名から40名ほどにて開催しております


※お申し込みから開催日まで、インストラクターの日程調整含めて2〜3ヶ月必要です。

お申し込み



感覚統合器具使い方セミナー 検索

感覚統合室のイメージ図



お手入れ方法

① 本体カバー

- ほこりなどの汚れはブラシなどで軽くブラッシングしてください。
- 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤で汚れを拭き取り、硬く絞った布で洗剤が残らない様に拭いてください。その後柔らかい布で乾拭きしてください。
- シンナーやアルコール系の溶剤は絶対に使用しないでください。
- 飲み物をこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが取れなくなります。

② 金属部分(フレーム部)

- 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤で汚れを拭き取り、硬く絞った布で洗剤が残らない様に拭いてください。その後柔らかい布で乾拭きしてください。

修理について

これらの器具の修理・部品交換・改造などは絶対に行わないでください。
修理・部品交換等が必要と思われる場合は販売店にご相談ください。

感覚統合器具訪問メンテナンスサービスを実施いたします。

詳しくはP15または弊社HPをご覧ください。

www.p-supply.co.jp/seminars/

スイングを天井へ吊るす

1) 天井金具を設置する。

2) スイングサポートフレームを設置する (P89)

- スイングを吊るすには、天井フックやパイプ格子天井に取り付ける方法、長いパイプを部屋の壁や天井に取り付ける方法、部屋の梁にプレートを取り付ける方法などがございます。（下記写真参照）
- 設置・施工方法につきましては、施工受託者様、または請負業者様に対して設計図書に基づき、必ずスイングの構造やその使用方法・頻度をふまえた上で、利用者の安全性とスイングの耐久性に配慮した固定方法、組み立て、接合、仕上げ、施工の各段階における品質管理を徹底するよう、指示・承諾・協議を行ってください。

天井金具を設置する為には

●スイングの使い勝手の良い金具

- ・丸パイプ：パイプ径30-90mm程。ロープを結びやすく、強度も確保しやすいです。ステンレスやアルミ製が一般的です。塗装するとロープを結んだ際に剥げます。
 - ・丸環：パイプ径15-40mm程。円形で円の内径が50-100mm程です。ロープを結ぶために最低50mmは内径を確保してください。丸環は天井からの金具に固定してください。
- ※いずれもパイプ径が太い方がロープに負荷がかからず、劣化が少なく済みます。
天井金具が動く形状（D環、丸環が回転する等）になると、スイングの使用時に動作部同士が擦れて摩耗します。

●ロープを結ぶ間隔について

2点吊りの際の天井のロープの間隔は、スイング側と同等が望ましいです。以下2種類に大別されます。

100cm：ポニーリング、オーシャンリング

150cm：ホースリング、ロングリング、ラダーウォール

ハンモックやポケットリングは、使用方法により1点吊りや2点吊りのどちらでも使用できます。
使用される際のねらいに応じてお使いください。

以上より、天井金具は50cm間隔でロープが固定できる（結ぶ）様にされると便利です。


天井金具の例



スイングの使用環境

天井金具のレイアウト例

スイングが室内の壁面に当たらないように、吊り下げているロープの周囲はスペースを空けます。必要なスペースが確保できない際は、壁面にクッション材などを設置し、衝突等への対策をしてください。



黒枠：天井金具

青線：ロープ（スイング）の振り幅

赤線：ロープが届く範囲

スイング振り幅=天井金具から床面までの高さ

例：天井高が3m、天井金具高が20cmとするとスイング振り幅は2.8m
天井金具を中心として半径2.8mの周囲に壁などの構造物が当たらないようにする。
天井金具の井桁が2×2m、高さ2.8mの場合、 $2.8 \times 2 + 2 = 7.6\text{m}$
天井金具を中心に7.6m四方のスペースが必要。（赤枠部分）

感覚統合器具(スイング)を安全にお使い頂くために

ご使用の際には、対象の方に応じて適切な処方のもと耐荷重など安全面に留意してご利用ください。

- 想定される耐荷重 感覚統合器具（スイング）の中で、負荷荷重が一番大きいとされる「スペースリング」と「ホーススイング」により想定される耐荷重は以下の通りです。

	製品重量	最大搭載荷重	吊り下げロープ数	安全率による耐荷重
スペースリング	13kg	120kg	1本	1,596kg
ホーススイング	15kg	100kg	2本	690kg

※安全率による耐荷重=(製品重量+最大搭載重量)×激しい繰り返し荷重の安全率12倍÷吊り下げロープ数

●安全率設定

安全率の目安			
静的な荷重	動的な荷重		
	片振りの繰り返し荷重	両振りの繰り返し荷重	激しい繰り返し荷重
3	5	8	12

静的な荷重で材料が鋼の場合、安全率は3以上と定められています。しかし感覚統合器具の場合、静的荷重ではなく状況によっては激しい繰り返し荷重がかかる事が想定される為、安全率は上記表の12を採用します。これは機械設計工学を参考にしています。

感覚統合器具の吊り下げ用部品に必要とされる強度は1,596kg以上としております。

同様に、施設における天井の強度については、

吊り下げ金具1ヶ所あたり1,596kg以上が望ましいです。

- ・ 上記はあくまでも目安であり、設置場所、使用者、使用方法により求められる強度は変化する場合があります。
- ・ 天井吊り下げ部品など設置の際は専門家の方々とお打合せください。
- ・ 弊社では天井工事は行っておりません。


以上を参考に感覚統合器具の設置をして頂く様お願い申し上げます。

※弊社は(株)ゆう建築設計様よりアドバイスを頂いております。

ロープの結び方


ロープでスイングを吊るす場合は、
右の結び方にて金具をしっかりと
締めつける事ができます。

SI用ロープの結び方動画



スイングの使用環境

使用する吊りスイングの下やその周辺には、必ず適度な厚さでクッション性の高いマットを敷いてご使用ください。また、使用するスイングによって、使用中に上下・左右に大きく揺れる事があります。周辺のスペースを十分に考慮してご使用ください。



注意：スイング使用時には必ず安全の為にマットやクッション性の高い物を敷いてください。

注意：スイングご使用时、必ずフレーム／天井フック→ロープ→高さ調節器具→カラビナ→スイングの順でつないでください。
フレーム／天井フックに直接金具を取り付けしないでください。摩耗の原因となります。



スペースローリン

デモ機あり

不思議な弾力とドッシリ感のあるブロック！

- スペースシリーズは、子ども達に無限の可能性を表す宇宙を連想させるような立体空間を駆使した感覚統合器具のラインナップです。
- 筒型のブロックとして、複数個を組み合わせて様々な遊びが可能です。
- スイングセットを用いると、スペースローリンをスイングとして利用できます。その際の耐荷重は75kgです。
- 直径38mmの穴があり、スイング時には木製ロッドを通して用います。穴は円柱中心ではなく、偏心している為スイング時でも不安定感が軽減されています。
- ブロック1個でのスイング使用や、縦にして1点吊りでの使用はお止めください。
- 色鮮やかなイエロー、ピンクの2種類です。
- ブロックはポリウレタン製で、劣化しにくいインテグラルスキンフォームです。一体成型の為、耐久性の高い表面層(スキン層)とクッション性を持つコア層を併せ持っています。
- 表面はシボがあり、すべりにくくなっています。

製品仕様

本体	サイズ	直径233×高さ200mm
	穴径	38mm
	重量	約1.45kg
	材質	ポリウレタン
木製ロッド	サイズ	直径38×長さ490mm
	重量	約400g
	材質	ブナ木材



2個セット



4個セット




スイングセット


遊びかた例



スイング例



飛び石



ひもとおし



立てて座る



丸太に乗って



渡り橋

品番	69250051	69250052	69250053	69250054	69250055	69250056	69250057	69250058	69250059
品名	2個セット			4個セット			スイングセット		
内容	ピンク 2個	イエロー 2個	イエロー 1個 ピンク 1個	ピンク 4個	イエロー 4個	イエロー 2個 ピンク 2個	ピンク 2個	イエロー 2個	イエロー 1個 ピンク 1個
送料 A	各 ¥25,000			各 ¥45,000			各 ¥36,000		

(税抜)

デモ機あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

※スイングキット=SI用ロープ2m・2本、カラビナ・2個、木製ロッド・1本

感覚統合


訪問サービス。本ページの商品は訪問メンテナンスサービス対象商品です。詳しくはP15をご覧ください。

スペースブロック

デモ機あり

安心パック

環境空間に豊かに関わることを刺激する




品番	69250035	69250036	69250037	69250038
対象	—	75kgまで	75kgまで	75kgまで
形状	3種セット	まる	さんかく	しかく
サイズ	—	直径約80×80cm	約130×80×80cm	約80×80×80cm
重量	—	12.9kg	9.3kg	19kg
送料 E	¥316,200 (税抜)	¥122,800 (税抜)	¥122,800 (税抜)	¥122,800 (税抜)
	品番 69250031 ¥280,000 (税抜)	品番 69250032 ¥94,000 (税抜)	品番 69250033 ¥94,000 (税抜)	品番 69250034 ¥94,000 (税抜)

スペースホッパー

デモ機あり

安心パック

上下左右前後に揺れる、新しいスタイル



- 従来の感覚統合の場面では、スイング、トランポリンなど、動きのある器具を利用する事は広く知られるところです。上下、左右に揺れることで様々な感覚刺激を得ることができます。一方でそうした器具は設置する際に、スイングを吊すフックなど、施設側に設備や、スイングサポートフレームを設置する必要があったり、大きなトランポリンなどを置く広い場所が必要です。「スペースホッパー」は小さなスペースや、設備が無いところでも感覚統合ができるように工夫された器具です。
- 本体を水平な床面に設置すれば、すぐに使用することができます。
- 中央の座面にすわり、上下・前後・左右に揺れることができます。本体フレームと座面との間にゴムを使用し、ゆったりとした大きな揺れを得ることができます。
- 通常の感覚統合に加えて、座位、学習前の集中力を高める場面などにも応用でき、いろいろな場面で活躍できる商品です。
- 座面に座るお子さまのすぐそばまで、指導者／保護者／介助者が寄り添うことができます。小さなお子さまや重度の肢体不自由の方も安全にご利用いただけます。
- 最大70kgまでの方が使用できます。20kg未満の小さな方の際には、ゴムの反力が強く、十分に沈み込まない場合があります。そうした際には介助者の方が座面を揺らして、動きを誘導してください。

品番	69251047
対象	70kgまで
サイズ	本体フレーム：全長1,100×全幅1,100×全高600 (mm) / 座面：550×550×300 (mm)
材質	本体フレーム・座面フレーム：スチール / 本体・座面・ゴム部カバー：ポリエステル 本体フレーム部スポンジ・座面背もたれスポンジ：ポリエチレン / 座面スポンジ：ポリウレタン バンジーゴム：合成ゴム

送料 E

¥257,400 (税抜)

品番 69250021
¥220,000 (税抜)

※揺れ方向イメージ

●感覚統合器具は受注生産となっております。

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。メンテナン

サービスがござい

メンテナン

サービスがござい


詳しくはP15をご覧ください。

枠内は安心パックを含まない場合の品番及び価格表示になっております。

訪問サービス。本ページの商品は訪問メンテナンスサービス対象商品です。詳しくはP15をご覧ください。

円盤ブランコ

デモ機あり
安心パック



- 円盤状の板の上に乗って子ども自身がダイナミックな運動をつくるができます。

品番	69251013	69251026
円盤板のサイズ	直径20×厚さ2 (cm)	直径30×厚さ2 (cm)
対象	70kgまで	70kgまで
材質	ラワン合板、ロープ	
重量	2kg	
付属品	カラビナ 1個	


送料 A **¥70,800** (税抜)

品番 0202
¥44,000 (税抜)

品番 8964
¥44,000 (税抜)

オーシャンスイング

デモ機あり
安心パック



※写真は背板付です。

- 子どもがゆったりと寝そべて乗れる大きさです。
- つかみやすい丸棒付で、複数の方が乗ることができます。

品番	69251041
対象	70kgまで
材質	芯材:ラワン合板、KJG カバー部:セルバ
重量	11kg
付属品	カラビナ 2個


送料 C **¥93,800** (税抜)

品番 9556
¥66,000 (税抜)

オーシャンスイング用背板 品番 8980
¥17,000 (税抜) 送料 A

空中シーソー

デモ機あり
安心パック



- 吊具がシンプルで簡単に振り運動や回転運動ができます。
- シーソーの両側にベルトが2本ずつぶら下がっています。
- 体の支持部がごく少なく、かつ大きな動きを体験することができます。


品番	69251014
対象	70kgまで
材質	芯材:ステンレス、ビニールスポンジ カバー部:合成レザー
重量	3kg
付属品	カラビナ 1個

送料 A **¥168,600** (税抜)

品番 0204
¥138,000 (税抜)

サンライトスイング 1点吊り/2点吊り

デモ機あり
安心パック



- 子どもが最も乗りやすいスイングです。
- 振り運動やバランスの獲得など姿勢制御を中心とした遊具です。

品番	69251042	69251053
対象	70kgまで	
材質	芯材:ラワン合板、KJG カバー部:セルバ	
重量	6kg	
付属品	カラビナ 1個	カラビナ 2個

送料 B **¥70,800** (税抜)

品番 9557
¥44,000 (税抜)

品番 69250024
¥44,000 (税抜)

- スイングと天井、フレームとの取り付け方法については、P80、88をご参考ください。
- 感覚統合器具は受注生産となっております。

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。
デモ機出荷時には弊社からご指定地への送料が必要です。ご返却時の送料については実費ご負担ください。


メンテナンスサービスがございます。詳しくはP15をご覧ください。

枠内は安心パックを含まない場合の品番及び価格表示となっております。

訪問サービス。本ページの商品は訪問メンテナンスサービス対象商品です。詳しくはP15をご覧ください。

スペースリング

デモ機あり



立体空間を使ったスイング

- 今までにない立体空間により多彩な動きを実現します。
- 回転運動・振り運動・回旋運動による前庭覚刺激が期待できます。
- ジャングルジムのように登ったり、二人でシーソーのように動かしたりする事ができます。


品番	69251022
対象	120kgまで
材質	本体フレーム:スチール カバー部:セルバ、ソフラン
重量	13kg
付属品	カラビナ 1個

送料 E **¥175,800** (税抜)

品番 7729
¥145,000 (税抜)

タワーラダー

デモ機あり



- はしごをタワー状にしました。


品番	69251019
対象	70kgまで
材質	ブナ丸棒、ラワン合板、ロープ
重量	12kg
付属品	カラビナ 5個 ピコローテーター 1個

送料 B **¥220,600** (税抜)

品番 0212
¥188,000 (税抜)

チューブスイング

デモ機あり



- チューブを振り運動に利用したタイプです。
- 受け身ではない能動的な動きを得る場合に、このチューブスイングでは、つかまったり、ぶらさがったり、強い固有覚刺激と前庭覚刺激を入力することができます。


品番	69251015
対象	70kgまで
材質	安全帯、タイヤチューブ
重量	5kg
付属品	カラビナ 1個 ピコローテーター 1個

送料 D **¥85,400** (税抜)

品番 0207
¥60,900 (税抜)

バースイング

デモ機あり



- しがみつき、よじのぼりなどの動きに揺れ、刺激が加わります。

品番	69251008
対象	70kgまで
材質	芯材:VUパイプ カバー部:ソフラン、ターポリン
重量	4kg
付属品	カラビナ 1個

送料 C **¥78,100** (税抜)

品番 0182
¥51,000 (税抜)

- スイングと天井、フレームとの取り付け方法については、P80、88をご参考ください。
- 感覚統合器具は受注生産となっております。

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。
デモ機出荷時には弊社からご指定地への送料が必要です。
ご返却時の送料については実費で負担ください。


メンテナンスサービスがございます。詳しくはP15をご覧ください。

枠内は安心パックを含まない場合の品番及び価格表示となっております。

訪問サービス。本ページの商品は訪問メンテナンスサービス対象商品です。詳しくはP15をご覧ください。

ハンモック

デモ機あり 安心パック



- 太さ5mmロープの手編みによるメッシュ構造のハンモックです。
- ハンモックの中にスッポリ入り、大きく揺らしたり、回転したりすることで前庭覚刺激を与えることができます。
- 網目の大きさ:50mm間隔

品番	69251016 (Aタイプ)	69251017 (Bタイプ)
ネットサイズ	全長180×全幅90(cm)	全長180×全幅140(cm)
対象	70kgまで	70kgまで
重量	2.4kg	2.6kg
付属品	カラビナ 2個	

送料 A

¥85,400

¥91,600

(税抜)

品番 0209



¥58,000 (税抜)

品番 0210

¥64,000 (税抜)

プラトホームスイング

デモ機あり 安心パック



- 子ども自身によるバランス獲得、姿勢制御を中心とする遊具です。
- バランス(腹這い、四つ這い、座位、立位など)をとろうとすることによって、全身の筋の同時収縮を引き出します。4本のロープをトップで固定すると、プラトホームは安定し、座位または、腹這いになり振り運動や回転運動を得ることができます。

品番	69251012
対象	70kgまで
材質	芯材:ラワン合板、スポンジ カバー部:セルバ
重量	9kg
付属品	カラビナ 1個 ピコローテーター 1個

送料 B


¥101,000 (税抜)

品番 0200

¥73,000 (税抜)

フレキサースイングⅠ

デモ機あり 安心パック



- 回転運動・振り運動・回旋運動で直線または回転性の加速度などによる前庭覚への刺激が期待できます。
- 適度な太さと材質を使用することによって、しっかりと抱く形をとらせることができます。

品番	69251010
対象	70kgまで
材質	芯材:VUパイプ、ラワン合板 カバー部:セルバ、ソフラン
重量	11kg
付属品	カラビナ 1個

送料 D


¥101,000 (税抜)

品番 0195

¥73,000 (税抜)

フレキサースイングⅡ

デモ機あり 安心パック



- フレキサースイングⅠより円柱径が小さく、円盤径が大きいため、未就学児にも扱いやすいサイズです。

品番	69251021
対象	70kgまで
材質	芯材:VUパイプ、イレクターパイプ、ラワン合板 カバー部:セルバ、ソフラン
重量	14kg
付属品	カラビナ 1個

送料 E


¥158,200 (税抜)

品番 0635

¥128,000 (税抜)

フロッグスイング

デモ機あり 安心パック



- 腹這いで上下に跳ねたりぐると回転し、筋肉・関節・前庭覚を刺激して3次元の世界を体験することができます。
- 腕・首・背中・足の伸展を促しながら、楽しく遊べるスイングです。

品番	69251043
対象	8kg~50kgまで
材質	工業用ベルト、ラミン丸棒、バンジーロープ
重量	2kg
付属品	カラビナ 1個

送料 A

¥67,800 (税抜)

品番 9558

¥41,000 (税抜)

●スイングと天井、フレームとの取り付け方法については、P80、88をご参考ください。●感覚統合器具は受注生産となっております。


貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。デモ機出荷時には弊社からご指定地への送料が必要です。ご返却時の送料については実費で負担ください。

枠内は安心パックを含まない場合の品番及び価格表示になっております。

訪問にぎふ。本ページの商品は訪問メンテナンスサービス対象商品です。詳しくはP15をご覧ください。

ポケットスイング

デモ機あり 安心パック



- 布の中に全身を包み込んで圧迫が入るので、子どもの身体も情緒も落ち着くことができます。
- 丸棒の長さ90cm
- 伸縮性の布張り


品番	69251024
対象	70kgまで
材質	ブナ丸棒、布、ロープ
重量	2kg
付属品	カラビナ 2個

送料 A **¥65,600** (税抜)

品番 8962 **¥39,000** (税抜)

ホーススイング

デモ機あり 安心パック



- ゆっくりした運動からダイナミックな直線的加速度へと、十分に対応できます。
- 子ども同士または子どもと先生といった2人での使用も可能です。
※スイングサポートフレームは別売です。
使用の際には2点吊りの幅に合わせて、大サイズを推奨します。


品番	69251011
対象	100kgまで
材質	芯材:VUパイプ、ラワン合板 カバー部:セルバ、ソフラン
重量	15kg
付属品	カラビナ 2個

送料 D **¥135,400** (税抜)

品番 0199 **¥106,000** (税抜)

ポニースイング

デモ機あり 安心パック



- 本体が楕円柱型(周径68cm)でまたがると、足を開いて背中を伸ばすことができます。
- 抱きつくことで情緒を安定させることができます。
※スイングサポートフレームは別売です。
使用の際には2点吊りの幅に合わせて、大サイズを推奨します。


品番	69251044
対象	100kgまで
材質	芯材:スプルス材、KJG カバー部:セルバ
重量	7kg
付属品	カラビナ 2個

送料 C **¥101,600** (税抜)

品番 9559 **¥73,500** (税抜)

ボルスターミニ

デモ機あり 安心パック



- ホーススイングのミニ版です。
- 断面が、平面と半円面の両方に使えます。
- 省スペースタイプです。

品番	69251007
対象	70kgまで
材質	芯材:VUパイプ、ラワン合板、ブナ丸棒 カバー部:セルバ、KJG、ソフラン
重量	9kg
付属品	カラビナ 1個

送料 C **¥148,800** (税抜)

品番 0181 **¥119,000** (税抜)


● スイングと天井、フレームとの取り付け方法については、P80、88をご参考ください。 ● 感覚統合器具は受注生産となっております。

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。デモ機出荷時には弊社からご指定地への送料が必要です。メンテナンスサービスがごさいます。詳しくはP15をご覧ください。ご返却時の送料については実費ご負担ください。

枠内は安心パックを含まない場合の品番及び価格表示になっております。

訪問サービス。本ページの商品は訪問メンテナンスサービス対象商品です。詳しくはP15をご覧ください。

モンキースイング(空中ブランコ)




- 握る力を育てたり、筋肉や関節を引き伸ばしたりすることができます。
- 子どもでもつかみやすい直径2.7cmの丸棒を採用しています。

品番	69251045
対象	70kgまで
材質	ラミン丸棒、ロープ
重量	1kg
付属品	カラビナ 1個

送料 A **¥41,800** (税抜)

品番 9560
¥16,000 (税抜)

ラダーウォール




- バランスをとりながら自分自身で新たな環境空間に関わっていきます。

品番	69251018
対象	70kgまで
材質	ブナ丸棒、ロープ
重量	12kg
付属品	カラビナ 4個

送料 B **¥231,000** (税抜)

品番 0211
¥198,000 (税抜)

ロングスイング



- 寝そべったり、またがったりすることができます。
 - 大人の全身を支える大きさですが重量も軽く、持ち運びやすくなっています。
 - つかみやすい丸棒付きです。
- ※スイングサポートフレームは別売です。
使用の際には2点吊りの幅に合わせて、大サイズを推奨します。

品番	69251023
対象	100kgまで
材質	芯材:集成材、KJG カバー部:セルバ
重量	11kg
付属品	カラビナ 2個

送料 C **¥106,000** (税抜)

品番 8961
¥77,700 (税抜)

スクーターボード



- 腹ばいや座って乗れます。

品番	69251009	69251025
仕様	前輪自在輪	四輪固定輪
サイズ	全長73×全幅34 (cm)	
対象	70kgまで	
色	青	緑
材質	芯材:ラワン合板、KJG カバー部:セルバ	
重量	4kg	
付属品	スナップ付きロープ (3m)	

送料 B **¥77,000** (税抜)

品番 0190
¥50,000 (税抜)

品番 8963
¥50,000 (税抜)

- スイングと天井、フレームとの取り付け方法については、P80、88をご参考ください。
- 感覚統合器具は受注生産となっております。



貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。デモ機出荷時には弊社からご指定地への送料が必要です。メンテナンスサービスがございます。詳しくはP15をご覧ください。ご返却時の送料については実費ご負担ください。


枠内は安心パックを含まない場合の品番及び価格表示になっております。

訪問サービス。本ページの商品は訪問メンテナンスサービス対象商品です。詳しくはP15をご覧ください。

高さ調節器具


デモ機あり

ワンタッチで素早く簡単にスイングの高さを調節できる器具です。



SI用ロープ

デモ機あり
(2mのみ)




ロープ直径:16mm
材質:ポリエステル
耐荷重:380kg

2m	品番	0625	¥3,200 (税抜)
3m	品番	0626	¥4,200 (税抜)
4m	品番	0627	¥5,400 (税抜)
5m	品番	0628	¥6,800 (税抜)

※スイング設置の為に天井から吊るすには、2m以上の長さが必要です。送料 A

●天井からスイングまでの接続手順



ローテーター

デモ機あり

ロープをねじらずにスイングを自由に回転させる器具です。



カラビナ

デモ機あり



コラム

SI用ロープ長さについて

天井金具にロープを結ぶ際に適切なロープの長さはどれくらいでしょうか？
天上高や金具の直径によって必要なロープの長さは変わります。
また、床面からロープ下端の高さをどの程度にするかも、ロープの長さを決める際の要素です。これらを考慮すると以下ようになります。

天井高2.8m～3m位、一般的な病院リハビリ室等の場合。天井から天井金具が30cm程度下がっていると仮定すると。

1.スイングを吊るす場合、ロープ下端は床面から100～150cm位→2m

2.1.に加えて、ロープ下端を床面に近づける場合。→3m

この点を基本に、天井高によってロープの長さを前後してください。1mロープは結ぶ事はできますが、スイングを吊るす部分が十分確保できないのでお勧め致しません。
ロープの結びしろは70～90cm程必要です。

●スイングと天井、フレームとの取り付け方法については、P80、88をご参考ください。 ●感覚統合器具は受注生産となっております。

デモ機あり 貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

SI用ロープの結び方、ほどき方が動画で確認できます。

www.p-supply.co.jp/products/

※SI用ロープのページよりご確認ください。

訪問サービス。本ページの商品は訪問メンテナンスサービス対象商品です。詳しくはP15をご覧ください。




大型に合う
2点吊スイング

オーシャンスイング/ホーススイング/ポニースイング
ラダーウォール/ロングスイング

中型に合う
2点吊スイング

オーシャンスイング



スイングサポートフレーム



- 天井から吊るすことが、できない場所でのスイング設置のために
考案されたものです。
- 取り付け・取り外しは工具無しの作業で行えます。
- 取り付けるスイングのサイズ（1点/2点吊、2点吊の幅）とフレーム
サイズに合うようにしてください。

本フレームとスイングの適合について

フレームの幅とスイングのサイズによりフレームの脚とスイングが
接触する場合があります。

下記一覧を参考に選定してください。

スイング名	大型	中型	小型
円盤ブランコ	○	○	○
オーシャンスイング	○	○	×
空中シーソー	○	○	△ ¹
サンライトスイング	○	○	○
スペースリング	○	○	△ ¹
スペースローリン	○	○	△ ²
タワーラダー	○	○	○
チューブスイング	○	○	○
パーススイング	○	○	○
ハンモック	○	○	△ ²
プラットホームスイング	○	○	○
フレキサススイングⅠ・Ⅱ	○	○	○
フロッグスイング	○	○	○
ポケットスイング	○	○	△ ²
ホーススイング	○	×	×
ポニースイング	○	×	×
ボルスターミニ	○	○	△ ¹
モンキースイング	○	○	○
ラダーウォール	○	×	×
ロングスイング	○	×	×

△¹ 1点吊の器具ですが、幅があるため向きです。
△² 1点吊での使用となり、2点吊での使用はできません。

小型 ロープ取り付け箇所:1

品番	69251027
サイズ	235(D)x210(W)x220(H)cm 上部幅30cm
フレーム重量	約37kg
耐荷重	約120kg
付属品	ロープ1本、高さ調節器具1個

送料 E **¥511,000** (税抜)

品番 8966
¥467,000 (税抜)

中型 ロープ取り付け箇所:3

品番	69251028
サイズ	235(D)x270(W)x220(H)cm 上部幅90cm
フレーム重量	約40kg
耐荷重	約120kg
付属品	ロープ2本、高さ調節器具2個

送料 E **¥523,000** (税抜)

品番 8967
¥479,000 (税抜)

大型 ロープ取り付け箇所:5

品番	69251029
サイズ	235(D)x340(W)x220(H)cm 上部幅160cm
フレーム重量	約43kg
耐荷重	約120kg
付属品	ロープ2本、高さ調節器具2個

送料 E **¥585,000** (税抜)

デモ機
あり

●いずれも付属のロープの長さは2mです。



(スイングサポート
フレームは別売)

スイングサポートフレーム用支柱保護パッド

デモ機
あり

- スイングサポートフレームの脚部に付けるクッション性のあるパッドです。
- スイングサポートフレーム3サイズ(大・中・小)の全てに対応しています。
- 4本セットです。

品番	29880055
色	白
サイズ	長さ200cm ウレタン厚さ 3cm 内径5cm
材質	外皮:合皮レザー 芯材:ポリエチレン
重量	1本:1.5kg 4本:6kg

送料 D **¥165,000** (税抜)

●スイングとフレームとの取り付け方法については、P80、88をご参考ください。 ●感覚統合器具は受注生産となっております。

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。
デモ機出荷時には弊社からご指定地への送料が必要です。
ご返却時の送料については実費ご負担ください。

メンテナンスサービスがごさいます。詳しくはP15をご覧ください。

枠内は安心パックを含まない場合の品番及び価格表示になっております。

感覚統合

訪問サービス 本ページの商品は訪問メンテナンスサービス対象商品です。詳しくはP15をご覧ください。



※組み合わせは自由に変更できます。

遊び坂



- 「遊び台(高さ変更可能)」や「飛び石」にひっかけることで様々な角度で使用できます。
- 坂を登ったり、おしりや腹這いで滑り降りたり用途も多彩です。タモ集成材を使用しておりますので強度があり、手触りも滑らかです。



標準サイズ A
(写真は2枚使用)

品番	69251037
サイズ	長さ180×幅30×厚さ2.5(cm)
重量	約9.3kg

対象：50kgまで

送料 C

¥67,800 (税抜)

品番 8976

¥43,000 (税抜)

遊び台



- 標準サイズ・大サイズは「遊び坂」を2枚併せて60cm幅の斜面台として使用できます。
- 大サイズは「遊び坂」を3枚併せて90cm幅の斜面台として使用できます。
- スクーターボード等をお使いの際は天板コンパネ仕様をお選びください。



標準サイズ B

品番	69251030	69251031
仕様	天板セルバ(青色)	天板コンパネ
サイズ	天板67×67・高さ35/55/75(cm)に変更可能	
重量	約9.8kg	

送料 C

¥79,200

¥70,800

(税抜)

品番 8969

¥54,600 (税抜)

品番 8970

¥46,200 (税抜)

大サイズ

品番	69251032	69251033
仕様	天板セルバ(青色)	天板コンパネ
サイズ	天板67×97・高さ35/55/75(cm)に変更可能	
重量	約12kg	

送料 C

¥82,200

¥75,000

(税抜)

品番 8971

¥58,000 (税抜)

品番 8972

¥50,400 (税抜)

対象：各50kgまで

飛び石



- 台に登ったり、飛び移ったりすることで、空間の認知をしたり、手足の協調動作を促します。
- 「飛び石 小サイズ」は構造上、「遊び坂」「広い遊び橋」の取り付けは左右2面にのみ可能です。
- 「狭い遊び橋」は各サイズとも4面に取り付けできます。



大サイズ D

品番	69251034
仕様	天板セルバ(赤色)
サイズ	天板57×57・高さ35(cm)
重量	約6.9kg

送料 C

¥55,200 (税抜)

品番 8973

¥30,600 (税抜)

中サイズ E

品番	69251035
仕様	天板セルバ(緑色)
サイズ	天板47×47・高さ25(cm)
重量	約5.2kg

送料 C

¥54,200 (税抜)

品番 8974

¥29,400 (税抜)

小サイズ G

品番	69251036
仕様	天板セルバ(青色)
サイズ	天板37×37・高さ15(cm)
重量	約2.8kg

送料 C

¥52,800 (税抜)

品番 8975


¥28,000 (税抜)

対象：各50kgまで

遊び橋



- 「広い遊び橋」は渡りやすく、視覚と身体感覚の統合を養います。
- 「狭い遊び橋」は両足でなんとか歩けるサイズでバランス感覚が必要です。「狭い橋」・「広い橋」を併せて47cm幅の橋として使用できます。タモ集成材を使用しておりますので強度があり、手触りも滑らかです。



対象：各50kgまで

広い遊び橋 C

品番	69251038
サイズ	長さ140×幅30×厚さ2.5(cm)
重量	約7.1kg

送料 C

¥65,600 (税抜)

品番 8977

¥41,000 (税抜)

狭い遊び橋 F

品番	69251039
サイズ	長さ140×幅17×厚さ2.5(cm)
重量	約3.8kg

送料 C

¥60,400 (税抜)

品番 8978

¥34,000 (税抜)

●感覚統合器具は受注生産となっております。



メンテナンスサービスがごさいます。詳しくはP15をご覧ください。

枠内は安心パックを含まない場合の品番及び価格表示になっております。

訪問サービス。本ページの商品は訪問メンテナンスサービス対象商品です。詳しくはP15をご覧ください。

バランスボードN型



- 高さや種類が異なるバランスボードN型があり、それぞれの症状に応じていろいろな訓練が行えます。
- 両脚立ち、片脚立ち、前立ち、後立ち、側方立ち、回転、飛び乗り、腹臥位でのバランス、座位でのバランスなどの運動ができます。



※全サイズ:直径30cmです。

品番	69251002	69251003	69251004	69251005	69251006
サイズ(全高)	1.5cm	3cm	4cm	5.5cm	7cm

送料 A 1個 **¥39,600** (税抜)

品番	0072	0073	0074	0075	0076
1個	¥14,000 (税抜)				

バランスボードII型



- 金属パイプを使用した大型のバランスボードです。
- 通園センターなどの施設に最適で、板の上で様々な肢位が十分にとれます。



品番	69251001
サイズ	全長180×全幅90×全高25(cm)
対象	130kgまで
材質	芯材:スチール 生地:タフポリン

送料 E **¥181,000** (税抜)

品番	0070
1個	¥150,000 (税抜)

SI用ソフトマット



- 触刺激に過敏に反応する子どもたちのことを考慮して、柔らかい表面素材を使用しています。
- マットに体をさみ込んで強い圧迫刺激を全身に加えることもできます。
- 短辺部ファスナーから内部カバーを外し、外カバーを洗濯できるようになりました。

品番	69251020
サイズ	全長180×全幅90×高さ60cm(生地210×130cm)
色	青
材質	セルパ スポンジ
重量	18kg

送料 E **¥114,600** (税抜)

交換用外カバー	品番 69250002
1個	¥37,000 (税抜)

品番	0213
1個	¥86,000 (税抜)

ボールプール

水なしの水治療で楽しみながら運動できます。



※ボールの色:赤・青・黄・緑・橙

- 色彩豊かな樹脂製ボールをウレタン製パネルに囲まれた中に入れ、その中に子どもたちが入って遊べます。
- 枠の高さ 70cm

デラックスA

スタンダードA

品番	0101	0104
仕様	枠(径2.4m)、シート(2.7×2.7m)付 ボール7.5φ 5,500個	枠(径1.8m)、シート(2×2m)付 ボール7.5φ 3,000個
材質	ボール:ポリエチレン 枠:ウレタン・テトラロンターポリン張り シート:フェルト	

送料 別途 **¥672,200**

¥407,200
(税抜)

デラックスB

スタンダードB

品番	0102	0105
仕様	枠(径2.4m)、シート(2.7×2.7m)付 ボール6.0φ 10,000個	枠(径1.8m)、シート(2×2m)付 ボール6.0φ 6,000個
材質	ボール:ポリエチレン 枠:ウレタン・テトラロンターポリン張り シート:フェルト	

送料 別途 **¥951,000**

¥601,600
(税抜)

(別売用ボール/500個 単色) 7.5φ 45,200円(税抜)、6.0φ 38,800円(税抜)

- 感覚統合器具は受注生産となっております。



貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。
デモ機出荷時には弊社からご指定地への送料が必要です。
ご返却時の送料については実費で負担ください。



メンテナンスサービスがご提供します。詳しくはP15をご覧ください。



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。

枠内は安心パックを含まない場合の品番及び価格表示となっております。

パワフル・トランポリン

均一でしなやかなリバウンドを生む
放射状均一張力トランポリン

- スプリングを放射状に張ることで、どの位置で跳んでもその着地点が中心となり均一でしなやかなリバウンドを生み出します。
- 安全性を重視した強度のある材料を選定し、国内製造にこだわった高品質の製品です。

「トランポリン」はセノー株式会社の登録商標です。

使用に当たっては当権利者の許可を得て使用しています。

※本製品は一人利用が基本です。複数人で使用する場合は、必ず保護者が付き添いご使用ください。




品名	T-100	T-150	T-200	T-250
品番	39230137	39230144	39230151	39230158
本体寸法	直径1m×H27cm	直径1.5m×H34cm	直径2m×H40cm	直径2.5m×H52cm
本体重量	14kg	22kg	32kg	40kg
材質	ベッド:PP 本体:スチール（電気亜鉛めっき）	フレームパット:ポリエステル防水キャンパス	スプリング:スプリングワイヤー（電気亜鉛めっき）	
カラー	黄色	緑色	青色	赤色
制限体重	80kg 1人用	100kg 2人まで(50kg/人)	125kg 3人まで(41kg/人)	150kg 4人まで(37kg/人)

送料 D **¥260,000**(税抜) **¥296,000**(税抜) **¥404,000**(税抜) **¥536,000**(税抜)

受注生産品として、大型サイズのT-300(品番:39230165)¥1,000,000(税抜)、T-350(品番:39230172)¥1,100,000(税抜)もあります。

付属品




	T-100	T-150	T-200	T-250
①②③CKW管（フレーム）	各3本	各3本	各4本	各5本
④フレームパッド	1枚	1枚	1枚	1枚
⑤ベッド	1枚	1枚	1枚	1枚
⑥スプリング	24本 (2パック)	36本 (3パック)	48本 (4パック)	60本 (5パック)
⑦スプリング用フック	1個	1個	1個	1個
⑧フレーム固定用テープ	1個	1個	1個	1個
⑨取扱説明書/保証書	1枚	1枚	1枚	1枚

※梱包数はT-100、T-150が1箱、T-200、T-250が2箱です。

※スプリング1本の長さは14cmです。

製品仕様



別売品

	品名	サイズ	T-100	T-150	T-200	T-250
オプション	サポートバーセット	品番	39230138	39230145	39230152	39230159
		価格	¥34,000	¥36,000	¥38,000	¥40,000
	セーフティネット	品番	39230140	39230147	39230154	39230161
		価格	¥34,000	¥48,000	¥68,000	¥92,000
セーフティマット		品番	39230179	39230180	39230181	39230182
		価格	¥184,000	¥200,000	¥217,000	¥250,000
		寸法	2×2m	2.5×2.5m	3×3m	3.5×3.5m
		品番	39230136			
補修用	スプリング簡説用フック	価格	¥3,000			
	スプリング12本セット	品番	39230134			
		価格	¥16,800			
	スプリングフルセット	品番	39230139	39230146	39230153	39230160
		価格	¥33,600	¥50,400	¥67,200	¥84,000
	フレームパッド	品番	39230141	39230148	39230155	39230162
		価格	¥42,000	¥50,800	¥69,600	¥90,000
	ベッド	品番	39230142	39230149	39230156	39230163
		価格	¥30,400	¥36,800	¥51,200	¥64,000
	本体フレームセット	品番	39230143	39230150	39230157	39230164
	★	価格	¥154,000	¥158,000	¥216,000	¥298,000

送料 A (★のみ送料 D)

(税抜)

クリムボン

身体と頭を同時に鍛える 可動式クライミングボード

クリムボンは、室内用の子ども向けクライミング遊具です。

大人になってから不意なケガをしないよう、うまく落ちたり上手に転ぶ体験は、子どもの頃に必要です。

クリムボンは、ハラハラドキドキ落ちること（そして落ちないこと）を練習しながら、ボルダリング運動により体幹と知力を育むのに役立ちます。

迫力の高さ220cm！

クリムボンDX2200が発売となりました。



上部ヘッドレールと
両端の樹脂製軟質コーナー材



ヘッドレールとパネルの
固定用ボルト・ナット



パネル穴用樹脂キャップ



パネルにくっつくマグネットカード



クリムボン用マット（画像は4枚、オレンジ・緑各2枚）

クリムボン専用のマットです。マット同士は、幅広50mmの面ファスナーを使用したフラップで隙間なく連結されます。

万が一、踏み外してもマットの隙間に落ちてしまう心配がなく安心です。

品番	39340001	39340014	39340002	39340013
品名	クリムボン用ボード（4枚組）	クリムボンDX2200（4枚組）	クリムボン用マット オレンジ	クリムボン用マット 緑
本体寸法	幅80cm×高さ182cm×厚さ4cm （1枚）	幅80cm×高さ220cm×厚さ4cm （1枚）	幅80cm×奥行130cm×厚さ10.5cm	
本体重量	19kg（1枚）	24kg（1枚）	10kg	
材質	クライミングボード：鋼板・合板・スチレンフォーム ヘッドレール：アルミ グリップ：強化プラスチック樹脂		カバー：塩化ビニールターポリン クッション：ウレタンフォーム	
対象年齢	概ね3歳～小学3年生			
送料 別途	¥960,000（税抜）	¥1,798,000（税抜）	¥35,000（税抜）	¥35,000（税抜）

設置について

●建物の壁面、高さ180cm（DXは220cm）付近にヘッドレールを固定します。取り外しはできません。

●クライミングボードはヘッドレールに上部を差し込み、下部のアジャスターを調整して固定されます。

設置には壁面へのヘッドレールの取り付けが必要となり、納品時にスタッフが設置作業をいたします。（費用別途必須です、地域により金額が異なります。）
ご注文前に設置個所の確認をいたします。

●感覚統合器具は受注生産となっております。

エアポリン

- 自立するまで約3分。
- 送風機で空気を送りながら形状を保つエアマットです。
- 側壁があり、安心してジャンプ遊びができます。
- ロープネットでアスレチック要素を取り入れています。
- 収納は小さくたたむ事ができます。

※本品は体重約25kgの子供が遊べるよう設計されています。



品番	9515
サイズ	3.3×3.3×1.2m 深さ約80cm
本体重量	約48kg
材質	本体/ビニルターポリン (厚さ0.55mm) 底面/キャンバス地 (2号帆布・厚さ0.92mm)
制限質量	400kg以内
付属品	送風機、送風機ケース、送風ダクト、固定用砂袋4個、ロープネット

送料 D **¥760,000** (税抜)

エアポリンフラット

- 自立するまで約3分。
- 送風機で空気を送りながら形状を保つエアマットの側壁を取り払い、オープンにしました。
- エアポリンと比較して、遊ぶスペースが広がりました。
- バランス感覚等を養う運動などにも。

※本品は体重約25kgの子供が8~10人程度遊べるよう設計されています。



品番	39330001
サイズ	3.5×3.5×0.4m
本体重量	約27kg
材質	本体/ビニルターポリン (厚さ0.55mm) 底面/キャンバス地 (2号帆布・厚さ0.92mm)
制限質量	400kg以内
付属品	送風機、送風機ケース、送風ダクト、固定用砂袋4個

送料 D **¥400,000** (税抜)

エアポリン、エアポリンフラット共通の付属品とご注意事項



- 1.送風機 AC100V・200W 7.6m³/分(50Hz時)
- 2.送風ホース
- 3.送風機ケース
- 4.固定用砂袋

※使用中は送風機で送風する必要があります。

※送風機には電源が必要です。

※ご使用中は周囲にマットなどを敷いてください。

※固定用砂袋の砂は入っていません、別途ご用意ください。

※支援者の監視のもとご使用ください。

品番	39330006	39330007	39330004	39330003
付属品	送風機	送風ホース	送風ホース	送風機ケース
風量/サイズ	AC100V・200W 7.6m³/分 (50Hz時)	1.5m	3m	—
送料 A	¥140,000 (税抜)	¥13,600 (税抜)	¥22,000 (税抜)	¥54,000 (税抜)

感覚統合器具「スタートセット」

スイングを使用する為には、ロープを吊るす必要がありますが、「天井から金具を設置する事ができない」といった問題には、「スイングサポートフレーム」を設置する事で解決します。

「スタートセット」にはスイングサポートフレームをはじめ、数点のスイングがセットになっています。

スイングの組み合わせは、これから感覚統合に取り組まれる方にとって使い勝手の良い種類を取り入れました。

また、スイング利用の際には、床面に必ずスーパーセラピーマット等を敷いてください。落下や転倒時に頭や身体への衝撃が緩和されます。

スーパーセラピーマットは防災仕様となっており、施設に求められる耐火基準にも対応できます。必要な数量は下記の通りです。

さらに、スイングサポートフレーム部分の保護には、専用の支柱保護パッドをお使いください。

スイングサポートフレーム

	設置スペース	必要天井高	スーパーセラピーマットの数	設置できるスイング
中型	3×3m	240cm	9枚	一部不可
大型	4×3m	240cm	12枚	全て

中型にはホーススイング等の大型スイング(長いもの)は使用できません、スイング使用時に器具がフレームと干渉します。

〈スタートセットオプション〉

スーパーセラピーマット(ブルー)

1枚 **¥10,500** 12枚 **¥126,000** ① (税抜)

スイングサポートフレーム用支柱保護パッド

4本組 **¥165,000** ② (税抜)

感覚統合器具安全セット

①②の2点合計でのセット価格 **¥291,000** ➡ **¥278,000**

品番 **69251114** 送料 別途 (税抜)

- 感覚統合器具は受注生産となっております。

枠内は安心パックを含まない場合の品番及び価格表示となっております。

感覚統合器具「スタートセット ブロンズ」



省スペースでスイングを利用できる、中型フレームのセット

安定感のあるオーシャン、様々な使い方ができるスペースローリン、上下の動きが楽しいフログが含まれています。



スタートセット ブロンズ	
①	オーシャンスイング（背板なし）
②	フログスイング
③	スペースローリンスイングセット
④	ローテーター
⑤	スイングサポートフレーム 中型

以上5種類合計 **¥735,400** (税抜)

品番 **69251111** **¥688,000** (税抜)
送料 別途

⑤ 付属品：SI用ロープ2m／2本、
高さ調節器具／2個

感覚統合器具「スタートセット シルバー」



大型フレームと使い勝手の良い人気のスイングを集めました。

スイングを怖がる子から激しく動かす子まで、多くの場面に对应できるセットです。



スタートセット シルバー	
①	オーシャンスイング（背板なし）
②	スペースリング
③	ポニースイング
④	ポケットスイング
⑤	ローテーター
⑥	スイングサポートフレーム 大型

以上6種類合計 **¥1,036,600** (税抜)


品番 **69251112** **¥980,000** (税抜)
送料 別途

⑥ 付属品：SI用ロープ2m／2本、
高さ調節器具／2個

感覚統合器具「スタートセット ゴールド」



使い勝手の良い人気のスイングを中心に、ロープと高さ調節器具も追加、合計3本のロープで、スイングの取替が楽にできます。スイングは安定感のあるオーシャン、サンライト、回転も楽しいスペースリング、定番のホーススイングとフレキサースイングをセットしました。スペースローリンも合計6個となり、使い方の幅が広がります。



スタートセット ゴールド	
①	オーシャンスイング（背板なし）
②	スペースリング
③	ホーススイング
④	サンライトスイング
⑤	フレキサースイングⅡ
⑥	スペースローリンスイングセット
⑦	スペースローリン4個セット
⑧	ローテーター
⑨	高さ調節器具
⑩	SI用ロープ 2m
⑪	スイングサポートフレーム 大型

以上11種類合計 **¥1,326,200** (税抜)

品番 **69251113** **¥1,250,000** (税抜)
送料 別途

⑪ 付属品：SI用ロープ2m／2本、
高さ調節器具／2個

●スイングと天井、フレームとの取り付け方法については、P80、88をご参考ください。 ●感覚統合器具は受注生産となっております。



メンテナンスサービスがございます。詳しくはP15をご覧ください。

マット

スーパーセラピーマット



ジョイント部



- 中の気泡が細かいため、底付きしにくく衝撃を吸収します。防炎タイプです。
 - 抗菌加工のマットで、衛生面にもすぐれています。
- ※「セラピーマット」と「スーパーセラピーマット」はジョイント可能です。

品番	0669	0747	06690001	07470001
色	ブルー (1枚)	ピンク (1枚)	ブルー (12枚セット)	ピンク (12枚セット)
サイズ	92×92cm			
厚さ	1.4cm			
材質	ポリエチレン			


¥10,500 (税抜) | ¥113,400 (税抜)

送料 B (5枚まで) 送料 D (6枚以降12枚毎)

セラピーマットスポーツタイプ



ジョイント部



- セラピーマットに比べ、弾性があります。
- 防水性にもすぐれています。


※濡れたまま保管しないでください。

品番	1851	18510001
色	ブルー (1枚)	ブルー (6枚セット)
サイズ	90×90cm	
厚さ	2.0cm	
材質	ポリエチレン	

¥11,000 (税抜) | ¥59,400 (税抜)

送料 B (5枚まで) 送料 C (6枚毎)

マット選定指標



セラピーフロアEタイプ



ジョイント部



- ジョイント方式がセラピーフロアEと形状が違いますので、ご注意ください。
 - 両面にシボ加工がされています。
- ※片面のみシボ加工された、セラピーフロアE (¥11,500 (税抜)) もあります。ジョイントはできません。

品番	0008	00080001
色	モスグリーン (1枚)	モスグリーン (10枚セット)
サイズ	110×110cm	
厚さ	1.5cm	
材質	ポリエチレン	


¥10,500 (税抜) | ¥94,500 (税抜)

送料 B (5枚まで) 送料 D (6枚以降10枚毎)

セラピーマット防炎タイプ



ジョイント部



- ニードルパンチカーペットを特殊熱加工で圧着しており、耐久性にすぐれています。
- セラピーマットに比べ、難燃性です。

品番	0024	0025	0026	0027	00240001	00250001	00260001	00270001
色	ライトブルー (1枚)	ライトグリーン (1枚)	オレンジ (1枚)	ピンク (1枚)	ライトブルー (12枚セット)	ライトグリーン (12枚セット)	オレンジ (12枚セット)	ピンク (12枚セット)
サイズ	87.5×87.5cm							
厚さ	1.5cm							
材質	ポリエチレン							

¥12,000 (税抜)

¥129,600 (税抜)

送料 B (5枚まで) 送料 D (6枚以降12枚毎)

●上記のサイズはマットの凹部～凸部の長さです。追加ご購入の際は、サイズをお確かめください。

エアレックスマット

マットに求められる様々な条件をクリア

- エアレックスマットは、「軽い」「丈夫である」「滑らない」「水に強い」「断熱効果が高い」「適度な弾力性」など、マットに求められる様々な条件を満たしています。
- 用途に応じた豊富な種類で、エアレックスマットはあらゆる施設ニーズに応じられるマットの理想を極めました。
- 浴室でもご使用いただけます。

クローズド・セル(独立気泡)構造

軽く、弾性が高く、丈夫です。水に浮きます。

抗菌処理(サニタイズド処理)

抗菌性が高く衛生的です。



写真は水虫のもととなる「真菌」を例に、抗菌処理の効果を比較したものです。

左側：非抗菌処理サンプルで、全体を真っ白な真菌に囲まれてしまっています。


右側：抗菌処理により菌の繁殖を全くよせつけていません。

独自の表面加工技術

波形パターンとワッフルパターンの2種類があります。また、防水加工により、汚れても水洗いできます。

波形パターン

凹凸の違和感が無く、肌にやさしいのでリハビリテーションや簡易なエクササイズに最適です。




(波形パターン)
エアレックスマット60cm・100cm



(波形パターン)
エアレックスマット125cm

ワッフルパターン

滑り止めのプラスチックラミネートを施しているため、やや激しいマット運動に向いています。



(ワッフルパターン)
エアレックスオリンピアマット200cm、
エアレックスダイアナ

※寸法は製造工程上、長さ、幅で±5%、厚さで±25%の誤差が生じる場合があります。
※エアレックスマットは、運動靴での使用で破損することがあります。



エアレックスマット 60cm(コロネラ)

品番	0003(赤)
サイズ	L1850×W600×H15mm
重量	約2.2kg
材質	PVC:ポリ塩化ビニール
パターン	両面波形パターン

送料 A **¥20,500** (税抜)

エアレックスマット 100cm(コロナ)

品番	0001(赤)
サイズ	L1850×W1000×H15mm
重量	約3.8kg
材質	PVC:ポリ塩化ビニール
パターン	両面波形パターン

送料 A **¥35,200** (税抜)

エアレックスマット オリンピア

品番	0004(緑)
サイズ	L2000×W1250×H32mm
重量	約11kg
材質	PVC:ポリ塩化ビニール
表面加工	上面プラスチックラミネート加工
パターン	両面ワッフルパターン

送料 B **¥123,000** (税抜)

エアレックスマット 125cm(アトラス)

品番	9339(緑) 0002(赤)
サイズ	L2000×W1250×H15mm
重量	約5.5kg
材質	PVC:ポリ塩化ビニール
パターン	両面波形パターン

送料 A **¥58,800** (税抜)

エアレックスマット ダイアナ

品番	9337(緑)
サイズ	L2000×W1250×H15mm
重量	約7kg
材質	PVC:ポリ塩化ビニール
表面加工	上面プラスチックラミネート加工
パターン	両面ワッフルパターン

送料 A **¥84,000** (税抜)

防災クッションパネル




- 壁面へ両面テープで貼り付けます。
- 取付場所に合わせてカットできます。
- 防災タイプです。
- 衝撃の緩和・壁面の保護などに

品番	29880051	29880052
色	青	オレンジ
サイズ	95×95cm	
厚さ	1.5cm	
材質	防災認定特殊EVAフォーム(裏面粘着加工)	

送料 B **¥14,000** (税抜)

L字防護パッド



- 壁面の角に取り付けるパッドです。
- 壁面へ両面テープで貼り付けます。
- 取付場所に合わせてカットできます。
- 防災タイプです。

品番	29880053	29880054
色	青	オレンジ
サイズ	6×6×100cm	
厚さ	1.5cm	
材質	防災認定特殊EVAフォーム(裏面粘着加工)	

送料 A **¥12,000** (税抜)

トレーニングバルーン



- 脳性麻痺児などの機能学習の中で手軽に効果が上げられる器具のひとつです。
- バランス感覚と共に、筋力強化にも十分役立ちます。
- 材質:ポリ塩化ビニール
- 耐荷重:300kg

※本製品は直径より多少、空気を抜いた状態でお使いください。送料 A

品番	品名	サイズ	色	価格(税抜)
0079	40cm	直径45cm	黄	¥4,800
0080	50cm	直径55cm	赤	¥5,800
0081	60cm	直径65cm	青	¥7,000
0082	80cm	直径95cm	青	¥18,000
0078	100cm	直径120cm	赤	¥26,000

ジャンボ触覚ボール

- ボールの表面の突起部分が、子どもの身体に独特な刺激を与えます。
- 感覚刺激やバランス感覚を養うことができます。
- 材質:ポリ塩化ビニール
- 耐荷重:300kg



送料 A

品番	サイズ	色	価格(税抜)
0861	直径65cm	緑	¥8,800
0862	直径100cm	赤	¥26,000

メガボール



- 子どもの身体をリラックスさせることができます。
- 運動会などの競技などにも使用することができます。
- 材質:ポリ塩化ビニール

送料 A

品番	サイズ	色	重量	価格(税抜)
0859	直径150cm	オレンジ	約7.5kg	¥44,000
0860	直径180cm	赤	約9kg	¥58,000

フィジオロール



- ボールにまたがったり、うつぶせになったりしながらバランス感覚を養うことができます。
- 子どもをリラックスさせることができます。
- 材質:ポリ塩化ビニール
- 耐荷重:300kg

送料 A

品番	サイズ	色	価格(税抜)
9501	全長50×直径30cm	青	¥6,800
9502	全長65×直径40cm	赤	¥9,200
9503	全長90×直径55cm	黄	¥13,400
9504	全長115×直径70cm	青	¥20,000
9505	全長130×直径85cm	赤	¥30,000

ホップ





- ボールのグリップを握ってまたがり、ボールの弾力を利用して遊びます。
- バルーン同様にバランス感覚と筋力強化に十分役立ちます。
- 材質:ポリ塩化ビニール
- 耐荷重:300kg

※本製品は直径より多少、空気を抜いた状態でお使いください。送料 A

品番	サイズ	色	価格(税抜)
9506	直径45cm	黄	¥4,800
9507	直径55cm	赤	¥5,800
9508	直径65cm	青	¥6,800

三角マット




- ボバース法でよく用いられる用具です。
- ウェッジ(P.99掲載品)と同様に快適な姿勢保持に使用できます。

品番	0028
サイズ	W50×L60×H20cm
材質	ビニール(軽量ターポリン)、ウレタン
重量	約1kg

送料 B ¥10,000 (税抜)

空気の注入方法

- 栓は2個入りっており、そのうち1個はボールに付いています。まず栓を抜き、空気を注入した後、すばやく栓をし、奥まで差し込んでください。
- 先端にねじ切りの付いた空気入れをお使いの場合は、付属のジョイントをそのねじ切りに取り付けて空気を注入してください。
- 素材の性質上、一度に最大限の直径には膨らみません。最大直径に近づけたい場合は、ゆっくりと時間をかけて(1時間おきに5回くらい)空気を入れてください。



フロアシート

シート角度を自由に調整できます。



- 柔らかく、身体にフィットしやすいので、快適かつ姿勢保持性に優れています。
- 膝を外転位に保持するように設計されているため、良好な姿勢を保持できます。
- ウェッジ(付属)は簡単に取り外すことができ、シートを垂直に立てたり、自由な角度にリクライニングすることができます。

※標準的な子どもの体型にもとづいて表示していますが、障がいや発育の程度によって異なる場合がございます。
※輸入品につき色のご指定はできません。

	単位(cm)		
品番	1530	1529	1527
サイズ	S	M	L
対応身長*	91	122	150
ヒップ幅	18	24	33
シート高さ	53	69	86
シート幅	27	36	43
シート奥行	29	36	47
座高	46	59	73
重量	約4.0kg	約5.5kg	約7.5kg
価格(非課税)	¥103,000	¥118,000	¥153,000

送料 A

ウェッジ

- 寝返り、転がり、上体保持、読書などの快適な姿勢保持に使用できます。
- 特に重度の子どものポジショニングに最適です。
- 体格に合わせて、8種類のタイプからお選びください。



品番	サイズ	重量	価格(税抜)
0231	W51×L56×H10cm	約1.7kg	¥49,600
0232	W51×L56×H15cm	約2.3kg	¥54,300
0233	W51×L56×H20cm	約2.5kg	¥63,200
0237	W51×L56×H25cm	約3.0kg	¥67,400
0234	W61×L71×H15cm	約3.0kg	¥75,500
0235	W61×L71×H20cm	約4.0kg	¥78,600
0236	W61×L71×H25cm	約4.5kg	¥96,300
0238	W61×L71×H30cm	約5.5kg	¥101,000

送料 A

※輸入品につき色のご指定はできません。

ロール

転がしたり馬乗りになったり、各種のバランス運動や、下肢のコントロール促進、上体保持の強化などに最適。

- ソフトで適度な硬さがあります。
- セラピストは子どもと対面しながら、常にその反応を見てトレーニングすることができます。
- 適度な硬さがあり、使用中に身体が沈むことはありませんので、正しい姿勢を保持できます。



品番	サイズ	重量	価格(税抜)
0247	直径10×全長60cm	約0.5kg	¥35,600
0248	直径15×全長61cm	約1.6kg	¥44,300
0252	直径20×全長61cm	約3.2kg	¥50,600
0253	直径20×全長91cm	約3.5kg	¥63,300
0249	直径25×全長91cm	約4.5kg	¥75,700
0250	直径30×全長91cm	約6.2kg	¥91,900
0254	直径30×全長122cm	約8.0kg	¥114,000
0251	直径36×全長122cm	約10.0kg	¥124,000
0255	直径41×全長122cm	約12.0kg	¥156,000

送料 A

※輸入品につき色のご指定はできません。

バレルロール



- ロール同様の運動の他、自分の体重移動により、動かすことができます。
- 中が空洞ですので、トンネルくぐりなどの全身運動やバランス感覚が養え、四肢の機能回復トレーニングにとっても効果があります。

品番	サイズ	内径	重量	価格(税抜)
0256	直径56×全長56cm	30cm	約9.2kg	¥170,000

送料 A

※輸入品につき色のご指定はできません。

トレーニングボール

バランス感覚や、前庭反射トレーニングに最適です。



- カラフルで柔らかく、適度な固さを持っています。
- 上に乗ったり投げたり受け止めたりと、さまざまな使い方ができます。
- 水洗いもでき、清潔さを保てます。
- 本品は内部に発泡剤が入っており、たわみません。
- 空気は入りません。

品番	サイズ	直径	重量	価格(税抜)
0261	S	28cm	約1.0kg	¥40,000
0260	M	40cm	約2.5kg	¥75,000
0259	L	54cm	約6.0kg	¥125,000

送料 A

※輸入品につき色のご指定はできません。

バランスパッド・エリート



- 両面に凹凸加工を施し、両面の使用が可能。素材の90%が空気からできた柔らかな使用感のバランスパッド。
- 裸足で使用し、足裏の感覚受容器を刺激することで、トレーニング効果が得られます。
- 材質:ポリ塩化ビニール(PVC)

品番	サイズ	重量	色	価格(税抜)
0863	W41×L50×H6cm	約0.7kg	青	¥12,600

送料 A ※バランスパッドエリートの寸法は製造工程上、±5%の誤差が生じる場合があります。

JMAP 日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査器具

日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査 (Japanese version of Miller Assessment for Preschoolers: JMAP) は、その名の示すごとく、ミラー幼児発達スクリーニング検査 (Miller Assessment for Preschoolers: MAP) を日本で再標準化したものです。MAPは、米国の作業療法士 Lucy J. Miller博士によって米国で標準化され、1982年に発表された検査で、その検査法としての質はBuros Mental Measurement Yearbookにおいて「軽度の前学業的問題をもつ就学前幼児のスクリーニング検査として最適」(De Loria, 1985)との論評を受けるなど、高い評価を得ています。JMAPはこのMAPの優れた特質を損なうことなく、日本の幼児のスクリーニングを目的に作られました。

そのために、検査項目は可能な限り原版を尊重し、日本の文化、日米幼児の発達差などを検討した結果、新項目の追加、旧項目の削除、手続きの変更、検査道具の変更等を加えています。

又、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査 (JMAP) マニュアル書を、JMAP簡易版 (S-JMAP) の開発過程とその使用法、及びここ10年の関連研究の解説を加えて作成しました。JMAP検査の施行法はもちろん、日本におけるJMAP関連研究を包括的に整理し、特にS-JMAPの施行法及び関連する統計的情報が詳しく紹介されております。

品番 0889 ￥160,000 (税抜) 送料 A

検査道具一覧

道具	個数	検査項目
●2.5cm角の木製積み木	16	積み上げ、積み木構成、順列(積み木整理)
●長方形の箱	1	順列(積み木整理)
●数字(1~4)のついた積み木	1	順列(タッピング)
●10円硬貨*	4	立体覚
●ミニカー、安全ピン、ゴムバンド、星型ブロック、鍵、月型ブロック、円形ブロック、台形ブロック、三角ブロック、六角ブロック	各2	立体覚
●ピンポン球、長方形ブロック、半円形ブロック	各1	立体覚
●シールド(ビエロの絵つき)	1	立体覚、手指判別、物の記憶、点線引き、構音、背臥位屈曲
●ピンポン球、鉛筆、はし、スプーン、ゴムバンド、10円硬貨*	各1	物の記憶
●パズル: リンゴ(2種)、犬、コート、三輪車、車、バナナ	各1	パズル
●図地判別図版	1	図地判別
●幼児用鉛筆	1(予備1)	人物画、線引き、点線引き
●指人形	1	指-鼻テスト
●ビニールシート	1	足踏み、体軸の回旋
●水性マジック	1	足踏み
●紙風船	1(予備3)	体軸の回旋

道具	個数	検査項目
●3cm幅4mナイロンロープ	1	線上歩行
●迷路板	1	迷路
●迷路箱	1	迷路
●円の絵カード(2種)、鉛筆絵カード(2種)、カップ、はさみ、くし絵カード(各1)、車の絵カード(5色:赤、青、黄、白、ピンク)	各1	一般的知識
●鉛筆、ピンポン球、10円硬貨(6枚)*、ミニカー、鉛筆箱、クリアケース、B5用紙	各1	指示の理解
●マスキングテープ	1	
●鉛筆削り器	1	
●ストップ・ウォッチ*	1	パズル、図地判別、人物画、線引き、片足立ち、線上歩行、背臥位屈曲、足の交互反復、迷路、一般的知識
●解説書	1	
●採点用紙	各1セット	
●記録用紙	1セット	
●検査用紙	1セット	
●S-JMAP採点用紙	各1セット	

「*」印については、検者が用意する。

解説書

JMAP—その解釈及び関連研究—

品番 0883 ￥2,800 (税抜) 送料 A

目次

(一部紹介)

第1章 日本版幼児発達スクリーニングについて (検査項目の構成 JMAPの有効性とその限界 検者の資格及び施行法の講習について)
 第2章 JMAP開発の経緯 (検査項目の開発 標準化について 採点基準の決定 総合点の算出)
 第3章 JMAPの心理測定上の特性 (信頼性 (reliability) 検者間信頼性 再検査信頼性 内的信頼性 等。)
 第4章 JMAP簡易版 (S-JMAP) について S-JMAPの作成、妥当性に関する研究
 第5章 JMAP検査の施行法 検査1~26 第6章 補助観察 第7章 S-JMAPの施行法
 第8章 解 釈 第9章 解釈例 症例1~7 第10章 日本におけるJMAP関連研究 参考文献

採点・記録・検査用紙

採点用紙 各群 価格2,800円(税抜)
(1セット・20枚入)

年齢群 I 2歳9カ月~3歳2カ月 1セット 品番0363
 年齢群 II 3歳3カ月~3歳8カ月 1セット 品番0364
 年齢群 III 3歳9カ月~4歳2カ月 1セット 品番0365
 年齢群 IV 4歳3カ月~4歳8カ月 1セット 品番0366
 年齢群 V 4歳9カ月~5歳2カ月 1セット 品番0367
 年齢群 VI 5歳3カ月~5歳8カ月 1セット 品番0368
 年齢群 VII 5歳9カ月~6歳2カ月 1セット 品番0369

記録用紙 品番0361 価格5,000円(税抜) / 1セット30枚入
 検査用紙 品番0362 価格4,800円(税抜) / 1セット50枚入

送料 A
検査用紙

S-JMAP採点用紙

送料 A

各群 価格1,000円(税抜)
(1セット・10枚入)

年齢群 3歳9ヶ月~4歳2ヶ月 品番0884
 年齢群 4歳3ヶ月~4歳8ヶ月 品番0885
 年齢群 4歳9ヶ月~5歳2ヶ月 品番0886
 年齢群 5歳3ヶ月~5歳8ヶ月 品番0887
 年齢群 5歳9ヶ月~6歳2ヶ月 品番0888



JPAN 感覚処理・行為機能検査



ユーザー登録

JPAN感覚処理・行為機能検査

(Japanese Playful Assessment for Neuropsychological Abilities)
について

2001年より日本感覚統合学会は検査開発委員会を組織し日本版感覚統合検査の開発に取り組んできた。特別支援教育に代表されるように、発達障害児の支援は国をあげて取り組んでいる重要な課題の一つである。発達障害児の学習、行動、コミュニケーションの困難さに対しては教育、心理、医療など様々な専門家による支援がなされており、感覚統合理論にもとづく感覚統合療法もそのひとつである。発達障害児の学習、行動、コミュニケーションの困難さの背景には感覚統合障害がある場合が多い。感覚統合障害は行為機能障害と感覚調整障害の大きく2つに分類され、感覚調整障害は多動、注意、不安、攻撃性、行為機能障害は姿勢や運動の不器用さといった生活上の困難さと関連することが多い。

今まで、日本で使用されてきた感覚統合障害を評価する検査道具のほとんどは米国のものであり、日本の子どもを対象として作られたものは日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査(JMAP)のみであった。JMAPはスクリーニング検査としての有効性は高いが、感覚統合障害の診断、鑑別には十分とはいえず、日本オリジナルの検査開発が望まれていた。JPANは検査項目の作成から標準化まで、すべてを日本でこなした、遊び心あふれる評価ツールである。

その特徴は

- ①発達障害児の感覚統合障害の早期評価とそれに続く治療的介入に役立つよう4～10歳の年齢を評価できる。
- ②注意集中が難しい子どもが多いことから、可能な限り楽しく、遊び感覚で子どもが検査に臨めるような内容、構成になっている。
- ③子どもの姿勢・平衡機能、体性感覚、視知覚・目と手の協調、行為機能の4領域が評価できる。
- ④既存の発達検査にはないオリジナリティーの高い検査内容が多く含まれている。
- ⑤検査は姿勢・平衡機能6、体性感覚7、視知覚・目と手の協調4、行為機能15の計32の下位検査より構成されている。
- ⑥32の下位検査は、A～Cの3セットにわかれており、1セット約40分で検査可能であり、段階的に子どもの感覚統合機能の評価を深めることができるようになっている。

ABCセット

ABCセット 専用収納かばんが付属しております。

送料 A 品番 **39280011** **¥285,000** (税抜)

Aセット

付属品 ●実施マニュアル ●採点用紙20組 ●採点ソフト付※



Aセット	
① ヨットでゴー!	行為
② ヨットでビタッ!	体性
③ コインをゲット!	行為
④ 指あてゲーム	体性
⑤ 島わたり	行為
⑥ フラミンゴになろう	姿勢
⑦ ひこうき	姿勢
⑧ ボールになろう	姿勢
⑨ かつごくよまねしよう	行為
⑩ おっとっと	行為
⑪ お宝さがし	体性
⑫ ぶたさんの顔	視知覚

送料 A 品番 **39280012** **¥95,000** (税抜)

Bセット



Bセット	
① 足跡をたどろう	姿勢
② 蝶が止まったら教えてね	体性
③ にぎりくらべ	体性
④ 仲良くおひっこし	行為
⑤ 手足を伸ばしてエクササイズ	姿勢
⑥ こえてくぐってエクササイズ	行為
⑦ ケンパ	行為
⑧ 公園で遊ぼう	行為
⑨ おっす!穴あけ	視知覚
⑩ 恐竜のたまご	視知覚
⑪ 大工のつよしくん	行為

送料 A 品番 **39280013** **¥95,000** (税抜)

Cセット



Cセット	
① ねずみさんはどこ?	視知覚
② 秘密サインをおぼえよう	行為
③ さわりくらべ	体性
④ 同じコインはどれ?	体性
⑤ けがして大変	行為
⑥ クレーンゲーム	姿勢
⑦ 顔まねゲーム	行為
⑧ 秘密サインを見おとすな	行為
⑨ 磁石でつくろう	行為

送料 A 品番 **39280014** **¥95,000** (税抜)

オプション

商品コード	商品名	該当セット	価格(税抜)
39280084	JPAN実施マニュアル(2016)	ABC	¥7,000
39280016	JPAN採点用紙セット(20冊)	ABC	¥6,000
39280017	JPANコインをゲット!検査用紙(20組)	A	¥3,200
39280018	JPANかつごくよまねしよう採点用紙(20組)	A	¥2,400
39280019	JPANお宝さがしチェック用紙(20組)	A	¥600
39280020	JPANぶたさんの顔検査用紙(20組)	A	¥2,400
39280021	JPAN公園で遊ぼう検査用紙(20組)	B	¥1,400
送料 A 39280022	JPAN恐竜のたまご検査用紙(20組)	B	¥800

検査器具はABCの順番にご購入ください。Bセット、Cセット単体では有効な検査ができません。

ABCセットに限り各セットをまとめられる専用収納かばんが付属しております。

個別セットは各セットの収納箱のみとなります。

※各セットの写真は検査器具の全てではありません。一部写真に含まれていない検査器具もございます。

※採点ソフトはユーザー登録後に弊社ホームページよりダウンロードしてご利用して頂けます。



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。

スクイーズベスト



空気圧で着用感を調整できるベスト ストレス、不安感、感覚過負荷への対処に

- スクイーズベストは、感覚入力調整が必要なときに活用できる、軽量な空気充填式のベストです。
- 上半身への圧迫、弛緩はポンプで簡単に自分自身で行う事ができます。
- 上半身がぎゅっと包まれるような感覚を得る事ができます。赤ちゃんが抱きしめられると落ち着く感覚と似ています。
- ベスト側面のベルトで胸囲の調節をしてご使用ください。

次のような目的があります

- 気分が落ち込んだり、ストレスを受けたり、心配したり、感覚的に過負荷になったりした時に落ち着かせます。
- 緊張と不満の高まりに対応します。
- 複雑な動作を減らします。
- より早く眠りにつきます。
- 体の意識（ボディイメージ）を向上させます。
- 感覚入力に対する感受性を低下させます。
- 集中力を高めます。
- 刺激が豊富な環境でより快適になります。
- 活動間の移行を容易にします。


以上の様に、感覚情報を処理し統合することが難しいと感じる人にとって、有益なベストです。

どのように使用するのですか？

- スクイーズベストは、通常の服の下に着用したり、専用パーカーに装着して着る事で、毎日のストレスや不安に対処するのに役立ちます。
- 上半身への圧迫刺激は感覚情報の処理に役立ち、過度に興奮した、または不安な神経系を落ち着かせ、緩和することができます。
- スクイーズベストは軽量であり、膨張時にのみ圧力を加えるので、一日中着用でき、必要なときに手元に置くことができます。自宅、学校、職場、移動中のどこにいても、スクイーズベストは利用者に快適で安全な気分をもたらします。

お客さまの声

- A君 12歳
【自閉症スペクトラム(ASD)】
衝動性があり不注意があるため、周りの刺激に反応して失敗する事を繰り返していた。多弁、多動もあった。「気持ちがすっきりする」「外した後すっきりする」との返答。15分ほど装着し、穏やかになりました。
- B君 16歳
【注意欠陥障害(ADD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、他】
姿勢を正しく保ち、体幹をしっかりさせるためには大変役に立ちました。本人も自分の身体を意識して作業に向かう意欲と緊張を高めることが出来たようです。本人は圧迫刺激や感覚入力調整がいつも必要という訳ではないので、他にも色々体験しつつ、姿勢を良くし、集中を高めるやり方を探していきたいです。



S,M,Lサイズは大人用
(150cm~180cm)
前後に空気が入ります。

XXS,XSサイズは子ども用。
前側に空気は入りません。

スクイーズベスト 形状



(XXS / XS)



(S/M/L 延長ベルト着用)

ウエスト延長ベルト



(XXS / XS)



(S / M / L)

専用パーカー



パーカー内側にベストを装着でき、ポケットに空気ポンプを入れられます。

	適合サイズ	XXS	XS	S	M	L
スクイーズベスト	身長(cm)	110-135	125-150	150-170	160-180	170-190
	胸囲(cm)	50-70	60-80	70-90	80-100	90-110
ベスト用延長ベルト	身長(cm)	135-145	150-160			
	胸囲(cm)	70-80	80-90	90-105	100-120	110-130

	サイズ	XXS	XS	S	M	L
スクイーズベスト	品番	19013001	19013002	19013003	19013004	19013005
	価格			¥34,000		
ベスト用延長ベルト	品番	19013006	19013007	19013008	19013009	19013010
	価格			¥3,300		
専用パーカー グレー	品番	設定なし			19013012	19013014
	価格				¥8,000	19013016
空気ポンプ（交換用）	品番	19013011				
	価格	¥2,400				

送料 A

(税抜)

ご購入は弊社オンラインショップ限定です。 <https://www.p-supply.co.jp/>



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。



ハートリーフクッション

デモ機あり

授業中座り続けられない子のための新しい発想のクッションです。

ハートリーフクッションとは

- 座位保持や姿勢の調整に困難がある場合、本を読む眼の動きや、文字を書く手の使い方など、学習に良くない影響を及ぼします。このクッションは、自発的に姿勢を保持し、調整しやすくなるように座面形状を工夫したクッションです。


教育現場の声

- 授業中、椅子にもたれかかり、すれ落ちてしまう。姿勢が傾き、崩れてしまうような、姿勢保持が難しい生徒には、「姿勢が悪い」「ちゃんと座りなさい」「まっすぐしなさい」など、どうしても注意の声かけが多くなりがちです。このクッションを使用し生徒の姿勢が改善されることで、注意されることが減り、授業に意欲的に参加しやすくなりました。

クッション使用時の姿勢について

- クッションを使用することで、坐骨を中心に臀部、大腿部からの感覚情報が姿勢を調整する脳機能を促進します。その結果、骨盤を起こし脊柱を伸ばす筋肉の作用を活性化します。
- 左右2つのクッションが重心動揺を調整し、姿勢が左右に傾き過ぎないように作用します。

※効果には個人差があります。
※処方には作業療法士等の専門家のアドバイスをおすすめします。



開発者より

文部科学省委嘱研究事業「LD、ADHD、高機能自閉症等、発達障害向けの教材・教具の実証研究」を通して、全国LD親の会と教育現場の先生方の声を生かして作業療法士が開発した、座位保持能力を調整するクッションです。授業中や作業中の姿勢保持が容易になり、集中力がアップしたり、手作業がしやすくなったりします（座圧測定システムを用いたクッション使用による座圧変化の研究実証済）。どこでも持ち運びができ、教室の椅子だけでなく体育館の床などでも使用できます。

開発者：神戸大学大学院保健学研究科
認定作業療法士 辻 薫

品番	38340001
サイズ	35.5×35.5×2.3(cm)
重量	347g
材質	クッション部：ポリエチレンフォーム カバー 表面：ナイロン80% ポリウレタン20% 裏面：生地/ポリエステル、 樹脂部（ノンスリップ加工）/アクリル

送料 A **¥9,500** (税抜)

各部の機能および特徴

凸ブロック

臀部からの感覚情報を感じ取りやすくする為に使用します。使用者の体格に合わせて位置を変えることができます。

ウェッジ

前すべり防止に使用します。必要ない際には取り外すこともできます。

本体ベース

左右に面ファスナーを貼り付けていますので、成長に応じ凸ブロックやウェッジを効果的な位置で固定することが可能です。

カバー

洗濯が可能です。滑り止め加工が裏面に施されています。左右の紐で学習椅子に固定できます。



ハートリーフクッションなし



ハートリーフクッション有

デモ機あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。




ドレミマット

- マットの中心を押すと音が鳴ります。ジョイントすることで自由な形に近づけられます。
- ハーモニカの単音、音階リードで構成されています。
- 抗菌加工商品

品番	39270015
サイズ	29×29×3.4 (cm)
材質	EVAスポンジ、ABS樹脂
セット内容	8枚1セット
カラー	8色/緑・黄・黄緑・ピンク・スカイ・ブルー・オレンジ・赤

送料 A **¥37,000** (税抜)



バランス平均台

- バランス感覚を養います。
- 最初は2本並べて渡ってみてください。
- 半円柱の平均台です。つなげてコースを作ることができます。
- つなぎ目はフリーマジックテープを使用しています。

品番	39270019
サイズ	110×8.5×3 (cm) (1本)
材質	EVAスポンジ
セット内容	6色1セット
色	赤・黄・青・緑・ピンク・オレンジ
重量	250g (1本)

送料 A **¥25,000** (税抜)



ミュージックボタン

- ボタンを持ち、逆さにしたり上下に振ることで、音を鳴らすことができます。電気、電池は使用していません。
- 抗菌加工商品

品番	39270001
セット内容	ボタン8本、土台1台
材質	EVAスポンジ、PVC、ABS樹脂

送料 A **¥49,600** (税抜)



へんてこマジックミラー

- やわらかくたわむミラーです。
 - 真っ直ぐな状態では通常の鏡として、たわむとへんてこに写ります。
 - ミラー部分はポリカーボネート、枠の部分はソフトで安全性の高いEVAスポンジです。
- ※あまり極端に曲げないでください。(120度以上枠の中の金属が折れることがあります。)

品番	39270020	39270021	39270022
色	赤	青	緑
サイズ	40×40×1.5 (cm)		
材質	EVAスポンジ ポリカーボネート		
重量	300g (1枚)		

送料 A **¥18,500** (税抜)




ふわふわトランポリン

- 高反発ウレタンフォームをEVAスポンジで挟んだトランポリンです。やわらかいので、安全に使用して頂けます。
- スプリングやゴムを使用してはおりません。それらと比べると反発力は弱いですが。

品番	39270017
サイズ	96×96×厚み9.5 (cm)
材質	EVAスポンジ、高反発ウレタンフォーム
重量	約7kg

送料 B **¥96,000** (税抜)



とびとびバランス

- 六角形形状の飛び石
- 大小2種類の大きさで、高さは3cmと1.5cmです。
- 飛び石の端はひっくり返らないように斜めに削っています。
- ソフトで安全性の高いEVAスポンジ製
- 室内、廊下などがアスレチックコースになります。

品番	39270023
サイズ	大:直径24 高さ3cm/小:直径17.8 高さ1.5cm
材質	EVAスポンジ
セット内容	大6個 小6個
色	赤・青・黄・緑・オレンジ・ピンク
重量	200g (大1個) 60g (小1個)

送料 A **¥15,600** (税抜)



滑り止めパッド

- 食器や道具が動かず、効率的に作業できます。

例

片手でふたを開ける時



品番	5023	5024
色	青	赤
形状	方形	
サイズ	35.5×25.5cm	

送料 A **¥4,500** (税抜)



すべり止めシート

- 必要なサイズにハサミで簡単にカットできます。
- 中性洗剤による水洗い可能です。

例

ふたの上にかぶせて利用すれば少ない力でふたが開けられます。



品番	5030	5031
色	青	赤
サイズ	幅40×長さ200cm	

送料 A **¥9,100** (税抜)

Qリング

鉛筆等の持ち方保持具です。

鉛筆を握りこんでしまう方、握む行為が苦手な方におすすめします。



- Qリングは鉛筆などの持ち方補助具です。
- 鉛筆を持つ際に、握り込んでしまう方、鉛筆を使い始めの方などに有効です。
- Qリングを使用することで、正しい持ち方である「3点固定」へと促す効果があります。
- またQリングを併用することで、筆圧が極端に低い方には、筆圧の上昇効果が、筆圧が極端に高い方には、筆圧の低下を促す働きもあります。
- 障がいをお持ちの方の場合、指への固定具としての利用が可能です。

品番	16130129	16130130	16130131	16130132	16130133	16130124	16130134	16130135	16130136	16130137	16130138	16130139
品名	2+		2+ソフト		4+		8+		お試しキッズ		お試しレギュラー	
色	オレンジ	ブルー	薄オレンジ	薄ブルー	オレンジ	ブルー	薄オレンジ	薄ブルー	オレンジ	ブルー	薄オレンジ	薄ブルー
素材	硬い/伸びる		柔らかい/よく伸びる		硬い/伸びる		柔らかい/よく伸びる		硬い/伸びる		柔らかい/よく伸びる	
個数	3ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ	各1ヶ	各1ヶ	各1ヶ	各1ヶ
指の穴のサイズ	直径約12mm		直径約12mm		直径約15mm		直径約15mm					
目安	2～4歳 指普通		2～4歳 指太め		4～8歳 指普通		8歳～大人 指太め		2+・4+		2+ソフト・8+	
送料 A	¥1,500 (税抜)		¥1,806 (税抜)		¥1,500 (税抜)		¥1,806 (税抜)		¥1,008 (税抜)		¥1,806 (税抜)	

Qグリップ

鉛筆等の持ち方保持具です。

Qリングをうまく利用するためには、指をそれぞれ別に動かす必要があります。Qリングを使用できない方、使用しにくい方におすすめします。



品番	16130140	16130141	16130142
品名	Qグリップ キッズ	Qグリップ ソフト	
色	ブルー	薄オレンジ	薄ブルー
目安	子ども～大人(女性)	大人の男性向け	

送料 A ¥3,392 (税抜) ¥3,392 (税抜)

Qスケール

シリコンゴムに覆われた滑りにくい定規です。

通常の定規の場合、線を引くためには、定規を強く押さえる必要があります。シリコンゴムの強い滑り止め効果により、軽く押さえるだけでも定規が動いてしまうのを防ぐことができます。また特殊な形状により、定規を容易に持ち上げることができます。



品番	16130119	16130121
品名	Qスケール15	
色	オレンジ	ブルー

送料 A ¥2,723 (税抜)

Qキャップ

鉛筆にキャップとして装着、使用する製品です。

- 噛むことで、感覚的な欲求が満たされ気持ちを落ち着かせます。
- 商品には鉛筆(2B)が装着されています。取り外さずそのままお使いください。無理に取り外すとQキャップが破損します。
- 本品は誤飲の危険性があり、誤飲予防の為にキャップ付での販売となります。
- 文房具として携帯できるため、授業中も使用でき、学習への集中力を高めてくれます。
- 強く噛むと破損します。しゃぶったり、弱く噛む程度の方に向いています。




品番	16130144	16130145	16130146	16130147
品名	Qキャップ		Qキャップ	
色	オレンジ	ブルー	オレンジ	ブルー
個数	1ヶ		3ヶ	

送料 A **¥805** (税抜) **¥2,238** (税抜)

Qフレーム

書き取りの練習が効果的に行える書き取り向上補助具です。

シリコンゴム製のシートに、市販の国語8マスノートのマス目の大きさに正方形の穴がくりぬいてあります。正方形の縁に鉛筆が当たって塞ぎ止められることにより、文字をマス目からはみ出さずに書くことができます。



品番	16130153
品名	Qフレーム
色	ブルー
サイズ	25mm1マス/50mm4マス
個数	各1ヶ

送料 A **¥2,972** (税抜)

Qチェアマット

椅子などの座面に敷く、滑り止め姿勢保持マットです。

通常学校などで使用される木製の椅子は、硬く滑りやすいため、学習に適した姿勢を保ちにくいことがあります。結果として、学習効率の低下や、落ち着きがなくなってしまうといったことをまねく可能性があります。座面用滑り止めマットとしての役割だけでなく、学習に適した姿勢を保持し、長時間の着座による「お尻の痛み」を軽減する効果もあります。




品番	39550101	16130143
品名	Qチェアマット	
色	オレンジ	ブルー
サイズ	W:約230×D:約290×H:約4mm	

送料 A **¥7,422** (税抜)

Qカット

片手で紙を切る際に、紙を固定するツールです。

通常ハサミで紙を切るためには、片手で紙を持ち反対の手でハサミを操作します。ところが、上肢の片側に麻痺等の障がいがあると、上手く切ることが困難な場合があります。カットを使用することで、片手でも上手くハサミが使えるようになります。シリコンゴムの強い滑り止め効果により、台が動くことなく安心してハサミを使う事ができます。



品番	16130152
品名	Qカット

送料 A **¥8,792** (税抜)

Qビーズ

様々な形状、カラーがセットに。

お箸の使い方の練習には、一般に市販のビーズや豆などが利用されてきました。これらの素材は表面が硬く滑りやすいため、お箸の練習をはじめたばかりの段階の方には難度が高いものです。Qビーズはシリコン素材のため、表面が滑りにくく練習が容易です。



品番	16130151
品名	Qビーズ
色	各色MIX

送料 A **¥2,257** (税抜)

Qデスクシート

学習時に机等の上に敷く滑り止めシートです。

上肢機能に障がいのある方や、不器用さを持つ人たちは、片手でうまく紙を押さえることができない場合があります。この結果、字を書く、消しゴムで消す、定規を使用する、コンパスを使用するなどといったことがうまくできない場合があります。紙などを確実に固定する事ができます。また、適度な硬さも備えているため、コンパス用のマットや下敷きの代替品としてもご利用いただけます。



品番	16130148	16130127	16130149	16130150
品名	QデスクシートA4超		Qデスクシートフリー	
色	オレンジ	ブルー	オレンジ	ブルー
サイズ	324×232mm		400×400mm	

送料 A **¥7,759** (税抜) **¥8,743** (税抜)

※写真のピンクは取り扱いがありません。

Qスプーン Qフォーク

Qシリーズ監修：鴨下賢一 株式会社 児童発達支援協会 作業療法士

Qスプーン/Qフォーク監修：鴨下賢一 株式会社 児童発達支援協会 作業療法士

高橋知義 株式会社LikeLab 保育所等訪問支援事業Switch 作業療法士

Qシリーズは商品の製造ロットにより実際の商品の色がカタログ写真と異なる場合があります。

T字グリップにより持ち方が安定します。

- スプーン（フォーク）を握りこんだり、持ち方が不安定なお子さまにお勧めします。
- スプーン（フォーク）の安定した持ち方を促すT字グリップ（縦と横の柄）が特徴です。
- 肘を支点とする、効率の良い腕の動きを引き出します。
- 鉛筆や箸の動作につながる手指機能の発達を促します。
- 親指を横の柄の上に乗せ、人差し指で横の柄を支えます。中指から小指で縦の柄を握ります。
- 持ち方が上手になったら、縦の柄を短くして一般のスプーン（フォーク）に近づけることができます。

※グリップとスプーン（フォーク）は取り外しできません。



品番	16130157	16130158	16130159
品名	Qスプーン		Qフォーク
色	オレンジ	ブルー	オレンジ

送料 A 各 **¥4,795** (税抜)

Qホルダー

鉛筆や箸の操作につながる手指機能の発達を促進

- 鉛筆を握って持つ方にお勧めです。
 - 子供用のサイズです。
 - Qホルダーを使うと手の平に空間ができるので動かしやすくなります。
 - スプーンやフォーク、歯ブラシ等にもお使いいただけます。
- ※商品に鉛筆は含まれておりません。



品番	16130161
品名	Qホルダー
色	オレンジ
個数	2ヶ

送料 A **¥2,224** (税抜)

Qコンパス

コンパスを片手で動かす事が苦手な方に

- 市販のコンパスに装着します。
 - 持ち手が大きく安定して円がかけます。
 - 4つの面があるので持ちやすい。
- ※商品にコンパスは含まれておりません。



品番	16130160
品名	Qコンパス
色	ブルー

送料 A **¥1,653** (税抜)

みんなの感覚統合—その理論と実践—



- わかりやすい文章と写真での解説も多く、オールカラー版で見やすい実用的な書籍です。

内 容

- 第1章 写真で見る感覚統合の発達
- 第2章 感覚統合療法の基礎
- 第3章 感覚統合障害の評価と訓練の実際
- 第4章 学校及び生活の中での感覚統合
- 第5章 アメリカ事情
- その他 感覚統合遊具の紹介／付録

品番	9024
仕様	A4サイズ 122頁 オールカラー
著者	佐藤 剛 土田玲子(県立広島大学教授) 小野昭男(あさま塾【長野県】)

送料 A **¥3,690** (税抜)

ボバース概念の実践ハンドブック



- 中枢神経障がいのあるリハビリテーションに携わる多くの人達がNDT(神経発達学的治療)の理念に基づいて自らの専門性を生かし、創意工夫し新しい治療手技をつくり、発展させていく事がボバース達の願いです。

品番	9026
仕様	全93頁 写真450点
監修	紀伊克昌
執筆者	24名の先生方

送料 A **¥3,600** (税抜)

模擬体験装具 こうれいか 総合的な学習の時間用教材

デモ機あり

お年より体験模擬たいけん用具
体験することで、理解を深めます。

模擬たいけん用具“こうれいか”は、“模擬体験装具”を小学校高学年の児童や、中学生でも使用できるように仕様変更を行ったものです。
模擬体験装具は十数年にわたり医療系の大学や介護担当者の教育、市民への啓蒙活動などに利用されています。
利用者からも好評で、「医療職にかかわる者としてお年よりの不自由さが実感できた」、「バリアフリーの必要性が理解できた」など数々の評価を頂いています。
私たちは、子どもたちが模擬たいけん用具“こうれいか”を利用することにより、道路や交通機関のいわゆる物によるバリアフリーの必要性を理解するだけでなく、からだの不自由なお年よりを見かけたら自発的に手助けをする、そんな“心のバリアフリー”教育の手助けになればと願っています。



くびの用具

あごを上に乗上げた状態を保つため、自然に背中と腰がまがります。

構成材料

- 本体:高密度ポリエチレン
- 緩衝材:ポリエチレンスポンジ
- ベルト:人工皮革、マジックテープ®

サイズ	小	大
適応寸法(首周径)	260mm~320mm	320mm~400mm
重量	170g	230g

ひざの用具

ひざの関節をまげた状態に保つので、お年よりに見つけられる、ひざまがりを再現できます。

構成材料

- 本体:軟質ポリエチレン
- 緩衝材:ポリエチレンスポンジ
- ベルト:人工皮革、マジックテープ®

サイズ	小	大
適応寸法(膝中央)	280mm~360mm	360mm~440mm
重量	170g	200g

あしの用具

用具のつちふます側にウェッジ(くさび)をつけ内側を高くしてあるので、あしが自然にO脚になります。またあしくびを固定することで、あしの関節が硬くなり歩きにくくなります。

構成材料

- 本体:高密度ポリエチレン
- 緩衝材:EVAスポンジ
- ベルト:人工皮革、マジックテープ®

サイズ	小	大
適応寸法(足長)	200mm~230mm	230mm~260mm
重量	260g	360g


模擬たいけん用具“こうれいか”は、くびの用具、ひざの用具、あしの用具の3点全部を着用の上ご利用ください。

品番	3830	3831
サイズ	大(セット)	小(セット)
送料 A	¥100,000(税抜)	

模擬体験装具 高齢化体験 スマートタイプ

デモ機あり

高齢者に多く見られる腰まがりと内反膝の模擬体験が手軽に行えます。



膝

膝の部分を屈曲位、足関節を背屈位に保持することで、老化による腰曲がり現象を再現します。

サイズ	S(女性向き)	M(男女兼用)	L(男性向き)
大腿部周径	38	42	45
下腿部周径	35	37	38
色	エンジ	グリーン	紺
品番	69140230	69140240	69140250

送料 A ¥80,000(左右一組)(税抜)



足

装具の内側にウェッジをつけることで「O脚状態」を人工的に作ります。


サイズ	S(女性向き)	M(男女兼用)	L(男性向き)
足長	21	24	26.5
色	エンジ	グリーン	紺
品番	69140130	69140140	69140150

送料 A ¥130,000(左右一組)(税抜)

模擬体験装具 高齢化体験 ハイパータイプ

デモ機あり

高齢者に多く見られる腰曲がりと内反膝について、より細かい模擬体験が行えます。



頸椎装具

頸を上部に押し上げた状態で頭部を固定することにより、自然と体幹部分が前屈(腰曲がり状態)になります。

サイズ	M(女性向き)	L(男性向き)
色	黄	緑
品番	69140401	69140501

送料 A ¥102,050 (1具) (税抜)

両短下肢装具

装具の内側にウェッジをつけることで、O脚状態を人工的に作りだします。また、足関節を背屈位に保持することにより、身体のバランスをとろうと、自然と膝が屈曲位になります。併せて足首の弾性も失います。さらに段差の乗り越えや階段を上る時につまずきやすく、又、踵から接地しにくくなるため、足部の前後を長くのばしてあります。



サイズ(足長)	M(24cm)	L(25cm)
色	黄	緑
品番	69140402	69140502

送料 A ¥122,000 (左右一組) (税抜)

模擬体験装具 関節リウマチ体験

デモ機あり

慢性関節リウマチにより関節の可動域が制限された状況を体験できます。



右手関節固定装具

手関節の可動性を失った状況を再現しています。前腕の回内運動も制限します。

サイズ(前腕部最大周径)	S(18~21cm)	M(21~24cm)	L(24~27cm)
色	赤		
品番	69140306	69140406	69140506

送料 A ¥38,850 (1具) (税抜)



両膝装具

膝関節の人工関節置換手術を受けた状況を再現しています。膝関節の屈曲は90°以内に制限されます。

サイズ(膝上15cmの周径)	S(35~40cm)	M(38~43cm)	L(42~47cm)
色	赤		
品番	69140307	69140407	69140507

送料 A ¥168,000 (左右一組) (税抜)



両短下肢装具

足関節が強直して動きが悪くなった状況です。足関節は90°で固定されています。


サイズ(足長)	S(23cm)	M(25cm)	L(27cm)
色	赤		
品番	69140308	69140408	69140508

送料 A ¥105,000 (左右一組) (税抜)

模擬体験装具 片マヒ体験

デモ機あり

脳血管障がい/脳外傷/脳腫瘍などの後遺症による、半身マヒ状態を体験できます。



右肘装具

肘の屈曲拘縮パターン(90°固定)を再現しています。

サイズ(上腕最大周径)	S(20~22cm)	M(22~25cm)	L(25~28cm)
色	青		
品番	69140303	69140403	69140503

送料 A ¥42,000 (1具) (税抜)



右短下肢装具

リハビリ前の状況です。

サイズ(足長)	S(23cm)	M(25cm)	L(27cm)
色	青		
品番	69140304	69140404	69140504

送料 A ¥52,500 (1具) (税抜)



右膝装具

膝の拘縮パターンを再現しています。

サイズ(膝上15cmの周径)	S(35~40cm)	M(38~43cm)	L(42~47cm)
色	青		
品番	69140309	69140409	69140509

送料 A ¥84,000 (1具) (税抜)



右短下肢装具

リハビリ後の状況です。

サイズ(足長)	S(23cm)	M(25cm)	L(27cm)
色	青		
品番	69140305	69140405	69140505

送料 A ¥52,500 (1具) (税抜)

デモ機あり 貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



エーブルネット社はアメリカのコミュニケーションエイドを製造、販売しているメーカーです。

「すべての人は学ぶことができる。」

「すべての人は活動に参加できる。」

「すべての人はコミュニケーションできる。」

を企業理念とし、VOCA、スイッチ、シンプルテクノロジー製品、パソコン入力支援機器など、多くの種類の製品を用意し、大勢の方へ届くようにセミナーや展示会を開催しております。

Pacific Seminar

『エーブルネットセミナー』

対象者 VOCAの利用者を支援する方
教職員・指導員・保育士・セラピスト・看護師 など

実施日 平日 時間60～90分程度

会場 本社、又はご訪問により実施いたします。

セミナー担当 弊社AAC説明員

費用 無料
※会場費等がかかる場合はご負担いただく場合があります。

プログラム例 ①VOCAを活用する意義
②VOCAの活用事例
③VOCAやスイッチ、アクティビティなどの機器体験
※プログラムは一例です、時間、内容などとはご相談して確定致します。

定員 5～100名様

お申込み



エーブルネットセミナー 検索

VOCAや入力装置を使用する目的

本人では発声発語は難しいが、あいさつをしたい・気持ちを伝えたい・依頼をしたい・発表をしたい・メッセージを聞きたい（伝言、歌等）といった、本人のやりたいことを実現するための手段として使用。

身体機能の動作別

- 直径6cm程のボタンを押す動作ができる
⇒リトルマック、ジェリービーンスイッチツイスト
- 直径13cm程のボタンを押す動作ができる
⇒ビッグマック、ビッグスイッチツイスト
- 5cm四方のボタンを押す動作ができる
⇒スーパートーカーFT、トーキングブリックス2、クイックトーカー7/12/23
- 2cm四方のボタンを押す動作ができる
⇒トークトラック

入力装置補助具や入力装置を併用

- 手で大きな動作ができる
⇒リトルマック、ビッグマックなどにQスイッチを併用
- 手の握力や腕力など、力は僅かだが正確な動作ができる
⇒入力装置を接続できるVOCAにPPSスイッチ、マイクロライトスイッチを併用
- 顔の表情や、頭の向きのコントロールができる
⇒入力装置を接続できるVOCAにポイントタッチスイッチ、PPSスイッチを併用

VOCAを活用できるアクティビティ

だるまさんがころんだ



使用するVOCA

- スーパートーカーFT、ビッグマック

遊び方

1. 鬼役を決めて「だるまさんがころんだ」と「ストップ」を2分割で録音したスーパートーカーFTと、「タッチ」と録音したビッグマックを準備します。ビッグマックは鬼役の前に置いてください。
※2分割で物足りないという場合は、4分割などにして「遅い・早いだるまさんがころんだ」も録音すると、バリエーションが増えるので楽しめます。
2. みんなで合図をして、鬼役が「だるまさんがころんだ」と言い始めます。
※動いた人がいれば鬼役は捕まえてください。
3. 鬼役の近くまで行き、ビッグマックで「タッチ」と言えば捕まった人も逃げます。逃げた人を捕まえるためにスーパートーカーFTで「ストップ」と言い、次の鬼役を決めます。

じゃんけん陣地取りゲーム



使用するVOCA

- ビッグステップバイステップウィズレベル
ステップバイステップウィズレベル

遊び方

1. 2チームに分かれ陣地を作ります。各チームで「ビッグステップバイステップウィズレベル」「ステップバイステップウィズレベル」に『じゃんけんグー』『じゃんけんチョキ』『じゃんけんパー』とランダムに録音します。
2. 録音が終わり両陣地の先頭者が決まればゲームスタートです。両陣地の先頭者が相手陣地に向かい、出会った所でVOCAを使用してじゃんけんをします。負けた人は自陣に戻り次の人が相手陣地に向かって行き、勝った人はそのまま相手陣地を奪いに行きます。
3. 勝敗が決まらない場合があるので、何回負ければ終わりというルールを作るのも良いです。

エーブルネット製品レンタル ラインナップのご紹介



様々な製品を試し、比べていただけるよう、VOCAなどをセットにしてご用意しております。
セット内の個別の製品情報については、各製品ページをご覧ください。

期間・価格

1ヶ月：¥ 7,000 (税抜)

3ヶ月：¥14,000 (税抜)

お申込みは弊社ホームページにて行っておりますので、是非ご確認ください。

※掲載している製品に、シンボルと乾電池は付属していません。

VOCAセットA



1メッセージの録音ができるVOCAを基本に組合わせたセットです。持ち運びに便利で、携帯性のあるVOCAもセットにしています。

セット内容

ビッグマック・リトルマック
トーキングブリックス・トークトラック

スーパートーカー



様々な方、様々な場面でご利用頂ける、汎用性のあるVOCAです。高機能ですが、操作方法はシンプルです。場面を限定せず、利用する方が様々な場面で周囲に関わりがもてるVOCAです。

内容

スーパートーカー

VOCAセットB



1スイッチのVOCAですが、複数メッセージを録音・再生することができるVOCAセットです。連続したメッセージを活用する際にご利用いただけます。

セット内容

ビッグステップバイステップウィズレベル・ステップバイステップウィズレベル・ステップバイステップチョイスウィズレベル

VOCAセットC



2メッセージや複数メッセージを録音し活用できるセットです。レベル(場面)切替ができるので、利用する場面を限定しません。柔軟に活用していただけます。

セット内容

アイトークウィズレベル・クイックトーカー7
クイックトーカー12・クイックトーカー23

フックプラス2



iPhone、iPadなどのiデバイスをスイッチ操作できるセットです。

セット内容

フックプラス2・ジェリービーンスイッチツイスト

iデバイスアジャスタブルユニバーサルアームタイプ



タブレットを固定するパーツ部分が調整でき、様々なタブレットをご利用することが可能です。利用する方が見やすい距離・角度に設置して使用いただけます。

内容

iデバイス アジャスタブル ユニバーサルアームタイプ

PC入力支援セット



パソコンマウスの代わりとなる入力支援機器のセットです。トラックボール型・ジョイスティック型の2種類をお試しする事ができます。
※スイッチは別売です。

セット内容

ビッグトラック・ロック-ジョイスティック-

3つの場面で複数のメッセージを録音・再生

ステップバイステップ ウィズレベル



メッセージを3グループに分けられる&メッセージが順番に再生されるVOCA

- メッセージを3グループに分けて録音でき、録音した順番に再生するVOCAです。メッセージのグループは側面のレベルスイッチで選び、メッセージを再生します。
- 合計4分間録音できます(メッセージは3グループまで数は録音時間内であればいくつでも録音できます)。
- おもちゃの接続ができます。設定したメッセージの再生中、おもちゃが動きます。
※別途BDアダプター等が必要です。
- 外部入力スイッチの接続ができます。



品番	19010084
色	4色付属(赤・青・黄・緑)
サイズ	ボタン:直径64×高さ85(mm)
電源	アルカリ乾電池9V形1個(別売)
連続再生時間	約4.7時間(4分間の音声では約70回、10秒間の音声では約1,700回再生)
付属品	スナップスイッチキャップ1個、ケーブル1本、マウンティングベース

送料 A

¥41,000(税抜)

ビッグステップバイステップウィズレベル



スイッチ面が大きく、複数メッセージを3パターン録音可能

- メッセージを3グループに分けて録音でき、録音した順番に再生するVOCAです。メッセージのグループは側面のレベルスイッチで選び、メッセージを再生します。
- 合計4分間録音できます(メッセージは3グループまで数は録音時間内であればいくつでも録音できます)。
- おもちゃの接続ができます。設定したメッセージの再生中、おもちゃが動きます。
※別途BDアダプター等が必要です。
- 外部入力スイッチの接続ができます。



品番	19010115
色	4色付属(赤・青・黄・緑)
サイズ	ボタン:直径132×高さ58(mm)
電源	アルカリ乾電池9V形1個(別売)
連続再生時間	約4.7時間(4分間の音声では約70回、10秒間の音声では約1,700回再生)
付属品	スナップスイッチキャップ1個、ケーブル1本

送料 A

¥41,000(税抜)



VOCA

レンタル
サービスの
ご案内

レンタルサービスの特徴

- ①ご希望、ご指定頂いた日に使用できる
- ②返却時には宅配便着払いで送付できる

お申込み方法 ホームページで受付いたします。 <https://www.p-supply.co.jp/>

お支払い ①web受付時にクレジットカード決済。
②レンタル品到着時に宅配便業者へお支払いください。
(宅配便業者の代金引換のサービスを利用しております。送料、代引手数料は弊社が負担いたします。)
※ご注文をいただいてから在庫がある場合、最短でお申込み後3営業日で発送いたします。
(発送日は当社よりご連絡させていただきます。)



金額 料金 1ヶ月 ¥7,000 送料込 料金 3ヶ月 ¥14,000 送料込

※対象商品はホームページでご確認ください。

※各製品の連続再生時間は、使用頻度により異なります。



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。


1つ、複数のメッセージを録音・再生するVOCA

ビッグマック



1メッセージのシンプルなVOCA

- 1つの音声を録音・再生するシンプルなVOCAです。
- 2分間録音できます。
- おもちゃの接続ができます。メッセージを再生している間、おもちゃが動きます。
※別途BDアダプター等が必要です。
- 外部入力スイッチの接続ができます。



品番	19010081
色	4色付属(赤・青・黄・緑)
サイズ	ボタン:直径132×高さ58(mm)
電源	アルカリ乾電池9V形1個(別売)
連続再生時間	約4.7時間(2分間の音声では約140回、10秒間の音声では約1,700回再生)
付属品	スナップスイッチキャップ1個、ケーブル1本


送料 A **¥28,000**(税抜)

リトルマック



小さいサイズの「ビッグマック」

- 1つの音声を録音・再生するシンプルなVOCAです。
- 2分間録音できます。
- 小型で、ボタンが押しやすい角度が付けられています。
- おもちゃの接続ができます。メッセージを再生している間、おもちゃが動きます。
※別途BDアダプター等が必要です
- 外部入力スイッチの接続ができます。




品番	19010082
色	4色付属(赤・青・黄・緑)
サイズ	ボタン:直径64×高さ85(mm)
電源	アルカリ乾電池9V形1個(別売)
連続再生時間	約4.7時間(2分間の音声では約140回、10秒間の音声では約1,700回再生)
付属品	スナップスイッチキャップ1個、ケーブル1本、マウンティングベース

送料 A **¥28,000**(税抜)

ステップバイステップ チョイスウィズレベル

複数のメッセージを録音し、
任意のメッセージを再生します

- 合計4分間録音できます。(録音時間内であれば、いくつでも録音できます)
- 再生する場合、上面スイッチを押す回数によってメッセージを選ぶことができます。再生が終わり再度上面スイッチを押すと、1番目に録音したメッセージが再生されます。
- 希望するメッセージの順番分、上面スイッチを操作するとそのメッセージを再生できます。次に操作した際には通常のメッセージの順番(最初から)に戻ります。
- メッセージを3グループに分けて録音できます。メッセージのグループは側面のレベルスイッチで選びます。



品番	19010109
色	4色付属(赤・青・黄・緑)
サイズ	ボタン:直径64×高さ85(mm)
電源	アルカリ乾電池9V形1個(別売)
連続再生時間	約4.7時間(4分間の音声では約70回、10秒間の音声では約1,700回再生)
付属品	スナップスイッチキャップ1個、ケーブル1本、マウンティングベース

送料 A **¥43,000**(非課税)

※本製品は受注発注品です。
※平成27年4月1日、厚生労働省の日常生活用具給付対象品目
「携帯用会話補助装置」にて非課税の適用を受けました。

※各製品の連続再生時間は、使用頻度により異なります。



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。

コラム2

VOCAとスイッチ、おもちゃとの接続について

VOCAには外部スイッチ(別売)の接続や、おもちゃの接続(外部出力)ができる機種もあります。外部スイッチは、VOCAの押しボタンを操作する事ができない際に有効です。おもちゃの接続ができるVOCAは、VOCAの音声とおもちゃの動作を関連させることで、利用者が、より楽しめる、理解しやすい、興味をもてる、といった事も考える事ができます。

下記はカタログ掲載分のVOCAの対応一覧です。

品名	外部スイッチ	外部出力
ビッグマック	○	○
リトルマック	○	○
ビッグステップバイステップウィズレベル	○	○
ステップバイステップウィズレベル	○	○
ステップバイステップチョイスウィズレベル	○	○
アイトークウィズレベル ※1	○	○
クイックトーカー 7/12/23	×	×
トーキングブリックス2	×	×
トークトラック	×	×
スーパートーカーFT ※2	○	○

※1 外部スイッチと外部出力の同時使用はできません。

※2 外部スイッチは最大8個使えます。

アイトークウィズレベル



アイトークにレベル機能が付いて、使いやすくなりました!

- 2つのスイッチにメッセージを、それぞれ3つのレベルに、録音・再生できます。
- 電池で動く機器の接続が可能です。メッセージが再生されている間、機器が動きます。
※別途BDアダプター等が必要です。
- 外部スイッチの接続が可能です。
- 外部スイッチと機器操作の共用はできません。

おもちゃの接続例

電池で動くおもちゃが各スイッチに接続できます。メッセージが再生されている間、おもちゃが動きます。



活用例

- 選択する(おやつ、読む本、歌など・・・、はい/いいえ)
- 食事場面(おかわり/ごちそうさま)
- 学校で(始まりのあいさつ/終わりのあいさつ/本読み/給食のあいさつ/日直当番)
- 遊びで(クイズ、なぞなぞの問題/答え)



レベルスイッチ



品番	19010099
総録音時間	2分(各スイッチ合計)
電源	アルカリ乾電池9V形1個(別売)
連続再生時間	約4.7時間(2分間の音声では約140回、10秒間の音声では約1,700回再生)
サイズ	横165×縦88×奥行135(mm)
ボタン直径	約64mm
付属品	スナップスイッチキャップ2個、トイケーブル2本

送料 A

¥41,000(非課税)

※マウンティングベース(品番:0711)¥2,200は付属しません。

※平成23年4月1日、厚生労働省の日常生活用具給付対象品目「携帯用会話補助装置」にて非課税の適用を受けました。

アクションディクショナリー VOCA 活用のヒント集




アクションディクショナリー VOCA活用のヒント集

活動場面に応じたVOCAやスイッチを活用するためのヒントを提供しています。
「誰もが自発的・主体的に自分の気持ちを伝えることで、自分らしく生きる」を目的としています。


アクションディクショナリーは、肢体不自由の未就学児・学齢時のお子さま向けに、学習指導要領に合わせて、教科の中でVOCAを使用するヒントを盛り込んでいます。

イメージ


テーマ



例



ポイント



アクションディクショナリーはこちら

アクションディクショナリー

検索



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。



クイックトーカー 7

クイックトーカー 12



クイックトーカー 23

クイックトーカー 7/12/23

大型、軽量で
使いやすいVOCA

- クイックトーカーは3つのコアメッセージと5レベルの個別メッセージ数を録音・再生できるVOCAです。
- 上部の3つのコアメッセージはレベル切り替え機能はありません。よく使うメッセージを登録して、レベルに関係なく使用できます。
- クイックトーカーには3種類のキー数があり、それぞれ個別メッセージ数と総録音時間が異なります。キー数はご購入時にお選びください。
- スイッチ入力、外部出力は備えておりません。
- 白紙のシンボルシートが5枚付属しております。

*写真のシンボルは付属しません。

	クイックトーカー7	クイックトーカー12	クイックトーカー23
品番	19010104	19010105	19010106
録音時間	合計6分	合計12分	合計20分
レベル数	5		
コアメッセージ数	3個		
個別メッセージ数	4個	9個	20個
メッセージ数総計	23個	48個	103個
幅×奥行×高さ	約295×300×35(mm)		
重量(乾電池無)	約692g	約694g	約700g
電源	アルカリ乾電池単3形 4本(別売)		

送料 A **¥27,000** | **¥30,000** | **¥33,000**
(非課税)

※平成24年4月1日、厚生労働省の日常生活用具給付対象品目
「携帯用会話補助装置」にて非課税の適用を受けました。

トーキングブリックス2



A voice for everything !

- トーキングブリックスは軽量で持ち運びやすい簡易なVOCAですが、再生する音声ははっきりとクリアで聞きとりやすいです。
- 録音・再生時間は1個あたり10秒間です。
- タテ、ヨコに組み合わせることができます。
- 上面スイッチのスナップスイッチキャップ内にシンボルを差しこむことができます。
- 本体内に磁石を内蔵しており、黒板やロッカー、磁力のある壁に貼り付けることができます。
- 複数接続したまま充電ができます。



品番	19010130
録音メッセージ数	1個あたり1つ
電源	充電式
本体サイズ	縦65×横65×厚み15(mm) (1個)
重量	45.6g(1個) 136.8g(3個)
ボタン直径	46(mm)
付属品	ACアダプタ、スナップスイッチキャップ (3個)

送料 A 3個一組 **¥37,000**
(非課税)
※平成23年4月1日、厚生労働省の日常生活用具給付対象品目
「携帯用会話補助装置」にて非課税の適用を受けました。

トークトラック



腕時計型のVOCAが復刻しました!

- 4つのキーと2つのレベルがあり、合計8メッセージを録音・再生できます。
- 各キーに10秒間、総録音時間は80秒間です。
- 音量は2段階の調整ができます。



品番	19010110
各キーサイズ	縦13×横19(mm)
電源	充電式
付属品	ACアダプター

送料 A **¥26,000**
(非課税)
※平成25年4月1日、厚生労働省の日常生活用具給付対象品目
「携帯用会話補助装置」にて非課税の適用を受けました。





※8キーのキーガードを使用した場合

活用例

活動のそれぞれの場面でコミュニケーションや参加のチャンスを広げます

1キー




活用例-1 人に呼びかける

2キー



活用例-2 なぞなぞ遊び

4キー



活用例-3 じゃんけん

8キー



活用例-4 感情を伝える

※ここで使用しているシンボルはドロップスです。
※ドロップスはドロップレット・プロジェクトが開発、デザインしたシンボル集です。
※製品にシンボルは付属しませんので、ご了承ください。

- 使用しないキーガードは本体裏面に収納することができます。



※各製品の連続再生時間は、使用頻度により異なります。



貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。

スーパートーカーFT



ユーザー登録

シンプルで使いやすい パワフルVOCA

- 録音・再生は非常に簡単です。各レベル及び、各キーに録音する時間は決まっていませんので、活動に合わせて柔軟にご使用いただけます。
- メッセージは8レベル(8通り)まで録音が可能です。場面や活動に合わせたメッセージを録音しておくことができますので、活用の幅が広がります。8キーを8レベルすべてに録音すると、最大64個のメッセージが録音できます。
- キー数は1、2、4、8キーがあり、使いやすいキー数を選んでいただけます。
(キーガードは付属します。)

※1レベルにつき、使用できるキー数は1種類のみです。

品番	19010129
総録音時間	16分間
レベル数	8レベル
キー数	1、2、4、8(各キーガード付)
電源	アルカリ乾電池単3形 4本(別売)
連続再生時間	約25時間
付属	トイケーブル2本
本体サイズ	横310×縦225×厚さ48(mm)
キーサイズ (各キー)	1キー:196×95mm、2キー:95×95mm 4キー: 95×45mm、8キー:45×45mm
重量	約950g

送料 A **¥79,000**(非課税)

※平成17年4月1日、厚生労働省の日常生活用具給付対象品目
(携帯用会話補助装置)にて非課税認定を受けました。



スーパートーカー後面



スーパートーカー側面

オールターンイットスピナー



スイッチで遊べるおもちゃ

- スイッチで操作できるルーレットです。
- シートを入れ替えてサイコロのように使ったり、クラスメートの写真を貼って順番を決めたり、数字を貼ってビンゴゲーム等色々な場面で活躍します。

品番	19010108
サイズ	横315×縦320×奥行65(mm)
電源	アルカリ乾電池単2形 2本(別売)

送料 A **¥26,000**(税抜)

ウゴキンぐ

電化製品を簡単スイッチ操作

- 電化製品の操作が難しい方にとって、スイッチ操作と本機のタイマー機能等を組み合わせ、電化製品本来の使い方ができるようになるだけでなく、組み合わせを工夫して様々なアクティビティとしての活動を生み出す事ができます。
- タイマー操作スイッチ（付属）を利用し、出力コンセントに取付けた電化製品の制御をします。
- 電化製品は、基本的に「ON/OFF」で固定できる機器に限ります。
- 4種類の制御モード（ダイレクト・タイマー（秒）・タイマー（分）・ラッチ）があります。
- 操作できるコンセント数は1つです。
- 合計1200Wまで使用できます。



品番	16180404
本体サイズ	横130×縦184×高50(mm)
重量	860g（本体電源ケーブル含む）
付属品	タイマー操作スイッチ1個 （スイッチトップ4種（赤・青・黄・緑）含む）

送料 A **¥50,000**（税抜）

BDアダプター

デモ機あり

スイッチで動かすために

- 市販の電池で動くおもちゃをスイッチで操作できるようにするためのアダプターです。



※本製品には、細い電線、銅板を使用しており、製品の特性上取り扱いによっては、短期間で破損する場合がございますのでご注意ください。

品番	0446	0447
サイズ	小	大
使用電池	単3用	単1・2用

送料 A **¥3,000**（税抜）

スイッチラッチ&タイマー デュアル

デモ機あり

電池を使った機器を動かします

- 2つのスイッチで2つの機器を別々に、また同時に動作させることができます。
- コントロールする機能は、タイマー（秒）・タイマー（分）・ラッチの3種類あります。



品番	19010126
電源	アルカリ乾電池9V形1個（別売）

送料 A **¥27,000**（税抜）


接点式入力装置

ジェリービーンスイッチツイスト

デモ機
あり

ちょうどいい大きさのスイッチ

●スイッチトップを回すことで取り外し、取り付けができます。



品番	19010075
色	4色付属(赤・青・黄・緑)
出力コネクタ	3.5mmモノラルプラグ
操作に必要な力	80g
操作方法	上面を押す
付属品	スナップスイッチキャップ1個
定格電流	3A
定格電圧	125V

送料 A

¥9,250(税抜)

接点式入力装置

ストリングスイッチ



ひっぱるスイッチ

●ひもが短い場合、市販のひも又はゴムひもなどで長くしてください。



品番	0660
サイズ	ひもの長さ42mm ボックス部51×70×31mm
出力コネクタ	3.5mmモノラルプラグ
操作に必要な力	30g
操作方法	ひもを引く

送料 A

¥12,600(税抜)


接点式入力装置

スペックスイッチ

デモ機
あり



使い方が自由自在



単位(mm)



品番	0655	0656	0657	0658	0659
色	緑	赤	黄	青	黒
出力コネクタ	3.5mmモノラルプラグ				
操作に必要な力	50g				
操作方法	上面を押す				
付属品	固定用ベルト、底面プレート				
定格電流	1A				
定格電圧	30V				

送料 A

¥9,250(税抜)

スイッチの適応について

*いずれも入力用のスイッチです。ご使用に際しては動作させる機器が別途必要です。(意思伝達装置・BDアダプターなど)
*人命に関わる用途での使用については弊社での責任は負えません。
*改造は行わないでください。

デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。


接点式入力装置

トリガースイッチ



小型で薄いスイッチ

- 色の付いた部分が押しボタンになっています。
- ほこりと水に対して耐久性があります。
- クリック感とクリック音があります。



品番	19012042
色	赤・青・黄・緑・オレンジの5色のシールが付属
出力コネクタ	3.5mmモノラルプラグ
操作に必要な力	約300g
動作部サイズ	13×13(mm)
操作方法	上面を押す
備考	スイッチ裏面に貼り付ける、固定用のベルクロ。が一組と両面テープが2枚と、スイッチ前部の穴に固定できる木ネジが1つ、付属しています。ケーブル長さ約150cm

送料 A **¥16,000** (税抜)


接点式入力装置

ビッグスイッチツイスト



大きくてしっかり押せる

- スイッチトップを回すことで取り外し、取り付けができます。



品番	19010076
色	4色付属(赤・青・黄・緑)
出力コネクタ	3.5mmモノラルプラグ
操作に必要な力	120g
操作方法	上面を押す
付属品	スナップスイッチキャップ1個
定格電流	5A
定格電圧	125/250V

送料 A **¥9,250** (税抜)

接点式入力装置

マイクロライトスイッチ



操作タッチの軽いスイッチ

- 非常に軽い動作で入力できるスイッチです。



品番	19012008
色	赤・青・黄・緑の4色のシールが付属
出力コネクタ	3.5mmモノラルプラグ
操作に必要な力	約10g
動作部サイズ	45×19×19(mm)
操作方法	上面を押す
備考	スイッチ裏面に固定できる、滑り止めのシートが付属しています。ケーブル長さ約150cm

送料 A **¥14,400** (税抜)

仕様変更のお知らせ(2018年1月10日)
スイッチの高さが14mm→19mmに変わりました。

スイッチの適応について
*いずれも入力用のスイッチです。ご使用に際しては動作させる機器が別途必要です。(意思伝達装置・BDアダプターなど)
*人命に関わる用途での使用については弊社での責任は負えません。
*改造は行わないでください。



iデバイス アジャスタブル ユニバーサルアームタイプ



様々なタブレットを自由な位置で

- タブレットの保護カバーを外さずに取り付けができます。(カバーの種類に拠ります)
 - 寸法に合った様々なタブレットが利用できます。
⇒縦216mm以上～260mm以内、横205mm以内、厚さ28mm以内のサイズに取付できます。
 - テーブル上でも車椅子で移動中でも使いやすいポジションに固定したタブレット操作ができます。
 - フラットな面や丸型パイプへの取付は、付属のウェッジを取り替えることで設置が可能です。
- ※タブレットの種類によってカメラやコネクタ部分などを覆ってしまう可能性があります。



品番	19010123
重量	約1.6kg
耐荷重	約2.2kg

※本製品は予告なく価格変更をする場合があります。 送料 A **¥53,000** (税抜)

iデバイス アジャスタブルキット

お持ちのアームと組み合わせて

- 既にお持ちのアームに取り付け、好きな位置に固定したタブレットの操作ができます。
 - 左記商品のアーム無しタイプです。
 - スタンダードアーム、ユニバーサルアームノブ式・レバー式に接続できます。
 - 寸法に合った様々なタブレットが利用できます。
⇒縦216mm以上～260mm以内、横205mm以内、厚さ28mm以内のサイズに取付できます。
- ※タブレットの種類によってカメラやコネクタ部分などを覆ってしまう可能性があります。



品番	19010124
重量	約270g

※本製品は予告なく価格変更をする場合があります。 送料 A **¥23,000** (税抜)

フックプラス2

iデバイスを操作するためのスイッチインターフェイス

- iデバイス※に直接ケーブル接続することで安定した使用環境を提供
- iOS8以降でライトニングジャックを装備したiデバイスのアクセシビリティ機能「スイッチコントロール」を利用して操作
- 本機電源はiデバイスのバッテリーを利用、本機付属のケーブルを利用しiデバイスを充電しながらの利用も可能
- 最大4つの外部スイッチ(必須・別売)が利用でき、初期設定も簡単
- 1スイッチでのオートスキャン操作、2スイッチでのステップスキャン、複数スイッチでの操作が可能。

※操作方法や外観は従来品と変更ありません。

※iデバイスとは、本機で操作できる対応機種の種類です。

対応機種

iPhone XS MAX,
iPhone XR,
iPhone XS,
iPhone X,
iPhone 8 Plus,
iPhone 8,
iPhone 7 Plus,
iPhone 7,
iPhone 6s Plus,
iPhone 6s,
iPad Pro 10.5inch,
iPad Pro 12.9inch (第2世代、第1世代),
iPad Pro 9.7inch,
iPad mini 4,
iPad (第5世代)

※iOS8以降

ライトニングコネクタを装備していない、iPad Pro (第3世代・USB-Cコネクタ) には対応していません。
変換コネクタを使用している動作はできません。
アクセシビリティ機能「スイッチコントロール」を使用します。「AssistiveTouch」とは併用できません。
iOS 12は対応しています。
2019年4月現在



品番	19010127
本体サイズ	縦61×横44×奥19(mm)
本体ケーブル長	148mm
重量	29g
付属ケーブル	マイクロUSBケーブル (USB2.0 (A) オス - USB2.0 (Micro-B) オス)

送料 A **¥35,000** (税抜)



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。



側面手前



側面奥



側面右



側面左

特徴

タブレット、スマホ、パソコンなど（以下デバイス）にBluetoothを介して接続します。本機のスイッチ、あるいは外部スイッチ（別売）を使用し、接続側のスイッチ制御ソフトウェアを介して、デバイスの操作ができます。充電式バッテリーで約13時間使用可能です。標準的な操作が3種類登録しており、ユーザー定義も3種類設定できます。



ブルー2

Bluetoothスイッチインターフェイス

- タブレット、携帯電話、パソコンに使用されるBluetoothで接続
- 2つの外部スイッチが利用可能
- 充電式バッテリーで、約13時間使用可能
- アプリの標準的な操作に対応するため3種類の操作モードを設定
- 2つのスイッチ（S1・S2）へ操作を登録できます。
- モード4、5、6にはユーザー独自の設定をプログラム可能

各種使用モード

	S1	S2
モード1：	Space	Enter
モード2：	1	3
モード3：	～1	～3
モード4：		
モード5：		
モード6：		

品番	19010128
本体サイズ	縦70×横163×厚20(mm)
重量	153g
付属	マイクロUSBケーブル (USB2.0 [A] オス-USB2.0 [Micro-B] オス)、 ACアダプター

送料 A

¥38,000 (税抜)

仕様

ブルー2は以下と互換性があります

- iOS 7以降を搭載しているiPad、iPhone、またはiPod touch
- macOS Mavericks 10.9以降を実行しているアップルのPC
- Windows 10を搭載しているPC
- ChromebookとChromebox
- Android 9を搭載している携帯電話とタブレット

使用例

iOSの場合は、Bluetoothをペアリング接続した後に、「設定-一般-アクセシビリティ-スイッチコントロール」、をONにすることで、機器をスイッチ（1つまたは2つ）で操作できます。スイッチコントロールの機能にて、機器の操作を行うことができます。

iOS以外の場合は、スイッチコントロールに相当する機能は標準搭載はされていません。特定のキーへスイッチを割り当てることで利用できる、スイッチインターフェイスを併用すると利便性良く、本機を使用できます。

スタンダードアーム



設置が簡単

- 3箇所のノブで角度の調整ができる扱いが最も簡単なアームです。クランプ付。
- ※約1kgの重さまで取り付けられます。
- ※スイッチの接続にはユニバーサルマウンティングプレートが必要です。



※スイッチ本体とユニバーサルマウンティングプレートは別売です。

品番	0494
サイズ	最長約600mm
送料 A	¥22,000 (税抜)

ユニバーサルアーム



重いものでもしっかり固定

- 任意の位置へスイッチやVOCAを固定できるアームです。クランプ付。
- ※約2kgの重さまで取り付けられます。
- ※強い固定力が必要な方はレバー式をお求めください。
- ※スイッチの接続にはユニバーサルマウンティングプレートが必要です。

※スイッチ本体とユニバーサルマウンティングプレートは別売です。



(ノブ式)
ノブ式ですので、調整が簡単です。


品番	0807 (ノブ式)
サイズ	全長約520mm
送料 A	¥48,000 (税抜)

VOCAやスイッチを使いやすい位置に固定

ユニバーサルマウンティングプレート

アームにスイッチ等を固定する際に

- スイッチ、VOCA等をユニバーサルアーム、スタンダードアームに固定する為のプレートです。
- ベースプレートと各種アダプタを組み合わせる事で様々なサイズの機器が固定できます。
- 固定用の各種ネジが付属しています。
- 樹脂製



品番	19010120
対応	リトルマックサイズ、ビッグマックサイズのVOCA、スイッチなど
送料 A	¥7,800 (税抜)

接続例

ベースプレート



※写真はスベックスイッチ取付

取付可能製品
ストリングスイッチ
スベックスイッチ
マイクロライトスイッチ

ベースプレート+リングアダプタ



※写真はジェリービーンスイッチツイスト取付

取付可能製品
ジェリービーンスイッチツイスト
リトルマック
ステップバイステップウィズレベル
ステップバイステップチョイスウィズレベル
アイトークウィズレベル※1

※1 別途マウンティングベースが必要

ベースプレート+三角アダプタ



※写真はビッグスイッチツイスト取付

取付可能製品
ビッグスイッチツイスト
ビッグマック
ビッグステップバイステップウィズレベル

ベースプレート+四角アダプタ



※写真はクイックトーカー 23取付(ベルクロ®)

取付可能製品
クイックトーカー 7
クイックトーカー 12
クイックトーカー 23
スーパートーカーFT

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。

Qスイッチ

デモ機
あり



Mサイズ



Lサイズ



スイッチ操作を楽しむ!!

- Qスイッチには大型スイッチ用の「Lサイズ」と、小型スイッチ用の「Mサイズ」の2種類あります。
 - 力を加える方向は、水平方向の360°どこから加えても操作が可能です。
 - 吸盤タイプなので、スイッチ面の中央に取り付けてご利用ください。
- ※吸盤の吸着力が弱くなった場合、水洗いなどで汚れを落とし、再度ご利用ください。

	Qスイッチ Mサイズ		Qスイッチ Lサイズ	
品番	16130113	16130115	16130116	16130118
色	オレンジ	ブルー	オレンジ	ブルー
本体サイズ	上面直径:約40mm		上面直径:約55mm	
	全高:58mm		全高:約75mm	
操作方法	横方向に傾ける 上から押す			
付属品	専用シリコンシート (Mサイズ・Lサイズ)			
	スイッチ固定用シール			

送料 A **¥4,316** (税抜) **¥4,807** (税抜)

Qシリーズ監修：鴨下賢一 株式会社 児童発達支援協会 作業療法士
Qシリーズは商品の製造ロットにより実際の商品の色がカタログ写真と異なる場合があります。

トラベルストラップ A

- リトルマックやステップバイステップウィズレベルを携帯するためのトラベルストラップです。



ユニバーサルショルダーストラップ

- ビッグマックやビッグステップバイステップウィズレベル、スーパートーカーFTを携帯するためのストラップです。

※ストラップの両端には本体にストラップを取り付けるパーツがあるので、付属のネジを使い取り付けてください。



ビッグマック取付例



品番 0710 **¥2,100** (税抜)

送料 A

品番 19010119 **¥7,800** (税抜)

送料 A

デモ機あり 貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



ビッグトラック



大きなボールが特徴のトラックボール

- 大きなボールでマウス操作を行います。
- 左・右クリック操作のスイッチ接続が可能です。
- 右ダブルクリックでドラッグ状態になります。
→左・右どちらかクリックするとドラッグ状態を解除できます。

品番	19010121
本体サイズ	横170×縦170×高さ80(mm)
重量	530g
ボール直径	75mm
接続方式	USBもしくはPS/2(※PS/2は付属の変換コネクタを使用)
動作OS	Windows®:Windows®98以降・Mac:MacOS9以降/MacOS 10.1以降

送料 A

¥20,000(税抜)



ロック ジョイスティック



マウスカーソルを操作できるジョイスティックです。

- ジョイスティックと本体部分にある各ボタンの操作によってパソコン操作を支援する機器です。
- 左・右クリックボタンに加え、ダブルクリックボタンと左クリックを押した状態を保持する「ドラッグボタン」、マウスカーソルの動きを横・縦に限定したり、マウスのホイールのような役割をする「ロックボタン」の計5つを備えています。
- 左・右クリックボタン、ダブルクリックボタン、ドラッグボタン、ロックボタンの色を変えてあり、区別しやすくなっています。
- 左・右クリック操作のスイッチ接続が可能です。

品番	19010070
サイズ	約 高さ71×幅130×奥行235(mm)
重量	約840g
ジョイスティック形状	T型/I型/ボール型
接続ケーブル長	約2m
接続方式	USBもしくはPS/2(※PS/2は付属の変換コネクタを使用)
動作OS	Windows®:Windows®98以降・Mac:MacOS9以降/MacOS X10.1以降

送料 A

¥140,000(税抜)



T型スティック




ボール型スティック

※スイッチは別売です。

メイキングコネクション

コミュニケーション支援のヒントが詰まっています！ (日本語版)

- エーブルネット社発行のMaking Connectionsの翻訳版です。
「すべての子ども達は学び、参加し、コミュニケーションできる」、
その方法やヒントがぎっしりと詰まったガイドブックです。
必要な箇所は日本文化に合うようにアレンジをしています。



品番	9025
仕様	A4 96ページ
著者	Peggy Locke, Ph.D., Jackie Levin, MA
訳者	宮崎みわこ (コミュニケーションエイドスペシャリスト)

送料 A

¥1,900(税抜)



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。



パシフィックサプライでは、長年にわたりコミュニケーションエイドの普及に努めています。それは単純に商品を販売しているということではありません。利用する方の状況に合った商品の紹介や開発を行うことが何よりも大切だと考えています。例えば、声での会話が難しい方のために携帯用会話補助装置「ボイスマーキャーペチャラ」が、身体機能が低下している方のために僅かな動きで様々な機器を操作することができる「PPSスイッチ」が生み出されてきました。多くの方がよりよい生活を送って頂けるように提案することが私たちの使命です。

● Pacific Information

「便利」とは“出来ないことが出来るようになること”だけではありません。
“出来ることが簡単に出来るようになること”もまた便利なのです。
そのため、同じ機器でも人によって最適な使い方が異なることはあります。
もし機器の導入に迷われたら、是非ご相談ください。

こちらのアドレスよりご相談下さい。➡ info@p-supply.co.jp



ボイスキャリーペチャラ



声で伝え、会話を楽しんでいただく

ユーザー登録

- 文字盤の文字キーを押すことで文章を入力・作成します。
- 入力した文章は発声キーを押すことで読み上げます。
- 発話による会話が困難な方にご使用いただく製品です。

対象者

- ① 発声・発話によるコミュニケーションが困難な方
- ② 脳性麻痺の方 ③ 脳血管障害による構音障害のある方
- ④ 神経疾患の方 ⑤ 自閉症の方 ⑥ その他の言語障害のある方

特徴

- 会話に必要な機能に特化した、簡単で分かりやすく、すぐに使える携帯用会話補助装置です。
- キーガードは2色から購入時に選択できます。
- 音声録音再生機能を搭載。5つのキーに各16秒、合計80秒の録音・再生が可能です。
- 語句登録機能:文字数は最大30文字で156個までの登録が可能です。
- 2アクションで各種機能の設定が呼び出せる簡単機能呼出。
- 本体背面に操作ガイドを貼付。「ペチャラ設定機能一覧」手元に取扱説明書がなくても分かりやすい。
- 専用電池パック(充電機)を標準装備、外出先でのバッテリー切れに備えて、単3乾電池4本でも使用可能です。
- 音声は男性/女性に加えて男の子/女の子の4種類。

※SDメモリーカードを利用して文章データ、各種設定データの確認と印刷をパソコンで行うことができます。
※2018年7月よりSDHC対応になりました。

仕様

- 表示モニター: 文書作成エリア、横15文字縦3行の45文字。機能表示エリア、表示モニター最下段には本製品の設定と状態、時刻、日付を表示。
- バックライト調節機能: 4段階(Off/1/2/3)
- キーサイズ: 直径14.5mm
- キーピッチ: 16.5mm
- スピーカー: 耐水型直径36mm×2 最大出力0.25W×2
- 外部メモリースロット: SDメモリーカードスロット×1
- 専用電池パック仕様: ニッケル水素電池 4.8V1500mAh
- 連続使用時間: 最大約8時間(音量3/バックライト消灯、バックライト使用時は約6時間)
- 充電時間: 約6時間

品番	16180201 プリサイスブルー
	16180202 ブライトオレンジ
サイズ	横260×縦187×厚さ42mm
重量	850g(専用電池パック付、ベルト除く)

送料 A **¥98,800** (非課税)

本体+付属品



付属品:ACアダプター/電池パック/ベルト/スピーカー保護シール
(SDメモリーカードは付属していません。)

予備・補修用部品

品 番	品 名	価格(税抜)
16180203	キーガードブルー	¥2,000
16180204	キーガードオレンジ	¥2,000
16180205	ACアダプター	¥3,400
16180206	電池パック	¥3,600
16180207	ベルト	¥1,000

送料 A

オプション



- ペチャラの表示モニターを、傷や汚れから保護します。
- 何度も貼り直し、使用することができます。

品 番	品 名	価格(税抜)
16180214	表示モニター保護フィルム	¥1,000

送料 A

各種サービスのご案内

製品をより詳しく知っていただく為、集合研修を行っております。
最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

デモ機あり 貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。

伝の心

伝の心



ユーザー登録

スイッチひとつで文章作成

- オートスキャンで動くカーソルを操作し、1スイッチでの文書作成が可能です。(「会話用」「文書作成用」などの文字盤があります。)
- 学習リモコン(赤外線)付で家電製品の操作が可能です。
- ホームページの閲覧やEメールのやりとりができます。
- パソコンのアプリケーション操作ができます。



品番	16062011
サイズ	横幅374×縦幅250×厚さ24.9~32.5mm
重量	2.1kg
備考	バッテリー駆動時間：最大2.5時間

送料 B **¥450,000**
(非課税: スイッチ別売、設置調整費、配達費別途)

対象者

- ① 重度肢体不自由の方で発声ができない方。
- ② 特殊なマウスや代替キーボードの使用が困難で、指先や眼球のわずかな動きを利用して機器を操作する必要のある方。(主に ALS 等神経疾患の方)

※写真のスイッチは別売です。
 ※伝の心にはパソコン(伝の心インストール済)、なんでもスイッチ、なんでもIRリモコン、プリンタ、USBケーブルが含まれます。
 ※ver6.00より、DVD再生機能は無くなりました。

シンプルな画面

必要な情報に絞った分かりやすい画面。
 使いたい機能ごとに、画面を切り替えて操作をします。

日常 使用文	文書	設定
会話	リモコン	呼音
メール/LINE		終了

伝 Ver. 06-10

「メインメニュー」
(起動時の画面)

吸引 体位交換 カニューレの位置 呼吸器を確認 顔の向きを変える 耳を綿棒で掻く 本をセット カーテンを引く 終了	めがねをかける ベッドを昇降 目が疲れる あいさつ 呼音 日常使用文 2 日常使用文 3
---	--

伝

「日常使用文」
(登録した文章を読み上げる)

あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	を
う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ん
え	け	せ	て	ね	へ	め	、	れ	一
お	こ	そ	と	の	ほ	も	。	ろ	記
戻	盤	削	時	改	顔	空	1-5	6-0	
⇐	⇐	⇐	⇐	⇐	⇐	⇐	⇐	⇐	⇐

ま

「会話」
(ひらがなで簡単に文章を書く)

句	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
漢	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	を
削	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ん
改	え	け	せ	て	ね	へ	め	、	れ	一
声	お	こ	そ	と	の	ほ	も	。	ろ	記
戻	盤	移	編	削	時	頁	削	空	送	
⇐	⇐	⇐	⇐	⇐	⇐	⇐	⇐	⇐	⇐	⇐

あ

「文書」
(漢字で文章を作成し、保存する)



操作方法

タイミングよくスイッチを操作することですべての機能が利用可能

例1. 「会話」で文章作成



例2. 「メール」を送る



オプション

ver6.10より、視線検出式入力装置に対応しました。
これによりスキャン操作以外にも視線を利用した操作が可能になります。



視線操作例

視線検出式入力装置 PCEye Mini

品番	16100101
備考	伝の心は本製品以外の視線入力ユニットには対応していません

¥198,000 (税抜)

スペック

伝の心 ver6.12 (2019年7月)


OS	Windows®10Pro (64bit)
CPU	インテル®Corei3-6006Uプロセッサ 2.0GHz
メインメモリ	8GB
ディスプレイ	15.6型
HDD	500GB
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)
バックアップ用メモリ	microSD 8GB

カスタマーセンターのご案内

パシフィックサプライでは、少しでも安心していただける様、「伝の心」専用のカスタマーセンターをご用意しております。
電話とメール両方で問い合わせ頂けるようにしておりますので、お困りごとやご質問などありましたら、是非ご連絡ください。
専任スタッフが、解決できるよう対応させていただきます。

<ご利用方法>
ユーザ登録頂くこと。

* 製品にカスタマーセンターの連絡先を記載した「案内シール」を同梱しております。
ご連絡いただけましたら、そのままユーザ登録をさせていただきます。



パネル型 伝の心

携帯できる伝の心

- 耐久性と携帯性を高めたモデルです。
- コンパクトでありながら、基本機能はノート型と同等です。
- DVDの閲覧機能はありません。
- タッチパネルによるサポートが可能

品番	16061201
サイズ	横幅264×縦幅169.7×厚さ11.8mm
重量	615g
備考	バッテリー駆動時間：最大10時間

送料 B **¥450,000** (非課税)

※写真のスイッチは別売です。
 ※伝の心には、パソコン(伝の心インストール済み)なんでもスイッチ、なんでもIR、プリンタ、USBケーブルを含みます。
 ※パネル型は、画面が小さいため視線入力には向いていません。視線入力を行いたいケースはノート型をお勧めします。

コンパクトな筐体



スペック

伝の心 ver6.12 (2019年7月)

OS	Windows®10Pro (64bit)
CPU	インテル®Atom®プロセッサ X5-Z8550 1.44GHz インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.4GHz
メインメモリ	4GB
ディスプレイ	10.1型ワイド
eMMC	フラッシュメモリ128GB
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac
バックアップ用メモリ	microSD 8GB

カスタマーセンターのご案内

パシフィックサプライでは、少しでも安心していただける様、「伝の心」専用のカスタマーセンターをご用意しております。
 電話とメール両方で問い合わせ頂けるようにしておりますので、お困りごとやご質問などありましたら、是非ご連絡ください。
 専任スタッフが、解決できるよう対応させていただきます。

＜ご利用方法＞
 ユーザ登録頂くこと。

* 製品にカスタマーセンターの連絡先を記載した「案内シール」を同梱しております。
 ご連絡いただけましたら、そのままユーザ登録をさせていただきます。

圧電素子式入力装置

空気圧式入力装置

ピエゾニューマティックセンサスイッチ PPSスイッチ

デモ機あり



さらに設置が容易になりました

●圧電素子(ピエゾ)と空圧(ニューマティック)の2種類のセンサを選択することが出来るスイッチです。

ピエゾ : 「ひずみ」や「ゆがみ」を感知することにより、信号出力を行うセンサ。直径17mmのセンサ部を身体の任意箇所に医療用テープで貼り付けて使用します。

ニューマティック : センサ部のエアバッグを触れることで反応するセンサです。僅かな力で操作可能です。

●感度調整が可能のため、様々な方にご使用頂けます。

●誤動作防止機能がついております。

※出力は1ショット出力のみ可能です。(スイッチの保持はできません。)
※BDアダプタと一緒に使用できません。

品番	16180301
サイズ	横幅77×縦幅178×厚さ42mm
重量	約200g(電池含まず)
電源	AC100Vまたは単3乾電池4本

送料 A **¥40,000** (税抜)

本体+付属品

- コントロールボックス
- ピエゾセンサ×2個
- エアバックセンサ×1個
- ディップスポンジセンサ×1個
- ACアダプタ


※2009年3月に仕様変更しました

表示モニター





- 表示モニターが搭載されています。
- 感度や、設定が数字で表示され設置を容易に行うことができます。
- 設置の適正さを判断するために、現在の入力レベルが確認できるようになっています。

使用例



ピエゾセンサの使用例

表情や拇指のわずかな動きで使用しています。



エアバッグセンサの使用例

拇指のわずかな動きで使用しています。

消耗品

送料 A

仕様がわり
耐久性が向上しています。



ピエゾセンサビニルタイプ
(ピエゾセンサスイッチ用)

	品番	価格(税抜)
10個入	16180312	¥12,800
3個入	16180311	¥3,840

※仕様変更前と感度に変更ありません。



エアバッグセンサ
(ニューマティックセンサスイッチ用)

	品番	価格(税抜)
10個入	0926	¥8,000
5個入	16180099	¥4,000



ディップスポンジセンサ
(ニューマティックセンサスイッチ用)

品番	価格(税抜)
0928	¥4,000



●人命に関わる用途について弊社での責任は負えません。 ●改造は行わないでください。



貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。

常電式入力装置



ポイントタッチスイッチ

デモ機
あり



静電気を利用した
力のいらないスイッチ

※固定には別途アームが必要です。
(P123掲載品)



品番	16180040
サイズ	先端部直径9mm
操作方法	先端の黒い球面に触れる
電源	AC100V

¥35,524
(税抜)

送料 A


常電式入力装置

ピンタッチスイッチセット

デモ機
あり



僅かな動きで
使用できるスイッチ



品番	0841
操作方法	先端キャップ部に触れる
電源	AC100V
付属品	ピンタッチセンサー先端部4本

¥46,572
(税抜)

送料 A

呼吸式入力装置

ブレスマイクスイッチ

デモ機
あり

息や音で反応するスイッチ

※固定には別途アームが必要です。
(P123掲載品)



品番	0536
サイズ	先端部直径9mm
操作方法	先端に向けて息を吹きかける 又は声を出す
電源	AC100V

¥37,239
(税抜)

送料 A


光電式入力装置

ファイバースイッチ

デモ機
あり

光を利用した自由度の高いスイッチ

● 光ファイバーを利用したスイッチです。
● 自由度が高く顔面や、手、指に貼り付けて
使用できます。また、眼鏡のフレーム等に
取り付けることでまばたきスイッチとして
の利用も可能です。



取付用キット
(ブラケット3種)

品番	16180401
操作方法	光に近づく又は光から離れる
電源	AC100V
付属品	設置用ブラケット3種

※眼鏡は付属しておりません。

¥60,953
(税抜)

送料 A

その他スイッチ周辺オプション

送料 A

中継ケーブル(MJ/MP)



品番	0435
出力コネクタ	3.5mmモノラルジャック/3.5mmモノラルプラグ
備考	ケーブル長さ約180cm、 スイッチケーブルを延長させる際に使用します。

¥1,600 (税抜)

中継ケーブル(MP/MP)



品番	0434
出力コネクタ	3.5mmモノラルプラグ/3.5mmモノラルプラグ
備考	ケーブル長さ約180cm、 両端がオスのプラグのケーブルです。

¥1,600 (税抜)

スイッチの適応について

※いずれも入力用のスイッチです。ご使用に際しては動作させる機器が別途必要です。(意思伝達装置・BDアダプターなど)
※人命に関わる用途での使用については弊社での責任は負えません。
※改造は行わないでください。

デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

デモ機
あり

レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。

接点式入力装置

ジェリービーンスイッチツイスト

デモ機
あり



※詳細はP119にてご確認ください。

送料 A **¥9,250** (税抜)

接点式入力装置

トリガースイッチ



※詳細はP120にてご確認ください。

送料 A **¥16,000** (税抜)

接点式入力装置

ストリングスイッチ



※詳細はP119にてご確認ください。

送料 A **¥12,600** (税抜)

接点式入力装置

ビッグスイッチツイスト

デモ機
あり



※詳細はP120にてご確認ください。

送料 A **¥9,250** (税抜)

接点式入力装置

スペックスイッチ

デモ機
あり



※詳細はP119にてご確認ください。

送料 A **¥9,250** (税抜)

接点式入力装置

マイクロライトスイッチ



※詳細はP120にてご確認ください。

送料 A **¥14,400** (税抜)

スイッチの適応について

*いずれも入力用のスイッチです。ご使用に際しては動作させる機器が別途必要です。(意思伝達装置・BDアダプターなど)
*人命に関わる用途での使用については弊社での責任は負えません。
*改造は行わないでください。



貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。

パソッテル 伝の心用

ベッドで「伝の心」が見やすいスタンド

- 高さと傾きが調整できるスタンドです。
 - 着脱も容易で、取扱いしやすいモデル
- ※伝の心本体は別売りです。



	ノート型 Aタイプ	ノート型 Bタイプ	パネル型
品番	29630012	29630019	29630060
サイズ	幅58×奥行60×高さ89.5～139.5cm		
重量	8.5kg	8.7kg	8kg
耐荷重	6kg		
備考	ベッド下の必要最低限高さ：7cm		
送料 B	¥48,400 (税抜)	¥56,400 (税抜)	¥50,820 (税抜)

AタイプとBタイプの違い

Bタイプは、取付けた伝の心のディスプレイ角度が細かく自在に調整可能なモデルです。
※パネル型はBタイプのみです。

レッツ・リモコンAD

テレビの操作を簡単に!

- テレビの操作を簡単に行うことができます。
- 操作を「電源・チャンネル・音量・BS/CS切替」に限定し、複雑な操作を必要としません。
- 身体状況に応じて入力スイッチを使って操作ができます。



品番	16331302
サイズ	横幅46×縦幅174×厚さ29mm
重量	140g
電源	単3乾電池2個
対応メーカー	パナソニック、三洋電機、シャープ、ソニー、東芝、パイオニア、日立、ビクター、三菱、船井・DXアンテナ、LG電子、オリオン電機、SORTEO、EIZO(ナナオ)、ディーオン(CANDELA)、BLUEDOT、バイ・デザイン、アズマ(EAST) ※2004年以降の製品に対応。 ※ビデオやDVD付きテレビなど、複合機は操作ができません。 ※ケーブルテレビのチューナーのチャンネル操作はできません。 ※上記メーカーでも一部対応していない機種があります。

送料 A

¥10,000(税抜)

ワイヤレスコール

デモ機あり

スイッチを接続して使用するコール

- 離れたところにいる人を呼ぶことができる家庭内コールです。
 - 様々なスイッチ(別売)を接続して使用します。
 - 使用環境に合わせて、二種類の受信器を選択いただけます。
- ※本製品はナースコールではありません。



接点式送信器 メスコネクタ付



卓上型受信器



携帯型受信器

品番	16330081
品名	接点式送信器 メスコネクタ付
備考	操作にはスイッチ(別売)が必要になります。 用途に応じて「卓上型受信器」「携帯型受信器」のどちらかを併せて導入ください。

送料 A

¥23,000(税抜)

品番	16330004	16330005
品名	卓上型受信器	携帯型受信器
有効距離	約40m	約30m

送料 A

¥19,000(税抜)

¥29,000(税抜)

デモ機あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

心なび

マウスだけでPC操作


- マウスだけで、PC操作をするためのソフトウェア・キーボードです。
- 簡単な操作で文字の入力を行うことができます。
- アイコン吸着機能や画面拡大機能、HP読上機能など、便利な機能があります。
- 画面上のキーボードパネルは、自由に大きさや位置を変更することができます。

品番 16060052

¥19,800 (税抜)

※入力装置を用いた操作はできません。
※HP読み上げ機能に対応していないページもあります。

送料 A



「ロック」など、弊社取り扱い入力支援機器と併せて使用頂くことで、より操作が簡単になることもあります。



※詳しくはP125をご覧ください。



動作環境

CPU	プロセッサ1.66GHz以上、または同等性能の互換CPU
OS	・Microsoft® Windows Vista® SP1, SP2 ・Microsoft® Windows® 7
日本語入力システム	Microsoft® IME/Office IME 2007
メモリ	1GB以上
ハードディスク	空き容量として1GB以上
入力装置	ポインティングデバイス

●メーカーHPより体験版がご利用いただけます。

<http://hke-store.jp/download/HNV/index.htm>

※入力装置は、すべてのポインティングデバイスの動作を保証するものではありません。また、使用するパソコンについても同様です。

本製品を運用した結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。記載されている製品画面・内容・仕様は2009年4月現在のもので、改良のため予告なしに変更する場合があります。

本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での技術サポートは行っておりません。本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社までお問い合わせください。（※本製品を、国際的な平和および安全の妨げとなる使用目的を有するものに提供したり、またはそのような目的に自ら使用したりしないようお願いいたします。）Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

※64bit版のOSには対応しておりません。

コミュニケーション機器の導入に関わる 各種制度のご案内

日常生活用具給付制度

携帯用会話補助装置

- 支給対象者
学齢児以上で、発語・発話に著しい障害のある方
- 給付限度額
¥98,800-
※給付制度の運用は各自治体によって給付金額・条件等が異なります
※耐用年数5年
※制度利用は在宅者のみ
- 対象品
ボイスキャリーペチャラ/
クイックトーカー7/12/23/
スーパートーカー/アイトークウィズレベル/
トーキングブリックス ほか

補装具費支給制度

重度障害者用意思伝達装置

- 支給対象者
重度の両上下肢および言語機能障害者であって、重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難な方
- 給付限度額
¥450,000-
※給付制度の運用は各自治体によって異なります
※耐用年数5年
- 対象品
伝の心 ほか
(スイッチ・固定具は別途下記項目より)

障害者総合支援法が定める、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準のなかで、コミュニケーション機器に関する、このカタログ掲載分について該当商品をご紹介します。

●補装具費支給制度 購入基準 重度障害者用意思伝達装置

商品名	名 称	支給基準額
伝の心	文字等走査入力方式	¥450,000

●補装具費支給制度 修理基準 重度障害者用意思伝達装置

商品名	修理項目	支給基準額
ジェリービーンスイッチツイスト	接点式入力装置	¥10,000
ストリングスイッチ		
スペックスイッチ		
トリガースイッチ		
ビッグスイッチツイスト		
マイクロライトスイッチ		
PPSスイッチ	圧電素子式入力装置 ※ピエゾセンサ	¥38,000
	空気圧式入力装置 ※エアバッグセンサ、ディップスポンジセンサ	
ポイントタッチスイッチ	帯電式入力装置	¥40,000
ピンタッチスイッチ	帯電式入力装置（ピンタッチ式先端部）	¥46,300
プレスマイクスイッチ	呼気式(吸気式) 入力装置	¥35,000
ファイバースイッチ	光電式入力装置	¥50,000
PCEye Mini 伝の心用	視線検出式入力装置	¥180,000
スタンダードアーム	入力装置固定具	¥30,000
ユニバーサルアーム（ノブ式）		
掲載品なし	固定台（アーム式又はテーブル置き式）交換	¥30,000
パソッテル	固定台（自立型）交換	¥50,820
掲載品なし	呼び鈴分岐装置	¥33,600
ワイヤレスコール	呼び鈴	¥20,000

運用に関しては各自治体にご確認ください。



補助器具

見過ごされがちですが、非常に重要なアイテムです。KAWAMURAグループでは、靴・靴下・杖など様々な歩行補助器具、靴べらや洗体道具などの自助具を開発しております。義肢装具会社のノウハウと、お客さまの声を真摯に受け止め、安全性の高い、安心・信頼のモノづくりを続けています。それはお客さまの自立支援に貢献し、人生、生活、生命を豊かにするお手伝いのできるものと考えています。どのような人が、何のために、どの部分・動作を補助するのか。考え抜かれた商品とその使い方をお客さまの元へとお届けいたします。

● Pacific Information

杖の開発

杖を選ぶ際は上肢(手や腕)への配慮が必要です。また、杖の支持力(杖を使っているときの安全性)を発揮する要は先ゴムです。我々は上肢への配慮の少ない歩行補助器具の使用は身体に二次的な問題を起こす恐れがあると考えました。

< 杖 >

- 手首への負担が少ない握り部(ヘッド)の形状
- 軽く振り出せる重心バランス
- 安定性の良い先ゴム
- 転倒時などの安全性の確保

入浴用自助具の開発

一日の疲れをすっと落とす、毎日楽しみなお風呂。入浴とは、非常にプライベートな時間です。そして恐らく、誰もができれば、一人で入浴したいと思いながら、介護をされる方に遠慮を持ってしまい、自立した入浴に対してあきらめを感じておられるのではないのでしょうか？ 自分でできることは、自分でしたいという気持ちを形にしたいと考えました。

< 洗体用具 >


- 軽い力で洗体動作ができる事
- 泡切れがよく清潔に用具を管理できる事
- 片手でも用具を使えるように十分な長さを有している事



5つの機能特性

①手首への負担が少ない


特徴的なヘッド形状とヘッドとシャフトの取り付け位置により、手首への負担を軽減しました。



コンフォートケイン 一般的な杖

②強い力で握らなくても良い

シャフトから手首の中央までの距離が近いので、楽にご利用いただけます。



コンフォートケイン 一般的な杖


③ヘッドの形状

マウスを持つ感覚でホールドするので局所的圧迫感をやわらげます。



⑤軽く振り出せる

杖の重心位置が高い所にあるので、杖の振り出しが非常に軽いです。



コンフォートケイン 一般的な杖

④連結部の細さ

連結部が細く持ちやすい形状です。



オルトップ® コンフォートケイン

SETOP COMFORT CANE

安全で手にやさしい杖

特許第5653589号

一本杖




マーク取得

品番	38110101	38110102	38110103	38110104	38110105	38110106
色	すみ	かきしぶ	ふじ	わかたけ	きんかん	もみじ
素 材	ヘッド:アクリル/ネック部:ポリカーボネート/シャフト:アルミ					
高さ調整幅	712~937mm (注)					
全長	725~950mm					
重量	250g(先ゴム・ストラップ込)					
JAN	4524491004430	4524491004447	4524491004454	4524491004461	4524491004478	4524491004485

送料 A **¥6,200 ¥7,800 ¥7,800 ¥7,800 ¥7,800 ¥7,800** (税抜)

※品番38110102/38110103/38110104/38110105/38110106はグラデーションタイプです。
注)カットは22.5cm以上行わないで下さい。パイプ径が先ゴムの適合範囲から外れ、先ゴムが破損する恐れがあります。



補助器具

杖

パシフィックサプライ


伸縮式杖



マーク取得

品番	38110201	38110202	38110203
色	みずかがみ	くり	やまぶき
素 材	ヘッド:アクリル/ネック部:ポリカーボネート/シャフト:アルミ		
高さ調整幅	712~937mm (25mm幅で10段階)		
全長	725~950mm		
重量	265g(先ゴム・ストラップ込)		
JAN	4524491004492	4524491004508	4524491004515

送料 A **¥8,800** (税抜)



交換用別売品

送料 A



コンフォートケイン ストラップ

品番	38110302
素材	紐:ナイロン
JAN	4524491004539

¥1,000 (税抜)



コンフォートケイン 先ゴム

品番	38110304
素材	EPT合成ゴム
JAN	4524491004522

¥600 (税抜)

先ゴムの2つの機能性
杖の接地時に、適切に先ゴムがしなっていて全面で接地しますので、安定性と滑りにくさの両方を備えています。

「こみち」「オルトα」は同じデザインで
甲回りやかかとなどの設計の違う靴です。



布タイプ



フォーマルタイプ



布タイプ



フォーマルタイプ



プラスチック装具装着時、オルトαを履く"こつ"を
動画でご覧いただけます。

こみち

足底板対応靴

- 踵に十分な深さがあり、8mmまでの足底板に対応します。
- 片足販売ですので左右サイズ違いに対応できます。
- クッション性のあるカップインソール付。

布タイプ

送料 A

品番	47351101～
サイズ	21.0～28.0cm(1cmきざみ)(ワインは22.0～24.0cm)
重量	183g(23cm片足)
色	ブラック・ブラウン・ワイン
材質	表素材 ポリエステル撥水加工 裏素材 ポリエステル 底 材 合成底

¥7,800(税抜)(両足)

¥3,900(税抜)(片足)

フォーマルタイプ

- 従来の布タイプこみちの特徴はそのままに甲材に合成皮革を使用しました。
- つまみやすい形状のベルトで着脱が容易です。リーチャーを使用される方はループ付ベルト(オプション)に交換してください。

フォーマルタイプ

送料 A

品番	47350417～
サイズ	21.0～28.0cm(1cmきざみ)
重量	200g(23cm片足)
色	黒
材質	表素材 合成皮革 裏素材 豚革(踵部) ポリエステル100% (その他の箇所) 底 材 合成底

¥8,400(税抜)(両足)

¥4,200(税抜)(片足)

※各サイズの品番およびJANコードは、製品Webサイトの資料ページをご覧ください。

オルトα

プラスチック製 短下肢装具・対応靴

- プラスチック製 短下肢装具を装着して履くことができます。
- 歩行の安全性を高める靴底を採用しています。
- 片足販売です。

布タイプ

送料 A

品番	47351001～
サイズ	21.0～28.0cm(1cmきざみ)(ワインは22.0～25.0cm)
重量	195g(23cm片足)
色	ブラック・ブラウン・ワイン
材質	表素材 ポリエステル撥水加工 裏素材 ポリエステル抗菌加工 底 材 合成底

¥4,500(税抜)(片足)

フォーマルタイプ

- 従来の布タイプオルトαの特徴はそのままに甲材に合成皮革を使用しました。
- つまみやすい形状のベルトで着脱が容易です。リーチャーを使用される方はループ付ベルト(オプション)に交換してください。

フォーマルタイプ

送料 A

品番	47350401～
サイズ	21.0～28.0cm(1cmきざみ)
重量	230g(23cm片足)
色	黒
材質	表素材 合成皮革 裏素材 豚革(踵部) ポリエステル100% (その他の箇所) 底 材 合成底

¥10,400(税抜)(両足)



¥5,200(税抜)(片足)

※各サイズの品番およびJANコードは、製品Webサイトの資料ページをご覧ください。


※「オルトα」につきましては、補装具製作所、装具の適合確認が可能な福祉用具販売店にて
適合納品されます。

こみち、オルトαの主な特徴

- 踵部は、十分な長さで硬さの月型芯で足部の安定性を高めています。
- 履きこみ口が大きく開きますので、着脱が容易です。
- 甲のベルトには、角カンを使用し、角度調整が可能です。



靴底の特徴



こみち・オルトαは片足販売です

例えばこんなケースに…

- 両足プラスチック製装具を使用 → 両足 **オルトα**
- 片足プラスチック製装具を使用 → 片足 **オルトα** + 片足 **こみち** の組合せ
- 両足足底板を使用 → 両足 **こみち**

足底板



プラスチック製短下肢装具



交換用別売品

送料 A

こみち交換用カップインソール

品番 6965～ **¥450** (税抜) (片足)

布タイプのコみち・オルトα

	長さ	品番
こみち・オルトα各サイズベルト	14～18.5cm	47351207～
こみち・オルトα延長ベルト(大、小)	22.0cm、20.5cm	47351201～

¥400 (税抜) (1本)

フォーマルタイプのコみち・オルトα (左右をご指定ください。)

	長さ	品番
こみち・オルトα各サイズベルト	14～18.5cm	47350609～
ループ付こみち・オルトα各サイズベルト	14～18.5cm	47350629～
こみち・オルトα延長ベルト(大、小)	22.0cm、20.5cm	47350601～
ループ付こみち・オルトα延長ベルト(大、小)	22.0cm、20.5cm	47350605～

¥950 (税抜) (1本)

※こみち・オルトα (布・フォーマル) のベルトは標準で2cm延長が可能です。 ※各サイズの品番およびJANコードは、製品Webサイトの資料ページをご覧ください。

エナメルタイプ

シュリンクタイプ

舞衣

デモ機
あり

シュリンクタイプのみ

舞衣
MAIGOROMO

指先のゆとりとかかと部分の絞込み、
日本人の骨格を考え抜いた日本の女性に
ジャストフィットなコンフォートシューズ

- 上質の天然皮革はオフィスでもオフタイムでもシーンを選びません。
- 足底板（インソール）が最大の効果を発揮できるようにかかと部分を絞り込んだ設計です。
- シャンクは靴のねじれを防ぎ、長時間の歩行でも疲れを感じさせません。

	エナメルタイプ	シュリンクタイプ
品番	48051001～	48051010～
サイズ	21.0～25.0(0.5cmきざみ)	
重量(23cm片足)	248g	258g
色	ブラック	
材質	表素材	天然皮革・人工皮革
	裏素材	ポリエステル
	インソール	EVA
	アウトソール	ウレタンエラストマー

送料 A

¥18,500(税抜)

舞衣の4つのこだわり

ひも+ファスナーを採用

脱ぎ履きが簡単です

- ※ロック機能付ファスナーを採用。
- 使用中にファスナーがずれません。
- ※ほどけにくいようにロウ引きのひもを採用。

かかとを絞り込み、
ホールド性をアップ
かかところがパカパカ動きません

しっかり

靴先はスクエア型で
指先にゆとり
前足部を圧迫しません

ゆったり

靴底デザインに
スリップサインを採用
靴底の減りを知らせる
目印になります

中足部から足の隆起に合わせ
て設計されているインソール
は高硬度のEVAで長時間の
使用でも疲れません。

〈インソール断面〉

デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

Vela


Vela
New Style Shoehorn

新しいスタイルの靴べら

- 履きたい靴を履く楽しさ、新感覚で使える靴べらで新しいスタイルをみつけてみませんか。

靴のかかとを挟み込むクリップ

靴のかかとを挟み込み靴べら自体が自立するため、靴べらを手で支える必要がありません。




差し込みやすいクリップ形状

クリップの先端が広がっていますので靴のかかとに取り付けやすくなっています。




かかとを靴に誘い込むカーブ

靴に足を入れる自然なカーブに靴べらが曲がっていますので、足への負担が少なく靴を履くことができます。



ポリカーボネート使用

本体には強度の高いポリカーボネートを採用しています。



品番	29415001	29415002	29415003
色	ブラック	グリーン	ピンク
重量	約22g/1個		
材質	本体:ポリカーボネート/紐:ポリプロピレン		
JAN	4524491004584	4524491004591	4524491004607

送料 A

¥1,000 (税抜)

特許第5653639号



ブラック





グリーン



ピンク

使用例



中箱は靴べら置きとしてご使用いただけます。

ゲイトフィックス

Gait fix

室内をより安全に楽しく過ごせる
ルームシューズを考えてみました。

デモ機
あり

● 装具を家屋内で装着の際、一般的なスリッパやルームシューズでは装具がズレてしまったり、履けなかったりします。家屋内でも装具を装着し安全に歩行頂けるように装具に対応したルームシューズを開発しました。（※ゲイトフィックスは屋外では使用できません。）



甲ベルトが足とゲイトフィックスを密着させることで歩行時の安定性を高めます。

内側はムレにくいメッシュ素材を採用しています。



ゆとりのあるトゥボックスで足指の圧迫を軽減します。

しっかりとした踵部で包み込むように踵をホールドします。


※ベルトの仕様はサイズによって異なります。

品番	69490001	69490002	69490003
サイズ	S(21~23cm)	M(23~26cm)	L(26~28cm)
重量(両足)	約135g	約155g	約180g
色	ブラック		
材質	表素材 ポリエステル/ポリウレタン 裏素材 ポリエステル		
JAN	4524491005666	4524491005673	4524491005680

送料 A

¥5,445 (税抜) (両足)


ゲイトフィックスはこんな時にお使いいただけます




ゲイトソリューションデザイン (GSD) の装着時に GSD のズレを防止します



シューホン等の装着時に 床との接触音が小さくなります



足底板のホルダーとして (6mm厚まで)



普段お使いの室内履きのかわり としてつま先を保護します

室内快適 ルームフィット

デモ機
あり

グレーのみ

立ち作業に苦痛のある方、足趾に変形のある方に。

●軽量で通気性が高い生地を使用し、歩行時に脱げにくい甲部の深さと形状にしました。



品番	6933	6934	6963	6964
サイズ	M(23~24cm)		L(25~26cm)	
タイプ	メッシュタイプ		メッシュタイプ	
色	グレー	ベージュ	グレー	ベージュ

送料 A **¥4,600** **¥4,600**(税抜)

甲材	(表地):メッシュタイプ/ポリエステル・ウレタン (裏地):綿パイル
芯材	三層メッシュ
中敷	コルクとゴムの発泡材
底材	ビニソフト



中敷をはさすことができますのでオーダーメイドのインソールを入れてご使用頂けます。

主な特徴

- つま先の幅・高さともにゆとりがあります。



- 適切なトゥスプリングがついており、つまずきを予防します。

- 底材には適度な滑り止め機能があります。

工夫された形状により接触面積を広げ、接触圧を軽減します。



踵部のモールド形状により、足関節を安定させ、立位の安定性を高めます。

コルクの間でゴムを発泡させる特殊加工により、ソフトな接触面で足底の減圧とフィット感を高めています。



足底板のヒールカットが、歩行時の足関節負担を軽減しています。

ターボメド

特許出願中



靴のつま先を持ち上げて、歩行や運動をサポート！
もっと体を動かしたい・・・、子供たちと一緒に走りたい・・・
そんな思いをかなえてみませんか？

- 下垂足ユーザー向けに考えられた歩行補助具です！
- スニーカーに簡単に取り付けができ、靴のつま先部を持ち上げた状態で保持します。
- 体重がかかる踵や足裏には直接ふれる部分がないため、肌に優しく、また、足首を固定するベルトもないため動きを制限しません。
- 日常生活だけでなく、ジョギングやハイキングなどの軽い運動から、マラソン・登山などの本格的なスポーツまで、様々な場面での健康維持に貢献します。

品番	13040004	13040002	13040006	13040005
サイズ	P	S	M	L
靴のサイズ(※)	約17.5～22cm	約21～26cm	約25.5～28.5cm	約29～34cm
重量	約190g	約340g	約310g	約320g
材質	ポリエチレン、ポリプロピレン、グラスファイバー、アルミニウム(Sのみ)、ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル			

送料 A

¥27,000(税抜)

注) サイズにより、ベルトとブロックの仕様が異なります。

(※) 靴のサイズは目安です。靴の形状によって異なる場合があります。

取り付け方



靴に、レースクリップを取り付けます



レースクリップにターボメド本体をはめこみます



かかとをしっかりと押さえて、取り付け完了！

適した靴



- 紐タイプのスニーカー
(目安：紐通し穴が縦に6個以上)
- かかとがしっかりとっている。
- ソールが硬く、地面に向かって広がっている。
もしくは、ソールにひっかかる形状。

装着例



スニーカー以外にも様々な靴に取り付けができます。形状によっては、靴に加工をして取り付ける場合もあります。

オプション

送料 A



●でこぼこした道を歩く時に
安定感を増します。

アンクルストラップ (S・M・L用)

品番	13040207
----	----------

¥3,000 (税抜)



●かかと接地時の柔軟性を制限すること
で、剛性を高めます。

伸縮ストッパーキット

品番	S用	13040209
	M・L用	13040208

¥3,800 (税抜)

交換用部品

送料 A



カフストラップ・クッションセット

品番	P用	13040121
	SML共通	13040123


¥3,900 (税抜)



レースクリップ (2個)

品番	P用	13040112
	S用	13040111
	ML用	13040110

¥850 (税抜)



特設サイト

ターボメド特設サイトを公開しています。
全国の取扱店リスト、使用者の声や装着動画をご覧いただけます。
講習を受講した取扱店さまには、専用サイトで最新情報を発信しています。



歩行動画をご覧いただけます。

<https://www.p-supply-turbomed.com/>

SNS

SNSにて展示会や装着例などの情報を発信中！
アカウントをフォローして、最新情報の収集やお客さまへの商品紹介
にご活用ください。



Facebook /
@turbomed.pacificsupply



Instagram /
@turbomed_ps

取扱店登録制

ターボメドは、専任者による講習と実習を受講した補装具製作所でのみ取り扱いをしております。
購入に関するご相談は、特設サイト内の「全国の取扱店」に掲載の製作所へお問い合わせください。取り扱いをご希望の補装具製作所さまは、
当社へお問い合わせください。



バナナカーブシリーズ

BANANA CURVE SERIES

バナナカーブシリーズは、筋力が弱い、関節に痛みや、可動域の制限がある等の障がい、身体の一部に届きにくい所がある方の為に、開発された補助器具です。持ち手の適切な長さ、太さ、軽量で水はけの良い素材、直線とカーブを組み合わせた形状により、届きにくい所に、最小限の動きで届くことを可能にしています。関節の負担を少なくして、ご本人の活動性を活かすことができる自助具です。バナナカーブシリーズをご利用いただき、自分でできることは自分でする喜びをお届けできれば幸いです。

1

グリップ形状

グリップは指の関節に負担をかけず、弱い筋力でも握ることができる太さを基本に直線とカーブをバランスよく組み合わせ、「届きやすさ」を実現しています。

3

軽さ

ねじり形状の豚毛ブラシは、水はけが良い為、お湯をかけても重くなりません。グリップにも水はけの良いメッシュ状パイプを使用することで、大切な「軽さ」を形にしています。

2

肌に優しいブラシ

ブラシには、皮フへの刺激が少ない豚毛を採用しています。豚毛のブラシは水にぬれても適度なやわらかさで、少ない力でも洗うことができます。

4




洗いやすさ

ブラシ全面を使って、届きにくいさまざまな部位を洗うことができます。またボディソープの泡立ち、泡切れも良いことから、楽に体を洗うことができます。

バナナカーブボディブラシ(洗体用)

デモ機あり

- 関節に大きな負担をかけず少ない関節の動きで容易に身体を洗うことができます。
- グリップはヒートガン等の熱風で角度調整が可能です。(ドライヤーでは破損の恐れがあり、調整には向きません)



注意

左記のような洗い方をおこなう場合は、安全性、安定性の高い入浴用いすをご使用ください。

品番	69290001
サイズ	全長 約525mm
重さ	118g
材質	ブラシ部分:豚毛、グリップ:PP
握り手太さ	φ35mm
JAN	4524491001774


送料 A

¥4,500(税抜)

バナナカーブヘアブラシ

デモ機あり

- 手が届きにくいところの髪をとかす為のブラシです。握りやすさと届きやすさを実現しています。
- グリップはヒートガン等の熱風で角度調整が可能です。(ドライヤーでは破損の恐れがあり、調整には向きません)



品番	69290002
サイズ	全長 約500mm
重さ	100g
材質	ブラシ部分:PP、グリップ:PP
握り手太さ	φ35mm
JAN	4524491001781

送料 A

¥3,200(税抜)

デモ機あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



ループ付きロングボディタオル「湯快」

毎日、楽しみなお風呂。すっきりと身体を洗いたいけど、いまのタオルでは上手く洗えない。そんな悩みを解決できる新しいタオルが誕生しました。握りやすくする工夫も加え、いままでに無い使いやすさを実現しています。洗いやすさにこだわった、新しいボディタオル「湯快」。是非、一度お使いください。

デモ機あり




1


超極細繊維

絹の1/5の細さで、断面が三角形をしている極細繊維が、皮膚の細部まで届き、弱い力で身体を洗っても、汚れがすっきり落ちます。

繊維断面形状



ループ付きロングボディタオル湯快




一般的なタオル

● 水滴
○ 泡
● 汚れ
● 皮脂

2

カラミ織り

カラミ織りにより作りだされた空間によって泡立ちや泡切れが良くなっています。また、お湯にぬれても、重くなりません。生地が伸びにくく、少ない力で効率よく身体を洗うことができます。




カラミ織り※200% 拡大

3

持ち方は自由自在


両端に適切な大きさのループがついています。ご自身に合ったループの使い方で身体を洗うことができます。



輪に手を入れる



輪をつかむ



輪に手を通してひっかける

4

ゆとりの110cm

一般のタオルより長いので、背中も無理なく洗えます。



注意

- あかすりや乾布摩擦にはご使用できません。
- 同じ場所をこすり過ぎると皮膚を傷つける恐れがあります。
- 安定した座位がとれる範囲内でお使いください。
- お肌に異常を感じた場合はご使用を中止してください。
- お肌の弱い方、幼児、アレルギー体質の方、及び皮膚に異常のある場合は、ご使用できません。
- アイロン、乾燥機、塩素系の漂白剤はご使用できません。

補助器具

自 助 具

パシフィックサプライ

品番	21220001	21220003	21220004
色	藍	抹茶	生成
材質	ポリエステル・ナイロン		
サイズ	20cm×110cm(ループ幅:17cm)		
JAN	4524491003808	4524491003822	4524491003839

送料 A

¥1,800 (税抜)

デモ機あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

ふんわりソックス

デモ機
あり

既存のソックスの着脱が困難な方、
足部に変形・浮腫のある方に。

Mサイズ



黒 ブルーグレー ラベンダー ピンク

品番	9042	9043	9044	9045
色	黒	ブルーグレー	ピンク	ラベンダー
サイズ	22~24cm			
材質	アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン			
JAN	4524491000173	4524491000180	4524491000197	4524491000203

送料 A

¥950 (税抜)

ふんわりソックス シリーズ

自動具がつくれる

Lサイズ



黒 こげ茶 グレー ブルー

品番	9046	9047	9048	9049
色	黒	こげ茶	グレー	ブルー
サイズ	24~26cm			
材質	アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン			
JAN	4524491000210	4524491000227	4524491000234	4524491000241

送料 A

¥950 (税抜)

ふんわりシルクソックス

デモ機
あり

●ふんわりソックスの特徴はそのままだに、吸湿性と保湿性のある絹素材を使用しています。

Mサイズ



ブルー グリーン クリーム ピンク

品番	6920	6921	6922	6923
色	ピンク	ブルー	グリーン	クリーム
サイズ	22~24cm			
材質	シルク、ナイロン、ポリウレタン			
JAN	4524491000104	4524491000111	4524491000128	4524491000135

送料 A

¥1,000 (税抜)

Lサイズ



ライトグレー オリーブ クリーム ピンク

品番	24115001	24115002	24115003	24115004
色	ライトグレー	オリーブ	クリーム	ピンク
サイズ	24~26cm			
材質	シルク、ナイロン、ポリウレタン			
JAN	4524491004621	4524491004638	4524491004645	4524491004652

送料 A

¥1,000 (税抜)

ふんわりソックスの特徴

- リーチャーを反復使用しても破れにくい編み方です。
- 履き口が広く開き履き込みが容易です。
- 変形や痛みのある足指関節部に、つま先の縫い山が当たりません。
- ロゴムには、弱いゴムを最小限使用し、局所的な締め付けや圧迫がありません。
- 大きく長く機械の限界まで粗い目で編みだてて、通常のサイズに縮絨しています。

デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。




ふんわり5本指ソックス

デモ機
あり

通常の5本指のソックスでは、履きこみ口がきつい!
履きにくい!脱ぎにくい!という方のために。

- 足の指の間のムレに有効な、5本指ソックスです。
 - 伸縮性に優れており、締め付け感が少ないです。横に2倍以上も伸びるようになっております。また指股の伸縮性のよさによって、履きやすさ、脱ぎやすさを実現しました。
 - 脱げにくいように、踝から履き込み口にかけて非常に細いゴム糸を幅広く使用し、局所的な圧迫感を防ぐのと同時に、ズレ落ちを防止しています。
 - 素材は2種類。肌触りがよく、吸水性に富んでいる表糸100%綿タイプと、冬にもしっかり暖かいウール混タイプをご用意しました。
- ※縮絨前の大きさが異なるため従来のふんわりソックスと比べますと、多少縮まる感じがします。



ウール混

送料 A

品番	24110001	24110002	24110003	24110007	24110008	24110009
色	ネイビー	ブラウン	ブラック	ラベンダー	ピンク	ブラック
サイズ	Lサイズ(24～25cm)			Mサイズ(23～24cm)		
材質	アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン					
JAN	4524491004003	4524491004010	4524491004027	4524491004065	4524491004072	4524491004089

¥934 (税抜)

綿

送料 A

品番	24110004	24110005	24110006	24110010	24110011	24110012
色	ライトブルー	グレー	ブラック	ナチュラル	ライトピンク	ブラック
サイズ	Lサイズ(24〜25cm)			Mサイズ(23〜24cm)		
材質	綿、ナイロン、ポリウレタン					
JAN	4524491004034	4524491004041	4524491004058	4524491004096	4524491004102	4524491004119

¥934 (税抜)

ふんわりハイソックス

- ふんわりソックスのハイソックスタイプです。



黒

こげ茶

品番	9050	9051
色	黒	こげ茶
サイズ	22~24cm	
材質	アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン	
JAN	4524491000258	4524491000265

送料 A

¥1,300 (税抜)



デモ機
あり 貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



こげ茶



黒

ひざ付ふんわりレッグウォーマー

デモ機あり


すね
脛(ひざから足首までの部分)を冷えから守るために!

- 伸縮性に優れ締め付け感がありません。
- ズボン下の重ね履きによる排泄時の着脱の不便さを解消します。
- 車椅子など長時間の座位生活の方にお勧めです。
- 「ふんわりソックス」との併用をお勧めします。

品番	9052	9053
サイズ	フリー	
色	黒	こげ茶
材質	アクリル・ナイロン・ウール・ポリウレタン	
JAN	4524491000272	4524491000289

送料 A **¥1,500**(税抜)(1組)

ふんわりレッグウォーマーの主な特徴



ドレッシングリーチャー


柄にカーボンファイバーを使用し
大変軽量です。

- 先端が2種類のフックのため、引っ掛けたり引き寄せたりすることができます。

送料 A


品番	サイズ	重量	材質
5484	(長さ)94cm (柄)直径1.3cm	50g	(先端)チタン (柄)カーボンファイバー

- 柄にカーボンファイバーを使用しているので大変軽量で使いやすいです。

¥5,500(税抜)

靴下の履き方・脱ぎ方

I ドレッシングリーチャーを使って靴下を履く



II ドレッシングリーチャーを使って靴下を脱ぐ



靴下エイド

- 足もとまで手が届きにくい方が、靴下を履く時の自助具です。




品番	サイズ	重量	材質
23011001	(本体)23cm (ひも)約70cm	約100g	(本体)ポリプロピレン (外布)ナイロン・ポリエステル

送料 A **¥2,500**(税抜)

靴下の履き方

I 靴下エイドを使って履く



II 片手で靴下を履く







クリップ&プル

デモ機
あり

ズボンや上着の着衣を促す自助具

●「クリップ&プル」はイギリスの医師と看護師が開発した更衣用自助具です。股関節・膝関節が曲げにくい方の下着やズボンの着衣や、片手でのジッパー・ボタンを留める動作を容易にします。

●クリップは大きく、特殊な構造により強い力で衣類を留めることができ、強い力でヒモを引いても衣類が外れることはありません。




品番	29391001
長さ	83～101cm
重量	130g
材質	クリップ:プラスチック/ヒモ:ナイロン
JAN	4524491005581


送料 A

¥1,500 (税抜)


使用方法【下着(ズボン・スカート)をはく】




①衣類を膝の上、もしくは平らな場所におきます。
衣類のウエスト部分にクリップを留めます。



②座ったまま、衣類を床に下ろします。
足を一本ずつ衣服に通します。



③足が衣服に引っかかっていないことを確認してください。
衣服が手元にくるまで衣服をクリップ&プルで引き上げます。




補助器具


自助具

デイクニファイドリビング


使用方法【片手でボタンを留める・ジッパーを上げる】



①ジッパーの受け側にクリップを留めます。
クリップ&プルの端を足で踏んで、衣服をピンと張ります。



②ジッパーを受け側に差し込み、引き上げます。



【ボタンの場合】

①衣服の端にクリップを留めます。
②クリップ&プルの端を足で踏んで、衣服をピンと張ります。
③ボタンを留めます。



実際の使用状況を動画でご覧いただけます。

デモ機
あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



世界50ヶ国以上で使われているスプリント製品の世界ブランドです。スプリントシート、プレカットは種類が豊富で、それぞれのご要望にかなう適切な材料をお届けいたします。また、スプリント製作に必要な材料、器具類も用意いたしております。

● Pacific Seminar

『オルフィット社製スプリント ベーシック勉強会』

対象者 作業療法士・理学療法士・整骨院勤務の方など

セミナー担当 専門義肢装具士

プログラム例

- 1) オルフィット製品の特徴
- 2) サムボストスプリントの製作
- 3) 掌側カックアップスプリントの製作
- 4) オルフィキャストを使った指スプリントの製作など

定員 15名様まで

詳細

ホームページをご参照ください。




オルフィットシート製品特徴

- 65度という低い軟化温度により、患部に直接モールドングできます。
- ヒートガンでシート表面を加熱することで、簡単に付属品の取付が可能です。
- 再度お湯の中に入れると元のシート状に戻り、やり直しが可能です。

NS = Non-Sticky(非粘着タイプ)

- シート両面に水をベースにした抗バクテリア製のフィルムコーティングを施していますので、繊維・体毛・皮膚に付着しません。
- 消毒用エタノールまたはサンドペーパーでコーティング膜を剥し、加熱すると接着できます。

穴の種類 (実寸大)



オルフィキャスト

<許可番号 27B2X00262000120>(副本)



スプリントの製作と固定のための低温の熱可塑性ニット素材です。

- 軟化後、患部に直接モールドング可能です。
- 装着感に大変優れています。
- 従来のシート材料と同じく形状記憶性に優れ、やり直しが可能です。

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	軟化温度	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
60010902	4030	1.3	65℃以上	3000×30	青	100%	¥3,550
60010904	4030Z				黒		
60010903	4032			3000×60	青		¥5,600
60010905	4032Z				黒		
60010906	4035	2.6			青		¥8,700
60010909	4035Z			黒			
60010907	4037			3000×120	青		
60010910	4037Z				黒		
60010908	4039			3000×150	青		¥19,300
60010911	4039Z	黒					

送料 A

(税抜)

オルフィライト

<許可番号 27B2X00262000107>(副本)

- 「水」よりも軽いスプリント用シートです。
- 他社製品と比較して、15～30%も軽量です。軽さは装着時の快適性を高めます。
- 表面がソフトで成型時の感覚も非常に良好なため、皮膚に対しても優しい製品です。

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	軟化温度	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
7989	8332.2/L	1.6	小	65℃以上	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥9,100
7990	8338.2/L	2.5	小					¥12,800
7991	8334.1/L	3.2	なし					¥12,500
7992	8334.4/L		中					¥13,700

送料 A

(税抜)

アクアフィットNS

<許可番号 27B2X00262000108>(副本)

- クリスタルホワイトの美しい仕上がりです。
- 加温すると透明になり、圧迫部位や創部の状態を確認しながらモールドングできます。

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	軟化温度	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
0865	8632N.1/NS	1.6	なし	65℃以上	600×450 (1枚入)	クリスタル ホワイト	100%	¥7,600
0866	8632N.2/NS		小					¥9,700
0867	8639N.1/NS	2.4	なし					¥12,100
60010010	8639N.2+/NS		小②					¥13,500
0868	8634N.1/NS	3.2	なし					¥12,500
0869	8634N.6/NS		中②					¥13,700
0870	8634N.3/NS		大					¥15,800

送料 A

(税抜)

スプリント材

オルフィットソフト

- 比較的可軟かな素材です。
- モールドイングが容易で、成型後はフレキシブルなスプリントに仕上がります。

<許可番号 27B2X00262000101>(副木)



品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	軟化温度	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
0410	8332.S01	1.6	なし	65℃以上	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥7,600
0412	8332.S02		小					¥9,100
0414	8333.S01	2.0	なし					¥10,300
0416	8333.S02		小					¥12,400
7736	8333.S04		中					¥12,100
0418	8333.S03		大					¥12,400
0420	8334.S01	3.2	なし					¥12,500
0424	8334.S04		中					¥13,700
0422	8334.S03		大					¥14,900

送料 A

(税抜)

オルフィットハード

- 比較的可硬い素材です。
- 装着感に優れ、しっかりとしたフィッティングが得られます。

<許可番号 27B2X00262000102>(副木)



品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	軟化温度	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
0426	8334.ST1	3.2	なし	65℃以上	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥12,500
7739	8334.ST4		中					¥14,500


送料 A

(税抜)

オルフィットソフトNS

- オルフィットソフトの非粘着タイプです。
- 抗バクテリア製のフィルムコーティングにより表面はサラサラで、繊維・体毛・皮膚に付着しません。

<許可番号 27B2X00262000103>(副木)



品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	軟化温度	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
0411	8332.S01/NS	1.6	なし	65℃以上	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥8,000
0413	8332.S02/NS		小					¥9,700
0415	8333.S01/NS	2.0	なし					¥10,900
0417	8333.S02/NS		小					¥13,100
7737	8333.S04/NS		中					¥12,100
0419	8333.S03/NS		大					¥13,100
0421	8334.S01/NS	3.2	なし					¥13,200
0425	8334.S04/NS		中					¥14,500
0423	8334.S03/NS		大					¥15,800

送料 A

(税抜)

オルフィットハードNS

- オルフィットハードの特性をそのまま活かした非粘着タイプです。
- 抗バクテリア製のフィルムコーティングにより表面はサラサラで、繊維・体毛・皮膚に付着しません。

<許可番号 27B2X00262000104>(副木)



品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	軟化温度	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
7738	8334.ST1/NS	3.2	なし	65℃以上	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥13,200
0427	8334.ST4/NS		中					¥14,500

送料 A

(税抜)

オルフィットエコ


<許可番号 27B2X00262000106>(副木)

●リサイクル商品のため低価格です。非常に丈夫です。

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	軟化温度	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
7772	8934N.1	3.2	なし	65℃ 以上	600×450 (1枚入)	ベージュ	約85%	¥6,000
7773	8934N.4		中					¥6,500

送料 A

(税抜)



オルフィットエコ ブラックNS

<許可番号 27B2X00262000123>(副木)

- オルフィットエコの非粘着・ブラックカラータイプです。
形状記憶性、作業温度共にオルフィットエコと同様です。
- リサイクル商品のため低価格です。非常に丈夫です。
- 抗バクテリア製のフィルムコーティングにより表面はサラサラで、繊維・体毛・皮膚に付着しません。

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	軟化温度	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
60010003	8934Z.1/NS	3.2	なし	65℃ 以上	600×450 (1枚入)	黒	約85%	¥6,000
60010004	8934Z.4/NS		中					¥6,500

送料 A

(税抜)



オルフィットカラーズNS

- 8種のカラーバージョンです。
- 様々なカラーと厚み、穴の種類を揃えています。

<許可番号 27B2X00262000119>(副木)

色	品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	軟化温度	サイズ(mm)	形状記憶性	標準価格
ソニック シルバー ※	60010021	8133MG.1/NS	2.0	なし	65℃以上	450×600 (1枚入)	100%	¥10,900
	60010022	8133MG.2/NS		小				¥13,100
	60010023	8134MG.1/NS	3.4	なし				¥14,500
	60010024	8134MG.4/NS		中				¥16,600
アトミック ブルー ※	60010025	8133MB.1/NS	2.0	なし		450×600 (1枚入)	100%	¥10,900
	60010026	8133MB.2/NS		小				¥13,100
	60010027	8134MB.1/NS	3.4	なし				¥14,500
	60010028	8134MB.4/NS		中				¥16,600
ゴールド ※	60010029	8133GO.1/NS	2.0	なし		450×600 (1枚入)	100%	¥10,900
	60010030	8133GO.2/NS		小				¥13,100
	60010031	8134GO.1/NS	3.4	なし				¥14,500
	60010032	8134GO.4/NS		中				¥16,600
バイオレット ※	60010041	8133PU.1/NS	2.0	なし		450×600 (4枚入)	100%	¥43,600
	60010042	8133PU.2/NS		小				¥52,400
ホット グリーン ※	60010043	8133GR.1/NS	2.0	なし		450×600 (4枚入)	100%	¥43,600
	60010044	8133GR.2/NS		小				¥52,400
ブラック ※	60010047	8133Z.1/NS	2.0	なし		450×600 (4枚入)	100%	¥43,600
	60010048	8133Z.2/NS		小				¥52,400
ダイナミック レッド ※	60010049	8133R.1/NS	2.0	なし		450×600 (4枚入)	100%	¥43,600
	60010050	8133R.2/NS		小				¥52,400
オーシャン ブルー ※	60010053	8133B.1/NS	2.0	なし		450×600 (4枚入)	100%	¥43,600
	60010054	8133B.2/NS		小				¥52,400

※納期:輸入品につき受注発注後約2ヶ月

送料 A

(税抜)

オルフィット プレカット

型紙の形にカットされたシート製品です。
効率よく経済的に、手間無く製作できます。

サム・ポストスプリント

<許可番号 27B2X00262000110>(副木)



オルフィットソフト
1.6mm穴あき小

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
7721	35810	S	¥1,000
7722	35811	M	¥1,400
7723	35812	L	¥2,000

送料 A

(税抜)

手関節固定用スプリント

<許可番号 27B2X00262000111>(副木)



オルフィットソフト
2.0mm穴あき小

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
7730	35830	S	¥2,600
7731	35831	M	¥4,200
7732	35832	L	¥5,100

送料 A

(税抜)

背側型コックアップスプリント

<許可番号 27B2X00262000112>(副木)



オルフィットハード
3.2mm穴なし

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
7848	35818	XS	¥1,400 ※
7726	35820	S	¥1,600
7727	35821	M	¥2,600
7728	35822	L	¥3,900

※XSサイズのみ 納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月 (税抜)
送料 A

安静用スプリント

<許可番号 27B2X00262000113>(副木)

ー イントリンシック・プラスタイプ



オルフィットソフト
3.2mm穴なし

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
7733	35850	S	¥2,000
7734	35851	M	¥3,500
7735	35852	L	¥4,700

送料 A

(税抜)

尺側偏位用スプリント

<許可番号 27B2X00262000114>(副木)



オルフィットハード
3.2mm穴なし

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
7724	35817KL	左	¥5,600
7725	35817KR	右	¥5,600

送料 A

(税抜)


手間入らず
採寸や切り取りが
不要です。

効率的
すぐに製作にとり
かかれます。

経済的
シートが余ったり
しません。

プレカットのサイズ選択の目安

手部のMCP幅を測定し、下図を参考にサイズをご選択ください。



4~5.5cm = XS
5.5~7cm = S
7~9.5cm = M
9.5~11cm = L

サム・ポストスプリント カラーズNS

<許可番号 27B2X00262000126>(副木)



完成品例

●オルフィットカラーズNS人気色のシートで作られた、サム・ポストスプリントのプレカットです。

2.0mm穴あき小

品番	メーカーコード	サイズ	色	標準価格
60011011	35810Z/NS	S	黒	¥1,100
60011012	35811Z/NS	M	黒	¥1,400
60011013	35812Z/NS	L	黒	¥2,000
60011014	35810MB/NS	S	アトミックブルー	¥1,100
60011015	35811MB/NS	M	アトミックブルー	¥1,400
60011016	35812MB/NS	L	アトミックブルー	¥2,000

※納期:輸入品につき受注発注後約2ヶ月
送料 A

(税抜)

長対立スプリント カラーズNS

<許可番号 27B2X00262000128>(副木)



完成品例

●オルフィットカラーズNS人気色のシートで作られた、長対立スプリントのプレカットです。

2.0mm穴あき小

品番	メーカーコード	サイズ	色	標準価格
60011017	35814Z/NS	S	黒	¥2,938
60011018	35815Z/NS	M	黒	¥4,308
60011019	35816Z/NS	L	黒	¥5,231
60011020	35814MB/NS	S	アトミックブルー	¥2,938
60011021	35815MB/NS	M	アトミックブルー	¥4,308
60011022	35816MB/NS	L	アトミックブルー	¥5,231

※納期:輸入品につき受注発注後約2ヶ月
送料 A

(税抜)

オルフィジップNS

<許可番号 27B2X00262000124> (副木)

サイドのジッパーを締めることでモールド・脱着が可能です。

- 装着者に直接モルディング可能です。
- 手早くかつ簡単に脱着でき、強固に固定できるリハビリテーション用スプリントとしてデザインされています。



品番	メーカーコード	サイズ	手関節周径(cm)	厚さ(mm)	軟化温度	穴の種類	カラー	標準価格
60011081	39108/NS	S	12~15	2	65℃以上	穴大	ベージュ	¥4,840
60011082	39109/NS	M	16~19	2		穴大		¥5,420
60011083	39110/NS	L	20~25	2		穴大		¥6,060
60011084	39111/NS	S	12~15	3.2		穴中		¥5,310
60011085	39112/NS	M	16~19	3.2		穴中		¥5,920
60011086	39113/NS	L	20~25	3.2		穴中		¥6,530

※納期:輸入品につき受注発注後約2ヶ月 送料 A

(税抜)

品番	メーカーコード	サイズ	手関節周径(cm)	厚さ(mm)	軟化温度	穴の種類	カラー	標準価格
60011087	39108Z/NS	S	12~15	2	65℃以上	穴大	ブラック	¥4,840
60011088	39109Z/NS	M	16~19	2		穴大		¥5,420
60011089	39110Z/NS	L	20~25	2		穴大		¥6,060
60011090	39111Z/NS	S	12~15	3.2		穴中		¥5,310
60011091	39112Z/NS	M	16~19	3.2		穴中		¥5,920
60011092	39113Z/NS	L	20~25	3.2		穴中		¥6,530

※納期:輸入品につき受注発注後約2ヶ月 送料 A

(税抜)

スプリント材

オルフィット

医療機器・他

オルフィットストリップス

<許可番号 27B2X00262000122> (副木)

手早く、簡単にスプリントが作成可能です。

- カラー、厚さ、幅の種類に富んでいます。
- 作成後の縁の修正不要です。



品番	メーカーコード	厚さ(mm)	軟化温度	サイズ(mm)	色	形状記憶性	数量	標準価格
60010091	8113MG.1/NS	2.0	65℃以上	450×5	ソニックシルバー	100%	10枚入	¥5,000
60010092	8113GO.1/NS				ゴールド			
60010093	8124GO.1/NS	3.4		450×20	ゴールド			¥5,900
60010094	8124MB.1/NS				アトミックブルー			

※納期:輸入品につき受注発注後約2ヶ月 送料 A

(税抜)

オールフィット

製作手順



- さまざまな形に成型することができます。
- 一袋500g

品番	メーカーコード	軟化温度	標準価格
60010901	703011	65℃以上	¥3,400

送料 A

(税抜)



①65℃のお湯にオールフィットを入れます。オールフィットが半透明になると作業できる状態です。



②オールフィットが一塊になり、さまざまに形づけられます。



③写真のようにグリップに沿って、形づけることも可能です。



④使用者や対象物の形状に合わせて、独自のグリップを作ることができます。

スプリント材

ループテープ



フックテープ

ループテープ(マジックテープ®・メス)

送料 A

商品コード	メーカーコード	タイプ	色	幅(mm)	長さ(m)	標準価格
0406	35437L2	伸縮性	白	25	2	¥1,600
3116	P860-40=25B	スタンダード	白	25	25	¥3,500

(税抜)

フックテープ(マジックテープ®・オス)

送料 A

商品コード	メーカーコード	タイプ	色	幅(mm)	長さ(m)	標準価格
0405	35405H2	自着性	白	25	2	¥1,300
3115	P860-40=25A	スタンダード	白	25	25	¥4,300

(税抜)

クッションフォーム(穴なし)



送料 A

商品コード	メーカーコード	標準価格
0401	35110	¥5,100 (税抜)

- 接着性タイプのソフトPVCフォーム
 - サイズ:500×1,000×3mm
- スプリントの裏に貼ることで、骨突起部や皮膚への負担を和らげます。

クッションフォーム(穴あき)



送料 A

商品コード	メーカーコード	標準価格
7803	35112	¥7,100 (税抜)

- 接着性タイプのソフトPVCフォーム
 - サイズ:500×1,000×3mm
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月
クッションフォームの穴あきタイプです。

テリークロス



送料 A

商品コード	メーカーコード	標準価格
0402	35111	¥7,200 (税抜)

- 穴なし、接着性タイプのパイル地
 - サイズ:500×1,000×3mm
- タオル地の材質によりムレ感を和らげます。

ウォーターヒーターS



送料 A

商品コード	メーカーコード	標準価格
7786	WH-PI	¥243,000 (税抜)

- ステンレス製
- サイズ:340(W)×580(D)×235(H)mm
- 仕様:100V、1.5kW
- 切り忘れ機能付

ヒートガン



送料 A

商品コード	メーカーコード	標準価格
7927	PJ-208A	¥19,700 (税抜)

- 音が静かで、ピンポイントヒートアップが可能なノズル付
- スイッチ:熱風・切・冷風の3段階切換え
- サイズ:70×211×191mm
- 仕様:100V、1kW
- 付属品:R形スタンド AT-11 (周囲を均一に加熱するためのノズル)
AT-21 (ピンポイントノズル)

スプリントマーカー



送料 A

商品コード	メーカーコード	標準価格
60011004	35003G	¥2,475 (税抜)

- 水中で消えにくくこすると消えるマーカーです。

スプリント製作用はさみ



はさみ中 (0398)
2.0mm厚までのシート材カット用



はさみ大 (0399)
2.0 / 3.2mm厚のシート材カット用



はさみ直 (30280007)
直線などのシートカット用(片尖)



はさみ曲 (30280008)
カーブ・穴などのシートカット用(両尖)



ギブスバサミ (30280006)
皮膚上にあるシートのカット用



はさみ直先端拡大



はさみ曲先端拡大



ギブスバサミ先端拡大

タイプ	商品コード	メーカーコード	全長(cm)	刃渡り(cm)	標準価格
はさみ直	30280007	CA-02S	14.5	5	¥3,800 (税抜)
はさみ曲	30280008	CA-10C	14.5	5	¥3,900 (税抜)
はさみ中	0398	35064	23	6.5	¥8,400 (税抜)
はさみ大	0399	35065	23	6.5	¥11,600 (税抜)
ギブスバサミ	30280006	CB-05C	18	5.5	¥5,500 (税抜)

送料 A



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。

ダイナミックスプリント用パーツ

オルフィチューブキット



- チューブ10本(長さ33cm)
- チューブ折り曲げ用スティック2本
- 3種類の伸縮性糸(10m巻)
- ポリエステル糸(100m巻)

商品コード	メーカーコード	標準価格	
7780	35311	¥11,300(税抜)	送料 A

オルフィチューブ



- チューブ10本(長さ33cm)
- チューブ折り曲げ用スティック2本

商品コード	メーカーコード	標準価格	
7858	35310	¥5,500(税抜)	送料 A

オルフィチューブキャップ



- クロムメッキ製キャップ20個入

商品コード	メーカーコード	標準価格	
7781	35318	¥7,600(税抜)	送料 A

シングルオルフィチューブアジャスター



- アジャスター5個と六角レンチ1本入
- オルフィチューブを調節・固定します。
- スプリントとアジャスター裏面をヒートガンで加熱し、スプリントに接着します。

※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月

商品コード	メーカーコード	標準価格	
0864	35304	¥6,700(税抜)	送料 A

オルフィチューブアジャスターキット



- オルフィチューブ5本とオルフィチューブアジャスター5個入り
 - チューブ折り曲げ用スティック1本入り
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月

商品コード	メーカーコード	標準価格	
60011001	35305	¥8,000(税抜)	送料 A

オルフィチューブベンダー



- オルフィチューブを簡単に曲げる事ができる道具です。

※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月

商品コード	メーカーコード	標準価格	
60011002	35308	¥1,600(税抜)	送料 A

伸縮性糸



- 牽引力:(細)200g(中)400g(太)600g/10m巻

商品コード	メーカーコード	標準価格	
(細)7859	35312	¥2,400	送料 A (税抜)
(中)7860	35313	¥2,400	
(太)7861	35314	¥2,600	

ポリエステル糸



- 75m巻きです。
 - 牽引具を留める際に使用します。
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月

商品コード	メーカーコード	標準価格	
60011003	35315	¥2,100(税抜)	送料 A

手順



①オルフィチューブを設置する箇所と角度を確定します。



②折り曲げ用スティックを入れたオルフィチューブアジャスターをオルフィチューブベンダーに差し込みます。



③オルフィチューブを確定した角度に曲げます。



④曲げたオルフィチューブをオルフィチューブアジャスターに差し込みます。



⑤オルフィットで作したスプリントの接着部分を熱します。




⑥オルフィチューブアジャスターの接着部分を熱します。



⑦熱した部分を接着します。



⑧オルフィチューブを必要な長さにカットします。



⑨カットしたオルフィチューブの先端にオルフィチューブキャップを付けます。

⑩指受けと伸縮性糸を作成し、完成です。

スプリント材

コイルスプリング

送料 A



ジョイントジャック・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7863	35800	¥2,600 (税抜)

- カーボンスチール製、10本入
- スプリングの厚さ: 0.7mm
- コイルの直径: 5mm

※納期: 輸入品につき受注発注後約1ヶ月



ナックルベンダー・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7782	35801	¥2,600 (税抜)

- カーボンスチール製、10本入
- スプリングの厚さ: 1mm
- コイルの直径: 10mm

※納期: 輸入品につき受注発注後約1ヶ月



指関節伸展補助・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7784	35802	¥2,600 (税抜)

- カーボンスチール製、10本入
- スプリングの厚さ: 1mm
- コイルの直径: 4mm

※納期: 輸入品につき受注発注後約1ヶ月



手関節補助用・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7783	35804	¥2,800 (税抜)

- カーボンスチール製、10本入 (右5本、左5本)
- スプリングの厚さ: 1.5mm
- コイルの直径: 15mm

※納期: 輸入品につき受注発注後約1ヶ月


手順



- ①コイルスプリングを加工します。
- ②コイルスプリングを設置する位置を確定します。



- ③コイルスプリングの設置箇所を熱します。



- ④熱したコイルスプリングを設定したスプリントの箇所に取付け、その上にオルフィットソフトなど自着性のあるオルフィット材料の端材をつけます。



- ⑤コイルスプリングのカットする箇所を曲げます。
- ⑥コイルスプリングをカットし、指受け部を製作し、オルフィットソフトなど自着性のあるオルフィット材料を指受け部に巻きつけます。



スプリングコイルプライヤー

商品コード	メーカーコード	標準価格
7926	35140	¥15,100 (税抜)

- 先端が円錐形になっていますので、直径5～10mmまでのコイルが作れます。

※納期: 輸入品につき受注発注後約1ヶ月

送料 A

書籍

送料 A



オルフィットスプリント製作マニュアル

商品コード	メーカーコード	標準価格
7838	35011J	¥800 (税抜)

- 上肢21種類と下肢4種類の教本スプリント製作
- 訳者: パシフィックサプライ株式会社
- 日本語版監修: 医学博士・作業療法士・認定ハンドセラピスト 椎名 喜美子先生



上肢スプリングカンファレンス2014論文集

商品コード	ページ数	標準価格
90150018	12ページ/A4サイズ	¥926 (税抜)

- 2014年1月25日に開催された上肢スプリングカンファレンス2014論文集です。
- スプリントを活用したリハビリテーションの記録として、ぜひお手元にお持ち下さい。



上肢スプリングカンファレンス2015論文集

商品コード	ページ数	標準価格
90150031	8ページ/A4サイズ	¥926 (税抜)

- 2015年4月25日に開催された上肢スプリングカンファレンス2015論文集です。
- スプリントを活用したリハビリテーションの記録として、ぜひお手元にお持ち下さい。



KAWAMURA
Think Possibility

治療、リハビリテーションの適切な指針、効果をサポートできるよう、2つの医療機器、医科向け低周波治療器『MURO ソリューション』、歩行分析計『ゲイトジャッジシステム』を揃えました。

Pacific Seminar

『ゲイトジャッジシステム製品勉強会』

対象者 医師、セラピスト

会場 本社、又はご訪問により実施いたします。

実施日 平日及び土曜日(時間をご指定ください。)

セミナー担当 弊社認定インストラクター

お申
込み




MURO ソリューション



MURO Solution


MURO ソリューションが、リハビリテーションを革新

- 経皮的な電気刺激により筋委縮改善を促し、上肢リハビリテーションを効果的におこなうことができます。



筋電に応じた電気刺激を治療対象筋に与えます。

アーチファクトなどによる誤った刺激出力を防止する機能を装備し、治療中の不快感を低減しました。



※イメージ図

MURO ソリューションは、早稲田大学人間科学学術院 村岡慶裕教授の発明と指導を元に開発した製品です。

Muraoka Y, et.al.:EMG-controlled hand opening system for hemiplegia., Proc. 6th Vienna International Workshop on Functional Electrostimulation: 255-258(1998)

Pacific Seminar

『MUROソリューション製品勉強会』

対象者 医師、セラピスト

セミナー担当 弊社認定インストラクター

実施日 平日及び土曜日(時間はお相談ください。)

費用 初回無償

会場 ご訪問により実施いたします。

プログラム例 1)MUROソリューション 製品プレゼンテーション
2)ワークショップ(実技講習)
3)質疑応答

お申込み



定員 1名様より



レンタルサービスも行っております。詳しくはP12をご覧ください。

セット内容

送料 A
MESU-200

MURO ソリューション 基本セット

品番	69600001
内容	本体、充電用ACアダプター、本体カバー、 デスポ電極／1袋(20セット)、外部調整ユニット、 リストサポーター(左右 各SM)／1セット

※電池は別途ご購入ください。

¥380,000(税抜)

レンタル 3ヶ月 ¥14,000(税抜)

MURO ソリューション 本体セット

品番	69600002
内容	本体、充電用ACアダプター、本体カバー、 デスポ電極／1袋(20セット)

¥296,600(税抜)

付属品・オプション

送料 A

デスポ電極

品番	69600003
内容	1袋(20セット)

¥15,300(税抜)

リストサポーター

サイズ	S		M	
左右	左	右	左	右
品番	69600005	69600004	69600007	69600006

一具 ¥14,100(税抜)

充電用ACアダプター

品番	69600010
----	----------

※本製品は受注発注品です。

¥6,400(税抜)

MURO ソリューション
本体



本体カバー



固定ベルト付き

リストサポーター



手背側

手掌側

充電用ACアダプター



外部調整ユニット
(別売なし)



デスポ電極



3個/20セット

販 売 名	MURO ソリューション
一般的名称	低周波治療器
クラス分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
認 証 番 号	223AKBZX00201000

※本製品は医療機関のみの販売となります。個人のご使用についてはお近くの医療機関へお尋ねください。

ゲイトジャッジシステム



装着するだけで、装具装着者の歩行を客観的に評価できる歩行分析計です。

ゲイトジャッジシステムはゲイトソリューションシリーズ、クレンザック足継手に専用アタッチメントを取り付けた状態で歩行いただくことで、装具装着時の歩行中に生じる底屈制動力と関節角度を測定します。

測定した1歩行周期で生じている底屈制動力と関節角度で歩行パターンとロッカー機能の働きを客観的に評価できます。

測定結果はタブレット端末で可視化でき、また、その記録を保存できます。

※ゲイトジャッジシステムは、京都大学 医学部 医学研究科 人間健康科学系専攻 講師 大畑光司 先生のご指導のもと、川村義肢株式会社が開発を担当した製品です。



ダブルクレンザック用アタッチメント
取付例

GSD用計測アタッチメント
取付例



Pacific Seminar

『ゲイトジャッジシステム 製品勉強会』

対象者 医療従事者

セミナー担当 弊社認定インストラクター

実施日 平日及び土曜日(時間は相談ください。)

費用 初回無償

会場 ご訪問により実施いたします。

プログラム例

- 1)ゲイトジャッジシステム 製品プレゼンテーション
- 2)ワークショップ(実技講習)
- 3)質疑応答

お申
込み



定員 1名様より



セット内容

送料 A



品番	69501001
内容	Ⅰ 計測アプリケーション(タブレット専用アプリ) Ⅱ 計測アタッチメント(GSD用、GS金属支柱タイプ用・ダブルクレンザック用) Ⅲ USB送信機 Ⅳ 変換機
	¥900,000(税抜)

品番	69501010
内容	Ⅰ ゲイトジャッジアプリ入り専用タブレット Ⅱ ゲイトジャッジクラウド(初期ストレージ3GB)をご利用頂けます。
	¥8,900/月(税抜)

標準部品構成

GSD用
計測アタッチメント+
USB送信機GS金属支柱タイプ用
計測アタッチメント+
USB送信機ダブルクレンザック用
計測アタッチメント+
USB送信機
(推奨アダプタ K-215-1)

研究用筋電計(オプション)

送料 A

- オプションで筋電計をご購入頂き、波形がゲイトジャッジシステムで確認できます。
研究用としてお使いください。



品番 69501003
¥200,000(税抜)
/1チャンネル

筋電センサー用シール(5枚/シート 100シート入)



品番 69501004
¥29,000(税抜)

保守サービス

購入時に保守サービスの契約を選択いただけます。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。



品番 69501002

販売名	ゲイトジャッジシステム
一般的名称	歩行分析計
クラス分類	一般医療機器(クラスⅠ)
認証番号	27B2X00262001001

※本製品は医療機関のみの販売となります。
個人のご使用についてはお近くの医療機関へお尋ねください。

<診療報酬点数 ※: D250・平衡機能検査 5動查分析検査>(250点)

ゲイトイノベーション



GAIT INNOVATION

調節時間を短縮し、リハビリテーションの時間を有効に使っていただくために 短い時間で調節できる長下肢装具

脳卒中において、早期からの装具を用いた歩行リハビリテーションは、脳卒中ガイドライン2015でグレードAとして強く推奨されています。本製品は早期装具療法の重要性を考慮し、調節のハードルを下げながら早期の歩行リハビリテーションをおこなうことができるように設計された備品用長下肢装具です。

従来品の課題

タオルによる周径調節

大腿カフの周径が大きい場合、周径調節のためカフと大腿部の間にタオルを詰めていました。タオルでは十分な固定力が得られず、装具の中で脚が遊ぶ状態でした。



ねじ式の高さ調節機構

高さを調節する場合、内外側の支柱で合計6本のねじを外して付け直す作業が必要でした。リハビリテーションの時間は限られているため、高さを調節することなく使用しているケースがあります。装具の高さが適合していないと安定感が低下します。

長下肢装具から短下肢装具にカットダウンする際もネジを外す必要がありました。

衛生面

複数の方が共有する備品用長下肢装具において、院内感染が発生するリスクがありました。従来品は皮革や布が使用されており、お手入れが困難でした。



カットダウン



特 徴

センターフィックスシステム

大腿カフのノブを回すことで周径調節が可能です。ベルトの締め込み(前後方向の固定力)に加えて、左右方向に締め込むことで装具内での脚の遊びを軽減します。

ハイトアジャストシステム




支柱とカフがスライドし、簡単なレバー操作でロックと解除が可能です。下腿カフ、膝関節、大腿カフの高さを調節することができます。今まで時間の問題で高さを調節できなかった場合でも、短時間での調節が可能です。カットダウンもレバー操作とスライドで簡単におこなえます。

足部のホールド

足首のベルトを締め込むことで踵をホールドする機構を採用しました。安定して歩行できます。

お手入れ

カフや足部には水拭きや除菌剤の使用が可能な素材を採用しています。複数の方が使用される装具だからこそ、しっかりと簡単にお手入れができるようにしています。
※水洗い(丸洗い)はできません。



特 徴

高さや周径の測定目安位置



送料 A

装具の調節範囲

単位：[cm]

サイズ	S	M
①大腿外側高	26~30	32~36
②大腿内側高	19~23	25~29
③床から膝軸まで	38.5~46.5	42~51
④大腿近位周囲径	35~44	43~52
⑤下腿周囲径	28~34	33~39
⑥足部覆い	24	26 or 28
全高	64.5~76.5	74~87

品番	仕様	価格(税抜)
69508001	膝継手 ダイアルロック 足継手 GS-ダブルクレンザック	右S(足長24cm)
69508002		左S(足長24cm)
69508003		右M(足長26cm)
69508004		右M(足長28cm)
69508005		左M(足長26cm)
69508006		左M(足長28cm)
69508007	膝継手 リングロック 足継手 GS-ダブルクレンザック	右S(足長24cm)
69508008		左S(足長24cm)
69508009		右M(足長26cm)
69508010		右M(足長28cm)
69508011		左M(足長26cm)
69508012		左M(足長28cm)
69508013	膝継手 ダイアルロック 足継手 ダブルクレンザック	右S(足長24cm)
69508014		左S(足長24cm)
69508015		右M(足長26cm)
69508016		右M(足長28cm)
69508017		左M(足長26cm)
69508018		左M(足長28cm)
69508019	膝継手 リングロック 足継手 ダブルクレンザック	右S(足長24cm)
69508020		左S(足長24cm)
69508021		右M(足長26cm)
69508022		右M(足長28cm)
69508023		左M(足長26cm)
69508024		左M(足長28cm)
69508025	膝継手 SPECS 足継手 GS-ダブルクレンザック	右S(足長24cm)
69508026		左S(足長24cm)
69508027		右M(足長26cm)
69508028		右M(足長28cm)
69508029		左M(足長26cm)
69508030		左M(足長28cm)
69508031	膝継手 SPECS 足継手 ダブルクレンザック	右S(足長24cm)
69508032		左S(足長24cm)
69508033		右M(足長26cm)
69508034		右M(足長28cm)
69508035		左M(足長26cm)
69508036		左M(足長28cm)

※レンタル料：3ヶ月 ¥14,000(税別)

T-サポート

T-support

下肢装具療法の治療効果を
より高いものにするために



T-Supportとは



T-Supportは、脳卒中片麻痺患者の下肢装具を用いた歩行トレーニング時に併用することで、従来よりもより高い治療効果を得られることが期待できる、まったく新しい歩行補助具です。構造はシンプルで、体幹機能をサポートするベストと、そこに取り付ける弾性バンドからできており、これにより立脚期では下肢の支持性を向上させ、遊脚期にはスイングを補助します。使用場面は幅広く、急性期・回復期・維持期、長下肢装具から短下肢装具使用時まで、様々な状況でお使いいただけます。

Tサポートの使い方動画は下記QRコードよりご覧ください。



本製品は、宝塚リハビリテーション病院 中谷知生先生ご指導のもと、川村義肢株式会社が開発を担当した商品です。詳しい開発経緯については開発者の中谷氏が執筆された卒中八策もしくは開設されているWebページ (<http://ryouhoushi.net/page4>) をご参照ください。また、製品に関するお問い合わせは弊社までご連絡ください。



前



後



ベルト



イエローグリーン



グレー


品番	69131001	69131002
サイズ	フリーサイズ(最大適応範囲"参考"身長:175cm、骨盤周囲:105cm)	
色	イエローグリーン	グレー
内容	ベスト×1、ベルト×2	

送料 A

¥58,000 (税抜)

後方介助パッド

麻痺側臀部に後方介助パッドを用いる事で、後方介助動作伝達を行いやすくなります。




品番 **69131013** **¥12,000** (税抜)

送料 A



トランクソリューションCORE

姿勢を矯正し、体幹能力を向上させる訓練機器



品番	56TSC01S	56TSC01M
サイズ	S	M
大きさ	幅379×高さ343×奥行251mm	幅379×高さ403×奥行251mm
重量	約1,170g	約1,200g
身長	135cm程度～153cm程度	153cm程度～180cm程度
骨盤回りサイズ	70cm程度～105cm程度	70cm程度～105cm程度

送料 A **¥168,000** (税抜)

※骨盤回りの大きい方(105cm程度～130cm程度)にも対応できるように、オプションベルトとして、前・後のベルトの長いものを販売しています。詳しくはお問い合わせください。

体幹訓練機器

トランクソリューションカンパニー

医療機器・他


トランクソリューションとは

- トランクソリューション®は装着することにより、体幹を伸展、骨盤を前傾させ、かつインナーマッスルの活動を促す体幹訓練機器です。
- モーターなどの能動的な動力を用いずに装着者の姿勢が美しく保持されます。
- 且つ、体幹機能の活動を促し、身体能力及び運動能力を向上させる画期的な訓練機器です。


詳しくは、トランクソリューション株式会社のHPをご覧ください。
<https://trunk-sol.co.jp/>

適用寸法

外観図(Mサイズ)



特徴



評価用短下肢装具

理学療法室の評価用や養成校の介護技術講習用備品として
使い易いように短下肢装具を既製品化致しました。

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）（Ⅱ）施設基準～抜粋～

当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として以下のものを具備していること。

歩行補助具、訓練マット、治療台、砂囊などの重錘、各種測定用器具（角度、握力計等）、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具（長・短下肢装具等）、家事用設備、各種日常生活動作用設備等



ゲイトソリューション プラスティックタイプ

最先端の油圧式継手「ゲイトソリューション」付の
プラスチック装具です。

● 適応：脳卒中後の片麻痺による麻痺性尖足 腓骨神経麻痺 など

品番	タイプ	サイズ	左右	価格(税抜)
69090100	プラスチックタイプ(青)	S	右	¥127,000
69090102		M		
69090103		L		
69090104		S	左	
69090105		M		
69090106		L		

【サイズ(目安)】 S-23.5cm M-25.5cm L-27.5cm

送料 A

AFO/AFO LHタイプ

20年以上にわたり使い続けています。

- 適応：脳卒中後の片麻痺による麻痺性尖足 腓骨神経麻痺など
- LHタイプはより屈曲制動力をアップしています。



品番	タイプ	サイズ	左右	価格(税抜)
2801	評価用オルトトップ AFO (赤)	S	右	¥40,400
2802			左	
2803		M	右	
2804			左	
2805		L	右	
2806			左	
2807		LL	右	
2808			左	
2809	評価用オルトトップ AFO LH(緑)	S	右	¥40,400
2810			左	
2811		M	右	
2812			左	
2813		L	右	
2814			左	
2815		LL	右	
2816			左	

【サイズ(目安)】

AFO S-20.5～22cm M-22.5～24cm L-24.5～26cm LL-26.5～27.5cm
AFO-LH S-22～23.5cm M-23.5～25.5cm L-25.5～27.5cm LL-27.5～29cm

送料 A



シューホンタイプ

●適応：脳卒中後の片麻痺による麻痺性尖足 腓骨神経麻痺 など

品番	タイプ	サイズ	左右	価格(税抜)
2817	評価用シューホン(黄)	S	右	¥44,300
2818			左	
2819		M	右	
2820			左	
2821		L	右	
2822			左	

【サイズ(目安)】 S-22cm M-24cm L-27cm

送料 A



両側支柱タイプ

●適応：脳卒中後の片麻痺による麻痺性尖足 腓骨神経麻痺 など

品番	タイプ	サイズ	左右	価格(税抜)
69090137	両側支柱タイプ(黒)	S	右	¥55,239
69090138		M		
69090139		L		
69090140		S	左	
69090141		M		
69090142		L		
69090143	両側支柱タイプ(紺)	S	右	
69090144		M		
69090145		L		
69090146		S	左	
69090147		M		
69090148		L		
69090149	両側支柱タイプ(茶)	S	右	
69090150		M		
69090151		L		
69090152		S	左	
69090153		M		
69090154		L		

【サイズ(目安)】 S-22cm M-24cm L-27cm

送料 A



オズール社 義肢製品 日本総代理店 パシフィックサプライ



オズール特設サイトのご案内

2016年10月に完成しましたオズール特設サイトでは検索機能が充実し、最新情報をいち早くご提供しております。スマホ対応にもなっておりますので、いつでもどこでも製品情報をご確認いただけます。ぜひご活用ください！



<http://www.p-supply.co.jp/ossur/catalog/>



義手



5指がそれぞれ独立して動く筋電義手 i-limb quantum (アイリムカンタム) や手部切断用の筋電義手 i-digits quantum (アイディジットカンタム) をご提供しています。




装具



変形性膝関節症の痛みを和らげる装具「アンローダーワン」とそのシリーズをご提供しています。



義足



最先端の素材や製造技術が採用された、シリコンライナー、膝継手、足部をご提供しています。

自社開発装具webカタログのご案内

WEBカタログは、ホームページよりご覧ください

<http://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ カタログ

検索



KAWAMURA
Think Possibility

KAWAMURAグループでは、お客さまの3LIFE(生命、生活、人生)への適合を第一とした製品開発を行っています。義肢装具製作会社として長年お客さまへ様々な製品を納めてきた経験を活かしています。



Gait Solution

ゲイトソリューションは、急性期から生活期まで、片麻痺者の歩行を支え続けます。



ORTOP AFO

四半世紀にわたり使い続けられているオルトトップ® AFO



ブラック



ホワイト



パールブルー

ダーメンコルセット

むれない素材とシンプルなデザイン。使用感も好評です。



本カタログ掲載品の送料について

送料一覧

納入先 送料区分		近畿	中部・北陸 中国・四国	関東 甲信越	北関東 九州	東北	北海道 沖縄	
送付先地域		滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県	富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県	新潟県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県	茨城県 栃木県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県	青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県	北海道 沖縄県	離島 中継を 必要とする 地域
A	送料	¥800	¥800	¥900	¥900	¥900	¥1,500	別途見積
	品番	99950038	99950039	99950040	99950041	99950042	99950043	99950044
B	送料	¥2,300	¥2,300	¥2,500	¥2,500	¥2,800	¥3,300	別途見積
	品番	99950045	99950046	99950047	99950048	99950049	99950050	99950051
C	送料	¥3,300	¥3,300	¥4,500	¥4,500	¥5,000	¥6,500	別途見積
	品番	99950052	99950053	99950054	99950055	99950056	99950057	99950058
D	送料	¥5,000	¥5,000	¥7,000	¥7,000	¥7,200	¥11,000	別途見積
	品番	99950059	99950060	99950061	99950062	99950063	99950064	99950065
E	送料	¥8,000	¥8,000	¥10,000	¥10,000	¥14,000	¥16,000	別途見積
	品番	99950066	99950067	99950068	99950069	99950070	99950071	99950072
別途		別途見積となります。						

- 価格についてはカタログ内の送料区分を参照下さい。
- 上記の金額に消費税が別途加算されます。(同品の修理品・デモ機も対象となります。)
- 区分A／Bの製品については複数個ご購入の際には送料をまとめさせて頂く場合がございます。
- 区分C／D／Eの製品については1点につき1個の送料が必要です。複数個ご購入の際はご注意下さい。
- 離島・郡部(中継地域)の場合は別途見積となります。
- 予告無しに運賃を変更する場合がございます。
- 弊社商品には輸送保証がついておりますが、万が一輸送中に破損した製品が届いた場合、取扱い輸送会社より事故証明を受領し、弊社までご送付下さい。事故証明の無い場合は弊社で責任を負いかねる場合がございます。
- 区分Eの製品はお取引条件が代金引換ではお受けできません。
- デモ機について弊社からご指定地への送料です。ご返却の送料については実費で負担下さい。

INDEX — 索引 —

あ	
デバイス アジャスタブルキット	121
デバイスアジャスタブルユニバーサルアームタイプ	121
アイトークウィズレベル	115
アクアフィットNS	155
遊び坂	90
遊び台	90
遊び橋	90
洗える座クッションサポーション	54
イーザーフォールド・プロ	50
Inserto ドミノクッション	61
ウエッジ	99
ウォーターヒーターS	160
ウゴキンぐ	118
エアポリン	94
エアポリンフラット	94
エアレックスマット	97
AFO/AFO LHタイプ	172
SI用ソフトマット	91
SI用ロープ	88
エタックアシストシート	38
エタックサテンシートコンビ(上下スライド)	38
エタックサテンシートベース(左右スライド)	38
エタックサポート	35
エタックストレッチャーボード	36
エタックスライディングシート	37
エタックスリングオンスライディングシート	29
エタックターンフロア	35
エタックヒップハンドル	39
エタックベッドストリング	39
エタックEボード	34
エタックEボードL	34
エタックマルチボード	37
エタックレスキュー	40
エタックミニボード	34
L字防護パッド	97
円盤ブランコ	83
オーシャンスイング	83
オールターンイットスピナー	117
オールフィット	159
オルトα	140
オルトトップクッションフィット	54
オルトトップクッションフィットゲル	54
オルトトップコンフォートケイン	139
オルフィキャスト	155
オルフィジップNS	159
オルフィット プレカット	158
オルフィットエコ	157
オルフィットエコ ブラックNS	157
オルフィットカラーズNS	157
オルフィットストリップス	159
オルフィットソフト	156
オルフィットソフトNS	156
オルフィットハード	156
オルフィットハードNS	156
オルフィライト	155

か	
カラビナ	88
感覚統合器具「スタートセット」	94
感覚統合器具「スタートセットゴールド」	95
感覚統合器具「スタートセットシルバー」	95
感覚統合器具「スタートセットブロンズ」	95
Qカット	106
Qキャップ	106
Qグリップ	105
Qコンパス	107
Qスイッチ	124
Qスケール	105
Qスプーン	107
Qチェアマット	106
Qデスクシート	106
Qビーズ	106
Qフォーク	107

Qフレーム	106
Qホルダー	107
Qリング	105
クイックトーカー 7/12/23	116
空中シーソー	83
靴下エイド	152
クッショングッド	55
クッションフォーム(穴あき)	160
クッションフォーム(穴なし)	160
クリップ&プル	153
クリムボン	93
車いすメジャーセット	55
ゲイトイノベーション	168
ゲイトジャッジシステム	166
ゲイトソリューションプラスティックタイプ	172
ゲイトフィックス	144
コイルスプリング	162
硬質インサート	55
心なび	136
こみち	140

さ	
ささえっこ	68
サム・ポストスプリントカラーズNS	158
三角マット	98
サンライトスイング1点吊り/2点吊り	83
ジェリービーンズスイッチツイスト	119
室内快適 ルームフィット	145
ジャンボ触覚ボール	98
JPAN 感覚処理・行為機能検査	101
JMAP 日本脳ミラー幼児発達スクリーニング検査器具	100
シューホーンタイプ	173
書籍	162
スイッチラッチ&タイマーデュアル	118
スイングサポートフレーム	89
スイングサポートフレーム用支柱保護パッド	89
スーパーセラピーマット	96
スーパートーカーFT	117
スクイズベスト	102
スクーターボード	87
スタンダードアーム	123
ステップバイステップウィズレベル	113
ステップバイステップチョイスウィズレベル	114
ステップレス・数居用スロープ	50
ストリングスイッチ	119
スプリント製作用はさみ	160
スプリントマーカー	160
スペースブロック	82
スペースホッパー	82
スペーススリング	84
スペースローリン	81
スベックススイッチ	119
すべり止めシート	104
滑り止めパッド	104
セラピーフロアEタイプ	96
セラピーマットスポーツタイプ	96
セラピーマット防災タイプ	96

た	
ダイナミックスプリント用パーツ	161
高さ調節器具	88
ターボメド	146
タワーラダー	84
チューブスイング	84
長対立スプリントカラーズNS	158
Tサポート	170
テゾーロ	56
テリークロス	160
テレスコピックスロープ	49
伝の心	128
トーキングブリックス2	116
トックトラック	116
飛び石	90
とびとびバランス	104

トラベルストラップA	124
トランクソリューションCORE	171
トリガースイッチ	120
トレーニングバルーン	98
トレーニングボール	99
ドレッシングリーチャー	152
ドレミマット	104

な	
NINFA(ニンファ)	67
NEBASリング シートタイプ	44
NEBASリング 頭部サポートあり	43
NEBASリング 頭部サポートなし	42
NEBASリングトレイル用バックルタイプ	44
NEBASリング2本ベルトタイプ	44
ノルディックスライド	45

は	
バーシング	84
ハートリーフクッション	103
ハート・リーフ・チェアFS	64
ハートリーフ ビープロン	63
ハートリーフレステープルタイプ	46
バケットシーティングシステム	66
バソッテル 伝の心用	134
バナナカーブ ヘアブラシ	148
バナナカーブ ボディブラシ(洗体用)	148
バネル型 伝の心	130
バランスパッド・エリート	99
バランスボードN型	91
バランスボードII型	91
バランス平均台	104
バレルロール	99
パワフル・トランポリン	92
ハンドブロック	45
ハンモック	85
PCWボスチャコントロールウォーカー	69
BDアダプター	118
ヒートガン	160
ビジュアリティクセンサースイッチPPSスイッチ	131
ひざ付ふんわりレッグウォーマー	152
ビッグスイッチツイスト	120
ビッグステップバイステップウィズレベル	113
ビッグトラック	125
ビックマック	114
ピンタッチスイッチセット	132
ファイバースイッチ	132
Vトラック	58
フィジオロール	98
フックテブ(マジックテブ®オス)	160
フックプラス2	121
ブラットホームスイング	85
ブルー2	122
フレキサーズスイング I・II	85
プレスマイクスイッチ	132
フロアシート	99
フロックススイング	85
ふわふわトランポリン	104
ふんわり5本指ソックス	151
ふんわりシルクソックス	150
ふんわりソックス	150
ふんわりハイソックス	151
Vela	143
へんてこマジックミラー	104
ボイスキャリーベチャラ	127
ポイントタッチスイッチ	132
防災クッションパネル	97
ホーススイング	86
ボールプール	91
ポケットスイング	86
ホップ	98
ボニーススイング	86
ボバース概念の実践ハンドブック	107
ボルスターミニ	86

ま	
舞衣	142
マイクロライトスイッチ	120
MURO ソリューション	164
ミュージックパトン	104
みんなの感覚統合—その理論と実践—	107
メイキングコネクション	125
メガボール	98
モリフトイーゼースリング	24
モリフトイーゼートイレスリング	26
モリフトイーゼーレイザーズリング	32
モリフト下肢切断者用スリング	27
モリフト クイックレイザー1	31
モリフト クイックレイザー2	30
モリフト スマート150	22
モリフト入浴用スリング	25
モリフトベーシックシート型スリング	28
モリフト ムーバー180	21
モリフトレイザープロ	33
模擬体験装具 片マヒ体験	109
模擬体験装具 関節リウマチ体験	109
模擬体験装具 こうれいか	108
模擬体験装具 高齢化体験 スマートタイプ	108
模擬体験装具 高齢化体験 ハイパータイプ	109
モンキーススイング(空中ブランコ)	87

や	
ユニバーサルアーム	123
ユニバーサルショルダーストラップ	124
ユニバーサルマウンティングプレート	123

ら	
らくちゃん	68
ラダーウォール	87
ラッサル クッション	71
ラッサル フロートクッション	74
リアライズシェイプ	52
リトルマック	114
ループ付きロングボディタオル[湯快]	149
ループテブ(マジックテブ®メス)	160
レット・リモコンAD	135
両側支柱タイプ	173
ローテーター	88
ロール	99
ロックジョイスティック	125
ロングスイング	87

わ	
ワイヤレスコール	135

[illegible]

ik パシフィックサプライ株式会社

www.p-supply.co.jp

パシフィックサプライ 検索



本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL:072-875-8008 FAX:072-875-8010
東 京 本 社 〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9 TEL:03-5635-5015 FAX:03-5635-5016
札幌営業所 〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東6-2-12 松浦ビル1F TEL:011-218-5801 FAX:011-218-5805
仙台営業所 〒980-0873 宮城県仙台市青葉区広瀬町3-3 ハイアット広瀬町102 TEL:022-227-1820 FAX:022-227-1821
東京営業所 〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9 TEL:03-5635-5015 FAX:03-5635-5016
名古屋営業所 〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西3-5 TEL:0568-34-2696 FAX:0568-34-2697
大阪営業所 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL:072-875-8011 FAX:072-875-8015
福岡営業所 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出2-2-12 TEL:092-641-8151 FAX:092-641-0444

●印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
●予告なく価格及び規格を変更することがあります。

●商品によっては入荷まで日数がかかる場合があります。
●分割払いのお取り扱いについては、係員にご相談ください。

●無断の複製・転用はお断り致します。