



molift[®]

by Etac

モーリフトカタログ
2025.Oct.



k Pacific Supply
Think Possibility



エタック社とは

スウェーデンのストックホルムに本社を置くエタック社は、
移動に制約のある生活者を支援する人間工学に基づいた製品の開発で世界をリードする企業です

molift[®]
by Etac

モーリフトとは

エタック社が提供するモーリフトは、対象者のQ.O.L.向上を目指すと同時に、
介助者に最適なサポートと最適な作業環境を提供できるように設計された介護リフトです



molift[®]
by Etac



製品の設計は、リハビリの専門家と工業デザイナーが協力をして
世界最高レベルでおこなわれています

『介助者に最高のサポートと最適な作業環境を提供する』
つまり、『対象者により多くの時間とエネルギーを集中する』

品質、機能性、信頼性、デザイン、そしてなによりシンプルであることが
対象者の生活と介護者の労働環境を安全で質の高いものにします

モーリフトの魅力



防水性能

IPX 4（防沫型）規格を取得
浴室での利用も可能です



着脱式バッテリー

充電は、バッテリーを抜いて充電器に
差し込むだけです



モーリフトサポートシステム

動作の異常が感知された場合、LEDの点灯や警告音でお知らせします
リフトの動作回数や点検記録の確認も出来ます



緊急降下／緊急停止

万一の事態に備え、アクチュエータを強制的に降下
させたり、一瞬で動作を停止させることが可能です

モーリフトでは、4点ハンガーを基本設計としています



対象者の頭部と上半身に十分なスペースを確保できます

自由でオープンな姿勢による移乗は
とても快適で安心感があります

*mover205は2点ハンガーも選択できます

molift[®]
by Etac



molift smart 150



モーリフトスマート150

コンパクトで軽量、なのに安定した動作
だから必要な場所で活躍できる

耐荷重
150kg



介護テクノロジー



品番 26181001

価格 ¥640,000 (非課税)



スマート150の組み立て方を
動画でご覧いただけます



工具無しで簡単に
折り畳めます
そのまま持ち運び可能



脚部の開閉は簡単に、
そして安全におこなえます



揺れや回転を軽減する特別なハンガーで
利用者の安全をより高いレベルで確保



大径キャスターで
安定した走行が可能



床からの吊上げも簡単に行える

molift[®]
by Etac



専用バッグ(別売 P25)で持ち運びがより楽に
航空機にも預けられるハードタイプ

介護テクノロジー

molift mover 205

モーリフトムーバー205


高い走行性そのままに低床型ベッドに対応します

品番 26181114

価格 ¥790,000 (非課税)



耐荷重
205kg



脚部高さは最大でも58mm、電動で脚部開閉をします



床から高い位置まで幅広い昇降に対応します

2点ハンガーモデル

品番 26181113

価格 ¥790,000 (非課税)



200kgを超える方でも安全に移乗が出来る
 圧倒的な安全性
 大柄な方へのケアが必要な病院や
 介護施設に最適です



握りやすいランド式グリップバーで介護者の力を
 リフト全体にダイレクトに伝えます
 もちろん床からの吊り上げや電動による脚部開閉にも対応

4点ハンガー



2点ハンガー



必要に応じて様々な種類のハンガーを用意
 工具なしで簡単に取り換え可能です



参考例：トイレ用スリング使用時



ループ状ストラップは
姿勢が変化しても
適切な吊り上げを保ちます




モーリフト イージースリング

厚めのパッド生地により安定感のあるスリングシート
広い面で身体を包み込むため、ユーザを快適な状態で吊上げます



装着を動画で
ご覧いただけます



背中と脚部にあるポケットは
装着をサポートします

車椅子での装着



折りたたむことで装着が驚くほど簡単に行えます



ベッドでの装着

身体にフィットするデザインでベッドでの装着もスムーズに行えます



頭部サポート無し

品番	26181054	26181014	26181015	26181016	26181017	26181055
サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
JAN	4524491007288	4524491004256	4524491004263	4524491004270	4524491004287	4524491007905
TAIS	01087-000007					
価格(税込)	¥62,700				¥68,200	¥79,200

品番	26181057	26181018	26181019	26181020	26181021	26181058
サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
JAN	4524491007295	4524491004294	4524491004300	4524491004317	4524491004324	4524491007912
TAIS	01087-000008					
価格(税込)	¥80,300			¥85,800	¥96,800	

〈サイズ表〉 下表の「推奨体重」を目安にサイズをお選びください。

スリング			対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重
XXS	ピンク色 ●	300kg	12~17kg
XS	水色 ●		17~25kg
S	赤色 ●		25~50kg
M	黄色 ●		45~95kg
L	緑色 ●		90~160kg
XL	紺色 ●		160~240kg



頭部サポート有り


モーリフト 入浴用スリング

入浴に適した水抜けの良いメッシュ生地のスリング
座位保持装置やバケットシートなどでも活躍します




イージースリング同様、
装着をサポートするポケット付

頭部サポートなし



品番	26181041	26181040	26181042	26181043	26181044	26181045
サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
JAN	4524491007301	4524491005505	4524491005512	4524491005529	4524491005536	4524491007882
TAIS	01087-000011					
価格(税込)	¥53,900			¥59,400		¥70,400

頭部サポートあり



品番	26181048	26181047	26181049	26181050	26181051	26181052
サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
JAN	4524491007325	4524491005543	4524491005550	4524491005567	4524491005574	4524491007899
TAIS	01087-000012					
価格(税込)	¥62,700			¥68,200		¥84,700



〈サイズ表〉 下表の「推奨体重」を目安にサイズをお選びください。

スリング			対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重
XXS	ピンク色 ●	300kg	12~17kg
XS	水色 ●		17~25kg
S	赤色 ●		25~50kg
M	黄色 ●		45~95kg
L	緑色 ●		90~160kg
XL	紺色 ●		160~240kg

※ベーシックシート型スリングはXXSがありません

モーリフト ベーシックシート型スリング

車椅子や座位保持装置などで取り外さず使用できるスリングシートです
脚部ストラップを交差させることなく包み込むような吊上げが可能です




他のスリング同様、床からの吊上げにも対応
メッシュ生地のため入浴用スリングの代わりに使用頂くことも出来ます
*臥位姿勢以外で着脱することが出来ません




ベーシックシート型スリングの装着を
動画で確認いただけます

品番	26181087	26181088	26181089	26181090	26181121
サイズ	XS	S	M	L	XL
JAN	4524491007318	4524491004812	4524491004829	4524491004836	4524491008049
TAIS	01087-000015				
価格(税込)	¥71,500		¥75,900		¥85,800




モーリフト トイレ用スリング

トイレ介助に最適なスリング
固定力の高いウェストベルトによりズボンの着脱が
安定した状態で容易に行えます



頭部サポートなし

品番	26181091	26181092	26181093	26181094	26181123
サイズ	XS	S	M	L	XL
JAN	4524491004676	4524491004690	4524491004706	4524491004713	4524491008063
TAIS	01087-000064				
価格(税込)	¥85,800			¥91,300	¥96,800



頭部サポートあり

品番	26181095	26181096	26181097	26181098	26181125
サイズ	XS	S	M	L	XL
JAN	4524491004744	4524491004768	4524491004775	4524491004782	4524491008087
TAIS	01087-000065				
価格(税込)	¥93,500			¥99,000	¥104,500

〈サイズ表〉 下表の「推奨体重」を目安にサイズをお選びください。

スリング			対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重
XS	水色 ●	300kg	17~35kg
S	赤色 ●		35~60kg
M	黄色 ●		55~95kg
L	緑色 ●		90~160kg
XL	紺色 ●		160~240kg

※他のスリングと推奨体重が異なります



トイレ用スリングを使いやすいするために 延長ループの提案

トイレ用スリングは延長ループと組み合わせて使用頂くことで、より衣服の着脱が容易に行えます



延長ループ

品番 26181101

価格 ¥22,000 (税込)


※2本/1組での販売となります

使用例1

<通常の吊り方> 外側から大腿部をサポート



<延長ループを使用した吊り方> 内側から大腿部をサポート




トイレ介助が容易

使用例2

<延長ループなし>



<延長ループあり>




特に2点ハンガー使用時に便利です
※トイレ用スリング以外でも使用できます




モーリフト 下肢切断者用スリング

切断者のために開口部を小さくした設計
ウェストベルトは位置調整が可能です



頭部サポートなし

品番	26181061	26181060	26181062	26181063	26181064	26181065
サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
JAN	4524491007929	4524491005420	4524491005437	4524491005444	4524491005451	4524491007936
TAIS	01087-000009					
価格(税込)	¥81,400		¥86,900		¥90,200	¥103,400



頭部サポートあり

品番	26181068	26181067	26181069	26181070	26181071	26181072
サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
JAN	4524491007943	4524491005468	4524491005475	4524491005482	4524491005499	4524491007950
TAIS	01087-000010					
価格(税込)	¥85,800		¥91,300		¥97,900	¥111,100



骨盤が小さな方や
筋力が低下している方にも
最適です

〈サイズ表〉 下表の「推奨体重」および対象者の体型、身長を考慮し、
サイズをお選びください

スリング			対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重
XXS	ピンク色 ●	300kg	12~17kg
XS	水色 ●		17~25kg
S	赤色 ●		25~50kg
M	黄色 ●		45~95kg
L	緑色 ●		90~160kg
XL	紺色 ●		160~240kg

※ディスプレイスリングはXXS、XS、XLがありません

モーリフト ディスポーザブルスリング

短期間での使用を目的とした消耗型タイプのスリング
 1枚ずつパッケージされており、常に衛生的な状態で使用頂けます



※洗濯はできません



ディスポーザブルスリング (10枚セット)

品番	26181084	26181085	26181086
サイズ	S	M	L
価格(税込)	¥108,900		

*本製品は10枚/1箱での販売となります




molift partner 255

モーリフトパートナー

垂直昇降による移乗のご提案
歩行補助に最適なサポートアーム付き

介護テクノロジー

耐荷重
255kg



品番 26181301

価格 ¥1,280,000 (非課税)



使用場面を動画で
確認いただけます

アンビュレーティングベストと使用する場合は、身長179cmまで



サポートアームを簡単に収納



普通のリフトとしても使用可能

モーリフト アンビュレーティングベスト

「動き回る」を目指す方のために
パートナー255と一緒にご利用ください



バックルで簡単に固定し、ウェストをしっかり支えます



専用のリングで状況にあわせた締め付け



股下ストラップは取り外し可能

品番	26181302	26181303	26181304	26181305	26181306	26181307
サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
JAN	4524491007455	4524491007455	4524491007462	4524491007479	4524491007486	4524491007493
価格(税込)			¥74,800		¥77,000	¥83,600

●アンビュレーティングベスト

〈サイズ表〉 下表の「推奨体重」を目安にサイズをお選びください。

スリング			対象者		
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重	ベルト高さ	ウエストサイズ
XXS	ピンク色 ●	300kg	12~17kg	15cm	50~60cm
XS	水色 ●		17~25kg	17cm	60~70cm
S	赤色 ●		25~50kg	19cm	70~90cm
M	黄色 ●		45~95kg	21cm	85~105cm
L	緑色 ●		90~160kg	22cm	100~130cm
XL	紺色 ●		160~240kg	23cm	125~155cm

※ウエストサイズを優先してください


パートナー255以外で
使用する場合はご相談ください

molift Quick Raiser 2


介護テクノロジー

モーリフト クイックレイザー2

自然な立ち上がりをサポートするスタンディングリフト車椅子やトイレ移乗を素早く安全に行えます



耐荷重
160kg



品番 26181009

価格 ¥980,000 (非課税)




クイックレイザー2の操作方法を動画で確認いただけます



脚部は電動で開閉可能



専用スリングの装着は驚くほどシンプル



molift Quick Raiser 1

モーリフト クイックレイザー1

よりコンパクトな取り回しが出来るクイックレイザー

※脚部開閉はできません。

耐荷重
160kg

品番 26181201


価格 ¥850,000 (非課税)

モーリフト イージーレイザーズリング

介護テクノロジー

装着方法はバックルで固定するだけ
わずかな時間で装着できます


臀部支持なし



支持なし

品番	26181022	26181023	26181024	26181025
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491004331	4524491004348	4524491004355	4524491004362
TAIS	01087-000016			
価格(税込)	¥64,900			¥68,200

臀部支持あり




支持あり

品番	26181026	26181027	26181028	26181029
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491004379	4524491004386	4524491004393	4524491004409
TAIS	01087-000017			
価格(税込)	¥86,900			¥93,500

〈サイズ表〉 下表の「推奨体重」および対象者の体型を考慮し、サイズをお選びください

スリング			対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重 200kg	推奨体重
XS	水色 ●		20~30kg
S	赤色 ●		30~50kg
M	黄色 ●		50~90kg
L	緑色 ●		90~160kg

モーリフト クイックレイザー2を使用した排泄介助の流れ





モーリフト レイザープロ

ユーザー自身の能力を活かし立ち上がりをサポート
そのまま移乗も簡単に行えるスタンディングマシン

品番 26181211

価格 ¥198,000 (税込)

耐荷重
170kg



片手でパットの位置調整ができます



片方で左右のブレーキをロック/アンロック



使用場面を動画で
確認いただけます

レイザープロを広げるオプション 活躍場面を広げる

レイザーベルト

バックルで固定する補助ベルトです。
安定して立ち上がる力を補助します。
立位保持中もサポートします。**腰部で支えるためスポンの介助も容易です**

●全長：175cm／バンド長さ：100cm



使用場面を動画で確認いただけます



品番	26181208
JAN	4524491007271
TAIS	01087-000069
価格(税込)	¥38,500

レイザーストラッププラス

座位から立ち上がる際に立ち上がる力を補助します。介助者1or2名それぞれの場面で使用可能です。立位保持中もサポートします

●全長：186cm／バンド長さ：105cm



品番	26181209
JAN	4524491005093
価格(税込)	¥38,500



レイザーソフトハンドル(2本/1組)

握力が弱い方やグリップに手が届きにくい場合にグリップに固定して使用します

品番	26181203
JAN	4524491005031
価格(税込)	¥17,600

モーリフトレイザープロ用 ヒールストラップ

踵を抑えることで、より立ち上がりやすく



品番	26181224
価格(税込)	¥19,800



モーリフトレイザープロ用 ブロック

足の位置が9cm高くなります
130~150cmの方におすすめ



品番	26181223
価格(税込)	¥46,200

モーリフトプラチナクラブ

モーリフト製品を購入時に会員登録頂くことで、
特別なサービスを提供いたします。
これらのサービスはモーリフト製品を長く安全にご使用頂くことを目的としております。
～全ての介助者を腰痛から守り、お客様の快適な移乗を実現する～
そんな私どもの願いを込めたサービスです。



1

初回点検サービス（1年点検）

保証期間を1年から2年に延長します。また、納品後1年以内に機器の無料点検を実施致します。
点検方法は、状況や要望に応じて、訪問、オンライン、お預かりなどによる対応を行います。
部品交換が必要な修理も製品保証対象であれば無料となります。
※誤った使用方法による故障が原因の場合は有料となります。

2

サポートシステム点検サービス 電動リフト全機種対象

モーリフトにはサポートシステムが内蔵されています。（P4参考）
システムがメンテナンス必要と判断した場合、サービスランプの変化や警告音などによりお客様へ
お知らせ致します。その際、弊社までご連絡頂ければ状況に応じた点検を無料で実施いたします。
※点検の結果、修理や部品交換が必要な場合、部品代金・工賃・送料は有料となります。

3

使い方セミナーの実施

リフトを使いこなす事を目的としたセミナーを納品後2回まで無料でを行います。
弊社インストラクターを派遣、もしくはオンラインにより実施いたします。
※2回目のセミナーは初回点検サービスのタイミングで行います。（要相談）
※弊社インストラクターのスケジュール調整にお時間を頂戴する場合がございます。

モーリフトプラチナクラブのサービス詳細や登録方法などは、弊社ホームページでご確認頂けます。
下記QRコードでもご確認頂けます。



molift[®]
by Etac

アクセサリ紹介

モーター用 バッテリー 14.4V Ni-MH

- スマート150
クイックレイザー 1・2
ムーバー180

品番 26181002
 価格 ¥39,600 (税込)
 JAN 4524491004133



モーター用 大型バッテリー 26.4V Ni-MH

- ムーバー205
パートナー255

品番 26181115
 価格 ¥60,500 (税込)
 JAN 4524491007332



モーター用充電器

- 全機種対応

品番 26181106
 価格 ¥60,500 (税込)
 JAN 4524491007370



スマート150専用トラベルケース

- TAISロックに対応した専用
ハードケース

品番 26181008
 価格 ¥198,000 (税込)

サイズ：約W55×D41×H130(cm)
 重量：約13kg



モーター用 コントローラー2ボタン

- スマート150
クイックレイザー 1

品番 26182064
 価格 ¥20,460 (税込)
 JAN 4524491005055



モーター用 コントローラー4ボタン

- ムーバー180
ムーバー205
クイックレイザー 2
パートナー255

品番 26181102
 価格 ¥21,560 (税込)
 JAN 4524491004218



延長ループ (2本入り)

品番 26181101
 価格 ¥22,000 (税込)
 JAN 4524491004669
 TAIS 01087-000066




モーター用 ストラップマーカ
(2個入り)

品番 26181321
 価格 ¥1,980 (税込)



スリングオン
 スリングシート装着用
 スライディングシート



品番 26180326
 価格 ¥64,900 (税込)
 JAN 4524491005390

スペック表

品番	26181001	26181114	26181113
製品名	モーリフト スマート150	モーリフト ムーバー205 (4点)	モーリフト ムーバー205 (2点)
介護テクノロジー 介護テクノロジー 導入支援事業の対象	介護テクノロジー 	介護テクノロジー 	介護テクノロジー 
価格 (非課税)	¥640,000	¥790,000	¥790,000
製品重量	25Kg	38.8Kg	38.8Kg
耐荷重	150Kg	205Kg	205Kg
材質	アルミニウム、スチール		
バッテリー	14.4VNiMH (ニッケル水素) 2.2Ah	26.4VNiMH (ニッケル水素) 2.6Ah	26.4VNiMH (ニッケル水素) 2.6Ah
昇降回数/満充電	30~40回 ※2		
キャスター	75mm×4	前輪: 35mm×6 後輪: 100mm×2	前輪: 35mm×6 後輪: 100mm×2
脚部高さ	110mm	52mm~58mm	52mm~58mm
脚部開閉	手動	電動	電動
その他/共通	防水 IPX4 /モーリフトサポートシステム搭載		
JAN	4524491004126	4524491007349	4524491007356
TAISコード	01087-000063	01087-000070	

※1 モーリフトレイザープロのみ税込
 ※2 500mmの昇降、対象者が75kgの場合
 ※3 キャスターカバー部のみ57mm

26181301	26181009	26181201	26181211
モーリフト パートナー255	モーリフト クイックレイザー2	モーリフト クイックレイザー1	モーリフト レイザープロ
 介護テクノロジー	 介護テクノロジー		
¥1,280,000	¥980,000	¥850,000	¥198,000 ※1
49kg	37kg	32kg	10.7kg
255Kg	160Kg	160Kg	170Kg
アルミニウム、スチール			アルミニウム スチール プラスチック
26.4VNiMH (ニッケル水素) 2.6Ah	14.4VNiMH (ニッケル水素) 2.2Ah	14.4VNiMH (ニッケル水素) 2.2Ah	無し
30~40回 ※2			無し
前輪: 75mm×4 後輪: 100mm×2	前輪: 65mm×2 中央: 100mm×2 後輪: 115mm×2	前輪: 65mm×2 中央: 100mm×2 後輪: 115mm×2	後輪: 75mm×2 前後輪: 30mm×4 中央: 75mm×2
115mm	100mm	70mm	35mm ※3
電動	電動	開閉しない	—
防水 IPX4 / モーリフトサポートシステム搭載			—
4524491007431	4524491004201	4524491005017	4524491005024
01087-000068	01087-000062	—	01087-000055

molift[®]
by Etac

 パシフィックサプライ株式会社

本 社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

札幌営業所 TEL.011-218-5801 FAX.011-218-5805

東京営業所 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016

名古屋営業所 TEL.0568-34-2696 FAX.0568-34-2697

大阪営業所 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015

福岡営業所 TEL.092-641-8151 FAX.092-641-0444



<https://www.p-supply.co.jp/>



Instagram

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。