



NEW ゲニユTrainP3

※2026年1月リニューアル

- ・膝蓋骨パッドにプラスチックパーツを内蔵しホフファ体へアプローチ
- ・ストラップをパッドに内蔵することで、膝蓋骨の外方移動を予防
- ・プラスチックステーにより耐久性が向上
- ・上部にシリコンの滑り止めをつけることでズレを防止
- ・新しい筋弛緩パッドで腸脛靭帯の緊張を緩和



膝蓋骨パッド



調整ストラップ



筋弛緩パッド



サイドステー

カラー：チタン、黒

素材：ポリアミド、TPS-SEBS、
エラストン、綿、ポリウレタン、
ポリエステル、シリコン 他

価格：¥21,000 (税込¥23,100)
左右あり 1個入り

SIZE

	1	2	3	4	5	6	7
大腿部周径 (cm)	35-41	39-46	42-51	47-56	51-60	55-64	59-68
膝蓋骨直下周径 (cm)	27-29	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47

A：膝蓋骨中心から14cm上の大腿部の周径

B：膝蓋骨直下の下腿部の周径

※従来のバージョンと計測位置が異なりますのでご注意ください。

