

革新的なユニバーサルカークッション

# 自動車用体幹サポートクッション ユニバケ<sup>®</sup> 特許申請中

あたりまえの「安全」をすべての方に。  
座席からの転倒リスクを低減します。

自分の筋力で体を支える負担が少なくなるので、乗っていても楽ちん&安心感アップ!

身障ドライバーの  
お父さんも

片麻痺の  
おじいちゃんも

筋力が落ちた  
おばあちゃんも

チャイルドシートを  
卒業した子供たちも

開発：販売元  
NPO法人日本身障運転者支援機構  
東京都青梅市二俣尾3-960-2  
0428-78-7330  
www.hcd-japan.com  
「ユニバケ」で検索♪

日本製  
made in japan オープン価格

日本リハビリテーション工学協会主催  
福祉機器コンテスト2016において  
「優秀賞」を受賞しました。

## 特徴

- ① 車種を選ばず、ほぼすべての座席（運転席・助手席・後部座席）に装着可能です。\*一部特殊構造を除く
- ② 柔らかい素材なのにしっかりホールド。万が一の事故の際の乗員への攻撃性にも配慮しました。
- ③ 純正座席の座り心地と安全性をできるだけ生かした設計です。目線や腰の位置が変化しません。
- ④ 座席脇から展開するサイドエアバック車にも取り付け可能です。
- ⑤ サイドクッションの高さ・幅・サポート力の調整が出来るので、様々な体形や障害の程度に対応します。

## 調整方法

最適なクッション位置は障害の程度や部位、体形や体力等によって千差万別です。本クッションは左右クッション部分の上下位置や幅、厚みの調整が可能な仕様になっております。実際に着座してご自身の最適な取付位置の調整をされることをお勧めします。

## オプション

### ①ダブルサポートクッション

サイドサポートクッションを縦2列につなげ、サポート力を強化できます。重度な筋力低下・麻痺の方に有効です。



## 取付できない車両

- ①ヘッドレストがない座席
- ②座席の背もたれと座面が一体化した座席
- ③ヘッドレスト部が特殊形状をしている座席
- ④車いすには取付できません。



## 日本身障運転者支援機構について

身障ドライバーや医療従事者1300名、医療機関500団体のネットワークを持つ「病気や障害のある方の自動車運転と移動」をテーマに活動する国内最大のボランティア組織です。この製品は、運転や同乗・送迎など、様々な自動車移動における快適性と安全を、当事者の声なき声を生かして開発しました。

**「運転できるだけでうれしい」「乗せてもらえるだけでありがたい」から、「もっと安全に」「もっと楽しく」へ。**

私たちは、これからも様々な革新的な非営利事業を展開し、21世紀の福祉のあり方を模索してゆきたいと考えています。

### 当会の主な非営利事業

- ★免許取得と安全運転支援センター
- ★ドライビングセラピスト地域連携支援センター
- ★日本障害者モータースポーツ協会
- ★ブラインドモータースポーツアソシエーション