

## 装着例



### 紐タイプのスニーカー

紐穴がたくさんあり、生地やソールが厚くもっとも装着しやすい靴



### ビジネスシューズ

革靴で紐穴が少ないタイプは、靴に加工をして装着



### サンダル

クリップ装着部に厚手のストラップがあれば、ストラップにクリップを取り付けて装着



### 登山靴・ブーツなど

ハイカットの靴でも背部の支柱が邪魔せず装着可能

## 交換用部品



カフストラップ・クッションセット

品番 13040120

3,900円(税抜)



レースクリップ(2個) S・Mサイズ

	S	M
品番	13040111	13040110

各850円(税抜)

## オプション

アングルストラップ



品番 13040207

3,000円(税抜)

伸展ストッパーキット



	S	M
品番	13040209	13040208

3,800円(税抜)

製品名	ターボメド	
品番	13040002	13040006
サイズ	S	M
靴のサイズ	約21~26cm(★)	約25.5~28.5cm(★)
重量	約310g	約340g
材質	ポリエチレン、ポリプロピレン、グラスファイバー、アルミニウム(Sのみ) ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル	

★靴のサイズは目安です。靴の形状によって、異なる場合があります。

価格 23,000円(税抜)

※調整費については、取扱店にご相談ください。

製品Webサイト

<https://www.p-supply-turbomed.com/>



## k パシフィックサプライ株式会社

●本社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1  
TEL.072-875-8008

●東京本社 〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9  
TEL.03-5635-5015

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。  
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。  
※価格は、消費税抜きの価格を表記しています。

靴のつま先を持ち上げて、歩行や運動をサポート!



ターボメド FS3000  
エクスターン

