

体幹を科学し、美しい姿勢の創造、
健康寿命の延伸と健やかな
社会づくりに貢献する

東京大学産学協創推進本部支援企業





身体能力を向上させQ.O.Lを高める体幹訓練機器

TRUNK SOLUTION

トランクソリューション

特徴

- 美しい姿勢を心身に教育
- 転倒のリスクである猫背を改善
- インナーマッスルを鍛え、身体能力向上
- 装着も容易で軽量（約1.2kg）
- 動力のないシンプルで安全な構造



- 正しい姿勢が身に付く
- 腹筋を強化し腰痛を予防

仕様

Sサイズ


品番	10032001
大きさ	幅 379 × 高さ 343 × 奥行 251 mm
重量	約1,170g
材料	・フレーム：高強度ステンレス ・その他構成部品：アルミニウム／真鍮／樹脂(ABS) ・ベルト部：人工皮革 ・パッド部：シリコン

Mサイズ

品番	10032002
大きさ	幅 379 × 高さ 403 × 奥行 251 mm
重量	約1,200g
材料	・フレーム：高強度ステンレス ・その他構成部品：アルミニウム／真鍮／樹脂(ABS) ・ベルト部：人工皮革 ・パッド部：シリコン

適用寸法

外観図 (Mサイズ)



Sサイズ

身長	135cm程度～153cm程度
骨盤回りサイズ	70cm程度～105cm程度

Mサイズ

身長	153cm程度～180cm程度
骨盤回りサイズ	70cm程度～105cm程度

※骨盤回りの大きい方(105cm程度～130cm程度)にも対応できるように、オプションベルトとして、前・後のベルトの長いものを販売しています。詳しくはお問い合わせください。

オプションパーツ



トランクソリューション用パッドスペーサー

品番	10032012
希望小売価格	¥3,300(税込)
〈特性〉胸パッドとサイドパッドのフィット感を向上し、より安定してお使いいただけます。	



トランクソリューション用サポートベルト

品番	10032011
希望小売価格	¥5,500(税込)
〈特性〉起立・着座時のトランクソリューションのずれを防止します。	

価格

希望小売価格

¥184,800(税込)

パッドレンタル

1ヶ月 ¥3,300(税込)

3ヶ月 ¥8,800(税込)

<販売代理店>

k. パシフィックサプライ株式会社

大東本社
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072-875-8008 FAX 072-875-8010
<https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ 検索

<販売店>