

ORTOP AFO



*Gait*  
**olution**



ORTOP AFO  
**LH** Long & Hard

GAITSOLUTION Design



**GAIT INNOVATION**



評価用装具  
カタログ  
**CATALOG**

## 評価用オルトトップAFO

ORTOP AFO



### 四半世紀にわたり使い続けられている「オルトトップAFO」の評価用装具

#### 特長

- 足底部のカットラインはMP関節近位までとなります。
- フレキシブルなため違和感が少なく、快適です。
- 足部への適合性を高めた形状をしており、しっかりと足部をホールドすることで安定して歩くことができます。

| 品番   | サイズ(足長)          | 床からの高さ(約) | 種類 | カラー | 価格(税込)  |
|------|------------------|-----------|----|-----|---------|
| 2801 | S (20.5~22.0cm)  | 14.5cm    | 右  | 赤   | ¥52,800 |
| 2802 |                  |           | 左  |     |         |
| 2803 | M (22.5~24.0cm)  | 15.3cm    | 右  |     |         |
| 2804 |                  |           | 左  |     |         |
| 2805 | L (24.5~26.0cm)  | 16.1cm    | 右  |     |         |
| 2806 |                  |           | 左  |     |         |
| 2807 | LL (26.5~27.5cm) | 18cm      | 右  |     |         |
| 2808 |                  |           | 左  |     |         |

## 評価用オルトトップAFO LH

ORTOP AFO  
LH Long & Hard



### オルトトップAFOの制動力を大幅にアップさせた「オルトトップAFO LH」の評価用装具

#### 特長

- オルトトップAFOより底屈制動力がアップしています。
- オルトトップAFOよりトップが高く、足底部のカットラインはMP遠位までとなります。

| 品番   | サイズ(足長)          | 床からの高さ(約) | 種類 | カラー | 価格(税込)  |
|------|------------------|-----------|----|-----|---------|
| 2809 | S (22.0~23.5cm)  | 17cm      | 右  | 緑   | ¥52,800 |
| 2810 |                  |           | 左  |     |         |
| 2811 | M (23.5~25.5cm)  | 19cm      | 右  |     |         |
| 2812 |                  |           | 左  |     |         |
| 2813 | L (25.5~27.5cm)  | 20.5cm    | 右  |     |         |
| 2814 |                  |           | 左  |     |         |
| 2815 | LL (27.5~29.0cm) | 22cm      | 右  |     |         |
| 2816 |                  |           | 左  |     |         |

## 評価用オルトトップAFO LHプラス

ORTOP AFO  
LHプラス



### 背屈補助力を大幅にアップし、背屈を可能な限り制限しない「オルトトップAFO LHプラス」の評価用装具

#### 特長

- 側壁をMP近位までカットした「側壁なしタイプ」となります。
- 足底部のカットラインは足先までとなります。
- トップの高さがオルトトップAFO LHより高くなっています。
- リングストラップが内カン・外カン兼用になっています。

| 品番       | サイズ(足長)          | 床からの高さ(約) | 種類      | カラー | 価格(税込)  |
|----------|------------------|-----------|---------|-----|---------|
| 69060051 | S (22.0~23.5cm)  | 18.5cm    | 右(側壁なし) | 赤紫  | ¥52,800 |
| 69060052 |                  |           | 左(側壁なし) |     |         |
| 69060053 | M (23.5~25.5cm)  | 20cm      | 右(側壁なし) |     |         |
| 69060054 |                  |           | 左(側壁なし) |     |         |
| 69060055 | L (25.5~27.5cm)  | 21.5cm    | 右(側壁なし) |     |         |
| 69060056 |                  |           | 左(側壁なし) |     |         |
| 69060057 | LL (27.5~29.0cm) | 23.5cm    | 右(側壁なし) |     |         |
| 69060058 |                  |           | 左(側壁なし) |     |         |

## 評価用短下肢装具 シューホンタイプ



## 最もベーシックな短下肢装具、シューホンブレース (プラスチック短下肢装具)の評価用装具

### 特長

- 理学療法室の評価用や養成校の介護技術講習用備品として使いやすいように既製品化したシューホンです。
- 高さがSサイズは32cm、Mサイズは35cm、Lサイズは37cmです。

| 品番   | サイズ(足長)(約) | 高さ(約) | 種類 | カラー | 価格(税込)  |
|------|------------|-------|----|-----|---------|
| 2817 | S(22cm)    | 32cm  | 右  | 黄   | ¥59,400 |
| 2818 |            |       | 左  |     |         |
| 2819 | M(24cm)    | 35cm  | 右  |     |         |
| 2820 |            |       | 左  |     |         |
| 2821 | L(27cm)    | 37cm  | 右  |     |         |
| 2822 |            |       | 左  |     |         |

## 評価用短下肢装具 タマラックタイプ



**NEW**

## タマラック継手付きのシューホンブレースの 評価用装具

### 特長

- 理学療法室の評価用や養成校の介護技術講習用備品として使いやすいように既製品化したタマラックタイプの短下肢装具です。
- 高さがSサイズは32cm、Mサイズは35cm、Lサイズは37cmです。

| 品番       | サイズ(足長)(約) | 高さ(約) | 種類 | 価格(税込)  |
|----------|------------|-------|----|---------|
| 69060510 | S(22cm)    | 32cm  | 右  | ¥88,000 |
| 69060511 |            |       | 左  |         |
| 69060512 | M(24cm)    | 35cm  | 右  |         |
| 69060513 |            |       | 左  |         |
| 69060514 | L(27cm)    | 37cm  | 右  |         |
| 69060515 |            |       | 左  |         |

## 評価用短下肢装具 両側支柱タイプ



## 両側金属支柱付き短下肢装具の評価用装具

### 特長

- 理学療法室の評価用や養成校の介護技術講習用備品として使いやすいように既製品化した両側支柱タイプの短下肢装具です。
- 足継手は両側ともダブルクレンザックです。
- カラーが3色(黒・紺・茶)から選ぶことができます。

| 品番        | サイズ(足長)(約) | 種類 | カラー | 価格(税込)   |
|-----------|------------|----|-----|----------|
| 69090137  | S(22cm)    | 右  | 黒   | ¥110,000 |
| 69090138  | M(24cm)    |    |     |          |
| 69090139  | L(27cm)    |    |     |          |
| 69090140  | S(22cm)    | 左  |     |          |
| 69090141  | M(24cm)    |    |     |          |
| 69090142  | L(27cm)    |    |     |          |
| 69090143~ | S / M / L  | 右  | 紺   |          |
| 69090146~ | S / M / L  | 左  |     |          |
| 69090149~ | S / M / L  | 右  | 茶   |          |
| 69090152~ | S / M / L  | 左  |     |          |



## ゲイトソリューション

### 下肢装具用足継手「ゲイトソリューション」

人間の歩き方を客観的な評価をふまえて分析する「歩行分析」。

ゲイトソリューションは100名以上の片麻痺者の「歩行分析」の結果に基づいて開発されました。

歩行中の下肢の動きをコントロールして、より自然に歩くことを目的に誕生した新しい概念の装具です。

プラスチックシューホンタイプ、金属支柱タイプ、ゲイトソリューションデザインの3種類の評価用装具を準備しています！

#### 特長

- ①底屈制動：立脚初期の足関節背屈筋の遠心性収縮の機能を補助する。
- ②背屈フリー：ヒールロッカー以降の運動を妨げない。
- ③背屈補助：遊脚期に床とのクリアランスを確保する。

## 評価用ゲイトソリューションデザイン R-1

歩きやすさと快適さ、美しいデザインを考えられた装具「ゲイトソリューションデザインR-1」の評価用装具



#### 特長

- 装着のしやすいリアエントリー
- 装具を気にせず、ライフスタイルにふさわしい靴を選ぶことができ、リハビリテーションの場面においても様々な靴に使用いただけます。

#### <適応目安>

|      | Sサイズ      | Mサイズ      | Lサイズ      |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 目安身長 | 145～150cm | 155～170cm | 170～180cm |
| 目安足長 | 21～23cm   | 23～26cm   | 26～28cm   |

#### <体重制限> 90kg

| 品番       | サイズ(足長)   | 種類 | 価格(税込)   |
|----------|-----------|----|----------|
| 69060021 | S(23.0cm) | 右  | ¥165,000 |
| 69060022 |           | 左  |          |
| 69060023 | M(26.0cm) | 右  |          |
| 69060024 |           | 左  |          |
| 69060025 | L(28.0cm) | 右  |          |
| 69060026 |           | 左  |          |

## 評価用ゲイトソリューション プラスティックタイプ

下肢装具用足継手「ゲイトソリューション」を使用したシューホンタイプの評価用装具



| 品番       | サイズ(足長)   | 種類 | カラー | 価格(税込)   |
|----------|-----------|----|-----|----------|
| 69090100 | S(23.5cm) | 右  | 青   | ¥168,300 |
| 69090102 | M(25.5cm) |    |     |          |
| 69090103 | L(27.5cm) |    |     |          |
| 69090104 | S(23.5cm) | 左  |     |          |
| 69090105 | M(25.5cm) |    |     |          |
| 69090106 | L(27.5cm) |    |     |          |

## 評価用ゲイトソリューション 金属支柱タイプ

下肢装具用足継手「ゲイトソリューション」を使用した金属支柱タイプの評価用装具

足継手の外側にはゲイトソリューション、内側にはダブルクレンザックを使用しています。



| 品番       | サイズ(足長) | 種類 | カラー | 品番       | サイズ(足長) | 種類 | カラー | 品番       | サイズ(足長) | 種類 | カラー |
|----------|---------|----|-----|----------|---------|----|-----|----------|---------|----|-----|
| 69090155 | S       | 右  | 黒   | 69090161 | S       | 右  | 紺   | 69090167 | S       | 右  | 茶   |
| 69090156 | M       |    |     | 69090162 | M       |    |     | 69090168 | M       |    |     |
| 69090157 | L       |    |     | 69090163 | L       |    |     | 69090169 | L       |    |     |
| 69090158 | S       | 左  |     | 69090164 | S       | 左  |     | 69090170 | S       |    |     |
| 69090159 | M       |    |     | 69090165 | M       |    |     | 69090171 | M       |    |     |
| 69090160 | L       |    |     | 69090166 | L       |    |     | 69090172 | L       |    |     |
| 価格(税込)   |         |    |     | ¥168,300 |         |    |     |          |         |    |     |

## 装具用ルームシューズ

### ゲイトフィックス

家屋内でも装具を装着し安全に歩行が行えるように装具に対応したルームシューズです。



#### 特長

- ゆとりのあるトゥボックスで足指の圧迫を軽減します。
- しっかりとした踵部で包み込むように踵をホールド
- 甲ベルトが足と密着させ、歩行の安定性を高めます。
- 内側はムレにくいメッシュ素材を使用しています。
- 1セット左右1対となります。

| 品番       | サイズ(足長)    | 価格(税込) |
|----------|------------|--------|
| 69490001 | S(21~23cm) | ¥5,990 |
| 69490002 | M(23~26cm) |        |
| 69490003 | L(26~28cm) |        |



リハビリテーションの時間を有効に使っていただくための短い時間で調節できる評価用長下肢装具

脳卒中において、早期からの装具を用いた歩行リハビリテーションは、脳卒中ガイドライン2015からグレードAとして強く推奨されています。  
本製品は早期装具療法の重要性を考慮し、調整のハードルを下げながら早期の歩行リハビリテーションを行うことができるように設計された評価用長下肢装具です。



① 選べる継手

【膝継手】

リングロック    ダイヤルロック    SPEX



【足継手】

ゲイトソリューション + W クレンザック    W クレンザックのみ




② センターフィックスシステム

大腿カフのノブを回すことで周径調節が可能です。




③ ハイトアジャストシステム

支柱とカフがスライドし、簡単なレバー操作でロックと解除が可能です。下腿カフ、膝関節、大腿カフの高さを短時間で調整することができます。



④ 足部のホールド

足首のベルトを締め込むことでかかとをホールドする機構を採用。安定して歩行できます。




⑤ お手入れ

カフや足部の素材は水拭きや除菌剤の使用が可能な素材を採用しています。複数の方が使用される装具だからこそ、しっかりと簡単にお手入れができるようにしています。  
※水洗い（丸洗い）はできません。

オプション

ゲイトイノベーション下腿パッド

下腿周径が適合しない場合に、ハイトアジャストシステムに取り付けることで周径の調整を可能にします。パッドの厚みは7mm、10mm、13mmの3種類です。




装具と下腿の隙間にパッドを入れて調節します。



取付方法

※ゲイトイノベーション下腿パッドは標準で本体に付属となりましたが、引き続きオプションとしてもご購入いただけます。



### ●高さや周径の測定目安位置

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| ① 大腿外側    | 大腿骨大転子2~3cm<br>遠位~膝蓋骨中央の高さ |
| ② 大腿内側    | 会陰部2~3cm<br>遠位~膝蓋骨中央の高さ    |
| ③ 床から膝軸まで | 膝蓋骨中央~床面までの高さ              |
| ④ 大腿近位周径  | 大腿骨大転子2~3cm<br>遠位~膝蓋骨中央の高さ |
| ⑤ 下腿周囲    | 膝骨頭2~3cm 下方の周径             |
| ⑥ 足部覆い    | 足長                         |

### 身長 (目安)

| サイズ | S         | M         |
|-----|-----------|-----------|
| 身長  | 140~160cm | 155~175cm |

### 装具の調整範囲

| サイズ       | S           | M        |
|-----------|-------------|----------|
| ① 大腿外側高   | 26~30cm     | 32~36cm  |
| ② 大腿内側高   | 19~23cm     | 25~29cm  |
| ③ 床から膝軸まで | 38.5~46.5cm | 42~51cm  |
| ④ 大腿近位周径  | 35~44cm     | 43~52cm  |
| ⑤ 下腿周囲径   | 28~44cm     | 33~39cm  |
| ⑥ 足部覆い    | 24cm        | 26or28cm |
| 全高        | 64.5~76.5cm | 74~87cm  |

製品ラインナップと本体価格 ※本体にはゲイトイノベーション下腿パッドが標準で付属しています。

| 品番       | 仕様                                      | サイズ(足長)   | 価格(税込)   | 品番       | 仕様                                   | サイズ(足長)   | 価格(税込)   |
|----------|---|-----------|----------|----------|--------------------------------------|-----------|----------|
| 69508001 | 膝継手<br>-ダイヤルロック<br>足継手<br>-GS・ダブルクレンザック | 右S (24cm) | ¥346,500 | 69508019 | 膝継手<br>-リングロック<br>足継手<br>-ダブルクレンザック  | 右S (24cm) | ¥248,600 |
| 69508002 |   | 左S (24cm) |          | 69508020 |                                      | 左S (24cm) |          |
| 69508003 |   | 右M (26cm) |          | 69508021 |                                      | 右M (26cm) |          |
| 69508004 |   | 右M (28cm) |          | 69508022 |                                      | 右M (28cm) |          |
| 69508005 |   | 左M (26cm) |          | 69508023 |                                      | 左M (26cm) |          |
| 69508006 |   | 左M (28cm) |          | 69508024 |                                      | 左M (28cm) |          |
| 69508007 | 膝継手<br>-リングロック<br>足継手<br>-GS・ダブルクレンザック  | 右S (24cm) | ¥290,400 | 69508025 | 膝継手<br>-SPEX<br>足継手<br>-GS・ダブルクレンザック | 右S (24cm) | ¥369,600 |
| 69508008 |   | 左S (24cm) |          | 69508026 |                                      | 左S (24cm) |          |
| 69508009 |   | 右M (26cm) |          | 69508027 |                                      | 右M (26cm) |          |
| 69508010 |   | 右M (28cm) |          | 69508028 |                                      | 右M (28cm) |          |
| 69508011 |   | 左M (26cm) |          | 69508029 |                                      | 左M (26cm) |          |
| 69508012 |   | 左M (28cm) |          | 69508030 |                                      | 左M (28cm) |          |
| 69508013 | 膝継手<br>-ダイヤルロック<br>足継手<br>-ダブルクレンザック    | 右S (24cm) | ¥292,600 | 69508031 | 膝継手<br>-SPEX<br>足継手<br>-ダブルクレンザック    | 右S (24cm) | ¥355,300 |
| 69508014 |   | 左S (24cm) |          | 69508032 |                                      | 左S (24cm) |          |
| 69508015 |   | 右M (26cm) |          | 69508033 |                                      | 右M (26cm) |          |
| 69508016 |   | 右M (28cm) |          | 69508034 |                                      | 右M (28cm) |          |
| 69508017 |   | 左M (26cm) |          | 69508035 |                                      | 左M (26cm) |          |
| 69508018 |   | 左M (28cm) |          | 69508036 |                                      | 左M (28cm) |          |

### 交換パーツ (膝継手)

| 品番       | 仕様                    | サイズ | 価格(税込)   |
|----------|-----------------------|-----|----------|
| 69508051 | ゲイトイノベーション用膝継手ダイヤルロック | 右S  | ¥81,400  |
| 69508052 | ゲイトイノベーション用膝継手ダイヤルロック | 左S  |          |
| 69508053 | ゲイトイノベーション用膝継手ダイヤルロック | 右M  |          |
| 69508054 | ゲイトイノベーション用膝継手ダイヤルロック | 左M  |          |
| 69508055 | ゲイトイノベーション用膝継手リングロック  | 右S  | ¥26,400  |
| 69508056 | ゲイトイノベーション用膝継手リングロック  | 左S  |          |
| 69508057 | ゲイトイノベーション用膝継手リングロック  | 右M  |          |
| 69508058 | ゲイトイノベーション用膝継手リングロック  | 左M  |          |
| 69508076 | ゲイトイノベーション用膝継手SPEX    | 右S  | ¥130,900 |
| 69508077 | ゲイトイノベーション用膝継手SPEX    | 左S  |          |
| 69508078 | ゲイトイノベーション用膝継手SPEX    | 右M  |          |
| 69508079 | ゲイトイノベーション用膝継手SPEX    | 左M  |          |

### 交換パーツ (足部)

| 品番       | 仕様                   | サイズ(足長)  | 価格(税込)  |
|----------|----------------------|----------|---------|
| 69508071 | ゲイトイノベーション用足部GS      | 右 (24cm) | ¥94,600 |
| 69508072 | ゲイトイノベーション用足部GS      | 左 (24cm) |         |
| 69508059 | ゲイトイノベーション用足部GS      | 右 (26cm) |         |
| 69508060 | ゲイトイノベーション用足部GS      | 右 (28cm) |         |
| 69508061 | ゲイトイノベーション用足部GS      | 左 (26cm) |         |
| 69508062 | ゲイトイノベーション用足部GS      | 左 (28cm) |         |
| 69508069 | ゲイトイノベーション用足部Wクレンザック | 右 (24cm) | ¥50,600 |
| 69508070 | ゲイトイノベーション用足部Wクレンザック | 左 (24cm) |         |
| 69508063 | ゲイトイノベーション用足部Wクレンザック | 右 (26cm) |         |
| 69508064 | ゲイトイノベーション用足部Wクレンザック | 右 (28cm) |         |
| 69508065 | ゲイトイノベーション用足部Wクレンザック | 左 (26cm) | ¥50,600 |
| 69508066 | ゲイトイノベーション用足部Wクレンザック | 左 (28cm) |         |

### オプション

| 品番       | 仕様              | 価格(税込) |
|----------|-----------------|--------|
| 69508094 | ゲイトイノベーション下腿パッド | ¥4,840 |

パットレンタル

3ヶ月 ¥15,400(税込)



## T-サポート

下肢装具療法の治療効果をより高いものにするために

### T-Supportとは

T-Supportは、脳卒中片麻痺患者の下肢装具を用いた歩行トレーニング時に併用することで、従来よりもより高い治療効果を得られることが期待できる、まったく新しい歩行補助具です。

構造はシンプルで、体幹機能をサポートするベストと、そこに取り付ける弾性バンドからできており、これにより立脚期では下肢の支持性を向上させ、遊脚期にはスイングを補助します。

使用場面は幅広く、急性期・回復期・維持期、長下肢装具から短下肢装具使用時まで、様々な状況でお使いいただけます。



Tサポートの使い方動画はQRコードよりご覧ください。



本製品は、宝塚リハビリテーション病院中谷知生先生ご指導のもと、川村義肢株式会社が開発を担当した商品です。

詳しい開発経緯については開発者の中谷氏が執筆された卒中八策もしくは開設されているWebページ (<http://ryouhoushi.net/page4>)をご参照ください。また、製品に関するお問い合わせは弊社までご連絡ください。



弾性バンド

イエローグリーン

グレー

| 品番       | 適応範囲                 | 色        | 内容               |
|----------|----------------------|----------|------------------|
| 69131001 | <身長><br>155~175cm程度  | イエローグリーン | ベスト×1<br>弾性バンド×2 |
| 69131002 | <骨盤周囲><br>70~105cm程度 | グレー      |                  |
| 価格(税込)   |                      | ¥63,800  |                  |


## オプション

### 後方介助パッド

麻痺側臀部に後方介助パッドを用いる事で、後方介助動作伝達を行いやすくなります。



| 品番       | 価格(税込)  |
|----------|---------|
| 69131013 | ¥13,200 |



### やさしさベルト

体幹ベスト部分に装着することで体幹部が安定し、介助歩行が行いやすくなります。



| 品番       | 価格(税込)  |
|----------|---------|
| 69131010 | ¥16,720 |




## トランクソリューションCORE

正しい姿勢をを促し、身体能力・運動能力を高める体幹訓練機器

### トランクソリューションとは

- トランクソリューション®は装着することにより、体幹を伸展、骨盤を前傾させ、かつインナーマッスルの活動を促す体幹訓練機器です。
- モーターなどの能動的な動力を用いずに装着者の姿勢が美しく保持されます。
- 且つ、体幹機能の活動を促し、身体能力及び運動能力を向上させる画期的な訓練機器です。

詳しくは、トランクソリューション株式会社のHPをご覧ください。



| 品番       | サイズ | 大きさ                | 重量      | 身長              | 身長             | 価格(税込)   |
|----------|-----|--------------------|---------|-----------------|----------------|----------|
| 10032001 | S   | 幅379×高さ343×奥行251mm | 約1,170g | 135cm程度～153cm程度 | 70cm程度～105cm程度 | ¥184,800 |
| 10032002 | M   | 幅379×高さ403×奥行251mm | 約1,200g | 153cm程度～180cm程度 | 70cm程度～105cm程度 |          |

※骨盤回りの大きい方(105cm程度～130cm程度)にも対応できるように、オプションベルトとして、前・後のベルトの長いものを販売しています。詳しくはお問い合わせください。

**パットレンタル** 1ヶ月 ¥3,300(税込) 3ヶ月 ¥8,800(税込)

※サポートベルトとパッドスペーサーが付属しています

## オプション

### トランクソリューション用サポートベルト

**特長** 起立・着座時のトランクソリューションのずれを防止します。

| 品番       | 仕様                          | 価格(税込) |
|----------|-----------------------------|--------|
| 10032011 | トランクソリューション用サポートベルト(2本1セット) | ¥3,300 |



### トランクソリューション用パッドスペーサー

**特長** 胸パッドとサイトパッドのフィット感を向上し、より安定してお使いいただけます。

| 品番       | 仕様                            | 価格(税込) |
|----------|-------------------------------|--------|
| 10032012 | トランクソリューション用パッドスペーサー(胸・サイド左右) | ¥5,500 |



※パッドスペーサーは標準で本体に付属しています。

## 評価用短下肢装具セット A <脳卒中リハビリテーション向け>

|        |                     | ゲイトソリューション<br>デザイン<br>R-1  | ゲイトフィックス  | ゲイトソリューション<br>金属支柱タイプ   | オルトトップ<br>AFO  | オルトトップ<br>AFO-LH   |
|--------|---------------------|--|---|---|--|--|
| ベーシック  | Sサイズセット<br>69061109 |   |    | —   |   |   |
|        | Mサイズセット<br>69061110 |  |   |   |  |  |
|        | Lサイズセット<br>69061111 |  |   |   |  |  |
| スタンダード | Sサイズセット<br>69061113 |   |    |   |   |   |
|        | Mサイズセット<br>69061114 |  |   |   |  |  |
|        | Lサイズセット<br>69061115 |  |   |   |  |  |
| アドバンス  | Sサイズセット<br>69061117 |  |  |  |  |  |
|        | Mサイズセット<br>69061118 |  |   |   |  |  |
|        | Lサイズセット<br>69061119 |  |   |   |  |  |

## 評価用短下肢装具セット B <運動器リハビリテーション向け>

|        |                     | ゲイト<br>ソリューション<br>デザイン R-1  | ゲイトフィックス  | オルトトップ<br>AFO   | オルトトップ<br>AFO-LH  |
|--------|---------------------|---|---|---|---|
| ベーシック  | Sサイズセット<br>69061101 | —   | —   |  |  |
|        | Mサイズセット<br>69061102 |   |   |   |   |
|        | Lサイズセット<br>69061103 |   |   |   |   |
| スタンダード | Sサイズセット<br>69061105 |  |  |  |  |
|        | Mサイズセット<br>69061106 |   |   |   |   |
|        | Lサイズセット<br>69061107 |   |   |   |   |

※個人用装具として区別するため、評価用短下肢装具は実製品と色や配色を異なる仕様になっています。予めご了承ください。

※1.装具/ゲイトフィックス：左右各1個、Tサポート：後方介助パッド付、トランクソリューションコア：スペーサー・サポートベルト付。

| オルトトップ<br>AFO-LH<br>プラス   | ゲイトソ<br>リューション<br>プラスチック<br>タイプ  | シューホン  | Tサポート   | トランク<br>ソリューション<br>CORE  | 価格(税込)<br>各サイズ                        |
|---|--|--|---|--|---------------------------------------|
| —   | —  | —  | —   | —  | 495,000円<br><b>お得!</b><br>-52,190円    |
|   | —  | —  | <br>※1 オプションパーツ込み  | —  | 990,000円<br><b>お得!</b><br>-76,390円    |
|  |  |  | <br>※1 オプションパーツ込み | <br>※1 オプションパーツ込み | 1,485,000円<br><b>お得!</b><br>-230,390円 |

| オルトトップ<br>AFO-LH<br>プラス   | シューホン   | 両側金属支柱  | トランク<br>ソリューション<br>CORE   | 価格(税込)<br>各サイズ                        |
|---|---|---|---|---------------------------------------|
|  |  | —   | —   | 396,000円<br><b>お得!</b><br>-39,600円    |
|  |  |  | <br>※1 オプションパーツ込み | 1,045,000円<br><b>お得!</b><br>-140,190円 |

## パシフィックサプライ株式会社

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL:072-875-8008 FAX:072-875-8010  
東 京 本 社 〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9 TEL:03-5635-5015 FAX:03-5635-5016  
札幌営業所 〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東6-2-12 松浦ビル1F TEL:011-218-5801 FAX:011-218-5805  
東京営業所 〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9 TEL:03-5635-5015 FAX:03-5635-5016  
名古屋営業所 〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西3-5 TEL:0568-34-2696 FAX:0568-34-2697  
大阪営業所 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL:072-875-8011 FAX:072-875-8015  
福岡営業所 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出2-2-12 TEL:092-641-8151 FAX:092-641-0444

<https://www.p-supply.co.jp>

パシフィックサプライ 検索 



- 印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
- 予告なく価格及び規格を変更することがあります。
- 商品によっては入荷まで日数がかかる場合があります。
- 分割払いのお取り扱いについては、係員にご相談ください。
- 無断の複製・転用はお断り致します。